

BRUKSANVISNING  
FOR  
LØFTESEIL  
GULDMANN ABC SEIL



Medema Norge AS

Tlf. 815 32 400



Innholdsfortegnelse

<b>1. Monteringsanvisning</b>	<b>2</b>
<b>2. Bruksanvisning</b>	<b>2</b>
<b>3. Feilsøking</b>	<b>11</b>
<b>4. Servicepunkt</b>	<b>11</b>

## **1. Monteringsanvisning**

Guldmann ABC-seil leveres ferdig til bruk med alle aktuelle data påmontert seilet.


## **2. Bruksanvisning**

Se vedlagt bruksanvisning for påmontering av seilet, tilsvarende bruksanvisning medfølger alle seil fra V. Guldmann A/S.

## Active MicroPlus

---




La seilet ligge på brukers skulder og på rullestolens ryggpolstring og drivringer



Be brukeren lene seg frem/”dytt” brukeren frem og la seilet gli ned til spissen av skulderbladene



Før de øverste stroppene frem under armhulen sammen med støttebeltet. Dog ikke høyere opp enn at det er plass til to fingre mellom seil og armhule



Støttebelte brukt utvendig på seilet: Er støttebeltet stramt gir det mer støtte omkring overkropp. Støtter omkring øvre rygg ved skulder, omkring siden av brystkassen samt høyt oppe på låret tett ved skrittet.

Støttebelte brukt innvendig i seilet: Støtter omkring øvre rygg ved skulder, omkring brystkasse samt høyt oppe på låret ved skrittet.

Plasser benstropperne under låret så tett på skrittet som mulig. Husk å utføre løftet med bena og ikke med armer og rygg

Sjekk at de øverste løftestroppene passer med benstroppenes lengde, slik at brukeren ikke ”knekkes” sammen over hofteløddet. Hvis du skal løfte en bruker med en lav kroppstønu kan du med fordel støtte på begge knær når du utfører løftet

## Active Trainer

---


Legg seilet på forfra og la brukeren stikke armene gjennom løftestroppene. Kryss deretter støttestroppene over i motsatte ring

Hvis benstroppene benyttes, føres de inn under lårene og opp mot skritt. Deretter ”klikkes”/ spennes fast i selve seilet. Vær oppmerksom på at benstroppene har riktig lengde, slik at de ikke strammer i skrittet

1




2




3



4



5



6



Sjekk at løfte- og støtte-stroppene er korrekt plassert

Deretter plasseres de på løftebøylen. Vær oppmerksom på at støttestroppene er strammet korrekt til

La brukeren lene seg fremover og få vektbearing på brystkassen. Aktiver takheisen.

Vær oppmerksom på å ikke kjøre løftebøylen for langt opp slik at du løfter brukeren

## Basic High

---


La seilet ligge på brukers skulder og på rullestolens ryggpolstring og drivringer

1



La brukeren lene seg frem/”dytt” brukeren frem. Stikk hånden ned i seilets lomme og la hånden følge brukers ryggstøyle til du kjenner sitteputen ved halebeinet

2




La din hånd gli inn mellom seilets underside og brukers hofte inne ved rullestolens ryggpolstring og press seilet ned til puten. La hånden bli der og trekk benstroppen frem mot kneet.

3



4



5



6



Plasser benstroppene vinkelrett under låret. Husk å løfte med bena og ikke armer og rygg. Hvis benene er for tunge til å løfte skal du i stedet la benstroppene gli inn under låret ved å presse den ene hånden flatt ned mot stoffet mens den andre trekker seilet på plass. Plasser din ene utstrakte hånd mellom seilet og låret med håndflaten ned. Stå i bredbeint stilling og jobb med vektoverføring.

Sjekk at ryggstroppene passer med benstroppenes lengde slik at man ikke løftes først i benstroppene eller ryggstroppene. Selve løftet skal foregå samtidig i stroppene.

Støtt eventuelt brukeren lett på oversiden av kneet.

## Basic Basic

---

La seilet ligge på brukers skulder og på rullestolens ryggpolstring og drivringer

1



La brukeren lene seg frem/”dytt” brukeren frem. Stikk hånden ned i seilets lomme og la hånden følge brukers ryggspøyle til du kjenner sitteputen ved halebeinet

2




La din hånd gli inn mellom seilets underside og brukers hofte inne ved rullestolens ryggpolstring og press seilet ned til puten. La hånden bli der og trekk benstroppen frem mot kneet.

3



4



Plasser benstroppene vinkelrett under låret. Husk å løfte med bena og ikke i armer og rygg. Hvis benene er for tunge til å løfte skal du i stedet la benstroppene gli inn under låret ved å presse den ene hånden flatt ned mot stoffet mens den andre trekker seilet på plass. Plasser din ene hånd utstrakt mellom seilet og låret med håndflaten ned. Stå i bredt-stående stilling og arbeid med vektoverføring. Hvis benene er meget tunge, la en kollega løfte dem mens du plasserer benstroppene

5



Sjekk at ryggstroppene passer med benstroppenes lengde, slik at det ikke løftes først i benstroppene eller i ryggstroppene. Selve løftet skal foregå samtidig i stroppene

6



Støtt evt. brukeren lett på oversiden av kneet

## Basic Low

---

La seilet ligge på brukers skulder og på rullestolens ryggpolstring og drivringer

1



La brukeren lene seg frem/”dytt” brukeren frem. Stikk hånden ned i seilets lomme og la hånden følge brukers ryggspøyle til du kjenner sitteputen ved halebeinet

2




La din hånd gli inn mellom seilets underside og brukers hofte inne ved rullestolens ryggpolstring og press seilet ned til puten. La hånden bli der og trekk benstroppen frem mot kneet.

3



4



5



6



Plasser benstroppene vinkelrett under låret. Husk å løfte med bena og ikke i armer og rygg. Hvis benene er for tunge til å løfte skal du i stedet la benstroppene gli inn under låret ved å presse den ene hånden flatt ned mot stoffet mens den andre trekker seilet på plass. Plasser din ene hånd utstrakt mellom seilet og låret med håndflaten ned. Stå i bredt-stående stilling og arbeid med vektoverføring. Hvis benene er meget tunge, la en kollega løfte dem mens du plasserer benstroppene

Sjekk at ryggstroppene passer med benstroppenes lengde, slik at det ikke løftes først i benstroppene eller i ryggstroppene. Selve løftet skal foregå samtidig i stroppene

Støtt evt. brukeren lett på oversiden av kneet Det er brukers funksjonsnivå som avgjør om armene skal plasseres innenfor eller utenfor seilet. En person med en halvsidig lammelse skal f.eks. alltid ha den lamme armen understøttet/innenfor seilet.

## Custom Amputee

---

La seilet ligge på brukeren skulder og på rullestolens ryggpolstring og drivringer

1



La brukeren lene seg frem/"dytt" brukeren frem. Stikk hånden ned i seilets lomme og la hånden følge brukeren ryggstøyle til du kjenner sitteputen ved halebeinet

2




La hånden din gli inn mellom seilets innerside og brukeren hofte inne ved rullestolens rygg-polstring og press seilet ned til overkant pute. La hånden bli der og trekk benstroppen frem mot "kneet" med den ledige hånden

3



4



5



Begynn alltid med å legge benstroppen på den siden hvor stumpen er kortest. Len brukeren/dytt brukeren over mot motsatte side. Press benstroppen inn under brukeren med flate hender. Len/dytt brukeren over til motsatte side og gjenta prosessen.

Når begge benstroppene er plassert under brukeren, føres den øverste ben-stroppen i den innvendige "låsestroppen" og den nederste ben-stroppen føres inn i den utvendige "låsestroppen".

Det betyr at den ben-stroppen som man begynner med alltid skal i den innvendige låsestroppen.

Når brukeren blir løftet vil han automatisk bli tilbaketrent. Dette skjer for å hindre at brukeren faller ut av seilet.




## Custom Sit-On High


---

Sit-On seilene skal alltid rulles på i liggende stilling. Kryss eller bøy det ene benet over mot den siden du ønsker å rulle brukeren til. La brukeren legge samme sides arm over brystkassen. Be om at brukeren snur hodet til samme side


1




2



3




4



5



6



Du kan med fordel aktivere delingen av liggeflaten slik at brukeren blir løftet fra sittende stilling

Du kan også med fordel aktivere delingen av liggeflaten når brukeren skal tilbake til sengen. Dermed sikrer du deg, at brukeren blir plassert korrekt i sengen

## Custom Sit-On


---

Sit-On seilene skal alltid ruller på i liggende stilling. Kryss eller bøy det ene benet over mot den siden du ønsker å rulle brukeren til. La brukeren legge samme sides arm over brystkassen. Be om at brukeren snur hodet til samme side


Underkant seilet skal plasseres to fingerbredder fra fingerbredden fra knehasen. Overkant seilet skal støtte skulder

Delingen på sengen aktiveres før løftestroppene monteres på løftebøylen

1




2




3



4



5



Løft med Sit-On seilet skal alltid foregå fra en sittende stilling til en annen sittende stilling uansett om det er et løft fra f.eks. seng til rullestol

### 3. Feilsøking

Sjekk løftestropper for rifter eller slitasjeskader.	<b>Ved feil, ta seilet umiddelbart ut av bruk !</b>
Sjekk sømmer for feil eller skader.	<b>Ved feil, ta seilet umiddelbart ut av bruk !</b>
Sjekk seilstoff for rifter eller slitasjeskader.	<b>Ved feil, ta seilet umiddelbart ut av bruk !</b>

### 4. Servicepunkt

---

**Forhandler:** **Medema Norge AS**  
**Postboks 133**  
**1483 Skytta**

**Tlf.: 815 32 400**

---

**Utlevert av:**

---

**Serviceverksted:**

---

