

GRIP™ for iSwitch / USB Switch

Manual v. 1

Grip en bryterholder montert på en håndskinne.
Den brukes til å sikre en bryter i en stabil stilling .

Den er laget med tanke på personer som ikke er i stand
til å bruke brytere med tradisjonelle monteringsløsninger .

Håndskinnen passer de fleste over ni år.

Bryter kjøpes separat.




Fig 1




Fig 2




Fig 3

Merk!

* Bruk er ikke anbefalt for personer med ukontrollerte muskel - kontraksjoner som setter brukeren i fare for å skade seg selv. Likeså om feilstillinger i ledd utgjør en helseisiko ved bruk av Grip.

* Håndskinnen er ikke ment for medisinsk bruk .

* Sjekk om det er behov for avlasting eller pute hvis brukeren hviler skinnen mot kroppen.

Total vekt: 150 g
Maks lengde: 340 mm
Min lengde: 270 mm
Bredde: 88 mm

Skinne
Lengde: 210 mm
Bredde: 88 mm

Bruk:

- 1 Monter delene som vist i figur 1. Fest de tre skruene løst.
- 2 Fjern de 2 skruene på bryteren merket med piler i figur. 2 med en liten stjerneskrutrekker. Oppbevar skruene på et trygt sted. (De opprinnelige skruene må monteres igjen hvis bryteren skal brukes senere uten Grip.)
- 3 Sett bryterholderen på bryteren som vist på fig. 3.
- 4 Monter de to lange skruene i bryterholderen og bryteren, og fest de med liten stjerneskrutrekker.
- 5 Etter at bryteren er montert, plasser hånden i håndskinnen og fikser armen med de to reimene. Den kortere reimene brukes ved håndleddet. Fikser stroppene slik at håndskinnen gir støtte og komfort på samme tid. Dersom reimene er for lange, er det mulig å klippe de kortere med en saks.
- 6 Skyv bryterholderen i en posisjon, som muliggjør god kontroll over bryteren, samtidig som fingrer ikke kan fastne i bryterholderen. Bryterholderen kan monteres i tre forskjellige stillinger. Høyden av bryter blir deretter forandret. Når en passende stilling er oppnådd, stram til festeskrueene med en standard stjerne skrutrekker.

Merk!

- * Det er ikke nødvendig å stramme skruene veldig hardt. Overdreven makt kan skade gjengene.
- * Når du bruker Grip de første gangene, fjern håndskinnen fra hånden etter 10 minutter. Inspiser hånden og armen for trykkmerker og vurder om brukstiden kan økes.
- * Ikke bruk alkohol eller andre løsemidler til å rengjøre delene. Bruk såpe og vann.