

Brukerveiledning

Glidelaken Stretch

KOMBINASJONER:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Art. 1091 Glidelaken Stretch 90 m/stikkelaken
HMS art nr. 164427 | Pakke med art 1090 og art 1010 |
| <input type="checkbox"/> | Art. 1095 Glidelaken Stretch 120 m/stikkelaken
HMS art nr. 184498 | Pakke med art 1094 og art 1010 |
| <input type="checkbox"/> | Art nr. 1093 Glidelaken Stretch 150 m/stikkelaken | Pakke med art 1092 og art 1010 |
| <input type="checkbox"/> | Art. 1070 Glidelaken Stretch 90 m/4veisstikkelaken | Pakke med art 1090 og art 1011 |
| <input type="checkbox"/> | Art. 1071 Glidelaken Stretch 120 m/4veisstikkelaken | Pakke med art 1094 og art 1011 |

FOR SENGBREDDE 80—90 cm:



Art. 1090 **Glidelaken Stretch 90**

HMS nr 134775
Glideflaten: B70xL130 cm



FOR SENGBREDDE 100 cm:



Art. 1097 **Glidelaken Stretch 100**

HMS nr 244771
Glideflaten: B80xL130 cm



FOR SENGBREDDE 120 cm:



Art. 1094 **Glidelaken Stretch 120**

HMS nr 149393
Glideflaten: B100xL130 cm



FOR BREDSENGBREDDE 150cm:



Art. 1092 **Glidelaken Stretch 150**

HMS nr. 147044
Glideflaten: B130xL130 cm




FOR SENGBREDDE 180 cm:



Art. 1096 **Glidelaken Stretch 180**

HMS nr 174248
Glideflaten: B150xL130 cm



Bruksområde

Glidelaken Stretch er et hjelpemiddel for å nedsette friksjonen under vending i seng slik at det blir lettere for pasienten å snu seg i sengen.

Brukere som kan snu seg selv ved hjelp av den nedsatte friksjonen skal ligge direkte på glidelakenet.

Brukere som allikevel trenger hjelp til vending og stell i seng kan bruke glidelaken i kombinasjon med Stikklaken 2-veis eller Stikklaken 4-veis. Stikklakenet plasseres da oppå glidelakenet.

Plassering *Glidelaken Stretch*


Glidelaken Stretch plasseres i sengen med glideflaten opp. Merkelappen som anviser: **DENNE SIDE OPP OG I HODEENDE**, skal ligge midt i sengen i hodeenden. Pass på at glideflaten ikke går ut over sengekanten, det medfører fare for fall ut av seng.

Glidelaken Stretch erstatter også det vanlige lakenet slik at man ikke trenger dette.



Plassering Stikklaken


Ved eventuelt bruk av stikklaken plasseres dette oppå *Glidelaken Stretch* og brukeren ligger oppå der igjen. Se illustrasjonen til høyre



Stikklaken 2-veis

Anvendelse *Glidelaken Stretch*

Brukeren ligger direkte på *Glidelaken Stretch* og kan ved hjelp av den nedsatte friksjonen lettere snu seg i sengen.



Anvendelse *Stikkklaken*

Vending med stikkklaken foretas ved å gripe fatt i stikkklakenet ved skuldre og hofter. Hev sengen slik at den laveste pleieren får en god arbeidsstilling. Arbeid med strake håndledd og bruk vektoverføring. Er man 2 pleiere kan den ene trekke i stikkklakenet samtidig som den andre skyver forsiktig ved skuldre og hofter.



Er pasienten urolig og beveger seg mye i løpet av natten bør også sengehesten være oppreist slik at det ikke oppstår fare for fall ut av seng. Dette er spesielt viktig ved bruk av 4-veis stikkklaken.

Sikkerhet!

- ⇒ Påse at glidelakenet alltid ligger midt i sengen og at glidefeltet ikke går ut over kanten av sengen.
- ⇒ Når man forlater pasienten på et glidelaken med stikkklaken skal alltid det overskytende stoffet på sidene av stikkklakenet foldes godt innunder madrassen.
- ⇒ Når man forlater pasienten på et 4-veis stikkklaken skal det alltid vurderes om sengehesten skal være oppreist for å unngå fall ut av sengen.
- ⇒ Forlat aldri pasienten sittende alene på sengekanten.

Vaskeråd

- Lufttørking øker holdbarheten vesentlig. Tørketrommel kun på lav temperatur
- Stryking av glideflaten forbedrer glideevnen.
- Bruk ikke skyllemiddel.
- Bruk ikke vaskemiddel med blekemiddel eller klorholdige forbindelser



Materiale

- Glidefelt: 100 % polyester
- Sidefelt: 95% bomull, 5% lycra





Arcus
Vita as

www.arcus-vita.no

Eikeskogveien 30
5570 Akسدal

Telefon: 53 75 77 50
E-post: post@arcus-vita.no