

Spike

SITTENDE



Hjelpemiddelnummer: 288746

Spike

Spesifikasjoner

Sitteposisjon: *SITTENDE*

Lengde: 140 cm | Vekt: 14 kg | Maks brukervekt: 110 kg

Variert terreng & komfort

Spike er et nytt aktivitetshjelpemiddel som lar deg utforske forskjellig terreng. Forflytt deg sømløst fra **byveier** til **skogsstier** i naturen.

Spike er utstyrt med en vakuumpute i setet for optimal komfort og for å **redusere risiko for trykksår**.



Styringsystem og bremses

Du styrer ved å lene deg over til den siden du ønsker å svinge samtidig som du skaper fremdrift med stavene.

Spike er utstyrt med **to separate hydrauliske bremses** samt en parkeringsbrems.

Tilpasses dine behov

Spike kommer i **én størrelse** som tilpasses dine mål og individuelle behov. Tilpasninger kan også kompensere for ujevn vekt- og styrkefordeling (f.eks ved amputasjon).

Setebredde: 32 - 41 cm **Setevinkel:** -98° - 105°
Benlengde¹: 85 - 111 cm **Sittehøyde**²: 35 - 45 cm

¹ Benlengde målt fra bakside sete til fotsåle.

² Sittehøyde målt fra bakkenivå til setet.



Spikes Fysiske Helsefordeler

Spike kan bidra til å styrke det **kardiovaskulære systemet**, **utholdenhet**, **kjernemuskulatur**, **overkroppen** and **koordinasjon**.





Spikes Mentale Helsefordeler


Spike, som andre aktivitetshjelpemidler, gir utøveren både fysisk og mental helsegevinst, herunder forbedret **social deltakelse, personlig bevissthet, individualitet** og **selvtillit**.

Studier viser at utseendet og ytelsen til hjelpemidlene påvirker "hvordan informantene ser på seg selv. Informantene opplevde hjelpemidler som ga dem **identitet** som en aktiv person, og de ble ansett som mindre funksjonshemmede når de brukte en tilpasset sykkel sammenlignet med en elektrisk rullestol.

- Liv Ilseng, Master of Science (MSc) i Fysisk Aktivitet og Helse NTNU: "Hjelpemidler og deltakelse i fysiske aktiviteter."

Individer med bevegelseshemming som bruker AAT (aktivitetshjelpemidler) til fysiske fritidsaktiviteter, opplever muligheter til å delta i ordinære og verdsette aktiviteter som gjør at de kan forbedre sine **sosiale posisjoner**. Videre ga bruken av AAT informantene muligheter til å endre sine daglige rutiner, nyte tiden alene og øke deres **personlige bevissthet**. Å ha muligheter til å bruke AAT uavhengig oppleves som en anerkjennelse av deres **individualitet**.

- Heidi Pedersen, S. Söderström & P. S. Kermit: "Hvordan aktivitetshjelpemidler påvirker deltakelse i hverdagen"





Målgruppe

Funksjonsnedsettelse

Ryggmargsskade

Cerebral Parese

Polio

Multiple Sclerose (MS)

Ryggmargsbrokk

Amputasjon

Komplementerende paraidretter og aktiviteter

Pararoing

Kjelkehockey

Rullestolracing


Rullestolrugby

Langrennspigging

Håndsykling

Rullestolbasket

Andre paraidretter og aktivitet





Hva sier Spike utøverne?

“Det beste er at jeg har fått vært med å teste kjelkene hele veien og gi tilbakemeldinger. Så plutselig sitter man der med et resultat som kan bidra med å få akkurat deg til f.eks Paralympics.

Men man trenger ikke å ha sånne mål. Bare det å få vært med ungene på sykkelturer og ellers rundt i marka gjør noe med livskvaliteten.

Jeg har hatt mange forskjellige kjelker i årenes løp, men trenger ikke lete lengre”

- Lars Andresen Jr.

Norgesmester i langrennspigging 2021, OL-debut 1992 & satser mot OL i 2022

“
JEG HAR HATT MANGE
FORKJSELLIGE KJELKER I
ÅRENES LØP, MEN **DU**
TRENGER IKKE LETE
LENGRE. PRØV EN SPIKE
SÅ FINNER DU UT AT
DETTE ER NOE FOR DEG
”




Norgesmester Lars, Norge
15.02.21


Spike

Video & instruksjoner


Se gjerne vår Youtube-kanal for Spike instruksjonsvideoer.




Exero Technologies
20 subscribers




YouTube

SUBSCRIBED 

HOME
VIDEOS
PLAYLISTS
CHANNELS
DISCUSSION
ABOUT



Uploads ≡ SORT BY



How to steer and maneuver - Spike Tutorials

710 views · 9 months ago


CC



How to form your seat cushion - Spike Tutorials

27 views · 9 months ago


CC



How to adjust your steering system - Spike Tutorials

17 views · 9 months ago


CC



How to adjust your knee and calf supports - Spike...

27 views · 9 months ago

CC



How to adjust your brakes - Spike Tutorials

23 views · 9 months ago

CC

Spike

Demo & utprøving



Online demo over video

Vi holder en demo over video og går gjennom Spike's funksjoner og justeringer. Her kan du få stilt spørsmål til produktet, og vi får avklart eventuelle tilpasninger før vi møtes for en fysisk utprøving. Du kan delta med PC/Mac, smarttelefon *eller* nettbrett.

Varighet: ca 30 min



Fysisk utprøving

Under en fysisk utprøving får du testet Spike i ditt nærmiljø og undersøkt om Spike kan være noe for deg. Du får testet Spike på ulike underlag der du bor og prøvd om sittestillingen fungerer for deg. Her får du avklart mye! Ha gjerne med din ergoterapeut eller fysioterapeut.

Varighet: ca 60 - 90 min





Kontakt oss for en utprøving!

+47 984 90 065 // hello@exerotech.com