

Kom i gang med din SKENO POWER knekjelke:



SKENO POWER kan du bruke hele året – På grusvei og asfalt med hjul og skivebrems og på snø med ski og håndbrems. På bildet over er Skeno Power montert for leveranse, med både bindingsfester for ski og exploreboard for grus samtidig. NB: I bruk med exploreboard skal aldri bindingsfestene for ski være påmontert. Se instruksjon for montering for snø/grus på **side 4**.

#### Justering av sittestilling:

Justering av SKENO POWER gjøres kvikt og med få verktøy, og gjerne med en venn som skrur mens du sitter i kjelken. **Setehøyden** justeres opp og ned; et lavere sete kan gi bedre balanse og trygghet, mens et høyere sete gir bedre fremdrift. **Knestøttene** bør justeres med setehøyden slik at knærne ligger mot fremre kant av støttene. **Fothvilerne** justeres til knestøtte, for å holde føttene komfortabelt fast.

#### Verktøy:

For justering og montering av din kjelke.

#### Festemiddel:

Skrue sekskant M6  
Mutter sekskant M6  
Bolt sekskant M6




Fastnøkkel 10mm



Unbrako 5mm

### 1-2-3 Justering av setehøyde:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Tre strikken til bremsen av skråtaget</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| <p>2. Løsne øvre feste for skråtaget ved å skru opp skrue m/ mutter til denne kjennes løs.</p> <p><b>Verktøy:</b><br/>Unbrako 5mm<br/>Fastnøkkel 10mm</p>                                                                                                                                                                         |   |
| <p>3. Løsne på <u>de nedre</u> festene til seterørene, se pil. Nå kan sete heves og senkes til ønsket høyde.</p> <p>NB: Alltid løsne de nedre festene til seterørene for justering, og <u>ikke</u> de som er festet rett oppunder setet.</p> <p><b>Verktøy:</b><br/>Unbrako 5mm</p>                                               |  |
| <p>4. Sørg for å sikre setet i ønsket posisjon ved å følge <u>alle</u> trinnene tilbake igjen, fra 3-1.</p> <p><b>Advarsel 1:</b> Husk å stramme skrue m/ mutter for skråtaget, ellers kan du skade kjelken under bruk. SE STEG 2 OVER.</p> <p><b>Advarsel 2:</b> Husk å hekte strikken tilbake på skråtaget. SE STEG 1 OVER:</p> |                                                                                      |





**1-2-3 Justering av knestøtter og fothvilere:**

1. Løsne begge knestøttene med 4x skruer /m muttere som på bildet, til de kjennes løse. Forsøk å skli støttene forover og bakover. De skal nå skli uten særlig motstand – dersom ikke, løsne skruene en halv runde til og forsøk på nytt.

**Verktøy:**  
Unbrako 5mm  
Fastnøkkel 10mm



2. Juster støttene og stramme til én av de nedre skruene per knestøtte (se rød pil) godt for å test-sitte kjelken din.

NB: Det er gunstig at kneskålene dine kommer godt fremme i knestøtten så de ikke kan gli fremover under bruk.



3. Når du er fornøyd med posisjonen på begge knestøttene strammes alle skruene m/mutter som i steg 1.

**Justering av fothvilere:**

4. Sitt fastspent i kjelken og se/føl om fothvilerne er i en god posisjon for deg.
5. Løsne på 2x skruer per fothviler og trekk fothvileren ut eller inn av røret den sitter inni. Stram deretter til skruene igjen.

**Verktøy:**  
Fastnøkkel 10mm






### Montering for snø:


**Advarsel:** Demonter exploreboard som i steg 5-7 under, før ny montering.

Bindingsfestene er parvis like, og de har en gitt plassering under kjelken. Plasser gjerne bindingsfestene ut på et jevnt underlag slik de skal stå før montering:

1. Den indre X-formen til festene skal peke mot hverandre.
2. Skruen som stikker ut av bindingsfestene skal peke inn under kjelken. (Se pil)



3. Bindingsfestene monteres med nøyaktig avstand for å passe i skibindingene, og for riktig tyngdepunkt. Rammen har ett monteringshull for hvert feste slik at posisjonen blir korrekt hver gang.



Standard avstand mellom bindingsfestene er 23 cm

**Verktøy:**  
Fastnøkkel 10mm


4. Monter fothvilere for snø og juster som i instruksjon på side 3.



### Montering for asfalt og grus med Exploreboard (Ex. Boardet):

**Advarsel:** Demonter bindingsfestene og fothvilerne før ny montering

5. Orienter kjelken på ex. boardet slik at skivebremsene er på framhjulene.
6. NB: Kjelken har 3 posisjoner på ex. Boardet. Bakerste hull er standard.
7. Monter med medfølgende 4 skruer med store skiver og muttere.



8. Monter og juster egne fothvilere til Exploreboardet som på side 2.

