

ACTIVE UP EASY GO


Reis deg selv – uansett
hvor du befinner deg!

1 REISE DEG OPP

- A. Plasser føttene tett inntil stolen.
- B. Sitt oppreist og len deg forover.
- C. Plasser føttene med god avstand.
- D. Fyll puten med luft ved å trykke på knappen med pil opp til ønsket nivå.
- E. Nå kan du reise deg.

Merk! Ett kort trykk på pil opp-knappen løfter ett nivå.

Vent og gjenta inntil fire ganger.



2 SETTE DEG NED


- A. Sitt komfortabelt i midten.
- B. Senk puten ved å trykke på knappen med "pil ned" til luften er helt ute av puten.
- C. Du kan nå sitte komfortabelt.

Merk! Ett kort trykk på pil ned-knappen senker et nivå.

Vent og gjenta inntil fire ganger.




i BLI KJENT MED FJERNKONTROLLEN




Standbymodus – blinker sakte (én blink/sek).
Arbeidsmodus – blinker raskt (fem blink/sek).
Tilbakestille ved feilmelding – trykk begge knappene samtidig i 10 sekunder.

PLASSERING AV ACTIVE UP EASY GO

- A. Velg en passende stol. Det anbefales å velge en stabil og solid stol. En stol med armlener er å foretrekke for sikker bruk.
- B. Plasser Active Up Easy Go som illustrert nedenfor.




- C. Plasser sitteområdet på direkte på stolsetet.
- D. Plasser stroppen på stolryggen som vist på illustrasjonen nedenfor.



FØR BRUK


Når batteriet brukes for første gang, skal det lades i minst 12 timer. Før bruk skal alle fire kammer fylles med luft en gang uten belastning.

- A. Fjern batteriet ved å skyve det mot deg.
- B. Koble batteriet til laderen som illustrert.
- C. Når det røde lyset på laderen skifter til grønt, er batteriet fulladet.
- D. Skyv det ladede batteriet tilbake på plass.



TA VARE PÅ DENNE HURTIGGUIDEN

Les mer om Active Up Easy Go og se flere praktiske hjelpemidler på hmp.no



Produsert av Life Assistant Ltd (SitnStand)
HaParsa 6 Afula 1829306, Israel



LAPLAB.000.041NOR - R1

Legg hurtigguiden i sekken, så har du den til neste gang.



hmp.no

HJELPEMIDDELPARTNER