

MANUELL RULLESTOL MED ELEKTRISK STÅFUNKSJON



Levo Summit EL

HURTIGMANUAL

Når du tar Levo Summit i bruk



BRUKERVEILEDNING:

For din egen sikkerhet, og for å få best mulig utbytte av mulighetene i din nye rullestol, må du lese den komplette brukerveiledningen som følger rullestolen nøye før du tar i bruk rullestolen. **Denne hurtigmanualen erstatter ikke den komplette brukerveiledningen.**

SIKKERHET:

Vær forsiktig så du eller andre ikke blir klemt i mekanismen når stolen heves opp eller senkes ned. Vær spesielt forsiktig med delene mellom setet og rammen for å unngå personskader.

LEVO Summit EL rullestolen må stå på en jevn og solid grunn før stolen reises opp i stående stilling (vær forsiktig så stolen ikke tipper!). Bremsene på LEVO Summit EL må være koblet inn før du reises opp i stående stilling (vær forsiktig så stolen ikke tipper!). Ståfunksjonen må ikke aktiveres uten at en bruker sitter i LEVO Summit EL rullestolen (fare for ulykke!). Det er ytterst viktig at knestøtten og brystbeltet er riktig festet og strammet før stolen reises opp til stående stilling! Du må aldri gå opp i stående stilling uten at disse sikkerhetsbeltene er forsvarlig festet (ulykkesrisiko!). Beltene må brukes over tøy for å forhindre irritasjon til huden.


JUSTERE LEVO SUMMIT:

Alle LEVO-rullestoler er skreddersydd brukerens bestemte anatomiske mål. Bestillingsskjemaet du har

fylt ut avgjør hvordan stolen blir laget. Stolen leveres med dette forhåndsinnstilt. I tillegg kan en rekke funksjoner tilpasses når stolen justeres til brukeren. Disse funksjonene inkluderer setevinkel, ryggvinkel og setedybde, og de skal kun utføres av kvalifisert personale.

Husk rullestolens balanse kan påvirkes når den justeres. Det er derfor nødvendig å kontrollere stolens stabilitet for forvisse om at den ikke vil tippe. Feil justeringer kan føre til personskader. I tillegg er det strengt forbudt å endre rammestrukturen eller overskride vektgrensen.

Du må kontakte din hjelpemiddelsentral hvis du vil justere rullestolen.



Koble til og lade batteriene

Sørg for at pluggen **A** på aktuatoren er koblet til batterikassen.

Koble laderen til en veggkontakt og vent til LED-lampen lyser grønt.

Trekk ut ladepluggen **B** (under trekket), og plugg inn ladekontakten. LED-lampen lyser rødt for å vise at batteriet lades opp.

Batteriet må lades opp til LED-lampen på laderen lyser grønt. Dette tar omtrent 1,5 time.

Når oppladingen er fullført, sett tilbake pluggen bak ryggtrekket.



Hurtigkobling på drivhjulene

LEVO Summit EL er utstyrt med hurtigkoblinger, slik at hjulene kan tas av og på stolen under transport og oppbevaring.

- For å montere eller demontere drivhjulene, trykk på utløserknappen midt i navet, og trekk hjulet av rullestolen.
- Når hjulet er satt på, trekk og skyv hjulet noen ganger for å forsikre deg om at hurtigkoblingen er koblet helt inn.
- Hjulene må aldri tas av rullestolen når noen sitter i den!



Bremser

Bremser på rullestolens drivhjul forhindrer at stolen flytter på seg ved et uhell.

- Koble inn bremser ved å skyve den øvre spaken forover. Koble ut bremser ved å trekke den øvre spaken bakover.
- Hvor effektive bremser er kommer an på hvor de står i forhold til hjulet, samt dekkets mønster og lufttrykk. Bremser må kontrolleres regelmessig for å forsikre deg om at de virker som de skal.
- Bremser må være aktiverte når du står i oppreist stilling, og når du



- forflytter deg inn og ut av stolen.
- Våte dekk og/eller glatte overflater har en svært negativ effekt på låsefunksjonen.
- Når plasseringen av det bakre akselrøret/hjulet flyttes forover eller bakover, må bremser alltid tilpasses på nytt så de virker som de skal.



Felle ryggen opp og ned

- Hold stroppen i én hånd, og vri den for å frigjøre låsepinnene på ryggstøtten.



- Skyv ryggstøtten forover med den andre hånden.
- Slipp stroppen og kontroller at pinnene er låst på hver side.



Kontrollere ståstabilitet

- Styrebryteren på armlenet lar deg aktivere ståmekanismen opp og ned. Trekk bryteren opp for å heve setet til stående stilling.



Ståstabiliteten må være kontrollert, før brukeren setter seg i stolen for ytterligere kontroller og tilpasninger.



- Det tverrgående velcrobåndet, utenpå kneputen, kan brukes til å stramme eller løsne kneputens trykk mot bruker.
- Plasseringen av kneputen i forhold til skinnbeinet er viktig for å oppnå en trygg og riktig ståstilling. Når brukeren sitter i stolen, er putens korrekte stilling som følger:
 - Vertikal plassering – ca. 3,5 cm fra toppen på kneputen til den nedre delen på brukerens kneskål. Dette er hovedsakelig en funksjon for den vertikale plasseringen av fotplaten.

- Forover/bakover-plassering – når brukeren sitter med rak rygg og hoftene helt bakover i setet, skal det være en "håndsbredde" mellom skinnbeinet og kneputen. Dette er hovedsakelig en funksjon for setedybden.

Knestøtten skal kun tilpasses når brukeren sitter i stolen. Det må aldri gjøres når brukeren står i stolen.



Knestøtten holder leggene på plass når stolen reises opp i stående stilling.

- Høyre og venstre side kan justeres separat for å oppnå riktig stramhet. Plasseringen av den midtre kneputen kan også justeres.



Brystbelte

Brystbeltet holder overkroppen på plass når stolen reises opp til stående stilling. Reimene vikles rundt ryggrorene og festes til hverandre ved bruk av to justeringsringer (se bilde). Beltene er viklet inn og ut av ringene, slik at de kan forlenges eller forkortes for å passe brukere av forskjellige størrelser. Brystbeltene kan også justeres opp og ned for å dekke

individuelle behov. Pass alltid på at beltene går rundt ryggrorene og at de er viklet på riktig måte gjennom ringene.

- Den vertikale plasseringen av brystbeltet rundt ryggstøtten kan justeres, for å tilpasses brukerens styrke og evner. Generelt sett bør brystbeltet plasseres høyere på ryggstøtten desto større graden av funksjonshemming er (f.eks høyere ryggmargskader).




Sørg for at enden på beltet trekkes tilbake ned mot midten.

- For å frigjøre brystbeltet, trekk beltespennene forover og ut fra brystet.
- For å redusere hudirritasjon, bør ikke beltet brukes på bar hud.




Både knestøtten og brystbeltet må være tilpasset på riktig og komfortabel måte før brukeren reiser seg med stolen.



Justere benstøtten

Du kan velge forskjellige høyder for fotplaten.

- Skru ut de fire skruene **A** (ved bruk av en 4 mm sekskantnøkkel) på utsiden av benstøtterørene som fester fotplaten. Flytt fotplaten til ønsket stilling. Sett tilbake og stram de fire skruene.



Hvis du bruker en fotplate for forenklet inn- og utstigning av stolen, kan du få en bredere justering ved å snu fotplaten opp ned.

Det finnes tre forskjellige vinkler for fotplaten. Standardvinkelen er 90°. Vinkelen endres med 10-12° forover og bakover, avhengig av hvilken

fotplate du bruker.

- Skru opp og fjern de to øverste skruene **B** (ved bruk av en 4 mm sekskantnøkkel) på utsiden av benstøtterørene som fester fotplaten. Løsne de nederste skruene. Sett fotplaten i ønsket vinkel.
- Sett tilbake og stram de to øverste skruene, og stram deretter de to nederste skruene.




Justere høyde og vinkel på armlenet

- Start med å fjerne ryggtrekket og de justerbare borrelåsbåndene. Løsne skruene på armlensfestet, og flytt så armlenet til ønsket stilling. Stram skruene på nytt.
- Sett tilbake borrelåsbåndene så stramt du ønsker, før du setter tilbake ryggtrekket.
- For å endre vinkelen på armlenet, finn justeringskruen



i armlensfestet. For å heve den fremre delen på armlenet, skru pinnen med urviseren lenger inn i festet. For å senke den fremre delen på armlenet, skru pinnen mot urviseren ut av armlensleddet.



Rygg høyde

Ryggstøtten kan lett tilpasses. Dette gjøres ved å justere både det høyre og venstre ryggørret.

- Start med å fjerne ryggtrekket samt det øverste, justerbare borrelåsbåndet.
- Fjern skruen på ryggørret, og sett pluggen i ønsket stilling. Sett tilbake og stram skruen.



Justere bremsene

Ingen må sitte i rullestolen når bremsene justeres. Plasser rullestolen sånn at den ikke kan bevege seg når bremsene kobles ut.

- Koble ut bremsene.
- Skru opp de to festeskruene på bremsens festeplate, og flytt deretter bremsen forover.
- Skyv bremsespaken forover for å låse stillingen.
- Skyv bremsen bakover til kontaktarmen er ca. 10-15 cm fra dekket.
- Stram festeskruene på nytt.
- Om nødvendig, gjenta denne prosessen til du oppnår riktig bremsstyrke.



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3

1540 VESTBY

T: 66 96 38 00

F: 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no

www.sunrisemedical.no