

Hurtigguide



Kom i gang



1. Kamera-arm: For å bruke Tekst til Tale, se på gjenstander, fotografier og for håndskrift, åpne kamera-armen slik at du får større plass og bevegelighet.

2. Av / På knapp:


Kort trykk: Standby

Trykk 6 sekunder: Av / På

3. Audio jack: Brukes for tilkobling av hodetelefoner.

4. USB-C inngang: Bruk den medfølgende USB-C kablen og strømforsyningen for å lade Compact 10 HD Speech.

Enkel modus



For å bytte mellom Avansert og Enkel modus, trykk og hold inne Modus-knappen.

I Enkel modus, følgende knapper er tilgjengelig:



Zoom ut



Tekst-til-tale




Kort trykk: Endre kontrast

Langt trykk: Avansert eller Enkel modus



Zoom inn

Avansert modus



For å bytte mellom Avansert og Enkel modus, trykk og hold inne Modus-knappen.

I Avansert modus, er følgende knapper i tillegg til knappene i Enkel modus tilgjengelig:



Åpne meny



Klokke/dato



Ta bilde

Arbeidshøyde & håndskrift



For å se på gjenstander, fotografier og for håndskrift, åpne kamera-armen slik at du får større plass og bevegelse.

Følgende knapper er også tilgjengelige:



Fokus lås Av/På

Tekst til tale - OCR



For å ta bilde av en hel A4 side, og få denne opplest, åpne kamera-armen, og plasser dokumentet (portrettmodus) under kameraet med venstre side på linje med den blå indikatoren lengst ned på høyre side av apparatet.

Når du bruker Teks-til-tale funksjonen på en del av en side, plasserer du Compact 10 HD på dokumentet med kamera-armen inne. Plasser teksten du vil lese i skjermbildet.

Trykk deretter på Tekst-til-tale knappen.

Tekst til tale - OCR



Lukk Tekst-til-tale



Zoom ut



Kort trykk: Åpne volum & lesehastighet
Langt trykk: Velg stemme



Juster volum



Juster lesehastighet



Play / Pause



Kort trykk: Endre kontrast
Langt trykk: Avansert eller Enkel Modus



Zoom inn

Avstandskamera



For å bruke avstandskamera, lukk bordstativet og trykk på Av/På knappen. Pek deretter Compact 10 HD mot det du ønsker å se eller lese.

Følgende knapper er tilgjengelige:



Zoom ut



Tekst-til-tale



Kort trykk: Endre kontrast

Langt trykk: Avansert eller Enkel modus



Increase magnification