

Tilpasningsguide – Bantam Ekstra liten og Bantam Liten-Les alle instruksjoner grundig

før du begynner med noen justeringer.

Fotplater

Mål avstanden fra nederst på foten til nederst på leggen bak kneet. (A)

Før barnet er i standeren, løsner du klipsene (ikke fjern dem) på fotplatene og juster til høyden som ble målt for fotplate til setehøyde. (A) Stram godt til.

⚠ Forsiktig: Ikke juster setedybden mens barnet er på enheten.

⚠ Forsiktig: Forsikre deg om at fargene på seterøret og påfølgende arm matcher.

Mål avstanden fra baksiden av kneet til baksiden av baken. (B)

Fjern Shadow Tray og bring setet opp til en liten vinkel. (B)

Bruk følgende trinn for å justere setedybden. Bruk målet B fra setet foran til seteryggen. (B)

1. Løsne knottene på seterøret og den påfølgende armen. Ikke skru ut knottene helt når du justerer setet. (C)

Justeringene for **Bantam Ekstra liten** sin påfølgende arm (ryggvinkel) er over låseknotten. Ryggvinkeljusteringene går fra grønt (største) til blått (minste). (C)

Justeringene for **Bantam Liten** sin påfølgende arm (ryggvinkel) er over låseknotten. Ryggvinkeljusteringene går fra blått (minste) til grønt (største). (C)

2. **Justering til en kortere innstilling:** Juster den påfølgende armen (ryggvinkel) først ved å trykke på fjærknappen og ikke med mer enn to hull om gangen mot den blå innstillingen. (F)




3. Juster seterøret (setedybden) med ett hull av gangen. Fortsett denne rekkefølgen til du oppnår ønsket innstilling og fargene på seterøret og påfølgende arm matcher mot den blå innstillingen. (D)

4. **Justering til en lengre innstilling:** Juster seterøret (setedybden) først ved å trykke på fjærknappen og bare bevege ett hull om gangen. (D)

5. Juster seterøret (ryggvinkelen) med ikke mer enn to hull av gangen. Fortsett denne rekkefølgen til du oppnår ønsket innstilling og fargene på seterøret og påfølgende arm matcher. (E)

Merk: For lettere justering må du kanskje løfte setet litt når setedybden justeres.

Stram til setedybden og de følgende armknottene godt når du har oppnådd ønsket stilling.



Inspiser stårammen med jevne mellomrom for å sikre at den er i sikker driftsforhold

Tilpasningsguide – Bantam Medium- Les alle instruksjoner grundig før du begynner med noen justeringer.

Måle

Før overføring til Bantam medium, mål for omtrentlig setedybde. Mål fra bak på kneet til ryggen (A). Mål innstillingene for sete til fotplate ved å måle fra nederst på leggen bak kneet, til nederst på hælen (B).

Hvis liggealternativet ble bestilt, må du kontrollere at kontrolleren er i «sitte-til-stå»-posisjon før justering av setedybden (C). Setet skal senkes til sittende stilling for lettest mulig justering.

Setedybde

Bruk målet (A) til å justere setedybden på standen, mål fra setet foran til bak.

Løsne knotten under setet (D) for å justere setedybden. Med en hånd for å støtte ryggen (hvis utstyrt), trykk på fjærknappen på den ytre venstre siden av seterøret under setet (E). Bruk ryggen som spake, og flytt setedybden til ønsket innstilling, og legg merke til fargen. Stram knotten godt (D).

Pass på å ha en hånd for å støtte ryggenheten (F). Løsne knotten på påfølgende arm (G). Med en hånd for å støtte ryggenheten, snu den grå stempelspaken midt på knotten til helt åpen (H). Fortsett å løsne knotten til du kjenner motstand. IKKE fortsett å vri knotten til venstre. Å tvinge knotten forbi stoppunktet vil skade mekanismen.

⚠ Forsiktig: Pass på å ha en hånd for å støtte ryggenheten. Hvis du snur den grå stempelspaken, vil ryggenheten bevege seg fritt.

Bruk ryggen som spake, og juster påfølgende arm slik at fargen på setedybdeskiltet samsvarer med fargen på den påfølgende armen i indikatorvinduet. Løsne for å stenge den grå stempelspaken for å feste låsestempelet i klemmeknotten igjen. Det kan hende du må stramme knotten delvis og flytte ryggenheten for å la låsestiften komme i «hjemme»-posisjon. Stram knotten godt.

Ryggvinkel

Etter å ha oppnådd ønsket setedybde, roter knotten for ryggvinkeljusteringen for ryggen (I) slik at setet/ryggen er i ønsket vinkel.

Fotplater

Bruk målet (B) til å justere fotplatens høyde. Løsne skrallehåndtakene (J) på fotplatene for å justere høyde og plantar/dorsi. Stram skrallehåndtakene etter posisjonering. Knærne skal være litt lavere enn hoften mens leggene hviler på setet.

Kneputer

Plasser brukerens hofter så nær standerens svingpunkt som mulig (K). Plasser kneputene over knærne, og ikke la det være mer enn en fingeravstand mellom baksiden av kneet og setet (L). Stram kneputene godt (M).

