

Informasjonsark for Splash Badebukse

Produktbeskrivelse:

Vår inkontinens badebukse er designet for å gi komfort, sikkerhet og verdighet for brukere med urin- og avføringsinkontinens. Med en kapasitet på å holde på opp til 1.5 liter urin, tilbyr disse badebuksene en trygg løsning for svømming og andre vannaktiviteter.

Egenskaper:

- **Høy Absorberingsevne:** Innebygd absorberende lag som kan holde på opptil 1.5 liter væske, noe som gir beskyttelse mot lekkasjer av både urin og avføring.
- **Materiale:** Laget av høykvalitets, latexfri, neopren materiale som er både strekkbart og komfortabelt.
- **Størrelse:** One-size-fits-all design med justerbare stropper for å sikre en perfekt passform for alle kroppsformer. Kan også bestilles etter mål
- **Diskré Design:** Moderne og diskret design som likner en vanlig badebukse for å bevare brukerens verdighet.
- **Gjenbrukbar:** Miljøvennlig og økonomisk med en lett-å-rens og hurtigtørkende konstruksjon.
- **Sikkerhet:** Anti-lekkasjesystem langs beina og midjen for å forhindre utsivning i vann.
- **Komfort:** Mykt og hudvennlig innerstoff som reduserer friksjon og hindrer hudirritasjon.
- **Farge:** Tilgjengelig i ulike farger for å passe ulike personlige preferanser.

Bruksanvisning:

1. **Bruk:** Brukes som vanlig badebekledning; ingen ekstra beskyttelse er nødvendig.
2. **Etter Bruk:** Skyll grundig i kaldt, rent vann etter bruk.
3. **Vask:** Maskinvask på skånsomt program eller håndvask med mild såpe. Opp til 40 grader
4. **Tørking:** Lufttørkes liggende flatt for å beholde formen.

Vedlikehold:

- Unngå bruk av blekemidler og mykgjørere.
- Ikke stryk eller tørk i tørketrommel.
- Sjekk produktet regelmessig for tegn på slitasje.

Anbefalt Bruk:

- Svømmebassenger
- Strender
- Vannparkaktiviteter
- Hydroterapi

Ved å bruke vår inkontinens badebukse, kan du nyte vannaktiviteter med selvtillit og komfort. Vi forstår behovet for et produkt som kombinerer funksjonalitet med diskresjon, og vi er stolte av å tilby en løsning som støtter aktiv livsstil for personer med inkontinens.

Husk at produktet må tilpasses etter de spesifikke behovene til brukeren, og det kan være nødvendig å konsultere en helseprofesjonell for å sikre riktig bruk og passform.

Hilsen oss i Badebukse Shoppen Norge 😊
