

Bardum

Bruksanvisning avtagbare støttehjul



Innhold

Innledning	2
Levering	2
Bruk i overensstemmelse med utstyrets hensikt	2
Før du bruker støttehjulene for første gang	3
Sikkerhetsinformasjon	3
Montering av støttehjul på sykkelen	3
Vedlikehold	4
Kontaktinformasjon	4

Innledning

Takk for at dere har valgt avtagbare støttehjul.

For å få størst glede av produktet i lengst mulig tid, anbefaler vi at du leser denne bruksanvisningen nøye og følger sikkerhetsinstruksjonene.

Det finnes mange sykler ute på markedet for ulike behov. Uansett hvilken type sykkel du velger, trenger sykkelen din vedlikehold og service.

Når syklisten setter større krav til at sykkelen skal være lett, øker også behovet for vedlikehold. Jo lettere sykkelen og delene er og jo tyngre syklisten og bagasjen er, samt hvor hardt sykkelen blir brukt er faktorer som er med på å påvirke levetiden til sykkelen,.

Deformerte eller skadde deler kan føre til uhell som går utover syklistens eller andres helse.

Levering

Før levering sørger vi for at støttehjulene er i perfekt stand og pakker dem forsvarlig. Vi anbefaler imidlertid at du inspiserer støttehjulene umiddelbart etter mottak, fortrinnsvis i nærvær av transportøren, for å oppdage eventuelle skader.

Skulle du oppdager skade gjør som følger:

- 1) Skriv en skademelding
(Transportøren er forpliktet til å akseptere denne)
- 2) Signer et ansvarsskjema
(Du overfører da alle forpliktelser som følge av skaden til leverandøren)
- 3) Returner fraktbrevet, skader reservasjoner og overføring til NAV.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, eller om en materialfeil er varslet etter aksept av produktet, vil vi ikke kunne erkjenne skaden.

Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt

De avtagbare støttehjulene er utformet i den hensikt å gi personer med funksjonsnedsettelse mulighet til å drive med sykling, både i fritiden og for trening.

Før du bruker støttejulene for første gang

Før du bruker støttejulene for første gang bør du lese brukerhåndboken nøye.

Sikkerhetsinformasjon

- Før hver bruk, sjekk alltid at støttejulene er fri for skader (sprekker, løse skruer, osv.)
- Følg vedlikeholdsrådene som blir gitt i denne brukerveiledningen.

Montering av støttejul på sykkelen

Støttejulene passer til sykkel både med og uten hjelpemotor.

På sykler med hjelpemotor, festes støttejulene slik:

- 1) Skru inn to skruer i platen som er sveiset på festene til bagasjebrettet, midt i hjulet på sykkelen.
- 2) Juster støttejulene til ønsket høyde (3 forskjellige nivåer)

På sykkel uten hjelpemotor, festes støttejulene slik:

- 1) I stedet for at støttejulene festes i bagasjebrettet, er det laget en bøyle som går over hjulet og ned til midten av hjulet på hver side.
- 2) For å feste denne til sykkelen må det først lages større hull på platen som sitter ved midten av hjulet. Hullene er i utgangspunktet laget til 5 mm skruer, men må gjenges opp til 6 mm for at det skal holde bedre. (Se figur 1. hull må borres inn i svart plate. Skal passe til to små hull midt i hjulet.
- 3) Når bøylen er festet, festes støttejulene på denne bøylen og justeres til ønsket høyde (3 forskjellige nivåer, figur 2. vertikale hull i svart bøyle)



Figur 1.



Figur 2.

Vedlikehold

Hjulene består av dekk og slange som fylles med luft. Det er viktig at lufttrykket i dekkene er riktig. Dette er viktig for sikkerheten, kjøreegenskapene, komfort og rullemotstand. Det er vanlig at dekkene taper seg litt for luft under bruk og lagring. Det er derfor viktig å etterfylle luft. Det anbefales å sjekke lufttrykk 1 gang i uken. Hvilket lufttrykk som er anbefalt for dekkene på din sykkel, står på siden av dekket. Det er viktig at MAX-trykket ikke overskrides, da dekket kan eksplodere.

Sjekk at alle skruer er skrudd ordentlig til.

Vi anbefaler også at sykkelen oppbevares tørt når den ikke brukes, for å unngå rust på støttehjulene og ellers på sykkelen.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til din nye sykkel m/støttehjul, ta kontakt med oss på tlf 64 91 80 60 eller via mail b@bardum.no.

Besøk også vår hjemmeside www.bardum.no

Vi ønsker deg lykke til og håper du får mye glede av dine nye sykkel med støttehjul!

Hilsen

Bardum AS