

Bruksanvisning

Costa



Innhold

Introduksjon	4
<i>COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE</i>	4
Før du tar sykkelen i bruk	5
Montering	5
Bruk	6
Vedlikehold	7
Teknisk service	7
Garanti	7
Frakt og levering	8

I mer enn 25 år har OFFCARR jobbet med å finne innovative og gode tekniske løsninger for å redusere daglige mobilitets problemer, med spesiell oppmerksomhet til produkts stil og for å bedre livskvalitet for alle kunder.

OFFCARR har et sertifisert system for kvalitetsstyring etter UNI EN ISO 9001:2008 og et produksjonssystem etter UNI EN ISO 13485:2004.

Disse sertifiseringene gir beviser at selskapet arbeider hardt for å oppnå kvalitet på produktene og i kundetilfredshet.

OFF CARR møter også kravene i det medisinske direktivet 93/42/CEE, oppgraderte med 2007/47/CE direktivet.

Før du bruker eller gjøre justeringer på sykkelen du har mottatt, må du lese hva som er bruksanvisningen nøye. Ved behov, ta kontakt med Bardum AS som er forhandler for OFFCARR i Norge.

Håndverksveien 8
1405 Langhus
Tlf 64 91 80 60
post@bardum.no

Introduksjon

Håndsyklene **COSTA**, **ESCAPE** og **FLASH** er satt på markedet som medisinsk utstyr, spesielt designet for mennesker med et fysisk handicap.



Det er forbudt å bruke håndsyklene i andre hensikter enn beskrevet over.

COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE

Håndsyklene COSTA, ESCAPE og FLASH er laget på en fast ramme med 3 hjul med manuell fremdrift.

Andre deler er laget med komposittmaterialer, som karbonfiber, aluminium eller stål legeringer. Forskjellige rammefarger er tilgjengelig. Setet og rygg er trukket i svart nylon. Ryggen kan også leveres med pustende materiale for å øke kundens komfort. Trekkene er lett avtagbare for å gjøre rengjøring og vasking enklere. Bakhjulene er 24 "eller 26" og de er utstyrt med fast aksel. De har en camber 2 °, 6 ° eller 12 °. Fotstøtten er laget i aluminium og kan enkelt justeres. Sykkelen leveres med hjul både for- og bakhjul.

UTRUSTNING COSTA

- Aluminium ramme
- Justerbart sete
- Justerbar rygg
- Justerbar fotstøtte
- 26 " hjul foran og bak
- 6 ° eller 12 ° camber på bakhjul
- Dobbel frambremsen parkeringsbrems
- Brems på bakhjul
- Vekt: 16 kg
- Max bærevekt 115 Kg

UTRUSTNING ESCAPE

- Aluminium ramme
- Justerbar rygg
- Polstret rygg og sete
- Justerbar fotstøtte
- 26 " bak- og forhjul
- 27 gir Shimano XT eller Revoshift 24 gir gruppen
- 2 °, 6 ° eller 12 ° cambring på bakhjul
- Parkeringsbrems
- Vekt: 17,4 kg
- Maksimal belastning 115 Kg

UTRUSTNING FLASH

- Aluminium ramme
- Justerbar rygg

Polstret rygg og sete
Justerbar fotstøtte
26 "bak- og forhjul
27 gir Shimano XT eller Revoshift 24 gir
2 °, 6 ° eller 12 ° cambring på bakhjul
Parkeringsbrems
Vekt 17,4 kg
Maksimal belastning 115 Kg

Før du tar sykkelen i bruk



Tilpasning av sykkelen til bruker skal gjøres av kvalifisert personell både for å vurdere at produktet passer til bruker, men også for å sikre de rette innstillinger og opplæring.

TILPASNINGER

Sykkelen blir fraktet fra fabrikk uten at bakhjulene er montert.
Monter bakhjulene. Sørg for at skruene er tilfredsstillende strammet på akselen.

TRYKK I DEKKENE

Jevnlig kontroll av lufttrykket i dekkene bidrar til å holde sykkelen mer effektiv og komfortabel å sykle på. Kontroller lufttrykket i dekkene i henhold til verdien som er merket på dekket. Normalt 7,5 BAR er den rette verdien for høyt trykk dekk. Den spesifikke verdien er alltid tilgjengelig på alle dekk.

BREMSER

For å sjekke funksjon og effektivitet på bremsene gjør som følger::

Aktiver bremsen
Sjekk om hjulet stopper
Dersom det er nødvendig strammes
vaieren slik at kraften i bremsen øker.

Montering

Håndsykkelen sendes i henhold til bestilling. Bestillingen bør inneholde de opplysninger som skal til for at sykkelen fungerer optimalt for bruker. Dersom det dukker opp andre behov enn oppgitt i bestillingen er det mulig å tilpasse dette i ettertid.

Vennligst referer til autorisert og kvalifisert personell til å utføre alle former for justering på håndsykkelen.

TILPASNING AV SETEHØYDE (COSTA)

Det er mulig å endre høyden på sete ved å endre plasseringen av sete klossen:

Skru helt ut og demonter holderne som fester setet til bakakselen.
Endre plasseringen av seterøret over eller under bakakselen.
Stram skruene.

TILPASNING AV RYGGSTØTTEN

Ryggenstøtten kan justeres fremover og bakover og vinkeljusteres

- Ryggvinkelen justeres ved å løsne på skruen som forbinder ryggen med rammen på sykkelen.

TILPASNING AV FOTSTØTTEN

Hvis du vil endre plasseringen av fotstøtten åpnes skruen som fester fotstøtten til rammen.

Flytt fotstøtten til ønsket posisjon

- Fest skruen.

Bruk



For å bevege seg trygt og effektivt bør det gis opplæring i bruk av håndsykkelen av kvalifisert personell.

Her er noen forslag og anbefalinger for riktig bruk av håndsykkel, også med sikte på å opprettholde sikkerhetsfunksjonene over tid:

- Håndsykkelen bør kun brukes til transport av en person og ikke av objekter generelt.
- Utfør en generell sjekk av sykkelen minst hver tredje måned, særlig ved å sjekke dekktrykk, akslene, effektiviteten av bremsene. Eventuelt smøre hvis nødvendig.
- Rengjør jevnlig den sykkelen med en fuktig klut.
- I enkelte konfigurasjoner kan sykkelen inneholde forkrommede metalleder. Hvis du er allergisk for krom, ikke bruk enheten og informere leverandør om de nødvendige erstatninger, hvis det ikke allerede er spesifisert i bestillingen. Vennligst gi beskjed til selskapet dersom allergier eller andre lignende problemer på grunn av kontakt med materialer utvikler seg.

Vedlikehold

Ukentlig:

.

Sjekk sykkelen og dersom nødvendig smør deler som ikke går smidig
Sjekk lufttrykket. Maksimalt trykk er beskrevet på dekket. Et hjul med lite luft reduserer effektiviteten til sykkelen.

Kvartalsvis:

Sjekk kvaliteten på dekkene.
Kontroller effektiviteten på lagrene på bakhjulene
Kontroller bremsene.
Smør overføringer

Det anbefales å henvise kun til autorisert og kvalifisert personell til å utføre vedlikehold, justeringer og utskifting av komponenter.

Teknisk service

For eventuelle problemer eller feil eller brudd vennligst informer straks den autoriserte forhandleren som har levert følgende indikasjoner:

Modell

Identifikasjons nummer ("Matricola" på market på rammen).

Beskrivelse av feilen

Garanti

Rammen har garanti på 3 år fra leveringsdato.

Deler underlagt normal slitasje dekkes ikke av garantien, med mindre slitasje skyldes en produksjonsfeil.

Garantien dekker ikke transportskader.

Hvis det oppstår en feil i garantiperioden vil OFF CARR

1. Reparer den defekte delen

2. Bytt ut den defekte delen

Garantien dekker ikke skader som skyldes uaktsomhet, feil bruk, mishandling eller feil vedlikehold av uautorisert personell eller av brukeren.

OFF CARR er ikke ansvarlig for skader forårsaket under transport. Speditøren er det eneste ansvarlige, derfor må du informere både speditør og leverandør om eventuelle skader som er forårsaket av transport.

Denne garantien dekker ikke skade eller andre skader knyttet til en funksjonsfeil på håndsykkelen

Etiketten med identifikasjonsnummer må aldri fjernes fra sykkelrammen, ellers er ikke garantien lenger gyldig

Frakt og levering

Pakken inkluderer håndsykkelen konfigurert etter din bestilling og med denne bruksanvisningen.

Ved mottak sjekk at sykkelen er i perfekt stand og gi tilbakemelding til transportør dersom dette ikke er tilfellet. Enhver feil skal merkes på fraktbrevet ved mottak.

Når kontrollene er utført, legg sykkelen tilbake i emballasjen til den skal brukes.

Sykkelen oppbevares på et tørt sted. Ikke plasser gjenstander over pakken saken.

The logo for Bardum, featuring the word "Bardum" in a dark blue, sans-serif font. The letter "u" is stylized with a curved underline that extends to the right.

bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus