

sensio

AXEL Activity Transmitter

Bruksanvisning

Produkt: 606326

Dokument: 9270-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

En sender som vanligvis brukes for å varsle om vandring. Den må kobles til en bevegelses-, matte- eller magnetsensor.

Funksjonsvelger



0: Vandring inne

1: Vandring ute

2: Det er natt – Ikke gå ut

3: Passasjealarm 1

4: Passasjealarm 2

5: Barnet har stått opp

6: Assistanse ønskes

7: Lukk kjøleskapet (Varsling etter 10 minutter)

8: Generell varslings

9: Generell alarm

A: Vandring inne (For stolmatte)

B: Vandring inne (For sengematte)

C: Vandring inne (For sengematte – Bruker ute av seng 15 minutter)

D: Vandring inne (For sengematte – Bruker ute av seng 30 minutter)

Statusindikasjon

Når AXEL er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:

-  **Grønt lys:** Varsel sendt
-  **Blinkende rødt/grønt lys:** Bytt batteri

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoser