



# Trykklølsom gulvmatte P150

## Brukerhåndbok

Modell: P150

Alert-iT og Alert-iT-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for iTs Designs Ltd.

Copyright © 2025 iTs Designs Ltd.

Alle rettigheter forbeholdt.



### Revisjonsoversikt:

Dato	Navn	Kort beskrivelse av endring
02.05.25	Bent-Håvard Sollid	Første utgave.

## 1 Brukerinformasjon for P150 gulvmatte

Mattene er utformet for minimal fare, men følg disse retningslinjene:

- Det er best å bruke matten over teppe. Dette reduserer ikke bare sklifarten, men forbedrer også følsomheten for kroppsvekt.
- Hvis P150-matten er utsatt for å skli på overflaten, kan et sklisikkert underlag kjøpes separat (P150D).
- Sørg for at mattekantene ligger flatt mot gulvet.
- Trekk kabelen rett under møbler eller fest den til gulvet med tape.
- Oppbevares flatt. Om den brettes sammen vil det føre til skade og ugyldiggjøre garantien.

## 2 Installasjon og test

### 2.1 Koble til Alert-iT-monitorer

Fjern tilkoblingsblokken som er festet til enden av kabelen for å ta ut kontakten. Denne kan deretter settes inn i inngangen på monitoren.

### 2.2 Koble til sykepleieralarm

Den røde enden av sykepleieralarmledningen kobles til den firkantede blokken på kabelen.

- Sykepleieralarmledninger må kjøpes separat (P145)



### 2.3 Testing

Tråkk på matten i de 5 posisjonene som illustrert, og sørg for at du avbryter hvert alarmsignal før du legger vekten på igjen.



### 3 Tekniske data

Størrelse	910x610x5,5 mm
Vekt	1,6 kg
Materiale	Grå PVC
Minimumsvekt	Hardt gulv: 40 kg. Tynt teppe: 25 kg
CE-sertifisering	REACH-kompatibel med <0,1 % ftalater

### 4 Renhold

- P150C-mattene kan rengjøres med alkoholservietter eller vaskes grundig med vaskemiddel eller blekemiddel.
- P150CB-
- teppet kan rengjøres som et teppe, med sjampo om nødvendig.



ITs Designs Ltd  
T/A: Alert-iT Care Alarms  
Fernie House (Unit 3)  
Coalville Business Park  
Jackson Street  
Leicester, UK  
LE67 3NR  
Tel: +44 (0) 1530 239 900  
Email: [support@alert-it.co.uk](mailto:support@alert-it.co.uk)  
Web: [www.alert-it.co.uk](http://www.alert-it.co.uk)

For støtte, vennligst kontakt utstyrsleverandøren din.