

sensio

SOFUS Smart Activity Transmitter

Bruksanvisning

Produkt: 606315

Dokument: 9024-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

Tidsstyrt sensor som sender varsler til FlexiBlink-mottakere. Den benyttes oftest til å varsle passasje eller vandring. SOFUS må kobles til en av sensorene i FlexiBlink-systemet.

Bruk

Sett på frontlokket og se at skjermen slukker, for at enheten skal kunne varsle. Batteriet vil raskt lades ut hvis lokket ikke settes på.

Etter at SOFUS har varslet eller batteriet er satt inn, tar det **30 sekunder** før den er klar til å varsle på nytt.

Funksjonsbrytere



Funksjonsbrytere kan benyttes for spesialtilpasninger.

Bryter 1

Ved bruk av sengematte vil SOFUS først aktiveres **etter** at brukeren har lagt seg i senga i aktiveringstidsrommet. Ønskes det varsel dersom bruker **ikke** har lagt seg, vipp bryter 1 opp.

Bryter 2

SOFUS sender normalt alarm opptil 5 ganger etter hverandre dersom alarmsituasjonen er opprettholdt. Dette gjelder for eksempel *Vandring inne* når sengematte benyttes. Ved å vippe bryter 2 opp, vil den kun sende én gang selv om situasjonen er opprettholdt.

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer