

Bruksanvisning og nødprosedyre

MOTALA MC 2000



Tilkalling/kjøring

1. Tilkalle løfteplattformen: Trykk på knappen på karmen en gang og løfteplattformen kommer automatisk.
2. Løfteplattformen stanser når den er i riktig posisjon og døren åpnes automatisk. Kjør/gå inn på plattformen.
3. Lukk døren ved å trykke på ønsket etasje eller vent til døren lukkes automatisk. Plattformen kan bare kjøre når døren er helt lukket.
4. Knapp til ønsket etasje holdes inne under hele turen. Plattformen stanser automatisk når den kommer til ønsket etasje. Slipp knappen når plattformen har stoppet helt.
5. Døren åpnes automatisk. Kjør/gå ut av plattformen. Døren lukkes automatisk.

Dersom heisen ikke vil starte

1. Kontroller at NØDSTOPP - knapp ikke er inntrykket.
2. Kontroller at alle sikringslister rundt plattformgulv og over betjeningskonsoll ligger fritt.
3. Kontroller at alle dører er lukket.

NØDSTOPP - knapp: Når denne trykkes inn, stopper plattformen. (Må vris med klokka slik at den spretter ut igjen før plattformen kan kjøres videre)

NØDSIGNAL - knapp, : Når knappen trykkes inn, lyder nødsignalet for varsling i nærområdet. Linjen ut til telenettet åpnes dersom NØDSIGNAL - knappen holdes inntrykket i minst 10 sekunder. Da ringes automatisk ønsket programmert telefonnummer opp og toveis kommunikasjon oppnås.

NØDTELEFON: Fungerer som en vanlig telefon dersom dette er installert.

Nødsenkning.

- Alt 1. Dersom strømmen går i boligen kan plattformen kjøres ned på batteridrift av personen som befinner seg på plattformen.
- Alt 2. Hovedbryter skal være av før nødsenkning kan starte. Plattformen nødsenkes elektrisk av medhjelper utenfor løfteplattformen fra maskinskapet. Ref. Instruksjons for nødsenkning.
- Alt 3. Nødsenkes manuelt ved hjelp av sveiv plassert bak dør til apparatskap på øvre plan. Senkes mauelt til etasjen under. (Kan alternativt sveives oppover). Når plattformen kommer til nøyaktig stoppested, kan døren åpnes.

Nøddåpning av dør for evakuering av bruker

1. Fjern plastpropp i dørkarm ved siden av dørhåndtak i den etasje der bruker befinner seg. Da oppnås tilgang til dørlås.
2. Benytt medlevert trekantet nøkkel for nøddåpning av dør. (skal alltid være plassert i apparatskap på øvre plan)
3. Hjelp bruker ut.
4. Steng døren og legg trekantnøkkel tilbake!