

# Bondo E hurtigveiledning

## Slik bruker du elsykkelen din

1. Trykk på (av/på)-knappen på batteriet for å slå på E-systemet.
2. Juster setet og sett deg på sykkelen.
3. Slå på displayet ved å holde inne (av/på)-knappen på fjernkontrollen på styret.
4. Løsne parkeringsbremsen.
5. Velg ønsket støttenivå (1-9).
6. Begynn å tråkke, systemet vil støtte etter en kort forsinkelse.



*For å slå på lysene trykker du på (+) -knappen på displayet og holder den inne til displayets bakgrunnsbelysning og lysene slås på.*



**Sunrise Medical AS**

Delitoppen 3

1540 VESTBY

**T: 66 96 38 00**

**E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)**

**[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)**