



ROHO® Hybrid Elite® Cushion

Operation Manual



SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

USER: Before using this product, read instructions and save for future reference.

ROHO® Hybrid Elite® Pute

Bruksanvisning

LEVERANDØR: Denne bruksanvisningen må gis til brukeren av dette produktet.

BRUKER: Les bruksanvisningen før produktet tas i bruk og oppbevar den for fremtidig referanse.

INNHALDSFORTEGNELSE

TILTENKT BRUK	75
PRODUKTSPEKIFIKASJONER	75-76
ADVARSLER	77
DELER	78
INSTRUKSER FOR PLASSERING OG JUSTERING	79
FJERNING AV TREKK OG PUTEINNLEGG	80
UTSKIFTING AV TREKK OG PUTEINNLEGG	80
RENGJØRING OG DISINFISERING AV PRODUKTET	80-81
FEILSØKING	81
RETNINGSLINJER FOR TILBAKESENDELSE	82
KASSERING	82
BEGRENSET GARANTI	82

ROHO, Inc. har som prinsipp å forbedre sine produkter på en kontinuerlig basis og beholder rettigheten til å forandre spesifikasjonene i presentert dette dokumentet.

ROHO® Puteprodukter er produsert av ROHO, Inc.
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, www.therohogroup.com
U.S.A.: 1-800-851-3449, Fax 1-888-551-3449
Utenfor U.S.A.: 1-618-277-9150, Fax 1-618-277-6518
E-post: cs@therohogroup.com

© ROHO, Inc., 2009-2010

De følgende er varemerker og registrerte varemerker fra ROHO, Inc.: ROHO®, DRY FLOATATION®, shape fitting technology®, og Hybrid Elite®.

TILTENKT BRUK:

ROHO® Hybrid Elite® puten (Hybrid Elite) er en terapeutisk trykkfordelende sittepute for brukere som veier opptil 225 kg, som har behov for liten til moderat holdings- og posisjonsstøtte, og/eller har moderat til høy risiko for trykksår. Den profilerte skumbasen i Hybrid Elite er utformet for å bedre sittestabilitet og støtte, mens det tilpasningsvennlige ROHO DRY FLOATATION® puteinnlegget hjelper å beskytte brukeren mot utvikling av trykksår. Hybrid Elites størrelse må tilpasses brukeren og rullestolen. Puten må brukes sammen med et Hybrid Elite trekk. Hybrid Elite er ment å være en del av en helhetlig behandling.

Ved bruk av rullestol med hengekøyesete anbefaler ROHO, Inc. å bruke et plansete sammen med Hybrid Elite for å oppnå optimale posisjoneringsresultater.

KLINISK KONSULTASJON:

ROHO, Inc. anbefaler at en klinisk kyndig person, for eksempel en lege eller en fysio- eller ergoterapeut som har erfaring med sittestillinger og posisjonering, bør konsulteres for å vurdere om Hybrid Elite er beregnet for brukerens spesielle sittebehov.

SKAL IKKE BRUKES VED:

Hybrid Elite er ikke ment til bruk av personer med alvorlige feilstillinger. Den er ikke ment til bruk av personer som veier mer enn 225 kg. Hybrid Elite må ikke brukes med et annet trekk enn det som følger med.



ADVARSEL: Ved bruk av en ny sittepute er det spesielt viktig å undersøke huden, særlig områdene rundt sitteknutene, siden disse områdene er mer utsatt for trykksår. Ved vedvarende misfarging f.eks. rødhet, blåmerkedannelse, lilla, eller mørkere områder enn normalfarget hud rundt, kan dette bety begynnelsen av et trykksår. Hvis misfargingen ikke forsvinner innen 30 minutter etter fjerning av produktet, skal bruken av produktet stoppes og helsepersonell kontaktes øyeblikkelig.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER:

Materialer:

Den formede skumbasen består av tette vannavstøtende polyetylen skumceller.

Puteinnlegget er laget av neoprengummi med forniklede messingventiler.

Hybrid Elite og putetrekk er godkjent iht de branntekniske kravene NS EN 1021-1 og 1021-2.

Tabell over størrelser:


Artikkelnummer		Bredde på skumbaseb (W)	Dybde på skumbasen (D)*
Enkelventil	Dobbelventil		
1RHY1414C	2RHY1414C	35.0 cm	37.5 cm
1RHY1415C	2RHY1415C	35.0 cm	40.0 cm
1RHY1416C	2RHY1416C	35.0 cm	43.0 cm
1RHY1515C	2RHY1515C	37.5 cm	40.0 cm
1RHY1516C	2RHY1516C	37.5 cm	43.0 cm
1RHY1517C	2RHY1517C	37.5 cm	45.0 cm
1RHY1615C	2RHY1615C	40.0 cm	40.0 cm
1RHY1616C	2RHY1616C	40.0 cm	43.0 cm
1RHY1617C	2RHY1617C	40.0 cm	45.0 cm
1RHY1618C	2RHY1618C	40.0 cm	48.0 cm
1RHY1620C	2RHY1620C	40.0 cm	53.0 cm
1RHY1716C	2RHY1716C	43.0 cm	43.0 cm
1RHY1717C	2RHY1717C	43.0 cm	45.0 cm
1RHY1718C	2RHY1718C	43.0 cm	48.0 cm
1RHY1816C	2RHY1816C	45.0 cm	43.0 cm
1RHY1817C	2RHY1817C	45.0 cm	45.0 cm
1RHY1818C	2RHY1818C	45.0 cm	48.0 cm
1RHY1820C	2RHY1820C	45.0 cm	53.0 cm
1RHY2018C	2RHY2018C	50.0 cm	48.0 cm
1RHY2020C	2RHY2020C	50.0 cm	53.0 cm
1RHY2218C	2RHY2218C	55.5 cm	48.0 cm
1RHY2220C	2RHY2220C	55.5 cm	53.0 cm
1RHY2418C	2RHY2418C	60.5 cm	48.0 cm
1RHY2420C	2RHY2420C	60.5 cm	53.0 cm

*Oppført dybde inkluderer 1.5 cm innskjæring i skumbasen, som passer inn mellom rullestolens rygggrør.

Gjennomsnittlig høyde på produktet er 10 cm.

Produktets gjennomsnittsvekt er basert på en 1RHY1817C-pute **D** som veier 1.5 kg.


MERK: Alle mål er omtrentlige. Bredde- og dybdemål er tatt fra toppen av skumbasen og er avrundet til nærmeste halve centimeter. Putens artikkelnummer og etiketter indikerer hvilken rullestolstørrelse puten er ment å passe til.





ADVARSLER


- **KONTROLLER PUTENS LUFTNIVÅ MINST EN GANG OM DAGEN!**
- **FOR LITE LUFT: IKKE BRUK** et puteinnlegg som ikke er tilstrekkelig oppblåst. Bruk av en pute som ikke er tilstrekkelig oppblåst vil redusere eller eliminere fordelene ved puten, og kan dermed bidra til økt risiko for trykksår samt skader på annet bløtvev. Hvis puteinnlegget ser ut til å ha for lavt luftnivå eller ikke ser ut til å holde på luften, se "Feilsøking" i denne bruksanvisningen. Hvis puteinnlegget fremdeles ikke holder på luften, kontakt helsepersonell eller Etac AS med en gang.
- **FOR MYE LUFT: IKKE BRUK** et puteinnlegg som er altfor oppblåst. Bruk av en pute som har for høyt luftnivå hindrer brukeren i å synke ned i puten og vil dermed redusere eller eliminere fordelene ved puten og kan i tillegg bidra til økt risiko for trykksår samt skader på annet bløtvev.
- **PLOSSERING AV PUTE OG PUTETREKK:** Produktet skal brukes med Hybrid Elite trekk, luftcellene må peke opp og bak i stolen med skumstøtten foran, under brukerens lår. Hvis trekket ikke brukes på riktig måte eller hvis trekket har feil størrelse kan det redusere eller eliminere fordelene ved puten og bidra til økt risiko for trykksår samt skader på annet bløtvev.
- **PRODUKTBRUK: IKKE BRUK** Hybrid Elite eller noen av de medfølgende delene sammen med andre puter, med unntak av det som står i avsnittet "Tiltenkt bruk". Brukes puten sammen med et annet puteprodukt vil putens posisjoningsfordeler reduseres. **IKKE BRUK** Hybrid Elite deler separat.
- **USTABILITET OG FALLRISIKO: IKKE BRUK** puten på toppen av, eller sammen med, noen andre produkter eller materialer, med unntak av det som står i avsnittet "Tiltenkt bruk". Slik bruk kan bidra til ustabile forhold og fare for fall. Ta kontakt med helsepersonell for instruksjon om riktig bruk.
- **IKKE BRUK** puten som flytevest.
- **IKKE BRUK** annen pumpe, trekk eller reparasjonsutstyr enn de som blir levert av ROHO. Hvis du gjør det, kan du ødelegge puteinnlegget og ugyldiggjøre garantien på produktet.
- **HINDRINGER: IKKE LEGG** noen uegnede gjenstander mellom brukeren og puten, eller mellom puteinnlegget og skumbasen. Det vil i så fall redusere produktets effektivitet.
- **VEKTBEGRENSING:** Puten er ikke ment for bruk av personer som veier over 225 kg.
- **STØRRELSE:** Det må velges riktig størrelse pute i forhold til brukeren og rullestolen.
- **TRYKK:** Endret høyde over havet kan kreve justering av luftnivået i puteinnlegget. Sjekk luftnivået i puteinnlegget hvis høyden over havet endres med 300 meter eller mer.
- **PUNKTERING:** Hold puteinnlegget unna skarpe gjenstander som kan punktere luftcellene og forårsake lufttap.
- **VARME/LD: IKKE** utsett puten for høy varme, åpen ild eller glødende aske.
- **KLIMA:** Hvis en pute utsettes for temperaturer mindre enn 0°C og blir usedvanlig stiv, sørg for at puteinnlegget blir oppvarmet til 22°C. Åpne ventilene(ene). Jfr avsnitt: "Fjerning av putetrek og puteinnlegg". Rull puteinnlegget sammen og rull det ut igjen inntil neoprenet er mykt og medgjørlig. Jfr. avsnitt "Utskifting av trekk og puteinnlegg". Gjenta tilpassningsinstruksen før bruk.
- **HÅNTERING: IKKE BRUK** ventilene som håndtak for å bære eller dra puten. Bær puten enten ved bruk av håndtaket på trekket, eller ved å holde rundt puten.
- **LØSEMIDLER: IKKE LA** oljeholdige kremer eller lanolin komme i kontakt med produktet. Kontakt med slike midler kan ødelegge materialet i produktet.
- **OZONDANNERE:** Langvaring eksponering mot ozon vil ødelegge materialene i Hybrid Elite, og kan påvirke produktets ytelse og ugyldiggjøre produktgarantien. Unngå å legge puten over lengre tid i direkte sollys eller andre kilder til ultrafiolett lys.

DELER:


- A. Putetrekk:** Brukes for å beskytte puten. To-lags overdel med innsydd skumlag, forsterkede ventilåpninger, bærehåndtak og anti-skli bunn med klittebånd for å feste puten til stolen.
- B. Puteinnlegg:** Individuelle luftceller som står i forbindelse med hverandre. Klittebånd på undersiden til å feste puteinnlegget på skumbasen.
- C. Luftrør:** Brukes til å overføre luft til og fra puteinnlegget. Tilgjengelige modeller kan ha enten ett eller to luftrør.
- D. Ventil(er):** Brukes til å åpne og lukke lufttilførselen til puteinnlegget. Modeller tilgjengelig med enten en eller to ventiler.
- E. Formet skumbase:** Forbedrer stabiliteten og bidrar til riktig posisjonering av bekken og lår. Klittebånd på oversiden til feste av puteinnlegget.
- F. Bruksanvisning:** Instruksjoner om justering, vedlikehold, garantier og annen viktig informasjon om puten.
- G. Reparasjonsutstyr:** Lappeutstyr for små reparasjoner på puteinnlegget.
- H. Håndpumpe:** Brukes til å blåse opp puteinnlegget.
- I. Registreringskort:** Brukes til registrering av produktet. Fyll ut kortet og send det til ROHO, Inc. eller registrer på nettet på www.therohogroup.com

INSTRUKS FOR PLOSSERING OG TILPASNING AV HYBRID ELITE:


MERK: Illustrasjonene viser ikke putetrekket. Produktet skal brukes med Hybrid Elite putetrekket.




TRINN 1: Legg Hybrid Elite i rullestolsetet slik at brukeren får riktig støtte og kan synke inn i pute-materialet ved normal sittestilling. Bruk retningsmerket på høyre side av overtrekket som en guide. (Plasseringen av merket er vist i trinn 4.)




TRINN 2: For å åpne ventilen, skru den mot klokkeretningen. Skyv pumpens gummislangedyse over ventilen og blås opp puteinnlegget til det buler litt oppover.




TRINN 3: Klem sammen pumpens dyse og skru ventilen med klokkeretningen for å stenge. Fjern pumpen.
(Gjenta trinn 2 og 3 for den andre luftventilen på puteinnlegg med dobbel ventil.)



TRINN 4: La brukeren få sitte på puten og pass på at sitteknutene er omsluttet av luftlommene. Sjekk at puten er i riktig størrelse til brukeren og til rullestolen. Kontakt helsepersonell om nødvendig.



TRINN 5: Skyv en hånd mellom puten og brukerens sete. Løft så vidt opp brukers ben og finn sitteknuten*. Senk deretter brukers ben til en sittende stilling.



TRINN 6: Skru ventilen mot klokken for å slippe ut luft mens hånden holdes under brukers sitteknute*. Slipp ut så mye luft at fingertuppene knapt kan røres. Puten er mest effektiv når det er 13 mm til 25 mm luft mellom puteinnlegget og brukers sitteknuter. Skru ventilen med klokken for å stenge.

(Gjenta trinn 5 og 6 for den andre luftventilen på puteinnlegg med 2 luftkamre.)

***Puteinnlegg med 2 luftkamre:** Puteinnlegg med 2 luftkamre kan brukes til bekkenposisjonering. For best effekt for individer med et skjevt plassert bekken må siden med den laveste sitteknuten justeres først. Så snart justeringene er gjort bør hvert kammer sjekkes igjen for å sikre riktig justering.

MERK: IKKE SITTE på et puteinnlegg som ikke har riktig luftnivå. Å sitte på en pute som ikke er tilstrekkelig luftfylt vil redusere eller eliminere fordelene ved puten, og kan dermed bidra til økt risiko for trykksår samt skader på annet bløtvev.

FJERNING AV OVERTREKK OG PUTEINNLEGG:**Fjerning av putetrekket:**

1. Åpne glidelåsen.
2. Skyv ventilen(e) tilbake gjennom ventilåpningen(e) på trekket.
3. Ta skumbasen og puteinnlegget ut av trekket.

Fjerning av puteinnlegget:

1. Fjern lufrørret/lufrørene fra sporene(e) i skumbasen.
2. Trekk lufrørret/lufrørene forsiktig ut av hullet i hjørnet av skumbasen ved å skyve og dra forsiktig inntil hele røret, inkludert ventilen, er ute.
3. Dra puteinnlegget opp av skumbasen og ta klittebåndet fra hverandre.

UTSKIFTING AV TREKK OG PUTEINNLEGG:**Fjerning av puteinnlegget:**

1. Plassér puteinnlegget med luftlommene opp i den dype delen av skumbasen med BAKSIDEN av puteinnlegget vendt mot OVERSIDEN av skumbasen. Jfr. retningsmerkene.
2. Legg klittebåndet på bunnen av puteinnlegget og på toppen av skumbasen på hverandre og press hardt for å feste dem til hverandre.
3. Stikk luftventilen(e) inn i det motsvarende hullet på det bakre hjørnet av skumbasen og skyv lufrørret(ene) forsiktig gjennom inntil ventilen(e) stikker ut på siden.
4. Dra lufrørret (ene) framover langs skumbasen inntil rørene stikker godt ut framfor fronten av puten.
5. Trykk lufrørret(ene) inn i sporet(e) i skumbasen. Ventilen(e) må være lett tilgjengelig(e) i fronten av puten.

Utskifting av putetrekket:

1. Plassér trekket med anti-gli overflaten vendt NED og glidelåsen åpen. Jfr. retningsmerket for å sjekke riktig orientering.
2. Med puteinnlegget plassert i skumbasen, legg puten inn i putetrekket med FRONTEN først og med luftlommene opp.
3. Grip med fingrene gjennom ventilåpningene i trekket og dra ventilen(e) gjennom åpningen(e).
4. Dra igjen glidelåsen på trekket. Hvis klittebåndet ble fjernet før vask, må de erstattes.
5. Følg tilpasningsinstruksene.

RENGJØRING OG DESINFISERING AV PRODUKTET:

Rengjøring og desinfisering er to separate prosesser. For best effekt bør rengjøring gjøres før desinfisering. Produktdelene må rengjøres og desinfiseres separat. Produktet må rengjøres, desinfiseres og kontrolleres for evt. feil mellom bruk av flere pasienter.

Rengjøring av putetrekket: Fjern trekket fra puten. Hvis de avtagbare klittebåndet er på plass på bunnen av trekket, må de fjernes før vask for å forhindre skade på trekket eller andre plagg i vasken. Maskinvask trekket på 40°C finvask med mild såpe, eller tørk det av med et nøytralt rengjøringsmiddel og varmt vann. Tørk i tørketrommel på lav temperatur.



Desinfisering av putetrekket: Vask for hånd i varmt vann med en blanding av 125 ml klorin per 1 liter vann, skyll deretter grundig. Trekket kan også vaskes i maskin på 60°C for desinfisering. Tørk i tørketrommel på lav temperatur.



MERK: Følg sikkerhetsreglene på klorinflasken.

Rengjøring av puteinnlegget: Ta putetrekket av puten og puteinnlegget ut av skumbasen (se avsnitt "UTSKIFTING AV PUTETREKK OG PUTEINNLEGG"). Tøm puteinnlegget for luft og lukk ventilen. Legg puteinnlegget i en stor vaskeukem. Bruk en myk plastbørste, svamp eller klut og vask grundig alle overflatene. ROHO anbefaler å bruke oppvaskmiddel, vaskepulver for klesvask eller en annen husholdningsåpe for vanlig vask. For rengjøring på sykehus kan en desinfiserende husholdningsåpe brukes. Skyll med rent vann. Tørk med håndkle eller la det lufttørke.

Desinfisering av puteinnlegget: Gjenta rengjøringsinstruksene som nevnt ovenfor og bruk et bakteriedrepende middel som er i samsvar med gjeldende infeksjonskontroll (ROHO anbefaler et desinfiserende middel som dreper tuberkulosebakterier). **MERK:** De fleste bakteriedrepende midler er sikre å bruke på puteinnlegget så lenge man følger produsentens fortynningsinstruks. En blanding laget av 125 ml klorin og 1 liter varmt vann kan også brukes. La puteinnlegget ligge i bløt i klorinblandingen i 10 minutter. Skyll og tørk i samsvar med rengjøringsinstruksene.

Sterilisering: **MERK:** ROHO-produktene er ikke pakket under sterile forhold og de er heller ikke ment å steriliseres før bruk. Høye temperaturer sliter mer på materialet og kan skade puteinnlegget. Hvis institusjonens protokoll krever sterilisering må ventilene åpnes. Bruk lavest mulig temperatur og kortest mulig tid. Gass-sterilisering er bedre enn dampautoklaving, men ingen av metodene er anbefalt. Ved enhver prosess der det brukes damptrykk må man forsikre at alle ventilene er åpne slik at man hindrer skade på produktet. ROHO Inc fraråder på det sterkeste å bruke steriliseringsmetoder med temperaturer høyere enn 93°C.

MERK: IKKE BRUK oljeholdige kremer, lanolin eller fenolbaserte desinfeksjonsmidler på puteinnlegget. Bruk av slike midler kan redusere kvaliteten av neoprenet.

Rengjøring av overflaten på skumbasen: Tørk lett av med en fuktig klut. **IKKE BRUK** såpe. **IKKE** legg den i vann. Tørk av med en ren klut. Lufttørk til den er helt tørr før puten settes sammen igjen.

MERK: Desinfeksjonsmidler er ikke effektive på porøse overflater som skumplast. Skift ut skitne eller tilsmussede skumplastdeler med godkjente skumplastdeler fra ROHO. Reservedeler i skumplast kan kjøpes separat. **IKKE BRUK** skitne eller tilsmussede skumplastdeler til flere brukere.

PROBLEMLØSING/ FEILSØKING:

Puteinnlegget slipper ut luft: Påse at alle ventilene er stengt ved å skru med klokken. Hvis luft fremdeles slipper ut, sjekk om det er synlige hull. Hvis ingen hull er synlige, pump opp puteinnlegget mer enn normalt, lukk alle ventilene og legg BARE det oppblåste puteinnlegget i en vask eller badekar med vann og se etter luftbobler.

Hvis små nålestikkhull blir funnet, se avsnitt "Små reparasjoner" under. Hvis store hull eller andre lekkasjer blir funnet, se avsnitt "Begrenset garanti".

Puten er ukomfortabel/ustabil: Påse at puteinnlegget ikke har for høyt luftinnhold (se avsnitt "Instruks for plassering og tilpasning"). Sjekk at luftcellene, den formede skumbasen og putetrekkelets elastiske topp er vendt OPP*. Sjekk at FRONTEN av skumbasen er vendt mot fronten av stolen og at puteinnlegget er i den bakre delen av stolen. Sjekk at puten har riktig størrelse for brukeren og rullestolen. La brukeren sitte på puten i minst en time for å venne seg til formen av produktets overflate og til å sitte ned i luftcellene. **Puten sklir i rullestolen:** Sjekk at den sklisikre bunnen av putetrekket er vendt NED*.

***MERK:** Bruk retningsmerkene som guide.

Mindre reparasjoner:

Hvis det skulle oppstå en liten lekkasje i puteinnlegget, bruk lappetustret som følger med produktet og følg bruksanvisningen for reparasjonsutstyret.

RETNINGSLINJER FOR RETUR:

Alle produktene som returneres må være nye og ubrukte, og de trenger godkjenning fra ROHO, Inc. før de kan sendes i retur. De kan også kreves et gjenlagringsgebyr. Før man sender tilbake et produkt bør man kontakte Serviceavdelingen for garantier. **Innenfor USA** er gratisnummeret 1-800-851-3449.

Utenfor USA: Kontakt ditt lands ROHO internasjonale leverandør. Får å se en gyldig liste over internasjonale leverandører kan man besøke nettsiden vår på www.therohogroup.com, eller man kan kontakte ROHO International ved å ringe 1-618-277-9150 eller ved å sende oss en e-post til cs@therohogroup.com.

KASSERING:

Når produktet er brukt og avhendet på riktig måte er det ingen kjente miljøfarer tilknyttet noen av delene til Hybrid Elite. Kast produktet og / eller delene iht gjeldende retningslinjer.

MÅ IKKE BRENNES.

BEGRENSET GARANTI:

Hva omfatter garantien?

ROHO, Inc. dekker enhver defekt i materialer eller produksjonsfeil.

Hvor lenge varer garantien?

24 måneder fra datoen produktet ble kjøpt, med unntak av putetrekket, som har en 6-måneders begrenset garanti.

Hva er ikke dekket?

Et produkt som har blitt brukt feil, skadet ved et uhell, eller skadet på grunn av en naturkatastrofe, f.eks. oversvømmelse, storm, jordskjelv, brann. Enhver erstatning av leverte deler med andre deler enn godkjente ROHO deler eller modifisering av produktet, ugyldiggjør garantien.

Hva kunden må gjøre.

Innenfor USA må man kontakte Serviceavdelingen for garantier på gratisnummeret 1-800-851-3449. Merk: Enhver artikkel som sendes til ROHO, Inc uten forhåndsgodkjenning vil ikke bli sendt tilbake til kunden. **Utenfor USA:** Kontakt ditt lands ROHO internasjonale leverandør. Får å se en gyldig liste over internasjonale leverandører kan man besøke nettsiden vår på www.therohogroup.com, eller man kan kontakte ROHO International ved å ringe 1-618-277-9150 eller ved å sende oss en e-post til cs@therohogroup.com.

Spørsmål?

Ring vår serviceavdeling for garantier gratis **innen USA** på 1-800-851-3449. **Utenfor USA** må du kontakte ditt lands ROHO internasjonale leverandør. Får å se en gyldig liste over internasjonale leverandører kan man besøke nettsiden vår på www.therohogroup.com, eller man kan kontakte ROHO International ved å ringe 1-618-277-9150 eller ved å sende oss en e-post til cs@therohogroup.com.

Forbehold.

Alle impliserte garantier, inkludert SALGBARHET OG EGNETHET FOR SPESIELT FORMÅL, er begrenset til samme tidsperiode som produkttypene som er referert ovenfor i delen "Hvor lenge varer garantien". Ethvert spørsmål om brudd på disse garantiene eller andre uttrykte garantier heri må reises innen den tid. ROHO, Inc. er ikke ansvarlig for noen som helst tilfeldige eller indirekte skader med hensyn til økonomiske tap av eiendom, enten som resultat av brudd på uttrykte eller impliserte garantier eller annet.

Dine rettigheter og effekten av denne garantien på disse.

Denne garantien begrenser varigheten av alle impliserte garantier som nevnt ovenfor og begrenser eller utelukker erstatning for tilfeldige eller indirekte skader. Selv om denne garantien gir deg spesifikke lovmessige rettigheter kan det hende du også har andre rettigheter.

A PRODUCT SUPPORTED BY:



100 North Florida Avenue
Belleville, IL 62221-5429 U.S.A.
www.therohogroup.com cs@therohogroup.com
U.S.A.: 1-800-851-3449 Fax 1-888-551-3449
Outside the U.S.A.: 1-618-277-9150 Fax 1-618-277-6518



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Item #: T20192
Rev Date: 7/12/10
Print Date: _____

The Quality Management System
of ROHO, Inc. is certified to
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.