



Dolomite® Alpha Basic / Dolomite® Alpha Advanced



Alpha Basic



Alpha Advanced

| | | |
|----|---|-----|
| en | Walking table User Manual | 3 |
| da | Ganghjælpemiddel Brugsanvisning. | 19 |
| de | Gehhilfe Gebrauchsanweisung | 35 |
| fi | Kävelypöytä Käyttöohje | 51 |
| fr | Tablette de déambulation Manuel d'utilisation | 65 |
| it | Deambulatore Manuale d'uso | 81 |
| nl | Looptafel Gebruiksaanwijzing | 97 |
| no | Gåbord Bruksanvisning | 113 |
| sv | Gåbord Bruksanvisning | 129 |



This manual **MUST** be given to the user of the product.
BEFORE using this product, read this manual and save for future reference.



Yes, you can.®

© 2016 Invacare® Corporation

All rights reserved. Reproduction or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

Med forbehold af alle rettigheder. Gengivelse, kopiering eller ændring delvist eller i dens helhed er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Invacare. Varemærker er markeret med ™ og ®. Alle varemærker ejes af eller er givet i licens til Invacare Corporation eller denne virksomheds filialer, medmindre andet fremgår.

Alle Rechte vorbehalten. Die Weiterveröffentlichung, Vervielfältigung oder Änderung im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Invacare ist untersagt. Markenzeichen sind durch ™ und ® gekennzeichnet. Alle Marken sind das Eigentum der Invacare Corporation oder deren Tochtergesellschaften oder von diesen lizenziert, sofern nichts anderes angegeben ist.

Kaikki oikeudet pidätetään. Koko materiaalin tai sen osan uudelleenjulkaisu, jäljentäminen tai muuttaminen on kiellettyä ilman Invacaren etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tavaramerkit osoitetaan symboleilla ™ ja ®. Kaikki tavaramerkit ovat Invacare Corporationin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tai lisensoimia, ellei toisin ole ilmoitettu.

Tous droits réservés. La reproduction ou la modification de tout ou partie du présent document est interdite sans l'accord écrit préalable d'Invacare. Les marques commerciales sont identifiées par ™ et ®. Toutes les marques commerciales sont détenues par ou cédées sous licence à Invacare Corporation ou ses filiales, sauf stipulation contraire.

Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, la duplicazione o la modifica in parte o completa salvo autorizzazione scritta da parte di Invacare. I marchi sono contrassegnati da ™ e ®. Tutti i marchi sono di proprietà o licenza di Invacare Corporation o di sue affiliate salvo indicazione contraria.

Alle rechten voorbehouden. Herpublicatie, duplicatie of modificatie in zijn geheel of gedeeltelijk is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invacare. Handelsmerken zijn te herkennen aan ™ en ®. Alle handelsmerken zijn eigendom van of gelicentieerd aan Invacare Corporation of haar dochterondernemingen, tenzij anders aangegeven.

Med enerett. Det er forbudt å republisere, kopiere eller endre hele eller deler av denne veiledningen uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Invacare. Varemerker er angitt med ™ og ®. Alle varemerker eies av eller lisensieres til Invacare Corporation eller tilhørende datterselskaper med mindre annet er angitt.

Med ensamrätt. Innehållet får inte ges ut på nytt, mångfaldigas eller förändras i sin helhet eller delar därav utan föregående skriftligt tillstånd från Invacare. Varumärken betecknas med ™ och ®. Samtliga varumärken tillhör eller är licensierade till Invacare Corporation eller dess dotterbolag om ingenting annat anges.

Innholdsfortegnelse

Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse.

| | |
|---|------------|
| 1 Generell informasjon | 114 |
| 1.1 Om denne bruksanvisningen | 114 |
| 1.2 Bruksområde | 114 |
| 1.3 Produktets levetid | 114 |
| 1.4 Pakkens innhold | 115 |
| 1.5 Garanti | 115 |
| 2 Sikkerhet | 116 |
| 2.1 Generelle advarsler | 116 |
| 2.2 Merking og symboler på produktet | 116 |
| 3 Bruk | 118 |
| 3.1 Før bruk | 118 |
| 3.2 Montere ganghjelpemiddelet | 118 |
| 3.3 Legge ganghjelpemiddelet sammen og folde det ut | 118 |
| 3.4 Justere armstøtten | 119 |
| 3.5 Stille inn bremsehåndtaket (Alpha Advanced) | 120 |
| 3.6 Aktivere bremsen | 121 |
| 3.7 Gå med ganghjelpemiddelet | 122 |
| 3.8 Sette seg ned i en stol | 122 |
| 3.9 Reise seg opp i stående stilling | 122 |
| 3.10 Sitte på ganghjelpemiddelet | 123 |
| 4 Stell og vedlikehold | 124 |
| 4.1 Vedlikehold | 124 |
| 4.2 Rengjøring | 124 |
| 5 Etter bruk | 125 |
| 5.1 Avfallshåndtering | 125 |

| | |
|------------------------|------------|
| 5.2 Gjenbruk | 125 |
| 6 Tekniske data | 126 |
| 6.1 Mål og vekt | 126 |
| 6.2 Materiale | 127 |

I Generell informasjon

I.1 Om denne bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om produktet. Les bruksanvisningen nøye og følg sikkerhetsanvisningene i den, slik at du kan bruke produktet på en trygg måte.

Personen som foreskriver produktet eller på annen måte har ansvar for brukeren, må kontrollere at produktet egner seg for brukeren. Brukeren skal få opplæring i bruk av produktet. En slik opplæring skal omfatte hvordan man bruker rullatorens ulike funksjoner, og begrensningene for bruk. Brukeren skal også få informasjon om bruksadvarslene som er angitt i bruksanvisningen.

Symboler i denne bruksanvisningen

Advarslene i denne bruksanvisningen er angitt med symboler. Varselsymbolene ledsages av en overskrift som angir alvorlighetsgraden.



ADVARSEL

Angir en risikofylt situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller død dersom den ikke unngås.



Tips og anbefalinger

Gir nyttige tips, anbefalinger og opplysninger når det gjelder effektiv og problemfri bruk.



Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet 93/42/EØF om medisinsk utstyr. Lanseringsdatoen for dette produktet er oppgitt i CE-samsvarserklæringen.

I.2 Bruksområde

Ganghjelpemiddelet er et støtte- og opptreningshjelpemiddel for personer med nedsatt bevegelsesevne. Brukerens gjenværende

bevegelsesevne må være tilstrekkelig til at brukeren kan forlate hjemmet for å utføre vanlige daglige gjøremål og ta del i sosiale aktiviteter uten at de setter seg selv eller andre i fare.

Ganghjelpemiddelet er beregnet på å støtte en person under gange og kan dessuten fungere som hvilesete. Ganghjelpemiddelet er videre beregnet på å kunne frakte en last, enten i en spesialutformet kurv eller på et brett.

Ganghjelpemiddelet er ikke beregnet for personer med alvorlig nedsatt balansefunksjon eller med funksjonelle sanseforstyrrelser.


Bruksmiljø og brukssteder

Ganghjelpemiddelet er kun beregnet på bruk innendørs i boliger eller offentlige bygninger, eller utendørs. Ganghjelpemiddelet skal ikke brukes i vann, for eksempel i basseng eller friluftsbad, eller på varme steder, for eksempel i badstuer.

I.3 Produktets levetid

Forventet levetid for dette produktet er fem år når det brukes i samsvar med anvisningene i denne bruksanvisningen om sikkerhet, vedlikehold og riktig bruk. Den faktiske levetiden varierer etter brukshyppighet og -intensitet.

I.4 Pakkens innhold



A: Alpha Basic

B: Alpha Advanced

- Ganghjelpemiddel, delvis forhåndsmontert.
- Bruksanvisning

For montering, se avsnitt 3.2 Montere ganghjelpemiddelet, side I 18

Eventuelt påmontert tilbehør er avhengig av valgt konfigurasjon og kan variere fra område til område.

I.5 Garanti

Vi gir to års garanti fra leveringstidspunktet. Det kan forekomme avvik som skyldes lokale avtaler. Skader som skyldes normal slitasje, for eksempel på hjul, håndtak og bremseser, eller er forårsaket av unormal bruk (for eksempel overskridelse av maksimal brukervekt), dekkes ikke av garantien. For at garantien skal gjelde, må anvisningene for vedlikehold og bruk overholdes.

2 Sikkerhet

2.1 Generelle advarsler



ADVARSEL!

Risiko for å falle

- Vær forsiktig når du går på hellende, glatte eller ujevne underlag.
- Bruk ikke ganghjelpemiddelet som rullestol.
- Vær forsiktig når du beveger deg bakover over hindringer.
- Du må ikke sitte og skyve med føttene.
- Gå ikke opp eller ned trapper med ganghjelpemiddelet.
- Bruk ikke ganghjelpemiddelet i rulletrapper.
- Stå aldri på ganghjelpemiddelet.
- Vær forsiktig når du bruker lange skjørt. Klærne kan bli sittende fast i hjulene.
- Gjenstander må transporteres i kurven eller på brettet. Vær forsiktig når det er tunge gjenstander i kurven (maks. vekt for gjenstander i kurven er angitt i kapittelet "Tekniske data").



ADVARSEL!

Skaderisiko

- La ikke barn leke med ganghjelpemiddelet.
- Hvis kjørehåndtakene, armstøttene eller setet utsettes for svært høye temperaturer (over 41 °C), vil det være fare for førstegradsforbrenning.



ADVARSEL!

Feilaktig bruk kan føre til farlige situasjoner

- Invacare erkjenner ikke ansvar for annen type bruk, endring eller montering av produktet enn det som er angitt i denne bruksanvisningen.



VIKTIG!

Maksimal brukervekt avhenger av ganghjelpemiddelets produksjonsdato.

- Se tabellen i delen Tekniske data.




VIKTIG!

Korrosjonsfare

- Gåbordet må ikke oppbevares i våte eller fuktige omgivelser.

2.2 Merking og symboler på produktet



Etiketten inneholder alle viktige tekniske opplysninger om ganghjelpemiddelet.

- Ⓐ Artikelnummer
 - Ⓑ Produktnavn
 - Ⓒ Serienummer
 - Ⓓ Produksjonsdato
 - Ⓔ Maks. brukervekt
- Ⓕ Se i bruksanvisningen
 - Ⓖ Ganghjelpemiddel for innendørs og utendørs bruk
 - Ⓗ Maks. ganghjelpemiddelbredde
 - Ⓘ Produsentnavn.


3 Bruk

3.1 Før bruk


Vi anbefaler at produktet først deles ut til brukere etter at det er utført en grundig vurdering av brukerens særskilte behov. Det er viktig at brukeren får nødvendig støtte fra produktet slik kvalifisert helsepersonell har foreskrevet. Dette er viktig på grunn av brukerens sikkerhet og rehabiliteringsutvikling.

3.2 Montere ganghjelpemiddelet

Alpha Basic




Alpha Advanced



1. Sett armstøtterøret inn i rammerøret, og fest med spaken (A).
2. Sett styrestangen (B) inn i armstøtterøret, og fest med skruene (C).
3. Gjenta prosedyren på den andre siden.

3.3 Legge ganghjelpemiddelet sammen og folde det ut

Folde ut til bruksstilling



1. Fold ut ganghjelpemiddelet ved å trykke ned seterøret ved hjelp av håndtaket (A).




ADVARSEL!

– Før produktet brukes skal det alltid kontrolleres at sikkerhetslåsen (B) er i låst stilling. Dette indikeres av et hørbart "klikk".

Slå opp seteplaten



Du kan slå opp setet for å skape bedre plass når du skal gå og gi lettere tilkomst.



Legge sammen ganghjelpemiddelet


1. Følg anvisningene ovenfor i omvendt rekkefølge.

3.4 Justere armstøtten



ADVARSEL!

- Alle justeringer skal utføres av en tekniker.
- Før bruk må du forsikre deg om at spakene Ⓐ peker nedover og er godt strammet etter justering av høyde og vinkel.



Stille inn høyden

1. Løsne spaken Ⓐ.
2. Juster armstøtten til en passelig høyde.
3. Stram spaken.



ADVARSEL!

Fare for å falle


- Still ikke armstøtten over høyeste posisjon, angitt med merket Ⓑ på rørene.

Stille inn vinkelen

1. Løsne spaken Ⓐ.
2. Juster vinkelen på håndtakene til en passende posisjon.

Forsikre deg om at håndtakene alltid er innenfor tillatt justeringsområde (maksimalt 20° innover).


Vri ikke håndtakene utover.




3. Stram spaken.

Stille inn dybden og hellingsvinkelen

Alpha Basic




Alpha Advanced



1. Løsne de to skruene **A** med unbrakonøkkelen som følger med.
2. Juster dybden på armstøtten til ønsket posisjon. Forsikre deg om at de svarte proppene **B** alltid er synlige.

3. Juster hellingsvinkelen til armstøttekoppen til ønsket posisjon.
4. Juster vinkelen på bremsehåndtaket til ønsket posisjon.
5. Stram skruene godt.


Rotere armstøttekoppene innover



1. Løsne de to knottene **A**.
2. Juster de to armstøttekoppene til ønsket bredde/vinkel.
3. Stram de to knottene **A**.

3.5 Stille inn bremsehåndtaket (Alpha Advanced)

Bremsehåndtaket kan justeres ytterligere for å velge håndstilling og funksjonsretning.



1. Løsne skruen **A** med unbrakonøkkelen som følger med.
2. Juster festeinnretningen **B** høydemessig og sideveis i ønsket posisjon.
3. Roter bremsen ved hjelp av kuleleddet til ønsket posisjon.
4. Stram skruen **A** igjen.




Bremsen kan stilles inn med en større vinkel ved å vri røret **C** i tilknytning med dybdejusteringen, **® 3.4** Justere armstøtten, side 119

3.6 Aktivere bremsen

Bremse under bruk

Alpha Basic

Alpha Advanced



1. Trekk begge bremsehåndtakene (Alpha Basic) eller bremsepakene (Alpha Advanced) mot kroppen.


Aktivere parkeringsbremsene




VIKTIG!

– Forsikre deg om at begge bremsene er aktivert i parkeringsposisjon.

Alpha Basic




Alpha Advanced



1. Skyv begge bremsehåndtakene (Alpha Basic) eller bremsepakene (Alpha Advanced) bort fra kroppen. Du hører et tydelig klikk når bremsen er i korrekt posisjon.
2. For å løsne bremsene trekkes bremsehåndtakene (Alpha Basic) eller bremsepakene (Alpha Advanced) bakover.

Justere bremseeffekten

Tilpass bremsekraften ved å justere bremsekabelen.



Egnet verktøy: 8 mm og 10 mm fastnøkkel (ikke inkludert).

1. Løsne låsemutteren og dreii det sekskantede munnstykket mot klokken for å øke bremseeffekten. Avstanden mellom bremseklemmen og hjulet skal være 2 mm.
2. Stram låsemutteren igjen for å sikre den nye justeringen er festet.
3. Kontroller bremseeffekten ved å aktivere parkeringsbremsen og sjekke at hjulet ikke dreier.



ADVARSEL!

– Husk å stramme til låsemutrene etter justeringen.


3.7 Gå med ganghjelpemiddelet



ADVARSEL!


Fare for å falle

– Vær oppmerksom dersom hjulene stopper mot en hindring.



1. Sett ganghjelpemiddelet et lite stykke fremfor deg og gå et skritt mot den samtidig som du støtter deg på håndtakene.

3.8 Sette seg ned i en stol



1. Stå foran stolen med ganghjelpemiddelet, baksiden av leggene bør berøre stolen.
2. Plasser hendene på armlenene til stolen, len deg litt forover og sett deg forsiktig ned.


3.9 Reise seg opp i stående stilling



ADVARSEL!

Tipefare

- Bruk aldri ganghjelpemiddelet til å dra deg opp fra sittende stilling.
- Parkeringsbremsene må være i bremsestilling når du bruker ganghjelpemiddelet som støtte til å reise deg opp, for eksempel fra en stol.



1. Sett ganghjelpemiddelet foran deg, støtt deg på armlenene til stolen og reis deg forsiktig opp i stående stilling.
2. Når du står støtt i stående stilling, flytter du hendene over til håndtakene på ganghjelpemiddelet.

3.10 Sitte på ganghjelpemiddelet



ADVARSEL! **Fare for å falle**

Sitt på ganghjelpemiddelet kun mens den står helt i ro. Begge parkeringsbremsene må være aktivert når ganghjelpemiddelet brukes som sete.

- Du må ikke sitte og skyve med føttene.
- Sitt aldri på ganghjelpemiddelet på hellende underlag.

4 Stell og vedlikehold

4.1 Vedlikehold



Det bør utføres vedlikehold minst én gang i året.

Gjennomfør tiltakene nedenfor regelmessig for å sikre at ganghjelpemiddelet fungerer på en trygg måte:

- Kontroller at skruer og justeringsinnretninger er forsvarlig strammet.
- Bruk aldri et defekt ganghjelpemiddel. Ikke utfør reparasjoner på egen hånd!
- Hvis håndtakene er løse, skal ikke ganghjelpemiddelet brukes. Skift ut håndtakene i samsvar med serviceanvisningene. Serviceanvisninger får du hos Invacare-forhandleren.
- Kontroller at bremsen virker. Se kapittel 3 Bruk, side 118 i denne bruksanvisningen hvis bremsene trenger justeres.
- Kontroller med jevne mellomrom at hjulene er godt festet, og at de ikke viser tegn på slitasje eller skader.
- Kontroller at hjulene er fri for hår, lo og annet rusk.

4.2 Rengjøring

Produktet kan rengjøres og desinfiseres ved hjelp av kommersielt tilgjengelige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.



VIKTIG

- Det må utføres rengjøring minst én gang i året.
- Bruk ikke slipende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk damprensere.
- Bruk aldri syrer, baser eller løsemidler.

- Produktet kan vaskes i vaskemaskin eller for hånd.
- Vaske- og tørketemperaturen skal ikke overstige 60 °C.

- Høytrykksspylere eller vanlige hageslanger kan brukes. Strålen skal imidlertid ikke rettes direkte mot lager, dreneringshull eller etiketter.
- Rengjør med en fuktig klut og mild såpe.
- Rengjør hjulene med en børste (ikke stålbørste!).
- Tørk produktet med en klut etter vask.

Desinfisering

Desinfiser produktet ved å tørke av alle tilgjengelige overflater med desinfeksjonsmiddel.

5 Etter bruk

5.1 Avfallshåndtering

Når produktet ikke lenger kan brukes, skal produktet, ekstrautstyr og emballasje kildesorteres.

De enkelte delene kan tas fra hverandre og håndteres i samsvar med hvilket materiale de er laget av.

Vi ber deg vise miljøansvar og levere dette produktet til den lokale gjenvinningsstasjonen.

5.2 Gjenbruk

Dette produktet er egnet for gjenbruk etter at følgende trinn er utført:

- Kontroll
- Rengjøring

Ytterligere informasjon finner du kapittel 4 Stell og vedlikehold, side 124



ADVARSEL!

Fare for personskade


- Kontroller alltid produktet i samsvar med serviceanvisningene før det overleveres til en ny bruker.
- Hvis det oppdages skade på produktet, må det ikke brukes.



Bruksanvisningen hører til produktet. Sørg for at bruksanvisningen overleveres sammen med produktet.

6 Tekniske data

6.1 Mål og vekt



| | Alpha Basic | Alpha Advanced |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| Setebredde A | 360 mm | |
| Setedybde B | 180 mm | |
| Setehøyde C | 620 mm | |
| Total bredde D | 650 mm | |
| Total dybde E | 700 mm | |
| Total høyde (håndtakshøyde) F | 1075–1310 mm | 1165–1400 mm |
| Avstand mellom håndtakene G | 430 mm | |

| | Alpha Basic | Alpha Advanced |
|---|-------------|----------------|
| Avstand mellom håndtak og nedre armstøtte ⑥ | 290–330 mm | 310–360 mm |
| Armstøtتهøyde ① | 950–1220 mm | |
| Avstand mellom drivhjulene ① | 510 mm | |
| Sving-/drivhjul ¹⁾ diameter | 200 mm | |

¹⁾ Svinghjulene er styrehjul. Drivhjulene har et bremsesystem som gir dosert bremsing og låsing av hjulet.

| | Alpha Basic | Alpha Advanced |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| Totalvekt ²⁾ | 11,3 kg | 12,2 kg |
| Maks. brukervekt ³⁾ | 125 kg | |

²⁾ Totalvekt uten tilleggsutstyr.

³⁾ Vektgrensen omfatter vekten av brukeren i stående eller sittende stilling samt innholdet i kurven.

6.2 Materiale

| Alpha Basic / Alpha Advanced | |
|------------------------------|--|
| Ramme | Stål belagt med polyesterpulver (PES) |
| Håndtaksstenger | Aluminium |
| Håndtak | Lukket syntetisk cellegummi |
| Hjul | Polypropylen (PP) med korder av termoplast-elastomer (TPE) |
| Plastdeler | Materiale i henhold til merking Polyamid (PA), polypropylen (PP), polyetylen (PE) |
| Skruer | Stål, rustbeskyttet (sinkbelagt) |

Notes

United Kingdom:

Invacare Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 222
Fax: (44) (0) 1656 776 220
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Schweiz / Suisse / Svizzera:

Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com
www.invacare.it

Ireland:

Invacare Ireland Ltd,
Unit 5 Seatown Business Campus
Seatown Road, Swords, County Dublin
Tel: (353) 1 810 7084
Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com
www.invacare.ie

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Sverige & Suomi:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com,
finland@invacare.com
www.invacare.se

Deutschland:

Invacare GmbH,
Alemannenstraße 10
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 0
Fax: (49) (0)7562 700 66
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Belgium & Luxemburg:

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com
www.invacare.be

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Österreich:

Invacare Austria GmbH
Herzog Odilostrasse 101
A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

France:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Norge:

Invacare AS
Grensesvingen 9, Postboks 6230,
Etterstad
N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00
Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com
www.invacare.no



Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Sweden

1576161-B 2016-04-01



Making Life's Experiences Possible™



Yes, you can.®