

BRUKSANVISNING

CE

NO

Corpus 3G

Setesystem for elektrisk rullestol



Her finner du Permobil

Avdeling for salg og service i Norge

Permobil AS

Industriveien 16
1481 Hagan Norge

Tlf. 815 30 077

Fax. 670 79 959

E-post: firmapost@permobil.no

Hovedkontor for Permobil-konsernet

Permobil AB

Box 120
861 23 Timrå
Sweden

Tel: +46 60 59 59 00

Fax: +46 60 57 52 50

E-mail: info@permobil.se

Corpus 3G

Setesystem for elektrisk rullestol

Viktig informasjon om denne bruksanvisningen	6
Teknisk support	7
Tilbehør og reservedeler	7
Kassering av sete.....	7
Garanti.....	7
Sikkerhetsforskrifter	8–15
Konstruksjon og funksjon	16
Generelt.....	16
Seteløfter	18
Setevinkling	18
Elektrisk ryggvinkling	19
Elektriske beinstøtter	19
Beinstøtte elektrisk bevegelse	20
Beinstøtte elektrisk høydejustering	20
Betjeningspanel	21
Manuelle setefunksjoner – Beinstøttevinkel	26
Manuelle setefunksjoner – Ryggvinkling.....	27
Innstillinger	28
Beinstøttelengde	28
Fotplatenes høyde.....	29
Fotplatenes vinkel	30
Armstøttens posisjon.....	31
Armstøttens høyde	32
Armstøttens vinkel	33
Armstøttens høyde/vinkel.....	34
Korsryggstøtte.....	35
Kroppsstøtte	36
Nakkestøtte	37
Betjeningspanel	38
Transport	40
Stell og vedlikehold	42
Setebelte	43
Tilbehør	44
Tekniske spesifikasjoner.....	45

Viktig informasjon angående bruksanvisningen

Gratulerer med valget av elektrisk rullestol. Vi ønsker også at du i tiden fremover skal være fornøyd med valget av leverandør og rullestol.

Før du begynner å bruke rullestolen din, er det viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen, spesielt avsnittene om sikkerhet.

Bruksanvisningen skal først og fremst lære deg om rullestolens funksjoner og egenskaper og hvordan du bruker den på best mulig måte. Den inneholder også viktig sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon og beskriver eventuelle problemer som kan oppstå ved kjøring.

Oppbevar alltid bruksanvisningen i tilknytning til rullestolen, slik at du har den tilgjengelig hvis det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk, sikkerhet og vedlikehold.

Du kan også hente informasjon om produktene på Internett-sidene våre. Du finner oss på www.permobil.com.

Hvis rullestolen din har klistremerket "spesialtilpasset produkt", er den tilpasset dine behov og ønsker. Det vil si at utføring og funksjoner kan avvike fra teksten i denne bruksanvisningen, eller fra utførelsen og funksjonene til andre rullestoler av samme type.

All informasjon, alle bilder, illustrasjoner og spesifikasjoner er basert på den produktinformasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking av denne bruksanvisningen. Bilder og illustrasjoner i bruksanvisningen er typeeksempler og ikke nødvendigvis nøyaktige avbildninger av de ulike delene av rullestolen.

Vi forbeholder oss retten til å foreta produktendringer uten å opplyse om dette på forhånd.

Synshemmede kan lese dokumentet i PDF-format på www.permobil.com eller bestille det med stor tekst.

Teknisk støtte

Ved behov for teknisk support, ring Permobil AS Kundeservice på tlf: 815 30 077 eller din lokale hjelpemiddelsentral.

Reservedeler og tilbehør

Reservdeler og tilbehør bestilles hos Permobil AS, tlf: 815 30 077. Forventet levetid for dette produktet er 7 år.

Garanti og service

Alle elektriske rullestoler fra Permobil leveres med 3 års garanti i henhold til gjeldende avtale mellom NAV og Permobil.

Kontakt Permobil AS for mer informasjon.

Alle henvendelser fra brukere vedr. service/reperasjon, skal skje via den lokale hjelpemiddelsentral.

Rapportere uforutsette hendelser

Hvis en uforutsett hendelse inntreffer, kontakt nærmeste hjelpemiddelsentral. Som et hjelpemiddel til å forberede henvendelsen finner du en lenke på nettsiden vår www.permobil.com Velg Norge. Her finner du nødvendig kontaktinformasjon og et veiledningsdokument for de opplysningene vi trenger for å undersøke hendelsen. Sørg for å ha så fullstendig informasjon som mulig. Dette er til stor hjelp for oss.

For å heve produktkvaliteten og sikre at produktet er trygt å bruke gjennom hele sin levetid, er det viktig at du sender inn Hendelsesrapporter. Det står også i MEDDEV 2.12-1 og Vedlegg 9 at produsenten skal "Oppmuntre brukere eller personer med spesielt ansvar for å rapportere hendelser som har inntruffet med medisinske enheter og som oppfyller kriteriene i disse retningslinjene, til å rapportere hendelsene til produsenten og/eller til ansvarlig myndighet i henhold til nasjonale forskrifter".

For å oppfylle kravene og sikre at du alltid trygt kan bruke produktene våre, trenger vi din hjelp. Vi håper at du aldri vil få behov for informasjonen på denne siden, men hvis en hendelse inntreffer, vennligst kontakt hjelpemiddelsentralen.

Produktgodkjenning

Dette produktet oppfyller gjeldende krav i henhold til EN 12184 og ISO 7176.

Sikkerhetsforskrifter - generelt

Setet er tungt og består av mange bevegelige deler. Det må derfor behandles med stor forsiktighet. Les nøye gjennom og følg alle instruksjoner og advarsler i denne bruksanvisningen før du bruker setet/rullestolen. Feil bruk kan skade både brukeren og setet.

I bruksanvisningen forekommer følgende "advarselssymboler" for å gjøre deg oppmerksom på forhold som kan føre til problemer, farlige situasjoner, personskader eller skader på setet m.m.

MERK!

Vær oppmerksom.

ADVARSEL

Vær ekstra oppmerksom.
Fare for personskade samt for skader på rullestolen og omgivelsene.

MERK!

Permobil AB er ikke ansvarlig for person- eller eiendomsskader som kan ha oppstått som følge av at brukeren eller andre ikke har fulgt de anbefalingene, advarslene og instruksjonene som forekommer i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetsforskrifter - generelt

Dette setet kan ved levering være innstilt og justert etter dine behov, og du bør derfor alltid rådføre deg med ansvarlig person før du gjør endringer eller justeringer på setet. Visse justeringer kan forringe setets sikkerhet/funksjoner eller hvor egnet det er til dine behov.

For å unngå at setet brukes på feil måte, er det svært viktig at du tar deg tid til å gjøre deg kjent med setet og knappene, samt funksjons- og betjeningsutstyret for tilbehøret og de ulike justeringsmulighetene for setet før du tar det i bruk.

Ikke ta den første prøveturen alene, sørg for at du har assistanse i umiddelbar nærhet hvis du skulle trenge hjelp.

Før setet tas i bruk må du kontrollere følgende for å forvise deg om at det ikke har skjedd noe med det under transporten:

- Kontroller at alle bestilte produkter inngår i leveransen. Hvis du tror at du mangler noe, må du så raskt som mulig kontakte hjelpemiddelsentralen eller Permobil for å få informasjon.
- Kontroller at det ikke har oppstått transportskader eller andre skader på setet og tilbehøret. Hvis du finner ut at noe er skadet eller ellers ser ut til å være feil, må du så raskt som mulig kontakte hjelpemiddelsentralen eller Permobil for å få informasjon før du fortsetter kontrollen.

Sikkerhetsforskrifter



ADVARSEL

Klemfare

Vær oppmerksom på at rullestolen er tung og inneholder mange bevegelige deler, som betyr at det alltid foreligger en viss klemfare.

Bruk de elektriske setefunksjonene med stor forsiktighet. Det gjelder spesielt når du har kjørt inntil/under et bord eller andre bevegelige gjenstander. Forsikre deg også alltid om at det ikke er gjenstander i umiddelbar nærhet som kan forstyrre setefunksjonens bevegelige deler.

Kjøring av seteløfter/setevinkling/ryggvinkling

Påse at ingenting risikerer å havne mellom chassiset og setet når seteløfter/setevinkling og ryggvinkling benyttes. Tyngdepunktet endres når disse funksjonene er i bruk, og det innebærer økt veltefare. Kjør derfor alltid med lav hastighet og bruk disse setefunksjonene bare på plant underlag, ikke i skråninger, på ramper, i bakker eller tilsvarende.

Tyngdepunkt

Vær oppmerksom på at følgende faktorer kan påvirke setets/rullestolens tyngdepunkt og dermed også veltefaren:

- Heving av seteløfteren
- Høyde og vinkling på setet
- Kroppens posisjon eller vektfordeling
- Kjøring på hellende underlag, f.eks. rampe eller bakke
- Bruk av ryggsekk eller annet utstyr, avhengig av hvor stor v e k t som legges til.

Hvis rullestolen begynner å bevege seg på en uventet måte, slipper du umiddelbart styrespaken, slik at rullestolen stopper. Bortsett fra i nødtilfeller skal du IKKE bruke av-/påknappen til å stoppe rullestolen. Det kan føre til at rullestolen stopper raskt og ukontrollert og forårsaker personsaker.

Sikkerhetsforskrifter



ADVARSEL

Setebelte

Permobilens setebelte er laget utelukkende for å holde brukeren på plass. Det er ikke egnet som beskyttelse ved ev. kollisjon/ulykke. Kontroller beltene regelmessig, i tilfelle det skulle ha oppstått skader eller slitasje.

Forflytting inn og ut av stolen

Sørg for at strømmen er AV før du flytter deg inn eller ut av rullestolen og før du løfter armstøtten med betjeningspanelet.


Ved forflytting inn i og ut av rullestolen er det viktig å sørge for at det er minst mulig avstand mellom rullestolen og stedet brukeren forflytter seg til/fra. Hvis denne avstanden er for stor, kan brukeren miste balansen eller falle.

Permobil anbefaler at brukeren forflytter seg når det er en annen person til stede som kan overvåke og hjelpe til.

Vær forsiktig når du bøyer deg eller strekker deg etter noe.

Bruk aldri styrespaken som håndtak eller støtte.

Bruk ikke fotplater eller armstøtter som støtte når du tar deg inn i eller ut av rullestolen. Fotplatene og armstøttene er ikke beregnet på å ta imot tyngde. Unødig høy belastning kan føre til at de gir etter og eventuelt forårsaker skader på person eller eiendom, inkludert skader på rullestolen.



Sikkerhetsforskrifter



ADVARSEL

Passasjerer

Setet skal ikke brukes til transport av passasjerer, uavhengig av passasjerens alder. Det skal heller ikke brukes til transport av tyngre ting, bortsett fra brukers personlige eiendeler. Den maksimale brukervekten som er angitt i denne bruksanvisningen, må ikke overskrides. Manøvreringsevnen og stabiliteten til rullestolen kan i så fall forringes.

Bruk under ulike værforhold

Setene fra Permobil er konstruert slik at de tåler de fleste værtyper, men du bør unngå å utsette setet for eksempel for sterk kulde, vedvarende fuktighet, kraftig regn/snøfall og liknende situasjoner. Hvis setet har vært utsatt for noe av dette, må du vente med å bruke det til det er helt tørt.

Husk også at noen flater på setet kan opphetes eller nedkjøles hvis de utsettes for kraftig sol eller kulde.

Hvis det er sprekker eller liknende i noen av setedekslene eller i betjeningspanelboksen, bør de byttes ut, slik at ikke fuktighet kan trenge inn og skade elektronikken.

Sikkerhetsforskrifter



ADVARSEL

Transport

Rullestolen må bare transporteres i kjøretøy som er godkjent for dette formålet. Kontroller alltid med den som skal utføre transporten at kjøretøyet er utformet, utstyrt og forsikret for å transportere personer i rullestol. En rullestol er ikke utformet som et bilsete og gir ikke samme grad av sikkerhet som et standard bilsete, uansett hvor godt den festes i kjøretøyet.

Kontroller nøye at rullestolen er skikkelig festet og at bremsene ikke er frigjort (rullestolens drivhjul må være låst). Rullestolen må kun spennes fast med lastereimer fra transportbøylene foran og bak, som er merket med gule klistremerker, eller ved å bruke et Permolock-forankringssystem. Rullestolen må ikke spennes fast i noen andre deler, inkl. setet.

Hvis rullestolen må transporteres med brukeren sittende i den, må du sørge for at den spennes fast med et godkjent festesystem som er tilpasset rullestolens totalvekt.

- Permobil anbefaler at rullestolen er utstyrt med nakkestøtte og at denne brukes ved transport.
- Under transporten er det viktig at brukeren sitter fastspent med et trepunkts sikkerhetsbelte som er festet ved gulvet og i siden på kjøretøyet.
- Et midjebelte som festes på rullestolen, er bare beregnet til å holde brukeren på plass og gir ikke samme beskyttelse som sikkerhetsbeltet i kjøretøyet.

Sikkerhetsforskrifter



ADVARSEL

Vedlikehold og service

Utfør bare den typen service og vedlikehold som angis i denne bruksanvisningen. All annen service, forandringer og inngrep i setet og tilbehøret skal utføres av kvalifisert fagpersonale eller personale med tilstrekkelig kunnskap til å kunne utføre dette på en fagkyndig måte. Kontakt alltid en kvalifisert serviceperson eller Permobil hvis du er usikker.

Ved alt arbeid/service på setets elektriske system, må strømmen frakoples. Les mer om hvordan du gjør dette, i bruksanvisningen for rullestolen din (chassis håndboken).

Benytt bare reservedeler eller tilbehør som er godkjent eller anbefales av Permobil. All annen bruk kan føre til forandringer som forringer funksjonene og sikkerheten til setet. Det kan også innebære at garantien for setet ditt ikke lenger er gyldig.

Vær oppmerksom på at rullestolen er tung og inneholder mange bevegelige deler, som betyr at det alltid foreligger en viss klemfare.

Sikkerhetsforskrifter



ADVARSEL

Oppbevaring

Oppbevar aldri setet og tilhørende utstyr på steder der det kan oppstå kondens (damp eller fukt på overflatene), det vil si vaskerom eller liknende steder.

Hvis du er usikker på hvordan du oppbevarer setet på best mulig måte, kan du kontakte leverandøren eller Permobil for å få informasjon.

Skader/funksjonsfeil på setet og tilbehøret

Hvis setet og de ulike setefunksjonene ikke fungerer som forventet i en av posisjonene, eller hvis du tror at noe er galt, må du avbryte prøveturen så fort som mulig, slå av rullestolen og kontakte hjelpemiddelsentralen eller Permobil for å få informasjon.

Det er viktig at Permobil umiddelbart får beskjed hvis setet eller tilbehøret er blitt utsatt for transportskade, skade under kjøring eller skade på grunn av annen påvirkning. Det er fare for at setet og tilbehøret ikke lenger kan brukes på en sikker og risikofri måte.

Konstruksjon og funksjon

Generelt

Corpus 3G er et ergonomisk utformet sete som enkelt kan justeres etter brukers behov. Setet kan suppleres med et stort utvalg tilbehør slik som leggstøtte, lårstøtte, kroppsstøtte, bryststøtte, nakkestøtte m.m.

Setet kan styres med fast eller elektrisk seteløfter, samt både manuelle og elektriske setefunksjoner.

Oversikt



- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Nakkestøtte | 5. Beinstøtte |
| 2. Ryggstøtte | 6. Fotplater |
| 3. Betjeningspanel | 7. Armstøtte |
| 4. Sete | |

Konstruksjon og funksjon

Elektriske setefunksjoner (kan variere avhengig av hvordan rullestolen er utstyrt)

De elektriske setefunksjonene styres av elektriske betjeningsenheter som trinnløst manøvreres via rullestolens betjeningspanel.

Funksjoner

- seteløfter
- beinstøtte
- setevinkling
- ryggvinkling

Manuelle setefunksjoner (kan variere avhengig av hvordan rullestolen er utstyrt)


De manuelle seteinnstillingene skjer gjennom justering av manuelle låserør med hurtiglås i en rekke faste posisjoner.

Funksjoner


- beinstøttevinkel
- ryggvinkling

Andre justeringer

Betjeningspanel, armstøtter, fotplater og diverse tilbehør som leggstøtte, lårstøtte, kroppsstøtter, nakkestøtte osv. har manuelle justerings- og innstillingsmuligheter.



Elektrisk regulering for beinstøttevinkel.



Manuelt låserør for ryggstøttevinkling.

Konstruksjon og funksjon

Elektrisk seteløfter

En elektrisk manøvrert seteløfter gir mulighet for trinnløs heving/senking av setet slik at det lett kan tilpasses høyden på bord, benker osv.

Hvis seteløfteren heves ovenfor laveste stilling, reduseres maksimalhastigheten til rullestolen.



Elektrisk seteløfter.

Elektrisk setevinkling

En elektrisk styrt setevinkling gir mulighet for trinnløs innstilling av setets vinkel.



Elektrisk setevinkling.



ADVARSEL

Hevet seteløfter flytter tyngdepunktet høyere opp og øker faren for velt. Bruk derfor seteløfteren bare på plant underlag.

Kjør alltid med lav hastighet og kjør aldri setevinkling/ryggvinkling lenger bak enn at det er mulig å styre rullestolen på en sikker måte ved kjøring på hellende, ujevnt underlag samt ved hindermanøvrering.

Konstruksjon og funksjon

Elektrisk ryggstøtte

En elektrisk styrt ryggvinklingen gir mulighet for trinnløs innstilling av ryggstøttens vinkel.



Elektrisk ryggstøtte.

Elektriske beinstøtter

Elektrisk styrt beinstøtte gir mulighet for trinnløs justering av beinstøtten utover/innover.



Elektriske beinstøtter.



ADVARSEL

Det foreligger alltid klemfare når de elektriske setefunksjonene er i bevegelse.

Konstruksjon og funksjon

Beinstøtte elektrisk bevegelse

Funksjoner hever setet samtidig som fotplaten senkes helt ned til underlaget. Brukeren kan dermed enklere forflytte seg inn og ut av setet. Den tynne fotplaten forenkler forflytning til og fra underlaget.

MERK!

For opplysninger om maksimal belastning og minste beinstøttelengde, se tekniske spesifikasjoner på side 44.



Beinstøtte elektrisk bevegelse.

Beinstøtte elektrisk høydejustering

Elektrisk styrte fotplater gir mulighet for trinnløs regulering av fotplatenes høyde (beinstøttens lengde). På denne måten kan man enkelt justere trykket på lårenes underside.

MERK!

For opplysninger om maksimal belastning og minste beinstøttelengde, se tekniske spesifikasjoner på side 44.



Beinstøtte elektrisk høydejustering.

ADVARSEL

Det foreligger alltid klemfare når de elektriske setefunksjonene er i bevegelse.

Konstruksjon og funksjon

Setets elektriske funksjoner kan styres fra rullestolens betjeningspanel. Se bruksanvisningen til chassiset for mer informasjon. På seter med styresystemet ICS kan de elektriske funksjonene også styres ved hjelp av ICS betjeningspanel.

ICS betjeningspanel


Ved hjelp av setets betjeningspanel styres setets elektriske funksjoner. Betjeningspanelet kan bestå av tradisjonelle trykknapper eller vippebrytere som er lettere å betjene for enkelte brukere. Vippebryteren føres forover for å påvirke den fremre knappen og bakover for å påvirke den bakre knappen. Betjeningspanelets funksjoner beskrives i fortsettelsen som om panelet består av tradisjonelle trykknapper, men funksjonene er de samme uansett hvordan betjeningspanelet er utformet.

Hvert betjeningspanel kan ha to funksjoner, symbolet for den aktive funksjonen lyser. Bytte av funksjon skjer ved hjelp av shift-funksjonen. Se side 22.



MERK!

Antall tilgjengelige funksjoner varierer avhenger av hvordan rullestolen og setet er utstyrt.



Setets betjeningspanel.

Konstruksjon og funksjon

Symbolene på betjeningspanelet gir informasjon om hvilke setefunksjoner som er tilgjengelige, hvilke setefunksjoner som er begrenset, og hvilke setefunksjoner som reduserer hastigheten eller stopper kjøringen helt.

Symbolene kan enten være slokket, lyse eller blinke.

Slokket symbol

Symbolet til funksjonen er slokket. Det betyr at funksjonen ikke kan brukes for øyeblikket. Bruk skift-knappen til å bytte mellom venstre og høyre setefunksjon på betjeningspanelet.

Lysende symbol

Et symbol som lyser konstant, gir informasjon om kjørehastighet.

Når symbolet lyser konstant *grønt*, kan rullestolen kjøres med maksimal hastighet.

Når symbolet lyser konstant *gult*, betyr det at rullestolens maksimale hastighet er begrenset på grunn av den aktuelle setefunksjonens posisjon.

Når symbolet lyser konstant *rødt*, betyr det at rullestolen ikke kan kjøres på grunn av den aktuelle setefunksjonens posisjon.

Blinkende symbol

Et blinkende symbol gir informasjon om en betjeningsenhet.

Et blinkende grønt symbol henviser til en spesialfunksjon, for eksempel minnefunksjonen.

Et blinkende gult symbol betyr at funksjonen er sperret i den ene retningen på grunn av en sikkerhetsbryter. Betjeningsenheten til den aktuelle funksjonen fungerer bare i den "sikre" retningen.

Et blinkende rødt symbol betyr at det er påvist en feil i den aktuelle betjeningsenheten. Dette kan igjen bety at setefunksjonen ikke virker. Kontakt service.

Konstruksjon og funksjon



Seteløfter

Setet heves når den øverste delen av knappen trykkes ned, og senkes når den nederste delen av knappen trykkes ned.



Ryggstøttehelling

Ryggstøtten helles bakover når den nederste delen av knappen trykkes ned, og rettes opp igjen når den øverste delen trykkes ned.



Setevinkling

Setet vinkles bakover når den nederste delen av knappen trykkes ned, og forover når den øverste delen trykkes ned.



Beinstøttevinkel

Beinstøtten kjøres utover når den øverste delen av knappen trykkes ned, og tilbake når den nederste delen trykkes ned.


På noen versjoner har beinstøttefunksjonen samme knapper som en annen funksjon uten at det finnes noen shift-funksjon. I disse tilfellene kjører beinstøtten utover/innover annenhver gang funksjonsknappen trykkes inn.

Konstruksjon og funksjon




Skift

Bytt funksjon på betjeningsknappene ved å trykke på **shift**-knappen. Bytt tilbake ved å trykke på **shift**-knappen en gang til. Symbolet for den aktive funksjonen lyser.



Beinstøtte elektrisk bevegelse

Setet heves samtidig som fotplaten senkes når den øverste delen av knappen trykkes ned. Setet senkes samtidig som fotplaten heves når den nederste delen av knappen trykkes ned.



Beinstøtte elektrisk høydejustering

Fotplaten heves når den øvre delen av knappen trykkes inn, og senkes når knappens nedre del trykkes inn.

Konstruksjon og funksjon



Minnefunksjon

Betjeningspanelet har innebygd minne med tre minneplasser. Hver minneplass kan lagre alle de elektriske innstillingene til setet.

Lagre innstilling

Still setet i den stillingen som du vil lagre.

- Aktiver minnefunksjonen ved å holde minneknappen (8) inne i 2 sekunder, se bilde. Symbolet blinker grønt når minnefunksjonen er aktivert.
- Aktiver funksjonen minnelagring ved å holde knapp 4 inne i to sekunder. Lysdiode 7 lyser grønt, noe som betyr at funksjonen er aktivert.
- Hold knappen for ønsket minnefunksjon (5, 6 eller 7) inne i tre sekunder for å lagre seteinnstillingen. Se bilde. Symbolet ovenfor den aktuelle minnefunksjonen lyser rødt, og betjeningspanelet avgir et kort lydsignal når innstillingen er lagret.
- Tilbakestill betjeningspanelets standardfunksjoner ved å trykke på minneknappen (8), se bilde.

Hente innstilling

- Aktiver minnefunksjonen ved å holde minneknappen (8) inne i 2 sekunder, se bilde. Symbolet blinker grønt når minnefunksjonen er aktivert.
- Hold knappen for ønsket minnefunksjon (1, 2 eller 3) inne. Setet stilles da tilbake til tidligere lagret stilling. Se bilde. Av sikkerhetsmessige hensyn må knappen holdes inne til setet er stilt tilbake til ønsket posisjon. Når den lagrede innstillingen er nådd, stopper setets betjeningsenhet, symbolet overfor minneplassen lyser grønt, og betjeningspanelet avgir et kort lydsignal.
- Tilbakestill betjeningspanelets standardfunksjoner ved å trykke på minneknappen (8). Se bilde.




Betjeningspanelets minnefunksjon.

Konstruksjon og funksjon

Manuelle setefunksjoner – Beinstøttevinkel

Vinkelen på beinstøtten justeres via et justerbart låserør med hurtiglås i en rekke faste posisjoner.

1. Dra ut det fjærende håndtaket på hurtiglåsen, slik at låserøret kan beveges fritt og beinstøtten kan justeres.
2. Juster beinstøtten til ønsket vinkel og lås deretter låserøret fast ved å slippe håndtaket, slik at det låses til hullet på låserøret.
3. Forviss deg om at beinstøtten er i låst posisjon etter justeringen.



ADVARSEL


Ikke belast beinstøtten under innstillingen. Fare for klemskade.

Konstruksjon og funksjon

Manuelle setefunksjoner – Ryggvinkling

Vinkelen på ryggstøtten justeres ved hjelp av et regulerbart låserør med hurtiglås i en rekke faste posisjoner. Fra oppreist stilling kan ryggstøtten vinkles maksimalt 45 ° bakover.

1. Dra ut det fjærende håndtaket på hurtiglåsen, slik at låserøret løper fritt og ryggstøtten kan vinkles.
2. Juster ryggstøtten til ønsket vinkel, og lås deretter låserøret fast ved å slippe håndtaket, slik at det låses til hullet på låserøret.
3. Forsikre deg om at ryggstøtten er i låst posisjon etter justeringen.




ADVARSEL

Ikke belast ryggstøtten under innstilling av ryggvinkling. Fare for klemskade.

Innstillinger

Beinstøttedekselet

Demonter beinstøttedekselet ved å løsne de to skruene og deretter trekke dekkelet rett frem. Se bilde. Dekselet monteres ved å trykke det på plass og feste det med de to skruene.




Beinstøttedekselet er festet med to skruer

Beinstøttelengde

Beinstøttelengden justeres trinnløst og festes ved hjelp av to låseskruer.

1. Demonter beinstøttedekselet. Se beskrivelse ovenfor.
2. Løsne beinstøttens to indre låseskruer. Se bilde.
3. Juster beinstøtten til ønsket lengde, og fest den ved å trekke til låseskruene.
4. Kontroller at beinstøtten sitter ordentlig fast etter justeringen.
5. Sett på plastdekselet igjen. Se beskrivelse ovenfor.



Beinstøttens lengdejustering stilles inn med de indre låseskruene



ADVARSEL


Belast ikke fotplatene ved innstilling.

Fotplatene må aldri justeres så høyt at den nedre delen av beinstøttens firkantrør havner utenfor fotplatenes underside.

Fotplatenes høyde

Fotplatenes høyde justeres individuelt og trinnløst, og festes ved hjelp av de ytre låseskruene.

1. Demonter beinstøttedekselet. Se beskrivelse på forrige side.
2. Løsne fotplatenes låseskruer. Se bilde.
3. Juster fotplatene til ønsket høyde, og fest dem ved å trekke til låseskruene.
4. Kontroller at fotplatene sitter som de skal etter justeringen.
5. Sett på plastdekselet igjen. Se beskrivelse på forrige side



Fotplatenes høyde stilles inn med de ytre låseskruene



ADVARSEL

Belast ikke fotplatene ved innstilling.

Fotplatene må aldri justeres så høyt at den nedre delen av beinstøttens firkantrør havner utenfor fotplatenes underside.

Innstillinger

Fotplatenes vinkel


Fotplatenes vinkel justeres ved hjelp av stoppskruer plassert under den enkelte fotplaten.

1. Fold opp fotplaten(e).
2. Løsne kontramutteren.
3. Still inn ønsket vinkel ved å skru inn/ut skruen.
3. Lås stoppskruen i ønsket posisjon med kontramutteren.



ADVARSEL

Belast ikke fotplatene ved innstilling.



Fotplatenes vinkel justeres ved hjelp av en skruen som låses med en kontramutter.

Innstillinger

Armstøttens posisjon


Armstøtten kan vinkles inn/ut for å gi brukeren best mulig komfort. Vinkelen endres ved at armstøttens fremre del skyves inn eller ut.

Funksjonens endeposisjoner kan stilles inn i tre faste posisjoner. Posisjonen velges ved å flytte en skrue på undersiden av armstøtten. Se bilde nedenfor.



ADVARSEL

Vær ekstra varsom ved passering gjennom døråpninger eller andre trange passasjer hvis armstøttene er stilt inn på mellom 0° og +15°. Fare for person- og eiendomsskader samt skader på rullestolen.




Armstøtten kan vinkles inn/ut

Innstillinger

Armstøttens høyde

Armstøttens høyde kan stilles inn for beste komfort.

1. Løsne de fire skruene på ryggstøttens bakside som fester armstøttens høyde. Se bilde nedenfor.
2. Juster til ønsket posisjon ved hjelp av innstillingsskruen på ryggstøttens bakside. Se bilde nedenfor. Skalaen midt på ryggstøtten viser armstøttens aktuelle høydeinnstilling.
3. Sikre armstøttens høyde ved å trekke til de fire skruene på ryggstøttens bakside. Se bilde.




Innstilling av armstøttens høyde

Innstillinger

Armstøttens vinkel

Armstøttens vinkel kan enkelt justeres for optimal komfort.

1. Juster armstøttens vinkel ved å vri på justeringsstengene. Se bilde.



Innstilling av armstøttens vinkel



ADVARSEL


Ikke belast armstøttene under justeringen. Fare for klemskade.

Innstillinger

Armstøttens høyde/vinkel

Armstøttens høyde/vinkel justeres vanligvis iht. beskrivelsen på side 30–31. Ved spesielle behov kan imidlertid armstøttene justeres individuelt for brukere som vil ha venstre og høyre armstøtte i ulike høyder og/eller vinkler. Denne innstillingen utføres kun ved spesielle behov. Innstillingen kan gi negative effekter på armstøttens bevegelse ved felling/oppreising av ryggstøtten.

1. Juster armstøttens høyde ved å vri på justeringsstangen (C). Se bilde.
2. Armstøttens vinkel festes med en skrue (B), flytt skruen fra fast posisjon (A) til fleksibel posisjon (B). Se bilde nedenfor.
3. Juster armstøtten til ønsket vinkel, og fest den ved å trekke til skruen (B). Se bilde nedenfor.



Individuell justering av armstøttens høyde og vinkel



ADVARSEL

Ikke belast armstøttene under justeringen. Fare for klemskade.

Denne typen justering utføres kun ved spesielle behov. Innstillingen kan gi negative effekter på armstøttens bevegelse ved felling/oppreising av ryggstøtten

Innstillinger

Korsryggstøtte

Korsryggstøtten består av tre puter med borrelås som kan tas fra hverandre alt etter hvor mye støtte man ønsker i korsryggen.

1. Fjern ryggstøttens pute.
2. Juster korsryggstøtten etter behov.
3. Sett på ryggstøttens pute igjen.



Korsryggstøtte.




Høydejustering.


Innstillinger

Kroppsstøtte Høydejustering

1. Fjern ryggstøttens pute.
2. Løsne skruen som holder kroppsstøtten. Den sitter på baksiden av ryggstøtten. Se bilde.
3. Juster kroppsstøtten til ønsket posisjon.
4. Trekk til skruen.
5. Sett på ryggstøttens pute igjen.



Kroppsstøtten er festet med en skrue.



Høydejustering.


Innstillinger

Nakkestøtte (tilbehør)

Denne nakkestøtten har flere justeringsmuligheter for å gjøre det mest mulig behagelig for brukeren. Nakkestøtten kan også demonteres/monteres uten at innstillingen endres.

Demontering

1. Løsne håndtaket (3) på ryggstøttens bakside. Se bilde.
2. Demonter nakkestøtten ved å løfte den rett opp.




Montering

Montering skjer i omvendt rekkefølge.

Justering av høyde/dybde

1. Løsne håndtaket (1) på ryggstøttens bakside. Se bilde.
2. Juster høyden/dybden på nakkestøtten etter behov.
3. Trekk til håndtaket (1).



Justering av nakkestøtte.

Vinkeljustering

1. Løsne håndtaket (2) på nakkestøttens bakside. Se bilde.
2. Juster vinkelen på nakkestøtten etter behov.
3. Trekk til håndtaket (2).



ADVARSEL

Ikke belast nakkestøtten under justeringen.

Innstillinger

Betjeningspanel, dreibar panelholder

Plasseringen av betjeningspanelet kan justeres i lengden med tanke på optimal kjørestilling. Panelet kan også dreies til siden for å lette på- og avstigning.

Lengdejustering

1. Løsne skruen på panelledet og juster panelet til ønsket posisjon.
2. Trekk til skruen.

Vinkeljustering med friksjonsledd


Ved hjelp av bryteren på friksjonsleddet er det mulig å justere hvor lett eller tregt panelet skal kunne dreies til siden.



Lengdejusteringsskrue.



Vriker friksjonsledd.



Betjeningspanel *Parallellgående panelholder*

Plasseringen av betjeningspanelet kan justeres i lengden med tanke på optimal kjørestilling. Panelet kan også skyves til siden, skrått bakover, for å lette på- og avstigning.

Lengdejustering


1. Løsne skruen på undersiden av armstøtten og juster panelet til ønsket posisjon.
2. Trekk til skruen.

Justering av friksjonsledd

Ved hjelp av vrideren på friksjonsleddet er det mulig å justere hvor lett eller tregt panelet skal kunne skyves til siden.



Panelet kan skyves til siden, skrått bakover, for å lette på- og avstigning.



Betjeningspanel med parallellgående panelholder.


Transport

Demontering av ryggstøtte

For å gjøre det enklere å transportere rullestolen/setet kan ryggstøtten løsnes med noen enkle håndgrep.

1. Ta av ryggstøtteputen, som er festet med borrelås på putens bakside.
2. Demonter ryggstøttens øvre del ved forsiktig å bryte sperren på ryggstøttens bakside utover samtidig som du drar den øvre delen rett opp. Se bilde nedenfor.

Ved behov kan også nakkestøtten demonteres, se side 37.



Ryggstøttens øvre del er festet med en låsemekanisme.

**ADVARSEL**

Rullestolen må bare transporteres i kjøretøy som er godkjent for dette formålet. Kontroller alltid med den som skal utføre transporten at kjøretøyet er utformet, utstyrt og forsikret for å transportere personer i rullestol. En rullestol er ikke utformet som et bilsete og gir ikke samme grad av sikkerhet som et standard bilsete, uansett hvor godt den festes i kjøretøyet.

Kontroller nøye at rullestolen er skikkelig festet og at bremsene ikke er frigjort (rullestolens drivhjul må være låst). Rullestolen må kun spennes fast med lastereimer fra transportbøylene foran og bak, som er merket med gule klistremerker, eller ved å bruke et Permolock-forankringssystem. Rullestolen må ikke spennes fast i noen andre deler, inkl. setet.

Hvis rullestolen må transporteres med brukeren sittende i den, må du sørge for at den spennes fast med et godkjent festesystem som er tilpasset rullestolens totalvekt.

- Permobil anbefaler at rullestolen er utstyrt med nakkestøtte og at denne brukes ved transport.
- Under transporten er det viktig at brukeren sitter fastspennet med et trepunkts sikkerhetsbelte som er festet ved gulvet og i siden på kjøretøyet.
- Et midjebelte som festes på rullestolen, er bare beregnet til å holde brukeren på plass og gir ikke samme beskyttelse som sikkerhetsbeltet i kjøretøyet.



Rullestolen må IKKE spennes fast ved å festes til noen del av setet.

Stell og vedlikehold

Regelmessig vedlikehold forebygger unødvendig slitasje og skader på setet. Nedenfor følger noen generelle råd som Permobil anbefaler. Ved sterkt nedsmusset trekk eller skader på overflatebehandling, kontakt Permobil for informasjon.

Trekk, stoff/vinyl

Ved normal rengjøring vaskes trekket med lunkent vann og en mild såpe som ikke riper. Bruk en myk klut eller en myk børste. Før overflaten har tørket, fjerner du eventuelle vann-/såperester med en ren, tørr klut. Denne prosedyren kan gjentas for å fjerne vanskelig smuss eller flekker.

Trekkene kan ved behov tas av før rengjøring. Se også vaskeanvisningen på trekket.

Metallflater

Ved normal rengjøring benyttes en myk klut/svamp, varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Skyll godt med klut og vann, og tørk.

Fjern merker fra halvmatte flater med mykvoks (følg produsentens anvisninger).

Fjern merker og riper fra blanke flater ved å benytte bilpolish, enten i flytende form eller som pasta. Påfør en myk bilvoks etter polering for å få tilbake den opprinnelige overflateglansen.

Plast

Ved normal rengjøring rengjøres plastflater med en myk klut, mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Skyll godt og tørk med en myk klut. Ikke bruk løsemidler eller kjøkkenrengjøringsmidler som riper.

Kontroll av setebeltene

Kontroller setebeltene regelmessig, i tilfelle det skulle ha oppstått skader eller slitasje.



ADVARSEL

Spyl aldri rullestolen med vannslange. Elektronikken kan skades. Rullestolen skal alltid være slått av ved rengjøring.

Setebelte (tilbehør)

Montering av setebelte

Det er en tilbehørsskinne på hver side av seterammen for montering av bl.a. setebelte. Setebeltet monteres i skinnens øvre spor.

1. Skru fast beltet med klikklås på den siden som passer best for brukeren, og fest den andre delen med spenne på motsatt side.
2. Kontroller etter montering at beltespennen er skikkelig fastlåst i klikklåsen.



Montert belte.



Montert belte.



Klikklås på belte.



ADVARSEL

Permobil's setebelte er laget utelukkende for å holde brukeren på plass. Det er ikke egnet som beskyttelse ved ev. kollisjon/ulykke. Kontroller beltene regelmessig, i tilfelle det skulle ha oppstått skader eller slitasje.

Tilbehør

Tilbehøret til Permobil's seter utvikles kontinuerlig. Kontakt nærmeste Permobil-forhandler og få nærmere opplysninger om hva slags tilbehør som finnes til setet ditt.

Data

Opplysningene nedenfor om mål og vekt gjelder for en elektrisk styrt Corpus 3G

i standardutførelse (inkl. betjeningspanel).

Generelt

Navn Corpus 3G

Opplysninger om mål og vekt

Lengde 860 mm.

Bredde 780 mm.

Høyde 1190 mm.

Vekt ca. 35 kg. (inkl. setehellingsfunksjon ca. 45 kg)

Maks.vekt bruker 136 kg.

Beinstøtte elektrisk bevegelse

Min. lengde fra fotplate til seteplate 300 mm.


Maks. løftevekt 30 kg

Beinstøtte elektrisk høydejustering

Min. lengde fra fotplate til seteplate 300 mm.

Maks. lengde fra fotplate til seteplate 520 mm.

Maks. løftevekt 70 kg



NO



Corpus 3G



Art.nr.: 205254-NO-0