



BeMe

brukerveiledning



Til støtte for
barn



Leckey BeMe er konstruert for å gi postural posisjonering, i tillegg til funksjon og mobilitet. Denne brukerveiledningen viser hvordan du raskt og enkelt kan bruke alle funksjonene på en trygg måte. Sikkerhet og vedlikehold gjør at du vil ha glede av dette produktet i lang tid fremover.

INNHold

1. Bruksområde	s.03
2. Serifisering	s.05
3. Advarsler og forholdsregler	s.05
4. Garantivilkår	s.07
5. Produkthistorie	s.08
6. Produktopplæring	s.08
7. Sikkerhetsinformasjon	s.09
8. Forholdsregler og kontraindikasjoner	s.11
9. Regelmessige justeringer for daglig bruk	s.12
10. Rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon	s.31
11. Daglig inspeksjon av produkt	s.32
12. Årlig inspeksjon av produkt	s.33
13. Gjenbruk av Leckey produkter	s.34
14. Service	s.35
15. Teknisk informasjon	s.36
16. Hvordan pakke ut og sette sammen setesystemet	s.42
17. Feste trekk og puter	s.83
18. Klinisk oppsett for postural kontroll	s.99

SEKSJON 01: BRUKSOMRÅDE

Leckey BeMe kan brukes sammen med forskjellige mobilitetsunderstell, slik beskrevet nedenfor. Leckey BeMe er et setesystem for postural støtte som er beregnet for barn med nedsatte funksjonsevner. Setesystemet kan brukes hjemme, på skolen eller utendørs (sammen med et understell beregnet for utendørs bruk).

Leckey BeMe er tilgjengelig i tre størrelser:

- Liten seteskall, beregnet for barn som veier maksimalt 35 kg
- Middels seteskall, beregnet for barn som veier maksimalt 50 kg
- Stor seteskall, beregnet for barn som veier maksimalt 70 kg
- Liten ryggstøtte, beregnet for barn som veier maksimalt 35 kg
- Middels ryggstøtte, beregnet for barn som veier maksimalt 50 kg
- Stor ryggstøtte, beregnet for barn som veier maksimalt 70 kg
- Lite Hi-Low-understell, beregnet for barn som veier maksimalt 35 kg
- Middels Hi-Low-understell, beregnet for barn som veier maksimalt 50 kg
- Stort Hi-Low-understell, beregnet for barn som veier maksimalt 70 kg



Sikkerhetsinformasjon -

Den maksimale brukervekten for systemet skal være **den nedre vekten** for

- Seteskall
- Ryggstøtte
- Ramme

For mer informasjon, se seksjon 8 Forholdsregler og kontraindikasjoner.

Setesystemet er modulært og kan brukes med et utvalg understell til innendørs og utendørs bruk. Hi-Low-understellet er utformet for å brukes med Leckey BeMe, og er tilgjengelig som en utelukkende innendørsmodell, samt som utendørsmodeller. Utendørsmodellen kan brukes utendørs på jevne underlag.

Leckey BeMe kan brukes sammen med forskjellige mobilitetsunderstell, slik beskrevet nedenfor.

Leckey BeMe	Mobilitetsunderstell	Nødvendig grensesnitt
Liten	Sunrise Medical Zippie Iris	150-1760
	Sunrise Medical Quickie Iris	150-1760
	Sunrise Medical Quickie SR45	150-1760
	Sunrise Medical Q300M [inkludert Mini]	150-1771
Medium	Sunrise Medical Zippie Iris	150-2760
	Sunrise Medical Quickie Iris	150-2760
	Sunrise Medical Quickie SR45	150-2760
	Sunrise Medical Q300M [inkludert Mini]	150-2771
	Sunrise Medical Q400	150-2771
Stor	Sunrise Medical Quickie Iris	150-3760
	Sunrise Medical Quickie SR45	150-3760
	Sunrise Medical Q300M [inkludert Mini]	150-3771
	Sunrise Medical Q400	150-3771

Du finner full informasjon på nettsiden til Leckey: www.leckey.com

Indikasjoner på bruk

BeMe er et modulært setesystem som dekker behovet til barn med forskjellige funksjonsnedsettelse, som påvirker deres evne til å sitte på egenhånd uten eksterne posturale støtter. Det er hovedsakelig beregnet for bruk hjemme, innendørs på skoler, eller utendørs, dersom det brukes på et mobilitetsunderstell. Det er tre størrelser som passer brukere med en maksimal vekt på henholdsvis 35 kg, 50 kg og 70 kg.

Den konfigurerbare posturale støtten som tilbys av BeMe-setet er beregnet for barn med milde til komplekse posturale behov [GMFCS III-V].

SEKSJON 02: SERTIFISERING

Leckey BeMe er klassifisert som et medisinsk utstyr i klasse 1 i henhold til forskrifter i EU og Storbritannia. Produsenten James Leckey Design Ltd erklærer at dette produktet er i samsvar med Medical Device Regulation [2017/745], UK Medical Device Regulations 2002, og EN 12182:2012 Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav og prøvingsmetoder.

Merknad til brukeren og/eller pasienten: Dersom utstyret har vært involvert i en alvorlig hendelse, skal dette rapporteres til produsenten og den aktuelle myndighet i landet der brukeren og/eller pasienten bor.

SEKSJON 03: ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Merk: Hvis disse instruksjonene ikke følges kan det føre til personskade, produktskade eller miljøskade!

- **Advarsel - Velfare:** Stabiliteten vil reduseres dersom Hi-Low-understellet og setet brukes i ekstreme stillinger. Når et Hi-Low-understell brukes, må setehøyden eller -vinkelen kun være i den maksimale stillingen når rullestolen står på et jevnt underlag (med en helling på under 2 grader). Når setet brukes i hellinger eller på ramper (med en helling på inntil 10 grader), må seteryggen rettes opp og setehøyden senkes ned til den laveste stillingen.
- **Fare for å klemme fingrene:** Pass på så fingrene til brukeren eller barn på gulvet ikke klemmes i mekanismene som hever og senker det elektriske Hi-Low-understellet.
- **Advarsel - Brukersikkerhet:** Sørg for at det brukes et 2-punkts belte, hvor beltebåndet tres gjennom sporet i seteskallet, over kamlåsen.
- **Advarsel - Brukersikkerhet:** Sørg for at alle av brukerens seler, spesielt hoftebeltet, er strammet og justert for å holde brukeren trygt på plass før setet beveges.
- **Advarsel - Brukersikkerhet:** Dynamiske ryggstøtter skal stilles til "fast" når BeMe brukes under transport.

- **Forsiktig - Fare for å klemme fingrene:** Vær forsiktig når du monterer eller justerer setedelene så du ikke klemmer fingrene dine, for eksempel når du setter setedeler på plass eller strammer festeordninger.
- **Forsiktig - Daglige kontroller:** Setesystemet må kontrolleres daglig før bruk for å forvise om at alle seler og seteelementer er forsvarlig festet til setet og understellet. Kontroller også at ladekabelen til batteriet ikke er skadet, før den brukes. Se seksjon 11 for detaljer om kontrollene.
- **Forsiktig - Snublefare med elektrisk understell:** Sørg for at ladekabelen til det elektriske understellet er fjernet fra setesystemet før setet flyttes.
- **Forsiktig - Rengjøring:** Rengjør setesystemet regelmessig for å forhindre at det samler seg smuss på setedelene og understellet. Oppsamling av smuss kan gjøre at seteputene slites ut raskt, eller at understellet ruster. Ved rengjøring anbefaler vi at det kun benyttes vaskemiddel uten slipemiddel sammen med en fuktig klut. Ikke bruk rennende vann på trekket mens det fortsatt er festet til setet. Se seksjon 10.
- **Forsiktig - Rengjøre med høytrykkspyler/slanger:** Ikke bruk slanger eller en høytrykkspyler til å rengjøre rammedelene. Det elektrisk hevbare setesystemet ikke er forseglet mot rennende vann og kan derfor skades av vann som trenger inn. Se seksjon 10.
- **Forsiktig - Service/reparasjon av elektroniske komponenter på elektrisk Hi-Low-understell:** Ingen av komponentene på det elektriske Hi-Low-understellet kan vedlikeholdes av brukeren. Service og reparasjoner skal kun utføres av personer som er autorisert av Leckey.
- **Forsiktig - Deponering:** Setesystemet skal kun deponeres på en avfalls plass. De elektriske komponentene skal tas av og deponeres separat.
- **Forsiktig - Ta setesystemet i bruk:** Når setesystemet skal brukes etter å ha stått til oppbevaring, må det stå i romtemperatur i minst to timer før det tas i bruk. Tørk av eventuell kondens som oppstår på produktet.

SEKSJON 04: GARANTIVILKÅR

Garantien gjelder kun hvis produktet er brukt i henhold til de spesifiserte forholdene og de tiltenkte formålene, ved å følge alle anbefalinger fra produsenten (se også generelle betingelser for salg, leveranse og betaling på vår nettside [<https://www.leckey.com/terms-and-conditions-of-sale>]).

Alle produkter og komponenter som er produsert av Leckey leveres med tre års garanti.

SEKSJON 4.1: EKSTRA INFORMASJON OM GARANTIEN

Produkter som er produsert av Sunrise Medical Pty Ltd i Australia kommer med en garanti fra Sunrise Medical som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbruksloven. Du har krav på et nytt produkt eller pengene tilbake ved en eventuelt stor feil, samt kompensasjon for tap og skade som med rimelighet kunne vært forutsett. Du har også krav på å få produktene reparert eller erstattet dersom de ikke har akseptabel kvalitet, og så lenge feilen ikke utgjør en alvorlig feil. Fordelene med denne garantien er i tillegg til dine andre rettigheter og rettsmidler i henhold til loven for produktene som garantien gjelder for.

SEKSJON 5: PRODUKTHISTORIE

Ditt Leckey-produkt er et medisinsk utstyr, og bør derfor kun foreskrives, installeres og re-installeres av en teknisk kompetent person som har mottatt opplæring i å bruke dette produktet. Leckey anbefaler å opprettholde en skriftlig oversikt over alle installasjoner, kontroller ved overføring av produktet til en annen person samt årlige produktkontroller.

SEKSJON 6: PRODUKTOPPLÆRING

(foreldre, lærere og omsorgspersoner)

Ditt Leckey-produkt er et foreskrevet medisinsk utstyr i klasse 1, og Leckey anbefaler at foreldre, lærere og pleiere som bruker utstyret gjøres kjent med følgende seksjon i denne brukerveiledningen av en teknisk kompetent person:

- **SEKSJON 7** Sikkerhetsinformasjon
- **SEKSJON 9** Regelmessige justeringer for daglig bruk
- **SEKSJON 10** Rengjøring
- **SEKSJON 11** Daglig inspeksjon av produkt

Leckey anbefaler å opprettholde en skriftlig oversikt over alle som har mottatt opplæring i bruk av dette produktet.

SEKSJON 7: SIKKERHETSINFORMASJON

- 7.1** Les alltid brukermanualen før bruk.
- 7.2** Vi anbefaler at brukeren aldri forlates uten tilsyn når han/hun bruker Leckey-utstyret.
- 7.3** Bruk kun komponenter godkjent av Leckey sammen med produktet. Modifiser aldri produktet på noen måte. Dersom disse retningslinjene ikke følges kan det medføre risiko for bruker eller omsorgsperson og vil gjøre garantien for produktet ugyldig.
- 7.4** Hvis du er i tvil om Leckey-produktet er trygt å bruke, eller hvis noen av delene går i stykker, må du umiddelbart stoppe å bruke produktet og snarest ta kontakt med Kundeservice.
- 7.5** Juster alle nødvendige stillinger og sørg for at de er forsvarlig festet, før brukeren plasseres i produktet. Enkelte justeringer kan kreve bruk av verktøy, som leveres med produktet. Hold alt verktøy utenfor barns rekkevidde.
- 7.6** Når brukeren plasseres i setesystemet, må hoftebeltet alltid festes først. Dette vil sørge for at brukeren sitter riktig og trygt.
- 7.7** Når produktet står stille, sørg for at alle svinghjul er låst og peker ut fra understellet, da dette vil øke produktets stabilitet. Dette er spesielt viktig når tilt-in-space brukes eller ryggen er lent bakover.
- 7.8** Når setet brukes med et Hi-Low-understell, må du sørge for at høydejusteringspedalen og tilt-in-space-spaken er låst så de ikke kan justeres ved et uhell av andre barn.
- 7.9** Når Leckey-setesystemet brukes med et Hi-Low-understell, anbefaler vi ikke at brukeren flyttes over ujevne overflater når han/hun sitter i setet. Vær ytterst forsiktig når brukeren forflyttes inn og ute av setet.
- 7.10** Bruk kun kjørehåndtakene til å styre og flytte setet fra ett sted til et annet. Bruk aldri brettet eller hodestøtten til dette formålet.
- 7.11** Produktet inneholder komponenter som kan utgjøre en kvelningsfare for små barn. Kontroller alltid at låsekottene og boltene som er innenfor barns rekkevidde er strammet og sikret.
- 7.12** Leckeys produkter overholder forskriftene om brannsikkerhet i samsvar med EN12182. Produktet er utstyrt med plastdeler og bør derfor holdes utenfor alle direkte varmekilder, inkludert flammer, sigaretter og gassbrennere.
- 7.13** Ikke plasser gjenstander som er varmere enn 40 °C på brettet.
- 7.14** Produktet er beregnet på innendørs bruk. Når det ikke er i bruk, skal det oppbevares på et tørt sted som ikke utsettes for kraftige temperaturer. Det er trygt å bruke produktet i temperaturer på mellom +5 °C og +40 °C.
- 7.15** Kontroller alltid at plastkottene på kjørehåndtaket er forsvarlig strammet før du flytter setet, og at kjørehåndtaket er festet til understellet ved bruk av to skruer.
- 7.16** Før setesystemet brukes, kontroller alltid at seteskallet er helt koblet til understellet. Hvis seteskallet ikke er forsvarlig tilkoblet, kan setet løsne og forårsake alvorlige personskader til barnet eller pleieren.

7.17 Vær oppmerksom på åpningen under bordet, hvor barnet kan stikke fingrene sine inn mellom metallbraketten og basen på plastbordet.

7.18 Den maksimale brukervekten for systemet skal være **den nedre** vekten for setet, ryggen og understellet.

7.19 Når du bruker tilt-in-space-mekanismen, hold alltid i håndtakene, eller fest setet så det ikke rykker når mekanismen aktiveres.

Leckey BeMe – Kollisjonstest

Leckey BeMe er kollisjonstestet og godkjent for bruk i kjøretøy, og overholder kravene i ISO16840, del 4. Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte kundeavdelingen vår. Setet er testet i sin komplette konfigurasjon på et understell med en påmontert Leckey-hodestøtte.

Hvis Leckey BeMe-setet brukes i et kjøretøy, må følgende punkter overholdes:

- Leckey BeMe-setet må peke forover i kjøretøyet.
- Det må brukes sammen med et Unwin Restraint System og en hodestøtte som står i riktig stilling til enhver tid under transporten.

Viktig

Disse kollisjonstestdetaljene gjelder kun Leckey BeMe og grensesnittplaten. Hvis du bruker Leckey BeMe på et mobilitetsunderstell, se kollisjonstestdetaljene i brukerveiledningen til rullestolen.

KOMBINASJONER AV MEDISINSK UTSTYR

Leckey BeMe kan kombineres med ett eller flere medisinske utstyr eller andre produkter. Du finner informasjon om hvilke kombinasjoner som er mulige på nettsiden www.leckey.com. Alle oppførte kombinasjoner er godkjent i forhold til å oppfylle de generelle kravene til sikkerhet og ytelse, del 14.1 i forordningen om medisinsk utstyr 2017/745.

Veiledning om kombinasjonen, slik som montering, finner du på www.leckey.com

SEKSJON 8:

FORHOLDSREGLER OG KONTRAINDIKASJONER

Forholdsregler

- Faste ryggdeformiteter, som skoliose eller kyfose
- Kraftige muskelkontrakturer
- Kraftig muskulær asymmetri eller skjelettasymmetri, inkludert hoftedeaddsluksasjon
- Progressiv og muskelsvinnende sykdom
- Høy fare for eller historikk med beinbrudd
- Høy fare for trykksår/skader eller åpne sår
- Kraftige, ukontrollerte bevegelsesmønstre
- Dårlig kontrollert anfallsaktivitet
- Barn som er avhengig av å bruke PEG-slange
- Medisinsk ustabilitet, inkludert kompromitterte luftveier eller kardiovaskulær funksjon
- Avhengig av livsnødvendige apparater fra tredjeparter, som oksygentanker
- Kraftige lærevansker og/eller atferdsproblemer

Kontraindikasjoner

Det finnes ingen kontraindikasjoner forbundet med Leckey BeMe-produktet.

Alle forholdsregler og kontraindikasjoner skal tas etter skjønn av den foreskrivende terapeuten. Leckey anbefaler at en terapeut som er godt kjent med produktet er tilstede under den innledende vurderingen, oppsettet, konfigurasjonen og gjenutstedelsen, for å redusere eventuell risiko.

SEKSJON 9: REGELMESSIGE JUSTERINGER FOR DAGLIG BRUK

[terapeuter/pleiere/foreldre]

Foreldre og pleiere skal vises hvordan de utfører regelmessige justeringer, samt gjøres kjent med sikkerhetskontrollene i seksjon 7 av en tekniske og klinisk kompetent person som har mottatt opplæring i å bruke produktet. Leckey anbefaler å skrive en liste over alle foreldre og pleiere som har mottatt opplæring i å bruke dette produktet.

SEKSJON 9.1: FLYTTE BARNET INN OG UT AV SETET

Før barnet plasseres i setet, må du utføre de daglige kontrollene slik beskrevet i seksjon 11 i denne brukerveiledningen.

Sett setet i en vinkel som gjør det komfortabelt å flytte barnet inn og ut av det. Lås alle svinghjul og sørg for at de peker utover, så produktet er mest mulig stabilt.


Hvis setet har utvipbare bryststøtter, brystbelte eller fleksible støtter, må disse først flyttes ut av veien (se seksjon 9.2).

Åpne hoftebeltet eller bekkenvuggen i midten, åpne borrelåsen på siden av bekkenvuggen, og la selen åpnes opp slik at barnet kan flyttes. Åpne til sist reimene på sandalene, hvis disse er montert. Du kan nå flytte eller heise barnet inn i setet.

Hoftebeltet og bekkenvuggen festes ved bruk av den midtre spennen og borrelåsen på siden (ved bruk av bekkenvugge). Sørg alltid for at spennen er forsvarlig lukket når barnet sitter i setet.

SEKSJON 9.2: FLYTTE UTSVINGBARE SIDESTØTTER

For å flytte de utsvingbare sidestøttene, trekk i pinnen **B** slik vist på bildet nedenfor.




For å gjøre det lettere å flytte barnet, kan trekket på den fleksible omslagsstøtten trekkes ut midlertidig og fester under de elastiske stroppene.

SEKSJON 9.3: MONTERE, DEMONTERE OG JUSTERE 4-PUNKTS BELTE

For å feste 4-punkts beltet, trekk det grå båndet **gjennom den øvre åpningen** på setet **A**, og deretter gjennom kamspennen **B**. Trekk det sorte båndet gjennom kamspennene på forsiden **C**. Trekk i båndet for å stramme det, og fest deretter kamspennene. Kontroller at polstringen i beltet vender mot barnet.



Fest spennen **D** på forsiden, slik at barnet sitter trygt i setet.



Fest alltid hoftestroppen først, før du foretar noen andre justeringer.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere 4-punkts beltet.



Sikkerhetsinformasjon: Når det brukes et 2-punkts belte, må du sørge for at båndet mates gjennom sporet på seteskallet (ikke over seteskallet). Dette anbefales også for 4-punkts beltet.

SEKSJON 9.4: MONTERE, DEMONTERE OG JUSTERE 2-PUNKTS BELTE

For å feste 2-punkts beltet, trekk det grå båndet gjennom den øvre åpningen på setet **A**, og deretter gjennom kamspennet **B**. Trekk i båndet for å stramme det, og fest deretter kamspennene. Kontroller at polstringen i beltet vender mot barnet.



Fest spennen **C** på forsiden, slik at barnet sitter trygt i setet.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere beltet.



Sikkerhetsinformasjon: Når det brukes et 2-punkts belte, må du sørge for at båndet mates gjennom sporet på seteskallet (ikke over seteskallet). Dette anbefales også for 4-punkts beltet.



Fest alltid hoftestroppen først, før du foretar noen andre justeringer.

SEKSJON 9.5: JUSTERE BEKKENVUGGE


Bekkenvuggen kan strammes eller løsnes for å gjøre den komfortabel å bruke for barnet, samt for å øke bekkenets stabilitet. Du gjør dette ved bruk av den grå reimen på forsiden **1**, eller ved bruk av de nedvippbare låsene på siden **2**.



SEKSJON 9.6: JUSTERE HØYDEN PÅ UNDERSTELLET - GASSFJÆR

Av sikkerhetsmessige årsaker må høydejusteringspedalen på understellet låses, som gjøres ved å aktivere utløserpinnen **C** på høyre side av pedalen. For å låse opp pedalen, trekk pinnen ut og vri den 90 grader. Pedalen kan nå brukes.

Du kan utføre denne justeringen mens barnet sitter i stolen. For å justere høyden på Hi-Low-understellet, trykk på fotspaken **A** bak på understellet, mens du holder i kjørehåndtaket **B**. Når du løfter foten fra pedalen, vil setet låses i den høyden du har valgt.



Sikkerhetspinnen må settes tilbake når du har brukt Hi-Low-funksjonen.

SEKSJON 9.7: JUSTERE HØYDEN PÅ UNDERSTELLET - HYDRAULIKK (PUMPING)

For å heve setet, pump fotpedalen gjentatte ganger til du oppnår ønsket høyde (stolen vil heves hver gang du pumper med foten). For å senke stolen, plasser foten under pedalen, og løft pedalen forsiktig opp (stolen vil automatisk senkes ned).



SEKSJON 9.8: JUSTERE HØYDEN PÅ UNDERSTELLET - ELEKTRISK

Det elektriske understellet kan lett justeres ved bruk av håndkontrollen. Høyden kan justeres når brukeren sitter i stolen. Understellet kan heves og senkes, og det tar ca. 17 sekunder å heve eller senke understellet helt opp eller ned (260 mm).



Når håndkontrollen ikke er i bruk, må den oppbevares slik vist **A**:



Vi anbefaler at batteriet lades helt opp i 12 timer før produktet brukes for første gang. For å gjøre dette, plugg den medfølgende batteriladeren inn i siden på batteripakken **A**, før du kobler den til et vegguttak. Du vil se et lys på batteriladeren som viser statusen.

- Grønt: Koblet til strømuttak;
- Gul: Opplading;
- Tilbake til grønt: når batteriet er fulladet.

Når batteriet er fulladet, trekk ledningen ut fra vegguttaket, fjern adapterpluggen, og koble ledningen fra batteriet. Husk å koble batteriladeren fra batteriet før du flytter setet. Batteriet bør lades opp hver dag i ca. 1 time. Den elektriske setehøydejusteringen kan brukes mens batteriet lades opp.



Før bruk, kontroller at kabelen til håndkontrollen ikke har satt seg fast eller er viklet seg rundt noen av rammedelene.

Pass på så ikke du eller barn på gulvet har fingrene i løftearmen for setet.

Kontroller at batteriladeren er koblet fra batteriet før du flytter setet.

Batteriets driftssyklus: To minutters drift i løpet av 20 minutter [dvs. la batteriet kjøles ned i 18 minutter hvis det er brukt kontinuerlig i to minutter].

De elektriske komponentene er IP51-rangert, og er ikke vanntette. Rengjør kun med en fuktig klut - ikke bruk rennende vann, da det kan trenge inn i kabelforbindelsene.

Hvis produktet tas ut av et kjølig oppbevaringsrom, la det stå i to timer for å komme opp i romtemperatur, og tørk av eventuell kondens som oppstår før produktet brukes.

SEKSJON 9.9: TILT IN SPACE - LITE HI- LOW-UNDERSTELL



La alltid tilt-in-space-spaken stå i låst stilling for å forhindre at den flyttes ved et uhell, da dette kan gjøre at seteenheten rykker forover og forårsaker personskade til barnet.

Bruk håndtakene når du opererer tilt-in-space-funksjonen.

Kontroller alltid med en lege/terapeut at tilt-in-space ikke vil blokkere barnets luftveier.



For å låse opp tiltmekanismen, trekk ut og vri låsepinnen **1**. Trykk på spaken for å bruke tiltmekanismen **2**. Hold alltid fast i enten setet eller kjørehåndtaket for å forhindre brå bevegelser.



SEKSJON 9.10: TILT-IN-SPACE - MEDIUM HI-LOW- UNDERSTELL



Advarsel:

Du må holde i kjørehåndtaket med en hånd når du bruker tilt-in-space-funksjonen, for å forhindre at brukeren rykker forover.



Advarsel: Bruk kun tilt-in-space-funksjonen på jevn og flat grunn. Hvis tilt-in-space brukes når setet er hevet opp, kan det gjøre setesystemet ustabil når stolen er parkert i en helling. Tilt-in-space kan vinkles når brukeren sitter i setet. Før du justerer tilt-in-space-vinkelen på setet, må du alltid kontrollere at hoftebeltet er festet slik at barnet ikke sklir forover i setet.

For å justere tiltvinkelen, trykk på spaken under setebasen. Når du har valgt vinkelen du vil bruke, slipper du opp spaken slik at stolen til låses i stilling. Tilt-in-space må låses når brukeren sitter i setet.

For å låse spaken, vrir du pinnen til høyre side for spaken, slik at pinnen fester seg i stilling **2**. Det kan være du må løfte spaken litt for at den skal låse seg. For å låse opp, trekk pinnen ut og vri den 90 grader. Spaken kan nå brukes **1**.



La alltid tilt-in-space-spaken stå i låst stilling for å forhindre at den flyttes ved et uhell, da dette kan gjøre at seteenheden rykker forover og forårsaker personskaade til barnet.

Bruk håndtakene når du opererer tilt-in-space-funksjonen.

Kontroller alltid med en lege/terapeut at tilt-in-space ikke vil blokkere barnets luftveier.

SEKSJON 9.11: TILT-IN-SPACE - STORT HI-LOW-UNDERSTELL



Advarsel: Bruk kun tilt-in-space-funksjonen på jevn og flat grunn. Hvis tilt-in-space brukes når setet er hevet opp, kan det gjøre setesystemet ustabil når stolen er parkert i en helling. Tilt-in-space kan vinkles når brukeren sitter i setet. Før du justerer tilt-in-space-vinkelen på setet, må du alltid kontrollere at hoftebeltet er festet slik at barnet ikke sklir forover i setet.

La alltid tilt-in-space-spaken stå i låst stilling for å forhindre at den flyttes ved et uhell, da dette kan gjøre at seteenheten rykker forover og forårsaker personskaade til barnet.

Bruk håndtakene når du opererer tilt-in-space-funksjonen.

Kontroller alltid med en lege/terapeut at tilt-in-space ikke vil blokkere barnets luftveier.


For å justere tiltvinkelen, trekk spaken på kjørehåndtakene **1**, tilt setet til ønsket vinkel, og slipp opp spaken.



SEKSJON 9.12: JUSTERE DYNAMISK RYGGMOTSTAND

Motstanden for å øke ryggvinkelen justeres ved å endre lufttrykket, og det skal fastsettes av brukerens vekt, setestilling, setedesign og personlig preferanse.

Lufttrykket justeres ved bruk av en luftpumpe **A** (som leveres med hver dynamiske rygg) i hovedventilen på den dynamiske mekanismen **B**.



For å øke lufttrykket, pump luft inn i ventilen til ønsket trykk er oppnådd. For å redusere trykket, trykk på utløserventilen på pumpen til ønsket trykk er oppnådd.



Advarsel: Trykkområdet er mellom 50 og 250 psi. Lufttrykket i det ukomprimerte fjæringssystemet må aldri overstige 250 psi. Hvis det maksimale lufttrykket på 250 lbs/tomme overstiges, kan det føre til alvorlig personskade.

SEKSJON 9.13: JUSTERE DYNAMISK RYGGHASTIGHET


For å justere returhastigheten til den dynamiske ryggen, vri det røde hjulet **A** på den dynamiske støtdemperen. Vri hjulet med urviseren for å senke returhastigheten, og vri det mot urviseren for å øke returhastigheten.



Hvor stor returkraft som er nødvendig kommer an på brukerens vekt, fjæring (som stilles inn av lufttrykket), bruksmengde, sittestil og personlig preferanse. Den beste måten å justere returstyrken på er å redusere den helt, og teste den ved å plassere brukeren i setet. Øk styrken forsiktig til brukeren føler seg komfortabel og trygg, uten at fjæringen flytter brukeren for langt forover.

SEKSJON 9.14: STILLE DEN DYNAMISKE RYGGEN TIL "FIRM"

For å låse den dynamiske ryggen, still den blå spaken på den dynamiske støtdemperen til låst stilling («Locked») **A**. For å låse opp den dynamiske ryggen, still spaken til åpen stilling ("Open") **B**.



Sikkerhetsinformasjon:

Den blå spaken kan stilles til "Firm" (fast) når BeMe brukes under transport.

SEKSJON 9.15: JUSTERE SOMMERFUGLSELEN

For å justere sommerfuglselen, kan du enten endre hvor mye av båndet som trekkes gjennom kamspennene bak på setebasen **A** eller øverst på ryggstøtten **B**. Du kan også juster båndlengden på selestroppene i de fire hjørnene på selen **C**.



SEKSJON 9.16: MONTERE OG DEMONTERE BORDET

Før bordet monteres, kontroller at kamspaken **A** foran hvert armlen er åpen.

For å feste bordet, skyv rørene på bordet inn i midten på armlenene **B**, og kontroller at rørene på bordet stikker ut av den andre siden på mottakeren **C**. Når bordet er plassert i ønsket stilling, må kamspaken **A** strammes forsvarlig.



Vær alltid forsiktig for å forhindre at barnets hender eller armer klemmes når bordet monteres.

Bruk aldri bordet til å styre eller skyve stolen.

Ikke plasser gjenstander som er varmere enn 40 °C på bordet.

Bordet skal kun brukes av brukeren. Ikke len deg på bordet, eller plasser gjenstander som veier mer enn 8 kg på det.



Vær oppmerksom på åpningen under bordet, hvor barnet kan stikke fingrene sine inn mellom metallbraketten og basen på plastbordet.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere bordet.

SEKSJON 9.17: JUSTERE VINKEL PÅ BORD

For å justere vinkelen på armlenet, finn først kamspaken **A** midt på armlenet. Hev kamspaken for å låse opp og sette bordet/ armlenet **B** i ønsket vinkel. Fest ved å senke kamspaken til låst stilling **C**.



SEKSJON 9.18: JUSTERE VINKEL PÅ ARMLEN

For å justere vinkelen på armlenet, finn først kamspaken **A** midt på armlenet. Hev kamspaken for å låse opp og sette armlenet **B** i ønsket vinkel. Fest ved å senke kamspaken til låst stilling **C**.



Vær alltid forsiktig for å forhindre at barnets hender eller armer klemmes når bordet monteres.


Bruk aldri bordet til å styre eller skyve stolen.

Ikke plasser gjenstander som er varmere enn 40 °C på bordet.

Bordet skal kun brukes av brukeren. Ikke len deg på bordet, eller plasser gjenstander som veier mer enn 8 kg på det.

SEKSJON 9.19: BRUKE UTVIPPBAR FOTPLATE

For å vippe opp den hele fotplaten, finn spaken **A** på undersiden av fotplaten, og trekk den ut for å frigjøre pinnen. Roter fotplaten oppover **B** og slipp opp spaken. Pinnen vil stå opp i låst stilling.




Gjør denne fremgangsmåten i motsatt rekkefølge for å senke den hele fotplaten.

Individuelle fotplater har ikke en låsemekanisme. For å vippe opp de individuelle fotplatene, vri hver fotplate opp.


SEKSJON 9.20: JUSTERE SANDALER

For å plasseres barnets føtter i sandalene, fest de medfølgende borrelåsreimene så føttene holdes på plass. Reimene skal plasseres over vristen **A** og tærne **B**. Den fremre reimen kan mates gjennom en av to spor på begge sider av sandalene, avhengig av størrelsen på barnets føtter.



Hvis barnet har på seg sandaler eller lett fottøy, kontroller at reimene ikke irriterer huden.

For å justere plasseringen av sandalen på fotplaten, skru opp knotten **C** og flytt sandalen til ønsket stilling **D**. Stram knotten for å låse sandalen i stilling.



SEKSJON 9.21: JUSTERE ANKELREIMER

For å justere ankelreimen, tilpass borrelåsreimene rundt vristen på foten **A** og rundt ankelen **B**.



SEKSJON 9.22: JUSTERE ANKELSKINNER

For å justere ankelskinnen, tilpass borrelåsreimen rundt ankelen **A**, samt lengden på reimen gjennom spennen **B**.



SEKSJON 9.23: KOBLE INN BREMSENE

For å bruke bremsene på et innendørs understell, trykk foten ned på bremsepedalen **A** til du hører et klikk. Gjør dette på alle de fire svingjulene. For å frigjøre bremsene, trykk på toppen av bremsepedalen med foten, så pedalen vipper tilbake til utgangsstillingen sin.



For å koble inn bremsene på et innendørs/utendørs understell eller på et stort Hi-Low-understell, trykk ned den manuelle bremsespaken **B**, som er plassert foran bakhjulet. For å koble ut bremsen, trekk spaken opp. Det er ingen frontbremses på et innendørs/utendørs understell eller stort Hi-Low-understell.



For å koble inn bremsene på en mobilitetsbase, se produsentens instruksjoner.

SEKSJON 9.24: JUSTERE HØYDEN PÅ KJØREHÅNDTAKET


For å justere høyden på kjørehåndtaket, vri det for å løsne begge låsespakene **A** på kjørehåndtaksrørene, før du hever eller senker håndtaket til ønsket stilling. Roter låsespakene for å stramme håndtaket i stilling.



SEKSJON 9.25: MONTERE OG DEMONTERE ABDUKSJONSKLOSS

Abduksjonsklossen kan kun festes til basic sete. **Den tynne enden på abduksjonsklossen skal peke mot barnet i setet.**


For å feste abduksjonsklossen, åpne kamlåsen foran på setet **A**, og sett abduksjonsklossbraketten gjennom åpningen i seteputen og inn i mottakersporet på setet **B**. For å låse bøylen, skyv spaken **C** kraftig ned. Plasser abduksjonsklossen så den sitter eksternt på seteområdet.



Hvis festemekanismen blir løs over tid, kan den strammes ved å stramme skruen (med urviseren) i kamspaken når den er hevet opp **A**. Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere abduksjonsklossen.

SEKSJON 9.26: MONTERE OG DEMONTERE BENLEDERE

For å montere lårstøtten, skyv stammen på støtten **A** inn i mottakeren på setet **B**, og trykk den ned. Kontroller at benledeerne er låst i stilling ved å trekke oppover.




For å demontere lårstøtten, skyv den sølvfargede utløserknappen diagonalt oppover **C**, og trekk lårstøtteskinningen ut av sporet.



SEKSJON 10: RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSINFORMASJON

For å montere ryggen, finn ryggmottakeren på baksiden av setebasen **A**. Åpne låseklaffene **B** på mottakeren bak på setebasen ved å trekke **klaffene fra hverandre horisontalt**, og deretter rotere de oppover.



Sett basen på ryggen **C** så langt inn i mottakeren som den går. Vri klaffene nedover **D** og skyv **E** innover for å feste ryggen på plass.

Kontroller at ryggen er forsvarlig festet ved å trekke den oppover, og deretter vippe den forover og bakover.

Vedlikehold:

Ved rengjøring anbefaler vi at det kun benyttes varmt vann og et vaskemiddel uten slipemiddel. Bruk aldri organiske løsemidler eller rensesvæsker.

Trekk og stoff

Setetrekkene kan tas av og vaskes i maskin på 60 °C (bruk en lav sentrifugeringshastighet hvis det lar seg gjøre), og tørkes på lav temperatur i tørketrommel. Vær oppmerksom på at stretchstoffet kan bli misfarget etter flere vask på 60 °C. Dette vil derimot ikke påvirke stoffets funksjon. Du kan forhindre dette ved å vaske trekket på en lavere temperatur.

Ta ut skumfyllet i følgende trekk før vask:

- Standardrygg
- Seteputer

Alle andre trekk kan legges hele i vaskemaskinen etter at festeanordningene er fjernet.

1. Trekk og stoff kan også vaskes for hånd når det er festet til produktet. Ved rengjøring anbefaler vi at det kun benyttes varmt vann og et vaskemiddel uten slipemiddel.
2. Innovativ funksjon - vårt stretchstoff er vannett i 30 minutter etter at det er sølt væske på stoffet, for å gi deg tid til å tørke det opp.

3. Flekker bør fjernes så raskt som mulig ved bruk av en absorberende klut, et håndkle eller en svamp. Rutinemessig bruk av varmt vann, såpe og en svamp vil være effektivt mot flekker og mindre søl. Pass på så stoffet ikke blir for vått, da dette vil gjøre at flekkene sprer seg.
4. Antibakterielle rengjøringsmidler kan brukes på kraftigere flekker. Det kan være nødvendig å bruke isopropylalkohol eller mineralsprit.
5. Hofte- og brystbeltet kan vaskes i maskin på 60 °C. Sørg for at alle bolter og festeanordninger er fjernet først, da de kan skade vaskemaskinen. Oppbevar disse på et trygt sted utenfor barns rekkevidde.
6. Pass alltid på at produktet er tørt før bruk

Metall- og plastkomponenter

1. Vann og såpe, eller antibakteriell spray, kan brukes til daglig rengjøring.
2. Understellet skal rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk rennende vann.
3. Ikke bruk løsemidler til å rengjøre plast- eller metallkomponentene.
4. Pass på at enheten er tørr før den brukes.

SEKSJON 11: DAGLIG KONTROLL AV PRODUKTET

[Terapeuter, foreldre, omsorgspersoner]

Vi anbefaler at terapeuter, omsorgspersoner eller foreldre foretar visuelle kontroller daglig for å forsikre om at produktet er trygt å bruke. De daglige kontrollene som anbefales er beskrevet nedenfor.

1. Kontroller at ingen av de bevegelige delene vakler eller beveger seg sidelengs. Kontroller at alle justeringsknopper og bolter er forsvarlig festet på plass.
2. Kontroller at trekk og borrelåser ikke er slitt eller skadd.
3. Kontroller at alle svinghjulene kan bevege seg fritt og at de låses forsvarlig.
4. Kontroller at setet er forsvarlig festet til understellet. Kontroller også at låsespaken for den tilbaketrente ryggen er koblet helt inn.
5. Kontroller at hoftebeltet er forsvarlig festet rundt barnet, så barnet ikke kan skli forover i setet.
6. Kontroller at fotplaten er forsvarlig festet.

Hvis du er i tvil om Leckey-produktet er trygt å bruke, eller hvis noen av delene går i stykker, må du umiddelbart stoppe å bruke produktet og snarest ta kontakt med Kundeservice.

SEKSJON 12: ÅRLIG INSPEKSJON AV PRODUKT

(terapeuter, teknikere, Leckey- produktspesialister, forhandlere)

Leckey anbefaler at hvert produkt gjennomgår en grundig kontroll minst én gang i året, samt hver gang produktet skal gjenbrukes. Denne kontrollen skal utføres av en teknisk kompetent person som har mottatt opplæring i å bruke produktet. Det er nødvendig å kontrollere minst følgende punkter.

1. Kontroller at ingen av de bevegelige delene vakler eller beveger seg sidelengs. Kontroller at alle justeringsknotter og bolter er forsvarlig festet på plass.
2. Kontroller alle skrallehåndtak, knotter, muttere, bolter og plastspenner sitter der de skal. Erstatt deler som mangler. Vær spesielt oppmerksom på følgende enheter:
 - Låsebolter for hodestøtte.
 - Bolter for justering av rygghøyde og -vinkel.
 - Bolter for justering av setedybde.
 - Festeordninger for hoftebelte/hoftestøtter.
 - Justering av høyde og vinkel på benstøtte.
3. Kontroller at høydejusteringsmekanismen for Hi-Low-understellet fungerer som den skal. Hvis understellet styres med en fotpedal, kontroller at setehøyden ikke endres når pedalen slippes opp. Kontroller også at låsepinnen låses forsvarlig, for å forhindre at høyden på understellet kan endres ved et uhell.
4. Juster setet til den maksimale innstillingen for tilt-in-space, og kontroller at låsespaken låser setet forsvarlig på forskjellige punkter i denne prosessen.
5. Kontroller at det ikke er synlig slitasje på metallkomponentene der hvor setet og understellet møtes.
6. Løft opp understellet for å kontrollere hvert svinghjul individuelt. Kontroller at de beveger seg fritt, og fjern eventuell smuss fra gummihjulene. Kontroller at bremsene låser hjulene på forsvarlig måte.
7. Sjekk produktets struktur, og kontroller spesielt at sveiseskjøtene på rammen ikke er slitte eller skadde rundt kjøtene.
8. Leckey anbefaler å opprettholde en skriftlig oversikt over alle årlige produktkontroller.

Hvis du er i tvil om Leckey-produktet er trygt å bruke, eller hvis noen av delene går i stykker, må du umiddelbart stoppe å bruke produktet og snarest ta kontakt med Kundeservice.

SEKSJON 13: GJENBRUK AV LECKEY PRODUKTER

(Terapeuter, foreldre, omsorgspersoner)

De fleste Leckey-produkter er vurdert og bestilt for å dekke behovet til en bestemt bruker. Før et produkt overføres til en ny bruker, anbefaler vi at terapeuten som foreskriver produktet utfører en kontroll for å se om produktet er kompatibelt med den nye brukeren, og forsikrer seg om at produktet som skal overføres er fritt for modifiseringer og spesialutstyr.

Det bør foretas en detaljert, teknisk undersøkelse av produktet før det brukes av en ny person. Undersøkelsen utføres av en teknisk kompetent person som har mottatt opplæring i å bruke og kontrollere produktet. Se seksjon 12 for informasjon om kontrollene som må utføres.

Sørg for at produktet er nøye rengjort i samsvar med instruksjonene i seksjon 10 i denne brukerveiledningen.

Merk: Rengjør alltid produktet først for å fjerne smuss og flekker før det desinfiseres.

1. Vi anbefaler å bruke et automatisert tåkesystem for å dekke alle overflatene på produktet med desinfiseringsmiddel, dersom det er mulig. Les igjennom og følg produsentens instruksjoner for det valgte systemet før bruk og følg disse nøye.

2. Hvis et automatisk desinfeksjonssystem ikke er tilgjengelig, skal alle overflatene tørkes over med desinfiserende servietter eller et flytende desinfeksjonsmiddel på en myk klut. Produkter som er egnet til dette formålet er 70 % IPA, 70 % alkohol eller fortyntet blekemiddel. Følg produsentens instruksjoner for det aktuelle produktet. Produktets trekk og stoffdeler må rengjøres nøye i henhold til instruksjonene i avsnittet "Rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon" i denne brukermanualen.

Sørg for at brukermanualen leveres med produktet. Du kan be om en kopi fra nettsiden vår: leckey.com

Leckey anbefaler å opprettholde en skriftlig oversikt over alle produktkontroller som er utført når produktet skal gjenbrukes.

Hvis du er i tvil om Leckey-produktet er trygt å bruke, eller hvis noen av delene går i stykker, må du umiddelbart stoppe å bruke produktet og snarest ta kontakt med Kundeservice.

SEKSJON 14: SERVICE

Service på ethvert Leckey-produkt skal kun utføres av teknisk kompetent personell som har fått opplæring i bruk av produktet.

Kontakt Sunrise Medical AS på tlf 66963800 og Kundenservice vil bistå deg i forhold til ditt servicebehov.

For mer informasjon om Leckey-forhandlere, besøk nettsiden vår:
www.leckey.com.

SEKSJON 15: TEKNISK INFORMASJON - METRISK

Seteskall og seter					
	Liten	Medium	Stor	Medium lang	Stor lang
Setedybde (mm)	170*-325	275-390	350-475	325-440	400-525
Setebredde, maksimum (uten hoftestøtter) (mm)	275	325	415	325	415
Setebredde, maksimum (kontur) (mm)	250	300	400	300	400
Lårstøttebredde på delt sete (mm)		90-125	110-160	90-125	110-160
Maksimal vektgrense (kg) **	35	50	70	50	70

Ryggstøtte				
	Liten	Medium	Stor	
Ryggghøyde (mm)	360-470	390-520	500-650	
Ryggghøyde med kontursete (mm)	370-480	400-530	475-625	
Sidestøtter, bredde (mm)	130-230	200-300	225-350	
Hoftestøtte, bredde (mm)	165-230	200-260	250-350	
Ryggvinkel (grader)	+10 til -25	+10 til -25	+10 til -25	
Maksimal vektgrense (kg) **	35	50	70	



Benstøtte			
	Liten	Medium	Stor
Legglengde med Basic sete/Split sete (mm)	185-285	280-450	290-510
Legglengde med Countoured sete (mm)	185-285	290-460	300-520
Maksimal dorsalfleksjon (grader)	+/- 10	+/- 10	+/- 10
Maksimal plantarfleksjon (grader)	+/- 10	+/- 10	+/- 10

Ramme						
	Liten	Medium ind. gass	Medium ind. hydraulikk	Medium ind./ut	Stor hydraulikk	Stor elektrisk
Fotavtrykk, bredde (mm)	535	690	690	740	800	800
Fotavtrykk, lengde (mm)	635	840	840	880	770/850***	770
Tiltområde (grader)	-10 til 30	-10 til 25	-10 til 25	-10 til 25	-10 til 30	-10 til 30
Gulv til sete - minimum	270	340	325	380	460	460
Gulv til sete - maksimum	650	655	615	670	640	640
Maksimal vektgrense (kg) **	35	50	50	50	70	70

*170-220 mm setedybde krever avstandsalternativer

**Systemets maksimale brukervekt skal være det minste for sete, understell og rygg.

*** Inkludert fotpedal

TEKNISK INFORMASJON - BRITISKE MÅLEENHETER

Seteskall og seter					
	Liten	Medium	Stor	Medium lang	Stor lang
Setedybde (tommer)	6,7-12,8	10,8-15,4	13,8-18,7	12,8-17,3	15,7-20,7
Setebredde, maksimum (uten hoftestøtter) (tommer)	10,8	12,8	16,3	12,8	16,3
Setebredde, maksimum (Contoured) (tommer)	9,8	11,8	15,7	11,8	15,7
Lårstøttebredde på Split sete (tommer)		3,57-4,9	4,3-6,3	3,5-4,9	4,3-6,3
Maksimal vektgrense (lbs) **	77,175	110,25	154,35	110,25	154,35

Ryggstøtte			
	Liten	Medium	Stor
Ryggghøyde (tommer)	14,2-18,5	15,4-20,5	19,7-25,6
Ryggghøyde med Contoured sete (tommer)	14,6-18,9	16,1-19,7	20,1-25,2
Sidestøtter, bredde (tommer)	5,1-9,1	7,9-11,8	8,9-13,8
Hoftestøtte, bredde (tommer)	6,5-9,1	7,9-10,2	9,8-13,8
Ryggvinkel (grader)	+10 til -25	+10 til -25	+10 til -25
Maksimal vektgrense (lbs) **	77,175	110,25	154,35



Benstøtte			
	Liten	Medium	Stor
Legglengde med Basic sete/Split sete (tommer)	7,3-11,2	11-17,7	11,4-20,1
Legglengde med Contoured sete (tommer)	7,3-11,2	11,4-18,1	11,8-20,5
Maksimal dorsalfleksjon (grader)	+/- 10	+/- 10	+/- 10
Maksimal plantarfleksjon (grader)	+/- 10	+/- 10	+/- 10

Ramme						
	Liten	Medium ind. gass	Medium ind. hydraulikk	Medium ind./ut	Stor hydraulikk	Stor elektrisk
Fotavtrykk, bredde (tommer)	21,1	27,2	27,2	29,1	31,5	31,5
Fotavtrykk, lengde (tommer)	25	33,1	33,1	34,6	27,6/33,5***	30,3
Tiltområde (grader)	-10 til 30	-10 til 25	-10 til 25	-10 til 25	-10 til 30	-10 til 30
Gulv til sete - minimum	10,6	13,3	12,8	15	18,1	18,1
Gulv til sete - maksimum	25,6	25,8	24,2	26,3	25,2	25,2
Maksimal vektgrense (lbs) **	77,2	110,3	110,3	110,3	154,4	154,4

*6,7 - 8,7 tommers setedybde krever avstandsalternativer

















**Systemets maksimale brukervekt skal være det minste for sete, understell og rygg.

*** Inkludert fotpedal

TEKNISK INFORMASJON

Funksjon	Parameter	Verdi
Merke og modell	Aktuator	LINAK 281209-01
	Batteri	LINAK BA18021-00
	Håndholdt kontroll	LINAK HB41000-00004
	Batterilader	LINAK batterilader CH01. Bruk kun den medfølgende batteriladeren
Seteløft	Arbeidssyklus	Maks 10 % eller 2 minutter kontinuerlig bruk, etterfulgt av 18 minutter pause
	Aktuatorkraft	3500 N skyve, 2000 N trekke
	Aktuatorhastighet	4,7 mm/sek. ved full belastning
	Støynivå	48 dB(A)
Omgivelsesmodus	IP-vurdering	IP51 (ikke vanntett, rengjør kun med en fuktig klut)
	Bruk	+5 °C til +40 °C 20-80 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
	Transport og oppbevaring	-10 °C til +50 °C 20-80 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
		La enheten stå i romtemperatur i to timer før den brukes når den er flytte fra oppbevaring
		Moh. (høyde over havet)
Elektrisk informasjon	Aktuator, driftsspenning	24 V
	Aktuator, driftsstrøm	Maksimalt 3,9 A
	Lader, inngangsspenning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
	Lader, utgangsspenning	27,6 V likestrøm ± 2 %
	Ladestrøm	Maks. 500 mA
	Ladeindikasjon på lader	Grønt lys - tilkoblet strøm Gult lys - batteriet lades opp, skifter til grønt lys når batteriet er fulladet
Sertifisering	EMC	IEC60601-1-2:2014 for bruk hjemme
	Elektrisk sikkerhet	IEC60601-1:2005/A1:2012

TABELL OVER SYMBOLER

Symbol	Betydning
	Medisinsk utstyr
	Les instruksjonene for bruk
	CE-merking
	Advarsel
	Produsent
	Serienummer
	Produktkode
	Maksimal brukervekt
	Produksjonsdato
	Inneholder ikke lateks
	Utstyrsidentifikasjonskode (UDI)
	Kollisjonstestet
	Vaskes i maskin på 40 °C
	Tørkes i tørketrommel på lav varme
	Må ikke strykes
	Skal ikke blekes

SEKSJON 16: HVORDAN PAKKE UT OG SETTE SAMMEN SETESYSTEMET

Kontroller alle deler

Når du kjøper et Leckey BeMe-setesystem, vil alle delene være pakket i plastposer, tydelig merket med etiketter. Ta de forsiktig ut av esken og kontroller alle delene du har bestilt.

Noe av utstyret må settes sammen før du fester setet til understellet du har kjøpt. Hvis setet skal monteres på et mobilitetsunderstell, må du først montere grensesnittplaten på understellet. Instruksjoner om hvordan du fester grensesnittet til bestemte understell, følger med grensesnittplaten. Når du har kontrollert alle delene, er du klar til å sette sammen BeMe-setesystemet og feste det til understellet.

Verktøy

Noen av justeringene krever bruk av multiverktøy eller en unbrakonøkkel med langt håndtak, som følger med setet.






Sikkerhet først: Hold plastposene unna barn.

SEKSJON 16.1: MONTERE OG DEMONTERE SETEENHETEN PÅ UNDERSTELLET

Hev understellet helt opp for å unngå å skade ryggen din når du monterer setebasen. Se seksjon 9 for informasjon om hvordan du justere høyden på understellet.

Før du monterer setebasen, kontroller at låsehaspen på forsiden er åpen **A**. Hvis låsehaspen er lukket **B**, må du gjøre følgende:

Finn de grå utløserknappene på høyre og venstre låsehaspe foran på setet **C**. Vri knappene mot midten av setet samtidig **D**, og trykk de deretter innover **E**. Du vil høre et klikk når haspene kobles ut.



Bilde av låsehaspe i låst stilling

Når låsehaspene er koblet ut, kan setebasen settes på understellet. Løft setebasen ved å ta tak på hver side av setet med begge hender. Det er to kroker **F** på baksiden av setebasen, som skal stilles på linje med det bakre røret på understellet **G**. Roter framsiden på setet ned **H**, og trykk deretter kraftig ned til du hører et klikk når låsehaspene låses.

Kontroller at setebasen er forsvarlig festet ved å trekke opp forsiden og baksiden på seteskallet.




Kontroller alltid at setebasen er forsvarlig festet.

Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene dine når du fester setet.


For å demontere setet, finn og frigjør låsehaspene, slik vist i **C**, **D** og **E**. Deretter gjør du trinnene i **H**, **G** og **F**.

SEKSJON 16.2: MONTERE OG DEMONTERE UTTREKKBART KJØREHÅNDTAK (PÅ LITET OG MIDDELSSTORT UNDERSTELL, KUN HI-LOW)

Kjørehåndtaket festes til Hi-Low-understellet ved å sette de to nedre stengene inn i mottakerrørene, slik vist. Kjørehåndtaket har sikkerhetsknøtter **A** som må trykkes inn når de nedre stengene settes inn. Skyv stengene inn til knottene stikker ut av den andre enden på mottakerrørene **B**. Fest håndtaket ved å stramme låseboltene **C**.





For å demontere kjørehåndtaket, gjør **C** fremgangsmåten i motsatt rekkefølge. **D** trykk inn sikkerhetsknottene, og trekk rørene på håndtaket ut av de nedre stengene.




Kontroller disse regelmessig for å forvise om at knottene er stramme. Dette er spesielt viktig hvis produktet brukes i ganger med ujevnt eller hellende gulv.

SEKSJON 16.3: MONTERE OG DEMONTERE LÅRSTØTTER


Aller først, fest utstyret til de to buede åpningene foran på undersiden av setebasen **A**. Sørg for at den delte pakningen **B** plasseres mellom den store pakningen og hodet på bolten. Plasser låseplaten **C** mellom formen og mutteren. Fest mutteren slik at enden på bolten sitter på linje med enden på mutteren. Låseplaten skal kunne beveges fritt langs bolten mellom delen og mutteren. Plasser låseplaten slik at den korte enden peker forover.



Stengene til lårstøtten kommer som et høyre og venstre par. Sørg for at høyre og venstre stenger monteres med den **D**




Sett lårstangen inn i åpningen i setebasen **E**. Sørg for at låseplaten holdes i lårstangen. Sett den nedsenkte skruen inn i dekkplaten **F** i setebasen, og fest den med den medfølgende mutteren i sporet på delen på undersiden. Gjenta på den andre siden.




SEKSJON 16.4: MONTERE OG DEMONTERE BENSTANGEN

Før den øvre benstangen monteres **A**, må du kontrollere at klemmen **B** er løsnet. Skyv deretter den runde tappen på den øvre benstangen inn i klemmen fra innsiden, og stram klemmen på nytt **B** ved bruk av unbrakonøkkelen.



For å demontere lårstengene, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.





Det kan være du må justere plasseringen av lårstangen, slik at den øvre benklemmen kan settes inn. For å gjøre dette, skru opp boltene **C** på undersiden av setebasen, og flytt den til en annen stilling. I enkelte monteringer kan det også være nødvendig å fjerne seteplaten, slik beskrevet i avsnitt 16.5 "Montere og demontere standardsete, delt sete og kontursete".



For å demontere den øvre lårstangen, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.5: MONTERE OG DEMONTERE BASIC SETE, SPLIT SETE OG CONTOURED SETE

Den fremre seteplaten på Basic sete, Split sete og Contoured sete festes til mottakerne på setebasen. Finn først spissene som peker nedover foran på seteplaten, **A**, og de øvre sporene i mottakerne på **B** enden av lårstengene. Skyv spissene inn i den høyre og venstre mottakeren, mens du passer på at de to hullene på hver side står på linje med hverandre. Det kan være du må justere plasseringen av lårstangen, slik at mottakerne kan plasseres riktig. For å gjøre dette, skru opp bolten **C** på undersiden av setebasen, og flytt den til en annen stilling. Når spissene på seteplaten er plassert, stram forsvarlig ved bruk av de fire boltene **D**, og unbrakonøkkelen.





For å demontere seteplaten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.6: MONTERE OG DEMONTERE CONTOURED SETE

Den konturformede puten er festet til seteplaten ved bruk av borrelås på undersiden av puten, **A**, og på toppen av seteplaten **B**.

Bilder er nødvendige, inkludert borrelås og justering foran.




For å feste Contoured sete til setebasen, sett fronten på setebaseplaten på linje med skummet i kontursetet. Trykk ned for å feste borrelåsen.

For å demontere Contoured sete, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.



SEKSJON 16.7: MONTERE OG DEMONTERE RYGGEN

For å montere ryggen, finn ryggmottakeren på baksiden av setebasen **A**. Åpne låseklaffene **B** på mottakeren bak på setebasen ved å trekke **klaffene fra hverandre horisontalt**, og deretter rotere de oppover.



Sett basen på ryggen **C** så langt inn i mottakeren som den går. Vri klaffene nedover **D** og skyv **E** innover for å feste ryggen på plass.

Kontroller at ryggen er forsvarlig festet ved å trekke den oppover, og deretter vippe den forover og bakover.



For å demontere ryggen, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.




Kontroller alltid at setebasen er forsvarlig festet.

SEKSJON 16.8: MONTERE OG DEMONTERE FOTSTØTTEN

For å feste fotstøtten, finn låseplaten på den nedre benstangen **A**, slik at den korte enden peker forover. Skyv den nedre benstangen over enden på den øvre benstangen,

B, mens du passer på at låseplaten holdes i fremspringet på den øvre benstangen.

Fest platen med bolten **C** som strammes med unbrakonøkkelen. De individuelle fotstøttene kan festes hver for seg, mens den hele fotplaten må festes ved å skyve de to nedre benstengene inn på de øvre benstengene samtidig **D**.



For å demontere fotstøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.



Kontroller alltid at fotplaten er forsvarlig festet.

SEKSJON 16.9: MONTERE OG DEMONTERE ARMLENET

For å feste armlenet, finn sporet på sidene av setebasen **A**, og plasser armlenet med de justerbare kamspakene pekende utover **B**. Sett stangen på armlenet inn i sporet, og skyv det nedover **C**. Kontroller at armlenet er låst på plass ved å trekke det oppover.





For å demontere armlenet, skyv utløserknappen på setet **D**, og trekk armlenet ut av sporet **E**.



SEKSJON 16.10: MONTERE OG DEMONTERE SANDALER

Sett festebolten **A** langs festeplaten **B**. Legg et gummilokk, **C**, på oversiden og undersiden av sandalen. Fest ved bruk av de fire skrueene **D** som følger med. For å demontere sandalene eller erstatte festebolten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.



For å demontere sandalene, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.11: MONTERE OG DEMONTERE ANKELSKINNER

For å feste ankelskinnene, skyv båndet gjennom sideåpningen på sandalen **A**. Trekk båndet tilbake i en bue, opp og gjennom den nedre delen og deretter den øvre delen på spennen **B**. Trekk til sist båndet gjennom den nedre delen på spennen på nytt for å feste det **C**. Kutt båndet til ønsket lengde.




For å demontere ankelskinnene, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

Du kan også feste ankelskinnene til en hel eller delt fotplate. Skyv båndet gjennom åpningene, og fest det med spennen som leveres med alle ankelskinner.



SEKSJON 16.12: MONTERE OG DEMONTERE ANKELREIMER

For å feste ankelreimen, mat de nedre **A**, og de øvre **B** knappene på ankelreimen under og over den bakre buen på sandalen, og trykk de sammen **C**.



For å demontere ankelreimene, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

Skyv spennen **D** som er festet til det svarte og hvite båndet gjennom sidesporet i sandalen. Skyv det svarte og hvite borrelåsbåndet **E** gjennom det andre sporet i sandalen. Mat enden på dette beltet gjennom spennen, og bøy de tilbake for å feste det mot borrelåsen **F**.


SEKSJON 16.13: MONTERE OG DEMONTERE STØVLER


For å feste støvlene, skyv båndet gjennom sporene på den hele fotplaten, og fest det ved bruk av den medfølgende spennen.




SEKSJON 16.14: MONTERE OG DEMONTERE SIDESTØTTER - BASIC RYGG

For å feste sidestøtter til basic sete, sett T-mutteren **A** inn i det vertikale sporet fra forsiden på ryggplaten. Hvis ryggputene er montert, kan de flyttes ut av veien. Klem sammen de to sidene på de runde klemmene [med krokodilletenner] **B**, og sett spissen inn i sporet på braketten. Stikk den andre spissen på den runde klemmen inn i sporet på ryggen, mens du passer på at den runde klemmen sitter på kant med platens overflate **C**. Kontroller at T-mutteren sitter mellom de to overflatene på den runde klemmen foran på ryggen **D**.





Sett først den delte pakningen, så den enkle pakningen, på bolten, og stikk den gjennom hullet i den runde klemmen **E**, slik at gjengene på T-mutteren festes. Stram med unbrakonøkkelen.



For å demontere sidestøtter, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.15: MONTERE OG DEMONTERE SIDESTØTTER – MODERATE OG COMPLEX RYGG

For å feste sidestøtter til moderate og complex rygg, sett T-mutteren **A** inn i sporet på sidebraketten. Klem sammen de to sidene på de runde klemmene, og stikk spissen på den runde klemmen inn i sporet på motsatt side på sidebraketten, **B**. Kontroller at T-mutteren sitter mellom de to overflatene på den runde klemmen **C**.



den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på bolten, og stikk den gjennom den vertikale åpningen bak på brystdelen, **E**, så gjengene på T-mutteren festes. Stram med unbrakonøkkel.





For å demontere sidestøtter, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.


Sett de runde klemmene inn i åpningen foran på brystdelen **D**, mens du passer på at spissen på den runde klemmen sklir ned i det vertikale sporet. Hvis ryggputene er montert, kan de flyttes ut av veien. Sett først

SEKSJON 16.16: MONTERE OG DEMONTERE SMAL SIDESTØTTE

For å feste den smale sidestøtten til sidebraketten, sett først opphøyningen inn i det korresponderende sporet på den smale sidestøtten i plast **A**. Sett denne montasjen mot overflaten på innsiden av sidebraketten, slik at braketten sitter i fordypningen på plastputen, og den maskinerte delen sitter i sporet på sidebraketten **B**.



Sett først den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på bolten, og stikk den gjennom hullet i den maskinerte delen **C**. Stram med unbrakonøkkel.



For å demontere, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.17: MONTERE OG DEMONTERE KOMPLEKS SIDESTØTTE

For å feste den komplekse sidestøtten til sidebraketten, sett først mutteren inn i fordypningen på sidestøtten i plast **A**. Sett denne montasjen mot overflaten på innsiden av sidebraketten, slik at braketten sitter i fordypningen på plastdelen **B**.





Sett først den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på bolten, og stikk den gjennom hullet på delen **C** så gjengene i mutteren festes. Stram med unbrakonøkkelen.



For å demontere den komplekse sidestøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.18: MONTERE OG DEMONTERE FLEKSIBEL SIDESTØTTE

Når du skal feste den fleksible sidestøtten, må du bruke det samme festutstyret som til smale sidestøtter. For å feste den smale sidestøtten til sidebraketten, sett først opphøyningen inn i det korresponderende sporet på den smale sidestøtten i plast **A**. Sett denne montasjen mot overflaten på innsiden av sidebraketten, slik at braketten sitter i fordypningen på plastputen, og den maskinerte delen sitter i sporet på sidebraketten **B**.





Sett først den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på bolten, og stikk den gjennom hullet i den maskinerte delen **C**. Stram med unbrakonøkkelen.



For å demontere, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.19: MONTERE OG DEMONTERE PROTRAKSJONSPUTE



For å feste protraksjonsputen, still de to hullene i platen for protraksjonsputen på linje med de korresponderende hullene i sidebraketten, **A** husk at den bøyde delen i platen skal peke bort fra sideputen. Sett de to boltene gjennom disse hullene og fest dem på utsiden med to muttere, som strammes med unbrakonøkkelen og en skiftenøkkel **B**.



For å demontere protraksjonsputen, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.20: MONTERE OG DEMONTERE HOFTESTØTTER (BASIC RYGG)

For å feste hoftestøttene til basic ryggstøtte, sett T-mutteren **A** inn i hullet foran på basic ryggstøtte, mens du passer på så den lange kanten på T-mutteren står på linje med den rektangulære platen. Sett braketten inn i fordypningen på baksiden av basic ryggstøtte **B**. Hvis ryggputene er montert, kan de flyttes ut av veien.




Rekkefølge. Sett først den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på boltene, og stikk den gjennom hullet, **C**, slik at gjengene på T-mutteren festes. Stram med unbrakonøkkelen.

For å demontere, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.21: MONTERE OG DEMONTERE HOFTSTØTTER (MODERAT OG COMPLEX RYGG)

For å feste hoftestøttene til den moderate eller komplekse ryggen, sett T-mutteren **A** inn i sporet foran på hoftestøttebraketten. Sett braketten inn i fordypningen foran på sakraldelen **B**, mens du passer på at den korte enden på T-mutteren står på linje med den øvre og nedre overflaten på fordypningen. Hvis ryggputene er montert, kan de flyttes ut av veien.




Sett først den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på bolten, og stikk den gjennom hullet bak på sakraldelen **C**, slik at gjengene i T-mutteren festes. Stram med unbrakonøkkelen.


For å demontere, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.22: MONTERE OG DEMONTERE AVSTANDSSTYKKE FOR LITEN BASIC RYGG

For å montere avstandsstykket for den lille Basic ryggen, ta av ryggtrekket og skru ut de fire skruene oppe og nede, **A** slik at ryggplaten separeres fra klemmene. Fest avstandsstykkene ved bruk av de fire lange skruene i de øvre og nedre klemmene **B**.





Plasser avstandsstykket for ryggplaten **C** på overflaten på den nedre klemmedelen **D**. Fest ryggplaten på nytt ved å stramme de fire skruene oppe og nede **A**.



For å demontere avstandsstykkene for den lille basic ryggen, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge. Dette skal kun gjøres en gang, før det er nødvendig å skifte ut klemmene på standardsetet.

SEKSJON 16.23: MONTERE OG DEMONTERE HODESTØTTEN

For å feste hodestøtten, åpne klemmen ved å løsne bolten og frigjøre den fra den andre siden på klemmen **A**. Sett klemmen over den øvre stangen på ryggen **B**, og midtstill den.




Klem sammen ved å få tilgang til hodet på bolten gjennom hullet på utsiden av utspringet **C**, før du setter bolten gjennom hullet på den andre halvdel, så gjengene i mutteren festes. Mutteren er festet i fremspringet, og det kan være nødvendig å tilpasse den med hullene på nytt. Stram med unbrakonøkkelen.



For å demontere hodestøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.24: MONTERE OG DEMONTERE BRAKETT TIL UNIVERSAL HODESTØTTE

For å feste den braketten til den universale hodestøtten, åpne klemmen ved å løsne bolten og frigjøre den fra den andre siden på klemmen **A**. Sett klemmen over den øvre stangen på ryggen **B**, og midtstill den.





Klem sammen ved å sette enden på bolten **C**, gjennom hullet på den andre halvdel på klemmen, slik at gjengene på mutteren festes. Mutteren er festet i fremspringet, og det kan være nødvendig å tilpasse den med hullene på nytt. Stram med unbrakonøkkelen.



For å demontere braketten for den universale hodestøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.25: MONTERE OG DEMONTERE BRAKETT TIL UNIVERSAL HODESTØTTE


For å montere den universale hodestøtten, sett hylsen **A** inn i mottakerbraketten **B**. Skyv stangen **C** inn i hylsen **D**, og feste den med håndspaken **E**.



For å demontere den universale hodestøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.26: MONTERE OG DEMONTERE WHITMYER-HODESTØTTE

For å montere Whitmyer-hodestøtten, skyv stangen **A** inn i mottakerbraketten **B**. Fest den med håndspaken **C**.




For å demontere Whitmyer-hodestøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.27: MONTERE OG DEMONTRE BORDET

Før bordet monteres, kontroller at kamspaken **A** foran hvert armlen er åpen.

For å feste bordet, skyv rørene på bordet inn i midten på armlenene **B**, og kontroller at rørene på bordet stikker ut av den andre siden på mottakeren **C**. Når bordet er plassert i ønsket stilling, må kamspaken **A** strammes forsvarlig.



Vær alltid forsiktig for å forhindre at barnets hender eller armer klemmes når bordet monteres.

Bruk aldri bordet til å styre eller skyve stolen.

Ikke plasser gjenstander som er varmere enn 40 °C på bordet.

Bordet skal kun brukes av brukeren. Ikke len deg på bordet, eller plasser gjenstander som veier mer enn 8 kg på det.



Vær oppmerksom på åpningen under bordet, hvor barnet kan stikke fingrene sine inn mellom metallbraketten og basen på plastbordet.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere bordet.

SEKSJON 16.28: MONTERE OG DEMONTERE SOMMERFUGLESELEN

For å feste sommerfuglselelen, finn først kamspennene øverst bak på ryggen **A**, som er synlig gjennom åpningene i putene. Trekk båndet gjennom kamspennene og fest det ved å trykke **B** ned.



Du finner de nedre festepunktene på baksiden av setebasen **C**. Trekk båndet gjennom kamspennene **på baksiden av seteskallet**, og fest det ved å trykke **D** ned.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere.

SEKSJON 16.29: MONTERE OG DEMONTERE KALESJE

For å montere kalesje, må ryggstengene på kalesjen installeres. For å demontere det eksisterende ryggørret, skru opp boltene på klemmen som justerer rygg høyden, **A**, og hev røret til maks høyde. Trykk inn knappene **B** på siden av røret, og løft ryggørret helt ut av stolen.



Skru opp boltene på skulderputeklemmen, **C**, og skyv den av ryggørret. Skyv skulderputeklemmen på ryggørret for regntrekket, og fest boltene **D**.



Sett endene på ryggørret inn i mottakerne på klemmen for ryggghøyden. Trykk inn knappene **E** på sidene, og skyv ryggørret lenger ned. Stram boltene på høydejusteringsklemmen **F**.



For å feste kalesjen, skyv koblingsstykkene ned og over mottakeren **G**, og vri klipset innover **H** så det klikker på plass.





Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere regntrekket.

SEKSJON 16.30: MONTERE OG DEMONTERE POLSTRET TREKK FOR BORD


For å montere det polstrede trekket for bordet, må bordet først fjernes fra setet. Åpne borrelåsremmene, og skyv det polstrede trekket **A** over plastbordet **B**. For å feste, legg borrelåsremmene **C** mot hverandre på undersiden av bordet. Oversiden av bordet skal være helt dekket når trekket er montert **D**.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere det polstrede trekket for bordet.

SEKSJON 16.31: MONTERE OG DEMONTERE ALBUEKLOSSER

For å montere albueklossene, må bordet først fjernes fra setet. Fjern de to pakningene og boltene **A**. Plasser braketten for albueklossen **B**, slik at kanten på puten hviler mot overflaten på bordet **C**, før du stiller hullene på linje med hverandre. Fest de to boltene og pakningene på nytt **D** og stram ved bruk av unbrakonøkkelen.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere albueklossen.

Albueklossene kan installeres både på standardbord og polstret bord.




SEKSJON 16.32: MONTERE OG DEMONTERE 4-PUNKTS BELTE

For å feste 4-punkts beltet, trekk det grå båndet **gjennom den øvre åpningen** på setet **A**, og deretter gjennom kamspennene **B**. Trekk det sorte båndet gjennom kamspennene på forsiden **C**. Trekk i båndet for å stramme det, og fest deretter kamspennene. Kontroller at polstringen i beltet vender mot barnet.



Fest spennen **D** på forsiden, slik at barnet sitter trygt i setet.



Fest alltid hoftestroppen først, før du foretar noen andre justeringer.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere 4-punkts beltet.




Sikkerhetsinformasjon: Når det brukes et 2-punkts belte, må du sørge for at båndet mates gjennom sporet på seteskallet.



SEKSJON 16.33: MONTERE OG DEMONTERE 2-PUNKTS BELTE

For å feste 2-punkts beltet, trekk det grå båndet gjennom den øvre åpningen på setet **A**, og deretter gjennom kamspennene **B**. Trekk i båndet for å stramme det, og fest deretter kamspennene. Kontroller at polstringen i beltet vender mot barnet.



Fest spennen **C** på forsiden, slik at barnet sitter trygt i setet.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere beltet.



Sikkerhetsinformasjon: Når det brukes et 2-punkts belte, må du sørge for at båndet mates gjennom sporet på seteskallet.




Fest alltid hoftestroppen først, før du foretar noen andre justeringer.

SEKSJON 16.34: MONTERE OG DEMONTERE BEKKENVUGGE

Legg bekkenvuggen på puten i setet **A**.
Bekkenvuggen er merket for å vise hvilken
vei den skal plasseres. Fest den bakre
borrelåsen i åpningen i brystputen **B** (på
moderate og komplekse ryggstøtter).

Trekk det sorte båndet gjennom
kamspennene på hver side **foran** på setet,
C og fest kamspennene. Trekk det grå
båndet gjennom kamspennene på hver
side bak på setet **E**, og fest kamspennene.



For å feste bekkenvuggen til basic sete, kutt
den bakre borrelåsremsen til nivået øverst
på bekkenvuggen. Fest slik vist i **A**,
B, **C** og **D**.

Fest spennen **E** på forsiden, slik at barnet
sitter trygt i setet.



Fest alltid hoftestroppen først,
før du foretar noen andre
justeringer.





Fest alltid hoftebeltet eller
bekkenvuggen først, før andre
spenner eller seler festes.
Juster selen så barnet ikke kan
skli eller falle forover i setet.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge
for å demontere bekkenvuggen.

SEKSJON 16.35: MONTERE OG DEMONTERE DYNAMISK RYGG


For å feste den dynamiske ryggen, må den statiske ryggplaten først fjernes. Fjern de to øvre og bakre boltene **A**, og deretter fjern trekket. Fjern midtbolten **B** og den statiske ryggplaten **C**.



Sett hullene i aluminiumsbraketten på den dynamiske ryggen **D** på linje med hullene på setebasen. Fest ved bruk av de fem boltene **E** som fulgte med.




Roter den dynamiske ryggen rundt, slik at hullene i aluminiumsblokken står på linje, og fest ved bruk av de to boltene som følger med **F**.




Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene dine når du setter sammen og monterer den dynamiske ryggen.

SEKSJON 16.36: MONTERE OG DEMONTERE OPPDATERT SKULDERVING (KUN MODERAT RYGG)

For å montere den oppgraderte skuldervingen, må den glatte skulderdelen først fjernes ved å skru opp de tre skruene som holder den på plass **A** ved bruk av unbrakonøkkelen. Fjern den glatte skulderdelen **B**, og erstatt den med den oppgraderte skuldervingen **C**. Sørg for at den er plassert slik at hodet på boltene **D** peker oppover. Fest med de tre skruene **E** ved bruk av unbrakonøkkelen. Ikke stram for mye.





Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere den oppgraderte skuldervingen.





SEKSJON 16.37: MONTERE OG DEMONTERE VINKLET AVSTANDSSTYKKE FOR SKULDER (KUN MODERAT RYGG)

For å montere det vinklede avstandsstykket for skulderen, ta av trekket på skulderstykket, og skru ut de fire skruene for å separerer stykket fra klemmen **A**. Legg avstandsstykket for ryggplaten **B** på overflaten på klemmen **C**.




Fest det vinklede avstandsstykket for skulderen ved bruk av de fire lange skruene **D**. Fest skulderdelen på nytt ved å stramme skruene **E** i det vinklede avstandsstykket.



Prosesen må ikke gjøres på nytt ved bruk av de samme festeanordningene. Når avstandsstykket fjernes, må det brukes en ny klemme for standardsetet.

SEKSJON 16.38: MONTERE OG DEMONTERE ABDUKSJONSKLOSS

Abduksjonsklossen kan kun festes til basic sete. For å feste abduksjonsklossen, åpne kamlåsen foran på setet **A**, og sett abduksjonsklossbraketten gjennom åpningen i seteputen og inn i mottakersporet på setet **B**. For å låse abduksjonsklossen, skyv kamlåsen **C** kraftig ned. Plasser abduksjonsklossen så den sitter ekstern på seteområdet.



Hvis festemekanismen blir løs over tid, kan den strammes ved å stramme skruen [med urviseren] i kamspaken når den er hevet opp **A**.




Fjern alltid abduksjonsklossen før du setter barnet i setet.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere abduksjonsklossen.

SEKSJON 16.39: MONTERE OG DEMONTERE BENLEDERE

For å montere lårstøtten, skyv stammen på støtten **A** inn i mottakeren på setet **B**, og trykk den ned. Kontroller at benlederne er låst i stilling ved å trekke oppover.




For å demontere benlederne, skyv utløserknappen diagonalt oppover **C**, og trekk benlederen ut av sporet.




SEKSJON 16.40: MONTERE OG DEMONTERE RYGGEN

For å montere ryggen, finn ryggmottakeren på baksiden av setebasen **A**. Åpne låseklaffene **B** på mottakeren bak på setebasen ved å trekke **klaffene fra hverandre horisontalt**, og deretter rotere de oppover.



Sett basen på ryggen så langt inn i mottakeren som den går. Vri klaffene nedover **C** og skyv innover **D** for å feste ryggen på plass.

Kontroller at ryggen er forsvarlig festet ved å trekke den oppover, og deretter vippe den forover og bakover.




SEKSJON 17: FESTE TREKK OG PUTER

Vi anbefaler at putene festes i følgende rekkefølge:

1. **Lårtrekk (valgfritt)**
2. **Setepute**
 - a. Basic setepute
 - b. Split setepute
 - c. Contoured setepute
3. **Ryggpute(r)**
 - a. Basic rygg [skum, deretter trekk]
 - b. Moderate og complex rygg [tre deler: sakral, deretter bryst, så skulder]
4. **Hoftebelte (vugge, 2-punkts eller 4-punkts)**
5. **Hofteputer**
6. **Brystbelte**
7. **Trekk til sidestøtter**
8. **Trekk til hodestøtte**
9. **Fotpute**
10. **Trekk til abduksjonskloss**
11. **Trekk til protraksjonspute**

SEKSJON 17.1: TA TREKKET AV OG PÅ LÅRSTØTTENE




For å sette på trekket, dra trekket over enden på lårstøtten **A**. Fest ved bruk av klipsene **B** på hver side av metallstangen.




For å ta av trekket på lårstøttene, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.2: MONTERE OG DEMONTERE BASIC SETEPUTE

For å feste Basic setepute til ryggen, finn raden med trykknapper **A** på baksiden av setebasen. Skyv trykknappradene mellom seteputen og båndet **B**, og fest ved bruk av trykknappene **C**.



For å feste framsiden på Basic setepute, sett framsiden på puten på linje med framsiden på seterampene, og trykk borrelåsen ned på plass. Finn trykknappene foran på setebasen **D**. La den fremre fliken på seteputen henge ned, og fest ved bruk av trykknappene **E**. Kontroller at det er god tilgang til abduksjonshendelen gjennom åpningen i seteputen **F**.






Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere basic setepute.




Kontroller alltid at puten i setebasen er forsvarlig festet før du setter barnet i setet.

SEKSJON 17.3: MONTERE OG DEMONTERE SPLIT SETEPUTE

For å feste Split setepute til ryggen, finn raden med trykknapper **A** på baksiden av setebasen. Skyv trykknappradene mellom seteputen og båndet **B**, og fest ved bruk av trykknappene **C**.



For å feste framsiden på Split setepute, sett framsiden på puten på linje med framsiden på seterampene, og trykk borrelåsen ned på plass. Finn trykknappene foran på setebasen **D**. La den fremre fliken på seteputen henge ned, og fest ved bruk av trykknappene **E**.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere Split setepute.



Kontroller alltid at puten i setebasen er forsvarlig festet før du setter barnet i setet.

SEKSJON 17.4: MONTERE OG DEMONTERE CONTOURED SETEPUTE

For å feste den konturformede seteputen, må du først ta skumputen ut av stofftrekket. Sett framsiden på skumputen på linje med den første konturen i setebasen. Trykk deretter borrelåsen ned på plass **A**. Strekk skumputen slik at den bakre kanten på skumputen står på linje med den bakre kanten på setebasen. Trykk deretter borrelåsen ned på plass **B**. Kontroller at sporene i skumputen går fra side til side.



Dra framsiden på setetrekket over fronten på setet **C**, og strekk den bakre delen over baksiden. Trykk deretter borrelåsen ned på plass **D**.



For å demontere den konturformede seteputen, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.





Kontroller alltid at puten i setebasen er forsvarlig festet før du setter barnet i setet.

SEKSJON 17.5: MONTERE OG DEMONTERE SKUMPUTE I BASIC RYGG

For å montere skumputen i Basic rygg, finn hullene øverst og nederst på skumputen **A**. Sett pakningen på skruen **B**, og stikk skruen gjennom hullet i skumputen og de korresponderende hullene i platen **C**.




Bruk en skiftenøkkel til å stramme alle de fire skruene og mutrene **D**, slik at enden på skruen sitter på linje med enden på **E** mutteren.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere skumputen for Basic rygg.

SEKSJON 17.6: MONTERE OG DEMONTERE BASIC RYGGTREKK

For å sette på Basic ryggtrekk, dra toppen på trekket over toppen på ryggstøtten, **A**, og fest det ved bruk av trykknappene **B**. Det er åpninger **C** på hver side i trekket, for tilkobling av en sele.




Legg stretchstoffet mellom skumputen og platen **D**, langs begge sider på ryggstøtten. Skyv den nederste delen på trekket under bunnen på ryggen, og fest det ved bruk av trykknappene **E**.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av Basic ryggtrekk.

SEKSJON 17.7: MONTERE OG DEMONTERE SAKRALTREKKET

For å feste sakraltrekket, sett trekket på linje med delen, og fest det med trykknappene på sidene **A** og på undersiden av delen **B**.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av sakraltrekket.

SEKSJON 17.8: MONTERE OG DEMONTERE TREKK FOR BRYSTSTØTTE


For å sette på trekket på bryststøtten, dytt den øvre delen på sakraltrekket inn i hulrommet på undersiden av brysttrekket **A**. Sett brysttrekket på linje med delen, og fest det ved bruk av de øvre og nedre trykknappene **B**.



SEKSJON 17.9: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ SKULDERDEL

For å sette trekket på skulderdelen, dytt den øvre delen på brysttrekket inn i hulrommet på undersiden av skuldertrekket

A. Sett skuldertrekket på linje med delen, og dra trekket over begge endene, før du fester det med glidelåsene **B**. Sørg for at utskjæringene på baksiden av skuldertrekket står på linje med selekoblingene, eller la selekoblingene gå igjennom **C**.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av skuldertrekket.

SEKSJON 17.10: MONTERE OG DEMONTERE BEKKENVUGGE

Legg vuggen på puten i setet

B. Bekkenvuggen er merket for å vise hvilken vei den skal plasseres. Fest den bakre borrelåsen i åpningen i brystputen **C** (på moderate og komplekse ryggstøtter).

Trekk det sorte båndet gjennom kamspennene på hver side foran på setet, **D**, og fest kamspennene. Trekk det grå båndet gjennom kamspennene på hver side bak på setet **E**, og fest kamspennene.



Når du fester bekkenvuggen til en standardrygg, kan du kutte den bakre borrelåsremsen til nivået øverst på bekkenvuggen. Fest slik vist i **A**, **B**, **D** og **E**.

Fest spennen **F** på forsiden, slik at barnet sitter trygt i setet.



Fest alltid hoftestroppen først, før du foretar noen andre justeringer.



Fest alltid hoftebeltet eller bekkenvuggen først, før andre spennere eller seler festes. Juster selen så barnet ikke kan skli eller falle forover i setet.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere bekkenvuggen.

SEKSJON 17.11: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ HOFTEPUTER

For å montere trekket på hofteputene, åpne glidelåsen og dra trekket over delen, med glidelåsen pekende ut. Fest trekket ved bruk av glidelåsen. Merkelappen på innsiden viser hva som er høyre og venstre side.





Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av trekket på hofteputen.

SEKSJON 17.12: MONTERE OG DEMONTERE BRYST-/ SOMMERFUGLESELE

For å feste sommerfuglsekelen, finn først kamspennene øverst bak på ryggen **A**, som er synlig gjennom åpningene i putene. Trekk båndet gjennom kamspennene og fest det ved å trykke **B** ned.



Du finner de nedre festepunktene på baksiden av setebasen **C**. Trekk båndet gjennom kamspenningen og fest det ved å trykke **D** ned.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere.

SEKSJON 17.13: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ SIDESTØTTER - SMAL

For å montere trekk på sidestøtter, åpne borrelåsen og skyv trekket over plastputen **A** med borrelåsen pekende ned. Fest ved bruk av borrelåsen **B**.



For å demontere det smale trekket, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.14: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ SIDESTØTTER - HENGSLET FESTE

For å ta på trekk på sidestøtter, åpne borrelåsen og dra trekket over plastdelen, **A**, mens borrelåsen peker ned og maljen peker opp. Fest ved bruk av borrelåsen **B**.



For å ta av trekket på den hengslede sidestøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.15: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ SIDESTØTTER - FLEKSIBELT OMSLAG

For å ta på de fleksible trekkene, åpne borrelåsen og skyv trekket over plastputen **A**, med borrelåsen pekende ned og overflaten med det sorte båndet pekende ut. Fest ved bruk av borrelåsen **B**.



For å ta av det smale trekket, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.16: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ HODESTØTTE


For montere trekket på hodestøtten, sett trekket på linje med forsiden på hodestøtten og dra trekket over begge endene **A**, før du fester trekket med glidelåsene **B**. Sørg for å tilpasse trekket, slik at glidelåsen er så nærme den nedre kanten som mulig.



For å ta av trekket på hodestøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.17: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ BENSTØTTE

For å montere trekket på benstøtten, må du først fjerne eventuelle festeanordninger eller stropper som er festet til benstøtten. Legg trekket øverst på overflaten av benstøtten **A**. Legg trekket over overflaten på benstøtten, slik at de opphøyde sidene på trekket står på linje med baksiden og sidene på benstøtten. Fest på undersiden ved bruk av borrelåsene **B**.



For å ta av trekket på benstøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.18: MONTERE OG DEMONTERE TREKKET PÅ ABDUKSJONSKLOSSEN

For å montere trekket på abduksjonsklossen, åpne borrelåsen og dra trekket **A** over plastputen **B**, mens borrelåsen peker ned og puten ligger slik at den matcher konturene på puten. Fest ved bruk av borrelåsen **C**.




Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av trekket på abduksjonsklossen.



SEKSJON 17.19: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ PROTRAKSJONSPUTE

For å montere trekket på protraksjonsputen, åpne borrelåsen og dra trekket **A** over platen **B**, mens borrelåsen peker opp og puten er plassert slik at den grå stoffsiden peker forover i setet. Fest ved bruk av borrelåsen, og sett forlengelsesstykket inn i sidetrekket **C**.




Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av trekket på protraksjonsputen.

SEKSJON 17.20: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ SIDEBRAKETT

For å montere trekket på sidebraketten, åpne borrelåsen og dra trekket **A** over plastputen **B**, mens borrelåsen peker ned og puten ligger slik at forlengelsestappen **C** peker mot sideputen og utover. Fest ved bruk av borrelåsen **D**, og sett forlengelsestappen inn i sidetrekket **E**.



For å ta av trekket på sidebraketten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.



SEKSJON 18: KLINISK OPPSETT FOR POSTURAL KONTROLL

Det kliniske oppsettet av produktet skal utføres av en teknisk og klinisk kompetent person som har mottatt opplæring i å bruke produktet. Leckey anbefaler å skrive en liste over alle kliniske oppsett for dette produktet. Still inn rygg høyden, setedybden og høyden på fotplaten før du plasserer barnet i setet. Disse innstillingene kan finjusteres når barnet sitter i setet.

SEKSJON 18.1: JUSTERE SETEDYBE PÅ BASIC SETET

For å justere dybden på Basic setet, skru opp høyre og venstre bolt **A** på undersiden av setebasen, og flytt setet forover eller bakover til ønsket stilling. Stram begge boltene for å låse setet i stillingen.



SEKSJON 18.2: JUSTERE SETEDYBDE OG BENVINKEL (INNOVERFØRING OG UTOVERFØRING) PÅ SPLIT SETE

For å juster setedybden og benvinkelen på Split sete, skru opp høyre og venstre bolt **A** på undersiden av setebasen, og flytt hver benkomponent separat til ønsket stilling. Benkomponentene på setet kan flyttes forover og bakover, samt til 15 graders innoverføring (abduksjon) eller 15 graders utoverføring (adduksjon). Stram begge boltene for å låse setet i stillingen.




SEKSJON 18.3: JUSTERE SETEDYBE PÅ CONTOURED SETE

For å justere dybden på det konturformede setet, må du først fjerne den konturformede puten **A** fra setebasen, og deretter ta av trekkene og skumputen. Løsne boltene **B** på begge sider av platen, og skyv setet forover eller bakover til ønsket stilling. Stram boltene for å låse stillingen.



For å oppnå maksimal justering av setedybden, skal den fremre delen peke den veien som er vist ovenfor. For å oppnå den minimale justeringen av setedybden, fjern boltene **B** på begge sider av setet, før du roterer den fremre delen slik at den korte enden peker opp **C**. Sett den fremre delen tilbake på plass, slik at skinnen **D** og sporet **E** er satt sammen på begge sider. Sett tilbake boltene med pakningene på hver side av setet, juster til ønsket stilling, og stram boltene for å feste setet.



Du kan også justere dybden på baseplaten for å forhindre at seteplaten på det konturformede setet henger over kanten. For å juster dybden på seteplaten, skru opp høyre og venstre bolt på undersiden av setebasen, og flytt platen forover eller bakover til ønsket stilling. Stram begge boltene for å låse platen i stillingen [se illustrasjon i 18.1 eller 18.2].

Sett tilbake den fremre skumdelen **F**, slik at den hviler mot den innvendige overflaten foran på platen. Sett den konturformede skumdelen **G** på plass, ved å stille skumdelen på linje med forsiden på platen.



SEKSJON 18.4: JUSTERE HOFTEBREDDE PÅ CONTOURED SETE

For å justere hoftebredden på det konturformede setet, **A** kan høyre og venstre hoftepute flyttes **C** til en annen stilling langs borrelåsen hvor de korte, stiplede linjene **B** kan brukes for å oppnå riktig plassering og justering. Still den bakre kanten på putene på linje med den bakre kanten på platen.



SEKSJON 18.5: JUSTERE BREDDE PÅ HOFTEPUTER PÅ BASIC SETE OG SPLIT SETE (BASIC RYGG)

For å justere bredden på hofteputen på basic rygg, åpne klipsfestene på rygputen for å få tilgang til justeringsbolten **A**. Løsne bolten og juster innover eller utover til ønsket stilling. Stram bolten for å låse stillingen.




SEKSJON 18.6: JUSTERE BREDDDE PÅ HOFTEPUTE PÅ BASIC SETE (MODERATE OG COMPLEX RYGG)

For å justere bredden på hofteputen på Moderate og Complex ryggstøtte, finn justeringsbolten **A** bak på delen. Løsne bolten og juster innover eller utover til ønsket stilling. Stram bolten for å låse stillingen.



SEKSJON 18.7: JUSTERE HØYDE OG VINKEL PÅ HOFTEPUTE

For å justere høyden på hofteputen, fjern de to boltene **A**, før du setter boltene i hullkombinasjonene ved siden av **B**. Husk å flytte mutrene i fordypningene bak på delen, ned i de korresponderende fordypningene. Hofteputene kan også byttes fra høyre til venstre for å oppnå ekstra høyde.



For å justere vinkelen på hofteputen, fjern de to boltene **A** og sett puten i ønsket vinkel. Stram boltene for å låse stillingen.

SEKSJON 18.8: JUSTERE HØYDE PÅ RYGGSTØTTE

For å justere høyden på ryggstøtten, skru opp boltene på høydejusteringsklemmen **A** på ryggstøtten, og hev eller senk teleskoprørene for ryggstøtten til ønsket høyde. For å senke ryggstøtten ned fra den høyeste stillingen, trykk inn knappen **B** på siden av røret, og skyv det nedover. Stram boltene på høydejusteringsklemmen **A** for å låse røret på plass.




SEKSJON 18.9: JUSTERE HØYDE PÅ INDIVIDUELLE PUTER PÅ MODERATE OG COMPLEX RYGGSTØTTER

Putene i Moderate og Complex ryggstøtter har to forskjellige klemmer; standardklemme eller kompleks klemme.

For å justere høyden på standardklemmen, skru opp boltene **A** og skyv klemmen opp eller ned langs ryggørret til ønsket stilling. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.



For å justere høyden på den komplekse klemmen, skru opp boltene **B** og skyv klemmen opp eller ned langs ryggørret til ønsket stilling. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.



SEKSJON 18.10: JUSTERE DYBDE PÅ SAKRAL DEL (KUN MODERATE OG COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.

For å justere dybden på den komplekse klemmen, skru opp boltene **A** på begge sider av klemmen. Juster dybden ved å flytte ryggdelen forover eller bakover til ønsket stilling **B**. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.




Det kan være nødvendig å løsne vinkeljusteringsboltene for å utføre dybdejusteringer, slik vist i 18.11. Sørg for at begge sett med bolter er strammet for å låse vinkelen i stilling etter justeringen.

SEKSJON 18.11: JUSTERE VINKEL PÅ SAKRAL DEL (KUN MODERATE OG COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.

For å justere vinkelen på den komplekse klemmen, skru opp boltene **A** på klemmen. Juster vinkelen ved å rotere ryggdelen i alle aksene til ønsket stilling. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.



SEKSJON 18.12: JUSTERE DYBDE PÅ MIDTRE RYGGDEL (KUN COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.

For å justere dybden på den komplekse klemmen, skru opp boltene **A** på begge sider av klemmen. Juster dybden ved å flytte ryggdelen forover eller bakover til ønsket stilling **B**. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.




Det kan være nødvendig å løsne vinkeljusteringsboltene for å utføre dybdejusteringer, slik vist i 18.11. Sørg for at begge sett med bolter er strammet for å låse vinkelen i stilling etter justeringen.

SEKSJON 18.13: JUSTERE DYBDE PÅ MIDTRE RYGGDEL (KUN COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.

For å justere vinkelen på den komplekse klemmen, skru opp boltene **A** på klemmen. Juster vinkelen ved å rotere ryggdelen i alle aksene til ønsket stilling. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.



SEKSJON 18.14: JUSTERE DYBDE PÅ SKULDERDEL (KUN COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.

For å justere dybden på den komplekse klemmen, skru opp boltene **A** på begge sider av klemmen. Juster dybden ved å flytte ryggdelen forover eller bakover til ønsket stilling **B**. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.




Det kan være nødvendig å løsne vinkeljusteringsboltene for å utføre dybdejusteringer, slik vist i 18.11. Sørg for at begge sett med bolter er strammet for å låse vinkelen i stilling etter justeringen.

SEKSJON 18.15: JUSTERE VINKEL PÅ SKULDERDEL (KUN COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.

For å justere vinkelen på den komplekse klemmen, skru opp boltene **A** på klemmen. Juster vinkelen ved å rotere ryggdelen i alle aksene til ønsket stilling. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.



SEKSJON 18.16: JUSTERE VINKEL PÅ SKULDERVINGER (KUN MODERATE OG COMPLEX RYGG)

For å justere vinkelen på skuldervingene, åpne trekket på begge sider for å få tilgang til justeringsbolten ovenifra. Skru opp bolten **A** og flytt skuldervingen til ønsket stilling. Stram bolten for å låse stillingen, og lukk deretter trekket.




SEKSJON 18.17: JUSTERE HØYDE PÅ BENSTØTTE

For å justere høyden på benstøtten, skru opp bolten **A** og hev eller senk benstøtten til ønsket høyde. Stram bolten for å feste stillingen. For delte benstøtter, kan høyden justeres separat for hver benstøtte. For den hele benstøtten, må boltene løsnes samtidig for å utføre justeringen.



SEKSJON 18.18: JUSTERE VINKEL PÅ FOTSTANG (KNEVINKEL)

For å justere vinkelen på fotstangen, skru opp bolten **A** og roter fotstangen til ønsket stilling. Stram bolten for å feste stillingen. For delte benstøtter, kan vinkelen justeres separat for hver benstøtte. For den hele benstøtten, må boltene løsnes samtidig for å utføre justeringen.




SEKSJON 18.19: JUSTERE VINKEL PÅ BENSTØTTE (DORSALFLEKSJON OG PLANTARFLEKSJON)

Hvis du må justere vinkelen på benstøtten for å gi plass til dorsalfleksjon og plantarfleksjon på den delte benstøtten, kan du løsne eller stramme håndknotten **A** under flotplaten til du oppnår ønsket vinkel på benstøtten.




Hvis du må justere vinkelen på benstøtten for å gi plass til dorsalfleksjon og plantarfleksjon på den hele benstøtten, kan du løsne eller stramme bolten **B** på overflaten av fotplaten, til benstøtten har ønsket vinkel.




SEKSJON 18.20: JUSTERE SANDALER

For å plasseres barnets føtter i sandalene, fest de medfølgende borrelåsreimene så føttene holdes på plass. Reimene skal plasseres over vristen **A** og tærne **B**. Den fremre reimen kan mates gjennom en av to spor på begge sider av sandalene, avhengig av størrelsen på barnets føtter.




Hvis barnet har på seg sandaler eller lett føttøy, kontroller at reimene ikke irriterer huden.

For å justere plasseringen av sandalen på fotplaten, skru opp knotten **C** og flytt sandalen til ønsket stilling. Stram knotten for å låse sandalen i stilling.



SEKSJON 18.21: JUSTERE ANKELSKINNER

For å justere ankelskinnen, tilpass borrelåsreimen rundt ankelen **A**, samt lengden på reimen gjennom spennen **B**.



SEKSJON 18.22: JUSTERE ANKELREIMER

For å justere ankelreimen, tilpass borrelåsreimene rundt vristen på foten **A** og rundt ankelen **B**.



SEKSJON 18.23: JUSTERE STØVLER

For å justere støvlene, tilpass borrelåsreimene rundt vristen på foten, **A**, borrelåsreimen rundt ankelen **B**, samt lengden på reimen gjennom spennen **C**.




SEKSJON 18.24: JUSTERE SIDESTØTTER (BREDDDE, HØYDE OG VINKEL)

For å justere sidestøttenes høyde, bredde og vinkel, løsne bolten bak på Basic ryggen **A**, på den moderate ryggen, eller på Complex ryggen **B**. Juster høyden, bredden og vinkelen til ønsket stilling, og stram bolten for å låse sidestøtten på plass.




SEKSJON 18.25: JUSTERE SIDESTØTTER (DYBDE)

For å justere dybden på sidestøttene, åpne borrelåsen på trekket for å få tilgang til justeringsbolten **A**. Løsne bolten og juster forover eller bakover til ønsket stilling. Stram bolten for å låse stillingen. Sett tilbake trekket med borrelåsen.





SEKSJON 18.26: JUSTERE FLEKSIBEL SIDESTØTTE MED OMSLAG

Festeanordningene for de fleksible sidestøttene justeres på samme måte som vanlige sidestøtter. For å justere stramheten på de fleksible sidestøttene, tilpasser du lengden på båndet på den fremre sidestøttereimen **A**.




SEKSJON 18.27: JUSTERE HØYDE PÅ ARMLEN

Høyden på armlenet kan justeres i flere gradvise trinn. For å justere høyden på armlenet, løsne bolten **A** som ligger på siden av midtlinjen på platen. Mens verktøyet fortsatt er festet til hodet på boltet, skyv bolten til den andre siden av midtlinjen, **B**, sik at høyden på armlenet kan justeres opp eller ned. For å feste, skyv bolthodet tilbake til den opprinnelige stillingen på siden av midtlinjen, **C**, inn i en av høydestillingene. Stram bolten for å låse stillingen.




SEKSJON 18.28: JUSTERE VINKEL PÅ ARMLEN

For å justere vinkelen på armlenet, finn først kamspaken **A** midt på armlenet. Hev kamspaken for å låse opp og sette armlenet **B** i ønsket vinkel. Fest ved å senke kamspaken til låst stilling **C**.





SEKSJON 18.29: JUSTERE DYBDE PÅ ARMLEN

For å justere dybden på armlenet, fjern boltene **A** for å fjerne PU-puten **B** fra platen **C**. Sett tilbake puten i en av de tre stillingene, og sett tilbake boltene. Stram boltene for å låse stillingen.



SEKSJON 18.30: JUSTERE SOMMERFUGLSELEN

For å justere sommerfuglselen, kan du enten endre hvor mye av båndet som trekkes gjennom kamspenne bak på setebasen **A** eller øverst på ryggstøtten **B**, eller du kan justere lengden på båndet i selestroppene i hvert av de fire hjørnene på selen **C**.



SEKSJON 18.31: JUSTERE HODESTØTTE

For å justere hodestøtten, løsne boltene **A**, **B** og **C**. Sett hodestøtten i ønsket høyde, dybde og vinkel. Stram boltene **A**, **B** og **C** for å låse hodestøtten på plass.



SEKSJON 18.32: JUSTERE VINKEL PÅ SIDESTØTTE I HODESTØTTE

For å justere vinkelen på sidestøttene i hodestøtten, åpne trekket på begge sider for å få tilgang til justeringsbolten ovenifra. Skru opp bolten **A** og flytt sidestøttene i hodestøtten til ønsket stilling. Stram bolten for å låse stillingen, og lukk deretter trekket.



SEKSJON 18.33: JUSTERE VINKEL PÅ BORD

For å justere vinkelen på armlenet, finn først kamspaken **A** midt på armlenet. Hev kamspaken for å låse opp og sette armlenet/bordet **B** i ønsket stilling. Fest ved å senke kamspaken til låst stilling **C**.



Vær alltid forsiktig for å forhindre at barnets hender eller armer klemmes når bordet monteres.

Bruk aldri bordet til å styre eller skyve stolen.

Ikke plasser gjenstander som er varmere enn 40 °C på bordet.

Bordet skal kun brukes av brukeren. Ikke len deg på bordet, eller plasser gjenstander som veier mer enn 8 kg på det.

SEKSJON 18.34: JUSTERE PLASSERING AV ALBUEKLOSS

For å juster albueklossen, løsne boltene, **A**, og skyv puten langs sporene til ønsket stilling. Stram boltene for å låse stillingen.



SEKSJON 18.35: MONTERE, DEMONTERE OG JUSTERE 4-PUNKTS BELTE

For å feste 4-punkts beltet, trekk det grå båndet **gjennom den øvre åpningen** på setet **A**, og deretter gjennom kamspennet **B**. Trekk det sorte båndet gjennom kamspennet på forsiden **C**. Trekk i båndet for å stramme det, og fest deretter kamspennene. Kontroller at polstringen i beltet vender mot barnet.



Fest spennen **D** på forsiden, slik at barnet sitter trygt i setet.



Fest alltid hoftestroppen først, før du foretar noen andre justeringer.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere 4-punkts beltet.




Sikkerhetsinformasjon: Når det brukes et 2-punkts belte, må du sørge for at båndet mates gjennom sporet på seteskallet (ikke over seteskallet). Dette anbefales også for 4-punkts beltet.



SEKSJON 18.36: MONTERE, DEMONTERE OG JUSTERE 2-PUNKTS BELTE

For å feste 2-punkts beltet, trekk det grå båndet gjennom den øvre åpningen på setet **A**, og deretter gjennom kamspennen **B**. Trekk i båndet for å stramme det, og fest deretter kamspennene. Kontroller at polstringen i beltet vender mot barnet.



Fest spennen **C** på forsiden, slik at barnet sitter trygt i setet.



Fest alltid hoftestroppen først, før du foretar noen andre justeringer.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere beltet.



Sikkerhetsinformasjon: Når det brukes et 2-punkts belte, må du sørge for at båndet mates gjennom sporet på seteskallet (ikke over seteskallet). Dette anbefales også for 4-punkts beltet.




SEKSJON 18.37: JUSTERE BEKKENVUGGE

For å justere bekkenvuggen, kan du enten endre hvor mye av båndet som trekkes gjennom kamspennene på siden av setebasen **A**, eller bak på setet **B**. Alternativt kan du justere lengden på båndet i de fremre stroppene **C** på hver side.



SEKSJON 18.38: JUSTERE LÅRSTØTTER (BREDDE OG VINKEL)

For å justere bredden og vinkelen på lårstøttene, løft den fremre delen på seteputen opp **A**, slik at du får tilgang til boltene **B**. På standardsetet er lårstøttene kun plassert på utsiden av setet. På Split setet, er det fire sett med lårstøtter. Løsne boltene og juster til ønsket stilling. Stram boltene for å låse stillingen.




SEKSJON 18.39: JUSTERE RYGGVINKEL

Ryggvinkelen kan justeres på to måter: ved bruk av ryggens lenemekanisme, eller gjennom grensesnittet nederst på ryggen.


Lokaliser låsespakene for å regulere ryggvinkelen, **A**, bak på setet. Vri begge spakene utover samtidig, **B** for å frigjøre lenemekanismen og flytte ryggen til ønsket stilling. Sett spakene tilbake i lukket stilling **A** for å låse de på plass.




For å justere ryggvinkelen ved bruk grensesnittet nederst på ryggen, finn bolten **D** i grensesnittet.



Fjern bolten helt fra delen, og separer fremspringet på grensesnittet **E**, og endeheftene **F** fra de vertikale rørene, og vri 180 grader. Skyv de vertikale rørene tilbake i fremspringet på grensesnittet og endeheftene **G**, og sett bolten gjennom alle delene. Stram bolten med mutteren for å låse den på plass.



Ryggens lenemekanisme har seks stillinger i trinn på fem grader, slik vist i diagrammet **H** på siden av setet. I tillegg er det to stillinger for ryggens grensesnitt med fem graders forskjell, slik vist i diagrammet **I** på siden av setet. Viser for øyeblikket +10° til -15°.



Følgende ryggvinkler kan oppnås ved bruk av kombinasjonene nedenfor.

Lenemekanisme for rygg	Grensesnitt for rygg (symbol peker forover)	Sete og ryggvinkel [°]	Lenvinkel [°]
		90	0 -25
		90	+10 -15

SEKSJON 18.40: JUSTERE DYNAMISK RYGGSTYRKE

Motstanden justeres ved å endre lufttrykket, og det skal fastesettes av brukerens vekt, setestilling, setedesign og personlig preferanse.

Lufttrykket justeres ved bruk av en luftpumpe **A** (som leveres med hver dynamiske rygg) i hovedventilen på den dynamiske mekanismen **B**.



For å øke lufttrykket, pump luft inn i ventilen til ønsket trykk er oppnådd. For å redusere trykket, trykk på utløserventilen på pumpen til ønsket trykk er oppnådd.



Advarsel: Trykkområdet er mellom 50 og 250 psi. Lufttrykket i det ukomprimerte fjæringssystemet må aldri overstige 250 psi. Hvis det maksimale lufttrykket på 250 lbs/tomme overstiges, kan det føre til alvorlig personskade.



Forhandler i USA

Sunrise Medical (US) LLC
2842 N Business Park Avenue
Fresno, CA 93727

T: 1-800-333-4000
F: 1-800-300-7502
E: customseating@sunmed.com

sunrisemedical.com

Forhandler i Canada

Sunrise Medical
237 Romina Drive, Unit 3,
Concord, ON, L4K 4V3

T: +1.800.263.3390
F: +1.800.561.5834
E: mkt.canada@sunmed.com

sunrisemedical.ca

Gå til leckey.com for å se en komplett liste over Leckey-forhandlere.

James Leckey Design Limited
19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Northern Ireland

leckey.com

(+44) 28 9260 0750
hello@leckey.com

