



S100 TRAPPEHEIS

BRUKSANVISNING



© TK Home Solutions B.V. Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjoner og illustrasjoner kan endres uten forvarsel.

TK Home Solutions B.V. vil ikke akseptere ansvar for endring eller skrivefeil.

Med unntak fastsatt ved lov, kan ikke denne publikasjonen og/eller dens innhold, hverken helt eller delvis, reproduseres, kopieres, og/eller publiseres på trykk, ved fotokopiering, på mikrofilm, elektronisk eller på noen annen måte, uten forutgående skriftlig samtykke fra TK Home Solutions B.V.

Innhold

1.	Innledning	1
1.1.	Bruksanvisning	1
1.2.	Symboler	1
1.3.	Tiltentkt bruk	1
2.	Sikkerhet	2
2.1.	Informasjon om farer	2
3.	Beskrivelse	5
3.1.	Trappeheis	5
3.2.	Kontroller	6
3.3.	Svingbart sete	12
3.4.	Tilleggsfunksjoner	13
4.	Bruk	15
4.1.	Slå ned setet og sitte ned	16
4.2.	Reise med trappeheisen	16
4.3.	Nødstop	17
4.4.	Kommunikasjonsmodul (ekstrautstyr)	17
4.5.	Reis deg opp og slå opp setet	21
5.	Vedlikehold	22
5.1.	Rengjøring av trappeheisen	22
5.2.	Regelmessig vedlikehold	22
5.3.	Utskifting av batteriene i tilkallings- og sendingskontrollene	22
6.	Signaler	23
6.1.	Signaler på armlenets manøverpanel	23
7.	Tekniske data	24
8.	Kontakt	26

1. Innledning

1.1. Bruksanvisning

Bruksanvisningen beskriver alt utstyr som er tilgjengelig for S100 trappeheisen. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige for modellen installert i ditt hjem.

Illustrasjonene kan avvike fra den modellen som er installert i hjemmet ditt.

Begrepene "venstre", "høyre", "foran" og "bak" brukes til å identifisere spesifikke deler av trappeheisen. Referansepunktet er alltid din posisjon som bruker, når du sitter på trappeheisen.

Begrepene "parkeringspunkt" og "ladepunkt" henviser til samme punkt. Når det refereres til handlingen parkering, brukes uttrykket "parkeringspunkt". Når det refereres til handlingen lading, brukes uttrykket "ladepunkt".

1.2. Symboler



ADVARSEL

"ADVARSEL" betyr at skade eller død kan bli resultatet hvis instruksjonene ikke følges.



FORSIKTIG

"FORSIKTIG" betyr at det kan oppstå skade på utstyret hvis instruksjonene ikke følges.



MERK

"MERK" brukes for å gi ytterligere informasjon.

1.3. Tiltentkt bruk

Trappeheisen har blitt utviklet for å transportere én person opp og ned trappene. Trappeheisen kan kun brukes for rette trapper.

Trappeheisen benytter en elektrisk motor som er drevet av oppladbare batterier i motorhuset. Batteriene lades på ladepunktene øverst og nederst i trappen. Batteriene kan også lades ved eventuelle ytterligere ladepunkter.

- Mens du sitter på trappeheisen, bruker du manøverpanelet i et av armlenene.
- Dersom trappeheisen ikke er på ønsket sted, bruker du tilkallings- og sendingskontrollen nederst eller øverst i trappen.

2. Sikkerhet

2.1. Informasjon om farer

TK Home Solutions B.V. er ikke ansvarlig for skade eller ulykke som skyldes at man ikke har fulgt sikkerhetsvarslene i håndboken.

2.1.1 Bruker

- Les bruksanvisningen nøye før du bruker trappeheisen. Bruk trappeheisen kun hvis du har kjennskap til og forstår advarslene og bruksanvisningen.
- En autorisert tekniker vil demonstrere hvordan trappeheisen betjenes. Ikke nøl med å stille spørsmål til teknikeren. Sørg for at du forstår alle prosedyrer før du bruker trappeheisen.
- Oppbevar bruksanvisningen i nærheten av trappeheisen. Lagre eller noter ned telefonnummeret til servicesenteret i eller i nærheten av telefonen.
- Trappeheisen er kun beregnet for bruk av voksne som har lest og forstått bruksanvisningen.
- Mindreårige og brukere med utviklingshemninger skal kun bruke trappeheisen under tilsyn.
- Hold barn unna trappeheisen. Ikke la barn leke med trappeheisen.
- Ved eksisterende barnetrapp-rekkverk må man sjekke om rekkverket fortsatt er operativt.
- Ikke bruk trappeheisen til å transportere mer enn én person om gangen.
- Ikke bruk trappeheisen hvis du veier mer en maksimum tillatt vekt: se kapittel 7.
- Sørg for å ha med en enhet som du kan ringe med når du bruker trappeheisen.
- Sørg for at det er nok belysning i omgivelsene rundt stoppunktene når man skal gå på og av trappeheisen.
- Ikke stå på fotbrettet når du går av eller på trappeheisen.
- Støpselet må hele tiden være tilkoblet stikkkontakten for å sikre at batteriene holder seg oppladet og at trappeheisen er klar for bruk.
- Ikke bruk Outdoor-trappeheisen i dårlige værforhold som kan forårsake lyn.
- Hvis trappeheisen ikke fungerer som den skal, må man kontakte en servicetekniker.

2.1.2 Trapper og trappeheisen


- Ikke bruk trappeheisen hvis det er flere personer i trappen.
- Ikke bruk trappeheisen ved brann eller i nærheten av eksplosive materialer.
- Hold vann og fuktighet unna trappeheisen.
- Ikke bruk trappeheisen til å transportere dyr. Hold dyr unna trappene og trappeheisen.
- Ikke bruk trappeheisen til å transportere varer. Hold varer unna trappene og trappeheisen.
- Inspiser trappene og trappeheisen før bruk. Bruk kun trappeheisen når trappen er fri for hindringer. Sørg for at det ikke er hindringer på skinnen.
- Sørg for at løse klær ikke kan sette seg fast i de bevegelige delene av trappeheisen.
- Ikke stå på fotbrettet. Sitt alltid på setet.
- Bruk sikkerhetsbeltet til alle tider.
- Sitt oppreist under hele turen. Ikke len tilbake eller forover. Ikke gjør noen unødvendige bevegelser.
- Hold armene og hendene på armlenene.
- Hold føttene på fotbrettet. Ikke la føttene stikke frem fra fotbrettet.
- Ikke gå av trappeheisen i trappen, selv ikke i tilfelle av en funksjonsfeil. Gå bare av trappeheisen ved etasjestasjonene.
- Fold opp eller ned relevante deler på trappeheisen.
- Hvis denne svikter, kan du bruke kommunikasjonsmodulen (ekstrautstyr), eller anropsenheten for å kontakte en pleier.
- Ikke bruk makt til å få trappeheisen i bevegelse.
- Parker trappeheisen på et parkeringspunkt for å sørge for at batteriene forblir ladet. Trappeheisen stopper når den ankommer et parkeringspunkt. Hvis du ikke parkerer trappeheisen på et parkeringspunkt, indikerer et kontinuerlig lydsignal at batteriene kan lades ut.
- Rapport uvanlige lyder eller vibrasjoner til leverandøren umiddelbart.
- Ved en nødssituasjon trykker du på nødstopp-knappen på betjeningspanelets brukergrensesnitt. Trappeheisen vil ikke fungere når nødstopp-knappen er aktivert. Deaktiver kun nødstopp-knappen når den farlige situasjonen er løst.
- Støpselet må hele tiden være tilkoblet stikkontakten for å sikre at batteriene holder seg oppladet og at trappeheisen er klar for bruk.

2.1.3 Vedlikehold

- Utfør kun vedlikehold som er beskrevet i denne bruksanvisningen. - Se kapittel 5 "Vedlikehold."
- En autorisert tekniker må utføre vedlikehold og reparasjoner som ikke er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke demonter eller reparer trappeheisen selv. Få en autorisert tekniker til å reparere og bytte ut deler på trappeheisen.
- Ikke modifier trappeheisen på noen måte. Betydelige modifikasjoner kan føre til at trappeheisen ikke lenger er innenfor rammene til det typegodkjente sertifikatet, slik at samsvarserklæringen og at CE-merkingen ikke lenger vil være gyldig.
- Ikke fjern klistremerker, etiketter, typeskilt og advarselsskilt fra trappeheisen.
- Hvis du tror at trappeheisen har en defekt som kan føre til personskade eller død, må du avslutte bruken av trappeheisen og umiddelbart kontakte leverandøren din.
- For Nord-Amerika: Foreta regelmessige tester og kontroller i henhold til "ASME A18.1 - 2020: Safety Standard for Platform Lifts and Stairway Chairlifts".

3. Beskrivelse

3.1. Trappeheis



S100007

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Sete | 10. Hovedbryter |
| 2. Ryggstøtte | 11. Nødstopp-knapp |
| 3. Armlene | 12. Styrespak |
| 4. Enhet for armlenекontroll
(Se avsnitt 3.2.1 "Enhet for
armstøtte") | 13. Nøkkellås |
| 5. Fot støtte | |
| 6. Sikkerhetsbelte | |
| 7. Motor hus | |
| 8. Advarselsmerke | |
| 9. Dato plate | |

3.2. Kontroller

3.2.1 Armlenets manøverpanel

Bruk armlenets manøverpanel (styrespaken) til å flytte trappeheisen mens du sitter i stolen. Armlenets manøverpanel (styrespaken) er montert på armlenet som er nærmest bunnen av trappen.



MERK

- Armlenekontrollene kan flyttes til motsatt side hvis det er mer praktisk for brukeren.
- Armlenet skal være nedfelt for å få kontroll



3.2.1.1 S100 Classic / S100 Comfort / S100 Outdoor

14. Nøkkelbryter (Comfort/Outdoor)

15. Nøkkel (Comfort/Outdoor)

16. Styrespak

- Sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren.
- Slå på trappeheisen ved bruk av nøkkelbryteren (se 3.2.3 for fullstendige opplysninger).
- Fest sikkerhetsbeltet.
- Skyv og hold styrespaken til venstre eller høyre for å flytte trappeheisen.
- Slipp styrespaken for å stoppe trappeheisen
- Løsne sikkerhetsbeltet.



S100010

**ADVARSEL**

- Frigjør sikkerhetsbeltet på en kontrollert måte. Metaldelen på sikkerhetsbeltet kan treffe brukeren hvis det frigjøres ukontrollert.
- Ved muligheter for at barn kan leke med heisen må man ha en nøkkellås eller plassere tilkallings- og sendingskontrollen på et trygt sted, som f.eks. et låsbart skap.

**MERK**

Trappeheisen vil bare kunne bevege seg når den er slått på med nøkkelbryteren (Comfort/Outdoor).

Armlenets manøverpanel (styrespaken) har prioritet over tilkallings- og sendingskontrollen (hvis nøkkelen er satt inn i nøkkelbryteren og trappeheisen er slått på med nøkkelbryteren).

Standardalternativet krever ikke en nøkkel, og når det gjelder denne enheten, har armlenekontrollen(styrespaken) også prioritet over tilkallings- og sendingskontrollen.

3.2.1.2 Armlenekontroller

17. Kommunikasjonsmodul med tilkallingsknapp (ekstraustyr)
18. Indikatorlampe for tilkalling (ekstraustyr)
19. Styrespak
20. Nødstopp-knapp




- Den valgfrie tilkallingsknappen gjør det mulig for stolbrukeren å besvare en innkommende samtale eller ringe etter hjelp.
- Forhåndsinnstilte telefonnumre (maks 3) programmeres i systemet i løpet av installasjonen.
- Trykk kort på knappen for å svare på en samtale.
- Trykk og hold nede-knappen i 4 sekunder for å ringe.
- For å avslutte en samtale trykker man knappen igjen og holder den nede i 4 sekunder (se 4.4 for fullstendige detaljer).
- Hvis man trykker på nødstoppknappen vil det stoppe alle ukontrollerte bevegelser av trappeheisen.

**MERK**

Armlenene har posisjonsdeteksjon og må være i senket posisjon når trappeheisen betjenes. Hvis denne instruksjonen ikke følges, vil det hindre betjening av trappeheisen.

3.2.2 Tilkallings- og sendingskontroll

Bruk tilkallings- og parkeringsstasjonene til å flytte trappeheisen. Tilkallings- og parkeringsstasjonene er å finne på toppen og bunnen av trappen. Tilkallings- og parkeringsstasjonene er også å finne på mellomliggende etasjer med et parkeringspunkt.



S100012

21. Tilkallings- og sendingskontroll
22. Heveknapp
 - Pek tilkallings- og sendingskontrollen mot trappeheisen.
 - Hold inne knappen for å heve trappeheisen.
 - Slipp knappen når trappeheisen stopper.
23. Senkeknapp
 - Pek tilkallings- og sendingskontrollen mot trappeheisen.
 - Hold inne knappen for å senke trappeheisen.
 - Slipp knappen når trappeheisen stopper.

**MERK**

- Armlenets kontrollenhet har prioritet over tilkallings- og sendingskontrollen.
S100 Outdoor: Tilkallings- og sendingskontrollen må ikke utsettes for vann og fuktighet.
Tilkallings- og sendingskontrollen er ikke vanntett.
- For å kunne bruke nøkkellåsen må ikke nødstoppknappen være aktivert.

3.2.3 Nøkkellås (Comfort/Outdoor)

Nøkkellåsen gjør det mulig å ta trappeheisen inn og ut av drift med en nøkkel, f.eks. Når trappeheisen er installert på et offentlig område, eller for å hindre barn i å leke med trappeheisen. For å kunne bruke nøkkellåsen må ikke nødstoppknappen være aktivert.

Bruke nøkkellåsen

Nøkkellåsen er en av-/på-bryter. Nøkkelen må fjernes etter bruk.

1. Sett inn nøkkelen.
2. Vri nøkkelen med klokken for å låse på trappeheisen.

**MERK**

Når den betjenes slå nøkkelbryteren seg til ON på trappeheisen.

**FORSIKTIG**

Når nøkkellåsen er låst, kan heisen fortsatt betjenes via tilkallings- og parkeringsstasjonen.

3.2.4 4-punkts sikkerhetsbelte (valgfritt)

Når det 4-punkts sikkerhetsbeltet skal brukes for første gang, må du følge disse trinnene. Etter at beltet er justert første gang, er det kun nødvendig å løsne og feste skulderstroppene for å bruke sikkerhetsbeltet. En operatør er nødvendig for å hjelpe med å feste sikkerhetsbeltet og utføre justeringene.

Første gangs bruk av det 4-punkts sikkerhetsbeltet

1. Løsne alle justerbare stropper.
2. Sitt ned på setet.
3. Legg skulderstroppene over skuldrene.
4. Juster ryggstroppen til krysspunktet ligger behagelig på ryggen, og beltet ligger naturlig over skuldrene.
5. Fest det 4-punkts sikkerhetsbeltet.
6. Juster beltedelene på forsiden ved å trekke i stroppene til de er stramme, men samtidig behagelige.
7. Juster skulderdelen ved å trekke i stroppene.



ADVARSEL

Sørg for at løse ender ikke kan komme i kontakt med bevegelige deler.

8. Fest også det standard sikkerhetsbeltet (se 4.3 for mer informasjon).
9. Nå kan trappeheisen tas i bruk.

Fjern det 4-punkts sikkerhetsbeltet.

1. Frigjør det standard sikkerhetsbeltet og det 4-punkts sikkerhetsbeltet.
2. Løsne skulderstroppene etter behov.
3. Ta av det 4-punkts sikkerhetsbeltet.
4. Når stolen ikke er i bruk, vipp opp setet og brett inn armstøttene.




FORSIKTIG

Pass på at det ikke er noen løse ender som kan komme i kontakt med bevegelige deler dersom trappeheisen kjøres med tilkallings- og parkeringsstasjonen.

Vanlig bruk av det 4-punkts sikkerhetsbeltet

1. Sitt ned på setet.
2. Legg skulderstroppene over skuldrene.
3. Fest det 4-punkts sikkerhetsbeltet.
4. Juster skulderstroppene og sørg for at løse ender ikke kan komme i kontakt med bevegelige deler.
5. Fest også det standard sikkerhetsbeltet (se 4.3 for mer informasjon).
6. Nå kan trappeheisen tas i bruk.

3.2.5 Hovedbryter



24. Hovedbryter

I løpet av normal bruk skal hovedbryteren alltid være i ON-stilling.

- Sett hovedbryteren til av for å slå av trappeheisen.
- Sett hovedbryteren til på for å slå på trappeheisen.



FORSIKTIG

Bruk kun hovedbryteren til å slå trappeheisen på eller av. Ikke trekk ut støpselet fra stikkontakten.

3.3. Svingbart sete

3.3.1 Manuelt svingbart sete (S100 Classic / S100 Outdoor)

Før du setter deg ned eller står oppreist, kan du snu stolen slik at den vender mot landingspunktet på øverste etasje. Med det manuelle svingbare setet, kan du dreie stolen 70° mens trappeheisen er ved et landingspunkt. Trappeheisen kan ikke beveges før stolen er tilbake i kjøreposisjon (dvs. vinkel på 90° i forhold til trappen).




ADVARSEL

Lås det svingbare setet før du sitter ned eller reiser deg opp.

25. Manuelt svingbart sete (Classic og Outdoor)

- Trekk håndtaket opp for å låse opp setet.
- Dreie setet slik at det er vendt mot landingspunktet på øverste etasje.
- Slipp håndtaket for å låse setet.



S100014

3.3.2 Automatisk svingbart sete (S100 Comfort)

Trappeheisen er utstyrt med et automatisk svingbart sete. Før du setter deg ned eller reiser deg opp, vil stolen automatisk dreies mot landingspunktet på øverste etasje. Stolen vil også dreies automatisk tilbake mot trappen. Trappeheisen vil ikke bevege seg før stolen er tilbake i kjøreposisjon (dvs. i 90° vinkel mot trappen).

3.3.3 Tilkoblet automatisk sammenleggbar fot støtte (S100 Comfort)

S100 Comfort er utstyrt med en tilkoblet fot støtte som foldes ut og inn når det manuelle sammenleggbare setet foldes ut og inn.



ADVARSEL

Hvis det er en defekt i den automatiske svingbare setet og tilgang til trappen er hindret: ring service så snart som mulig.

3.4. Tilleggsfunksjoner


3.4.1 Hengslet rekkverk (S100 Classic / S100 Comfort)

Den hengslede skinnen er en del av skinnen nederst i trappen som automatisk senkes og heves når trappeheisen brukes. Den hengslede skinnen er en nyttig funksjon i situasjoner der det er hindringer (f.eks. døråpninger) eller der den utstikket av foten på skinnen kan føre til fare for snubling (passasjer). Den hengslede skinnen kommer sammen med et ekstra parkeringspunkt.



ADVARSEL

Før trappeheisen tas i bruk, må du sørge for at området rundt den hengslede skinnen er fritt for hindringer.



26. Hengslet skinne

- Skyv og hold styrespaken til venstre eller høyre for å flytte trappeheisen.
- Dersom trappeheisen kommer til det ekstra parkeringspunktet, vil den stoppe midlertidig.
- Hold styrespaken inne til den hengslede skinnen er helt hevet eller senket. Trappeheisen vil begynne å gå igjen automatisk.

3.4.2 Beinbelte for funksjonshemmede

Trappeheisen er utstyrt med et beinbelte for funksjonshemmede.


3.4.3 Ekstra parkeringspunkt

Trappeheisen kan utstyres med et ekstra parkeringspunkt. Dersom trappeheisen kommer til det ekstra parkeringspunktet, vil den stoppe midlertidig. Hold styrespaken inne til trappeheisen automatisk begynner å gå igjen.

3.4.4 Regntrekk (S100 Outdoor)

Regntrekket holder ute løv og annet smuss gir en ekstra beskyttelse mot vær (regn, hagl, snø, etc.). - Legg regntrekket over trappeheisen når den ikke brukes.

4. Bruk




S100017



ADVARSEL

Hvis en operatør betjener trappeheisen, må operatøren være forsiktig slik at han/hun ikke blir fanget mellom stolen/stolbenet/drivenheten.

4.1. Slå ned setet og sitte ned



S100021

4.2. Reise med trappeheisen

1. Fest sikkerhetsbeltet, trappeheisen vil ikke fungere før denne handlingen er utført.
2. Sett armlenene i driftsstilling.
3. Hold styrespaken på betjeningspanelet på armlenet til venstre eller høyre for å bevege trappeheisen. - Se kapittel 6 "Signaler."



MERK

Hvis du slipper joysticken, stopper trappeheisen umiddelbart. Du må vente litt før du kan starte trappeheisen igjen.

4. Trappeheisen vil stoppe ved alle parkeringspunkter. Hvis du holder styrespaken til venstre eller til høyre, vil trappeheisen begynne å gå igjen automatisk.
5. Slipp styrespaken for å stoppe trappeheisen.

4.3. Nødstop



ADVARSEL

Ikke gå av trappeheisen i trappen, selv ikke i tilfelle av en funksjonsfeil, bruk kommunikasjonsmodulen / tilkallingsenheten for å tilkalle hjelp.

Gå bare av trappeheisen ved etasjestasjonene.

- Trykk på nødknappen like under styrespaken for å stoppe trappeheisen i en nødssituasjon.
- Trappeheisen kan brukes igjen etter at nødstopknappen trykkes igjen.


4.4. Kommunikasjonsmodul (ekstrautstyr)

Kommunikasjonsmodulen (heretter omtalt som KM) er en valgfri funksjon. Dette alternativet gjør det mulig å kommunisere via fasttelefon med tre forhåndsprogrammerte telefonnumre, f.eks. Ved en nødssituasjon.

Innkommende anrop kan også besvares.

4.4.1 Anrop

1. Trykk på den gule alarmknappen i 4–7 sekunder. Du vil nå høre summetonen.
2. Slipp alarmknappen. Lyset på alarmknappen blir grønt.
3. Dersom kontakten svarer, kan du kommunisere ved å snakke i retning alarmknappen.




4.4.2 Frakobling

1. Trykk på den gule alarmknappen i 4–7 sekunder. Lyset på alarmknappen slår seg av.

Anropet er nå avslutter. Personen du ringer til kan også legge på.

4.4.3 Valg av neste nummer



Dersom tilkoblingen til den første kontakten mislykkes, kan du velge å gå til det neste forhåndsprogrammerte nummeret. Dette utføres som følger:

1. I løpet av samtalen trykker du lett en gang på den gule alarmknappen. Det neste nummeret vil nå bli oppringt.




MERK

Dersom kontaktens telefonnummer går til telefonsvar, må du også trykke kort på den gule alarmknappen for å ringe neste nummer.

4.4.4 Besvaring av innkommende anrop

Linjen for fasttelefonen er koblet til KM. Et innkommende anrop kan derfor også besvares mens du bruker trappeheisen.



Når du mottar et innkommende anrop, lager KM en ringetone. Besvaring av anropet utføres som følger:

1. Trykk kort på den gule alarmknappen én gang. Tilkoblingen er nå opprettet. Snakk i retning av alarmknappen for å kommunisere. Anropet kan avsluttes ved å trykke på den gule alarmknappen i ett sekund.

LED-FORKLARINGER	MODUS	LYD	ÅRSAK
Av	Registrert til en basestasjon	Ingen	Standby-modus
Blinkende rødt	Ikke registrert til en basestasjon	Ingen	Modulen er ikke registrert til en basestasjon
Blinkende rødt	Registrert til en basestasjon	Enkelt pip hvert 20. sekund	Modulen finner ikke basestasjonen den er registrert til (enten på grunn av at den er utenfor rekkevidde eller fordi basestasjonen er frakoblet)
Konstant grønn	Registrert til en basestasjon	Ringetone	Prøver å opprette en samtale
Blinkende grønt	Registrert til en basestasjon	Opptatt-signal	Den som ringer har avbrutt samtalen
Konstant grønn (etter å ha prøvd tilkalling)	Registrert til en basestasjon	Ingen	Det er ingen telefonlinje tilkoblet basestasjonen




MERK

Den anbefales å sjekke at tilkallingsenheten fungerer som den skal ved å teste den jevnlig.

Hvis tilkallingsenheten ikke fungerer som den skal, må man kontakte en lokal, autorisert servicebedrift.

4.5. Reis deg opp og slå opp setet



5. Vedlikehold

5.1. Rengjøring av trappeheisen



ADVARSEL

Vær oppmerksom på skarpe kanter ved rengjøring av trappeheisen.

- Rengjør trappeheisen regelmessig – setet, ryggstøtten, armlenet, fotbrettet, sikkerhetsbeltet, motorhuset – med en myk, fuktig klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov.
- Hold armlenets manøverpanel og tilkallings- og sendingskontrollene rene og fri for smuss.
- Fjern regelmessig støv fra trappa og skinnen med en fuktig klut.

5.2. Regelmessig vedlikehold

For å holde trappeheisen i best mulig stand, anbefales det på det sterkeste et autorisert serviceverksted utfører service på den én gang i året.

Følgende elementer bli inspisert og testet når det foretas service:

- Sikkerhetsfunksjoner (sikkerhetsbelte etc.)
- Bevegelige deler (armlenehengsler, oppvipping av sete, etc.)
- Elektronikk (batterier, kabling, etc.)
- Drivverk (deksler, motor, etc.)
- Skinner (fester, fett, etc.)

En autorisert tekniker er i besittelse av en komplett sjekkliste for å utføre service.

5.3. Utskifting av batteriene i tilkallings- og sendingskontrollene

Tilkallings- og sendingskontrollene bruker 2 AA-batterier. Bytt ut batterier etter ca. 12 måneder.

1. Åpne dekselet til batterirommet.
2. Bytt ut batteriene.
3. Lukk dekselet til batterirommet.



MERK

Etter du har byttet batterier, må du kjøpe nye reservebatterier så snart som mulig.

6. Signaler

6.1. Signaler på armlenets manøverpanel

SIGNAL	BETYDNING	HANDLING
Raske gjentatte pipetoner	Trappeheisen har støtt på en hindring og har stoppet.	Flytt trappeheisen i motsatt retning til et parkeringspunkt. Før du bruker trappeheisen, må du sørge for at trappen er fri for hindringer.
	Batteriene er svake.	Flytt trappeheisen i nedadgående retning til et parkeringspunkt. Før du bruker trappeheisen, må du sørge for at batteriene minst har ladet i et par timer.
2-tonet pip i løpet av 3 sekunder, gjentas hvert 10. sekund	Trappeheisen er ikke ved et ladepunkt.	Flytt trappeheisen til et ladepunkt.
1 pip i 2 sekunder	Trappeheisen begynner å gå.	-
3 pip i 2 sekunder	Trappeheisen kommer til et landingspunkt.	-
1 pip i 0,5 sekund, gjentatt hvert sekund + 3-tone pip til slutt	Det automatisk svingbare setet er i bevegelse.	-
1 pip i 0,5 sekund, gjentatt hvert sekund	Den hengslede skinnen er i bevegelse.	-

7. Tekniske data

Maksimum tillatt vekt 160 kg @ maks 45 ° skinne - kun innendørs

136 kg @ maks 53 ° skinne

Kjørehastighet (nominell) 0,12 m/s

Lydtrykksnivå 67 dB(A)

ELEKTRISK SYSTEM

Elektrisk system

Innendørs	Inngangsspenning	100 - 240	Vac
	Frekvens	5060	Hz
	Utgangsspenning	36	Vdc
	Utgangsstrøm	1000	mA

USA / Canada

Inngangsspenning	120	Vac
Frekvens	60	Hz
Utgangsspenning	24 Vac / 36 Vdc	
Utgangsstrøm	1000	mA

Utendørs

Storbritannia

Inngangsspenning	240	Vac
Frekvens	50	Hz
Utgangsspenning	6	Vac
Utgangsstrøm	4000	mA

Europa

Inngangsspenning	230	Vac
Frekvens	50	Hz
Utgangsspenning	6	Vac
Utgangsstrøm	4000	mA

USA / Canada

Inngangsspenning	120	Vac
Frekvens	60	Hz
Utgangsspenning	6	Vac
Utgangsstrøm	4000	mA

Japan

Inngangsspenning	100	Vac
Frekvens	5060	Hz
Utgangsspenning	6	Vac
Utgangsstrøm	4000	mA

MILJØMESSIGE FORHOLD

Omgivelsestemperatur	Innendørs: 5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Outdoor: -10 - 40 °C (14 - 140 °F)
Relativ fuktighet	Innendørs: 20 - 80 %
	Outdoor: 0 - 100%

BATTERIER (TRAPPEHEIS)

Batteritype	12V 7Ah
Antall batterier	2
Ladetid	16 timer
Kapasitet	10 reiser (125 kg, 1 etasje)

BATTERIER (TILKALLINGS- OG SENDINGSKONTROLL)

Batteritype	AA: 1,5 V
Antall batterier	2

8. Kontakt

Ta kontakt med forhandleren for informasjon som ikke er i bruksanvisningen.

Telefonnummer:

Ha opplysningene nedenfor tilgjengelige når du kontakter våre serviceansatte:

Brukerens navn:

Telefonnummer:

Installasjonsnummer:

Type trappeheis:

Beskrivelse av problemet:

.....

.....

.....

Produsent

TK Home Solutions B.V.

Van Utrechtweg 99, 2921 LN

P.O. Box 754, 2920 CB

Krimpen aan den IJssel (The Netherlands)

Telefon: +31 (0)180 530 900

E-post: info.tkhomesolutionsbv@tkelevator.com

Internett: www.tkelevator.com

1156708

