



Drivaggregat

Empulse F55

Kortmanual

OBS: Denne kortmanualen erstatte ikke Brukermanualen. Brukermanualen må leses før bruk av stolen første gang.

Ta i bruk og dokke Empulse F55 drivaggregat

- Kjør rullestolen så nær som mulig inntil drivaggregatet.
- Skru av drivaggregatet med bryteren som er plassert på batteriet.
- Sett på rullestolens bremses.



- Figur 1: Løft drivaggregatet opp fra gulvet. Stagen på den mellomliggende rammen føres inn i klemmene på rullestolen til du oppnår ønsket avstand mellom benstøttene og drivaggregatet. Dersom styret ligger på lårene i denne posisjonen, kan du endre høyde og posisjonen til styret, for dokking og avdocking, etter behov. Se nærmere beskrivelse i bruksanvisningen.
- Figur 2a: Dreier nå rattet på klemmen med klokken slik at den mellomliggende rammen er trygt festet til klemmen.



- Lukk den ekstra sikkerhetsklemmen.
- Lås opp rattet ved å dreie det ca 90° igjen.



- Skyv styret forover/oppover til låsebolten automatisk klikker i lås.
- Lås klemmen ved å dra hendelen oppover, forbi senterpunktet. Det kuleformede hodet på klemmehendelen skal peke oppover.
- Vent med å løse ut rullestolbremsene til rett før du starter å kjøre.



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3

1540 VESTBY

T: 66 96 38 00

E: post@sunrisemedical.no

www.sunrisemedical.no