



Målskjema Off Road rullestol "Ingen Grenser"

Navn bruker:		
Mail:		
Mobil:		
Sett kryss	Varenr. / HMS Nr.	Beskrivelse
	9900 HMS Nr.:	Off-Road rullestol standard med 24" hjul bak og 20" hjul foran. Stiv aksling
	9901 HMS Nr.:	Off-Road rullestol BARN standard med 24" hjul bak og 20" hjul foran. Stiv aksling.
	9902 HMS Nr.:	Off-Road rullestol standard med 20" hjul bak og 16" hjul foran. Stiv aksling
	9903 HMS Nr.:	Off-Road rullestol med 24" fatbike hjul bak og 20" fatbikehjul foran. Stiv aksling.
	9910 HMS Nr.:	Ledsagerbøyle
	111 HMS Nr.:	Klesbeskyttere 120 eller 180 grader
	9923 HMS Nr.:	Pulkdragfeste og persondrag
Fargevalg: Standard hammerlakk sort. Andre farger på forespørsel og avhengig av tilgang.		
Tilpassing		
Før opp eventuelle endringer her:		



Oppgi mål på bruker:


A = Armlengde =

B = Rygghøyde =

C = Legglengde =

D = Setedybde til knehas =

E= Setebredde =



Stavmål – Fra øre til sete + 20 cm.

Om bruker er sterk + 25 cm.

Ta også mål fra sete til under armhule for å kappe sete i riktig høyde.

Med hensyn til tilpassing av ledsagerbøyle ber vi om at ledsager(es) høyde oppgis:

Ledsager 1	Høyde	cm.
Ledsager 2	Høyde	cm.
Ledsager 3	Høyde	cm.

Annen Informasjon:

Vekt ramme er ca. 5,4 kg. Noe tyngre for tyngre brukere grunnet tykkere rør. Standardrør er 32 x 2 mm. aluminium.

