




MLBINOVA[®] EASY

TAR DIN LÄSUPPLEVELSE
TILL EN NY NIVÅ



 **MULTILENS**

Läsning är inte som förr

Förutsättningarna och sättet vi läser på är inte detsamma som för bara några år sedan:

- Mängden information en person tar till sig under en dag har ökat
- Vi läser till stor del på smarttelefoner, läsplattor och datorer
- Vi läser oftare. De flesta använder sin smarttelefon så fort de har en stund över



Hur ofta, hur mycket och vad vi läser på för typ av underlag påverkar ögonen på ett nytt sätt:


- Texten på smarttelefoner, läsplattor etc. är ibland liten. Det innebär att du måste komma närmare för att kunna läsa, och det ställer ett högre krav på dina ögon
- Skillnaden på ljusnivån på en smarttelefon i jämförelse med omgivningen kan vara stor och ge upphov till blandbesvär
- Läsning på LED-skärmar utsätter dina ögon för mer blått ljus än läsning på papper. Det blå ljuset skyndar på ögats åldrande och ökar risken för att utveckla ögonsjukdomar

*Med **ML Binova® Easy** får du ett par läsglasögon som tar din läsoplevelse till en ny nivå.*

*När du använder **ML Binova® Easy** kommer du att märka hur mycket bekvämare det är att läsa. Dina ögon får ett bra skydd mot blått ljus, och du orkar läsa det du vill -när du vill.*



Det unika med ML Binova® Easy



RelaxTint

En ljus gul ton i linserna som minskar blått ljus med mer än 50%. Den gula färgen minskar bländbesvär och du kan uppleva att du får ett bättre kontrastseende.

Prismaoptik

Linserna i ML Binova® Easy minskar ansträngningen på dina ögonmuskler, då de reducerar behovet av att vända ögonen inåt vid läsning. Det ger en mer avslappnad läsning, särskilt under längre läsperioder och även om du behöver hålla texten du läser nära ögonen.

Antireflexbehandling

Förbättrar synkvaliteten genom att skapa en klarare återgivning utan störande reflexer i linsytan.

Lätta, flexibla skalmar

De flexibla skalmarna ser till att glasögonen sitter stadigt utan att för den delen trycka obekvämt mot huvudet.

Stort styrkeomfang

ML Binova® Easy är tillgängligt i styrkor från +1,0 hela vägen upp till +8,0. Det möjliggör att de oftast passar även om du behöver ett högre lästillägg.

ML Binova® Rimless



Bronze



Frost



Chili



ML Binova® Halv-11



Bronze



Frost



Chili



Lästest – Jämför ML Binova® Easy

Prova ML Binova® Easy läsglasögon och jämför vanliga läsglasögon.
Hur stor skillnad upplever du att läsa text i olika storlekar och kontrastnivåer?

Nedan hittar du ett snabbtest för läsning på papper.
Om du öppnar www.multilens.se/lastest så hittar du ett test för läsning på en smarttelefon eller läsplatta. Du kan även skanna QR-koden till höger.



Storlek

Hög kontrast

Låg kontrast

12 p

Julen gick. Nyåret gick. Den tredje januari drog en snöstorm in över skärgården...

...från Finska Viken. Jag stod uppe på berget och såg de svarta molnen...

10 p

torna upp sig vid horisonten. Det snöade fyra decimeter på elva timmar. Jag var tvungen att ta mig ut genom ett...

köksfönster för att skotta loss ytterdörren. När snöstormen drog bort noterade jag...

8 p

i min loggbok: "Sidensvansarna försvunna. Fläksvålen övergiven. Minus sex grader."

Totalt 57 bokstäver och några punkter. Varför gjorde jag det? Det var dags för mig att doppa mig i min vak....

6 p

Vinden skar genom kroppen när jag pulsade ner till bryggan. Jag högg upp vaken och steg ner.

Kylan brände. Just när jag hade klättrat upp för att återvända till huset blev det stilla mellan två vindbyar.

ML Binova® Easy – Specifikationer:

Tillgängliga styrkor:	ML Binova® Rimless: +1,0, +1,5, +2,0, +2,5, +3,0 & +3,5 ML Binova® Halv-11: +4,0, +5,0, +6,0 & + 8,0
Bågfärger:	Frost, Chili & Bronze
Bågmaterial:	TR90
Färg material:	RelaxTint™
Linsmaterial:	ML Binova® Rimless: Akryl ML Binova® Halv-11: CR39
Behandling:	Antireflex och hårdyta

Fler ML Binova-glasögon:

ML Binova® Pro: Läsglasögon i stabila bågar med hög kvalitet ger möjlighet till ännu högre additioner.

ML Binova® RX: Starka läsglasögon i stabila bågar med din individuella styrka.



MULTILENS AB

Box 220, 435 25 Mölnlycke, Sweden

Visiting address: Skinnefjällsvägen 1

Phone: +46 (0)31 88 75 50

Fax: +46 (0)31 88 39 77

info@multilens.se, www.multilens.se



 **MULTILENS**