

Wima® produkter



*Trykkaølastning
Muskelspenninger*

*Forebygging og
behandling
Liggesår*

Wima[®]-labben

NORSKE PRODUKTER TIL FOREBYGGENDE BRUK OG BEHANDLING AV TRYKKSÅR

- Avlaster områder som er utsatt for trykk-/liggesår
- Bedrer mulighetene for sårleging, sammen med medisinsk behandling
- Behagelig i bruk, - lett, luftig, stabil og varmeisolerende
- Stimulerer blodsirkulasjonen og gir massasjeeffekt
- Enkel i bruk
- Slitesterk
- Vaskbar



Wima-labben brukt som hæl- og fotbeskytter

Wima-labben finnes i tre størrelser, liten, middels og stor. Den er laget i 100 % bomull, et naturlig stoff som "puster" og føles luftig og behagelig mot kroppen. En fleksibel og enkel borrelåslukning gir labben god passform. Den ligger stødig og gir god støtte til foten. Labben er fylt med ekspandert polystyren, noe som gir en varmeisolerende effekt. Lav egenvekt gjør produktet meget lett og derfor også enkelt å bruke.

Wima-labben leveres også med **elastiske borrelåser** for brukere med spesielle behov ved bl.a. hovenhet/ødem.

En annen variant av Wima-labben har **krysslagte borrelås**. Dette holder fotbladet oppe og er spesielt beregnet på slagrammede for å forebygge "spissfot", og andre med nedsatt bevegelsesevne og behov for ekstra støtte, f.eks. ved parese.

Wima-labben er patentert- og mønsterbeskyttet.

WIMA-LABBEN HAR FLERE BRUKSOMRÅDER

Utformingen av labben er også tilpasset til bruk som albuebeskyttelse. Passformen er svært god, og den sitter fast og godt på armen. Polystyren-fyllet gir god støtte, samtidig som albueleddet kan beveges.

Wima-labben med elastiske borrelås anbefales til albue.

Wima-labben er god økonomi. Den er vaskbar, kan brukes flere ganger og er tilpasset både for fot og albue.



Wima-labben brukt som albuebeskytter

Wima[®]-legglabben

Wima-legglabben er en forlenget type av Wima-labben, og brukes til avlastning og forebygging av trykksår, både for fot og legg. Gir god støtte.

Den er konstruert med elastiske borrelås, slik at den kan tilpasses de fleste størrelser. Kan ha meget positiv virkning for heling av leggsår.

Wima-legglabben er patentert og mønsterbeskyttet.



Wima-legglabben

Wima[®]-ringen

Midjering for sittende stilling

Ideell for støtte av rygg ved osteoporose (benskjørhet) og slagtilfeller.

Osteoporose

Wima-ringen spesial gir spesielt god avlastning for ryggraden, samtidig som den gir meget god støtte under armene slik at en oppnår bedre hvile under sittestilling.

Ringene er utviklet i samarbeid med pasienter med benskjørhet.

Slagtilfeller

Wima-ringen er utviklet for å gi støtte rundt kroppen og "løft under armene" ved sittestilling for slagrammede og lignende.

Et meget fleksibelt system gjør at den passer de fleste størrelser.

Ringene er utstyrt med elastiske strikk bak, og har en fleksibel borrelåslukking foran, slik at den kan tilpasses de fleste størrelser.



Wima-ringen



Wima[®]-knestøtten

Mellomlegg for lår og legg

Benyttes i sideleie. Gir god trykkavlastning og støtte. Holder beina og hoften i stabilt leie.

Kan også brukes for å holde begge bena samlet, f.eks. i rullestol.



Wima-knestøtten

Wima[®]-underlaget

Ligge- og sitteunderlag for seng og rullestol

Wima-underlaget motvirker trykksår og har en masserende effekt. Behagelig i bruk, former seg etter kroppen og ligger stødig.

Underlaget er konstruert med krysslågt kanalsøm, som gir en ekstra gunstig virkning.

Det er laget av 100% bomullsstoff, og fylt med ekspandert polystyren (polystyren-kuler).

Ekstra trekk til underlaget, kan bestilles som enkeltprodukt.

Wima-underlaget finnes i fire standard størrelser: 45 x 45 cm, 55 x 55 cm, 70 x 95 cm og 85 x 150 cm.

Wima-underlaget er patentert og mønsterbeskyttet.



Wima-underlaget

Wima[®]-gripen

Trykkavlastning for håndflatene

Wima-gripen er laget både til forebyggende bruk og til behandling av trykksår. Produktet er velegnet til brukere med spasmer, også innen psykisk helsevern. Borrelåslukningen er fleksibel og passer de fleste håndstørrelser. Wima-gripen er konstruert som en oval pute.



Wima-gripen

Wima[®]-antigripen

Wima-antigripen er et produkt som kan være til hjelp for å strekke ut fingrene ved rehabilitering etter slag o.l. Den er varmeisolerende og føles behagelig på. Er lett og enkel i bruk.

Ved at gripeevnen hemmes, er den også velegnet til bruk under stell, bading etc.



Wima-antigripen



Wima[®]-kragen

Er et produkt som er like aktuelt for pleiere som for pasienter, der problemet er stive og ømme muskler i nakke og skulderregionen. Ved at kragen er varmeisolerende, gir den avspenning for musklene.

Andre aktuelle bruksområder kan også være under bilkjøring, ved pc-bruk o.l.

Kragen er lett, luftig og enkel i bruk.



Wima-kragen



Generelt om Wima-produktene

Alle produktene er lette, luftige og varmeisolerende. De brukes både forebyggende og i behandlingsøyemed. Produktene er økonomiske i bruk.

Tekstilene er i 100% bomull og kan vaskes ved 85°C.

Fyllmaterialet er flammehemmende.

Produktene i Wima-serien er enkle i bruk, og er utviklet av helsepersonell i samarbeid med brukerne.

Vi leverer til institusjoner, sykehjem, private og hjelpemiddelsentralene.

Samtlige produkter i Wima-serien leveres i blått og grønt.





Produkttest

Wima-labben ble ved utviklingen av produktet utprøvd hos Sintef Unimed og testet på sykehjemspasienter.

Rapporten konkludere bl.a. med:

Det har vært en overveiende positiv holdning til labben under prosjektperioden. De fleste av pleierne har gitt uttrykk for at dette er et produkt som har plass i markedet på linje med andre hjelpemidler som benyttes ved profylakse/liggesårbehandling.

Den er oppfattet å være komfortabel for bruker, den er god og varm for de som har problemer med å holde varmen på føttene. Samtidig er den relativt luftig.

Det er også viktig å understreke at så mye som halvparten av pasientene fikk forbedret sin tilstand under prøvingsperioden. Dette kan sees på som meget positivt, da man vet at liggesår hos sengeliggende, gamle pasienter er meget vanskelig å behandle.

Brukerundersøkelse

Sintef Unimed, senter for innovasjon, har i samarbeid med Wima produkter foretatt en brukerundersøkelse av Wima-labben, etter at produktet har vært på markedet et par års tid.

Hensikten med undersøkelsen har bl.a.vært å få frem brukernes vurdering og erfaring med bruk av labben, og om produktet tilfredsstilte brukernes behov.

Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju med 10 institusjoner som alle hadde erfaring i bruk av labben.

Resultatet av undersøkelsen viste at Wima-labben ble brukt til forebygging av sår og direkte sårbehandling av trykksår på hæl. Alle institusjonene var svært fornøyd med produktet, og refererte til gode resultat ved bruk av labben.

Samtlige forespurte ønsket å anbefale produktet videre til andre institusjoner eller hjemmebaserte tjenester.

Wima[®] produkter

P.b. 28, 6538 Averøy

Tlf. 71 51 42 84 Fax 71 51 40 73

E-mail: wima@wima.no Hjemmeside: www.wima.no