

Active

- for en aktiv hverdag



ACCESS™

- hjelper folk opp og fram

Trygghet i dine hender

En rullator skal være en trygg og god følgesvenn. Derfor har vi vurdert alle funksjoner med tanke på sikkerhet og komfort, slik at du kan fortsette å være aktiv -uten bekymringer, ute som inne.



Praktisk tilnærming - Det er viktig å kunne komme til der du ferdes til daglig. Løft opp setet, ta ut kurven og gå inn i rullatoren, så er du helt intill benker osv uten å måtte bøye deg i en ubehagelig stilling.

Skjulte bremsekabler – Med vårt interne bremsesystem slipper du løse bremsekabler som hekter seg fast eller drar med seg løse gjenstander når du går forbi -mye sikrere, og mye penere!



God ergonomi - Active er designet slik at du har god plass inne i rammen til lange stødige skritt, samtidig som den oppfordrer til en god oppreist holdning, som vil ta vare på både deg og din rygg.

Passer alle - Active kan enkelt justeres helt fra 77 til 100 cm. Slik kan du være sikker på at du finner den høyden som passer akkurat deg.




Sammenfolding – Med kun en enkel bevegelse er Active sammenfoldet, låst, og blir stående oppreist slik at du enkelt kan parkere den der du måtte ønske.

Store Hjul – Perfekt for utendørs bruk i de fleste terreng. De store hjulene gjør rullatoren ekstra stødig og trygg på ujevnt underlag.



Trygg oppbevaring -Vi vet at dine verdisaker er viktige for deg. Derfor har vi plassert kurven trygt under setet. Kurven har praktiske bærehåndtak og er lett å ta ut og med seg.



Et sete for alle – Fordi vi er forskjellige har vi designet et høydejusterbart sete som er så behagelig og ergonomisk korrekt som mulig. Du kan sitte høyt ved kjøkkenbenken eller lavere når du er ute i hagen og jobber. Valget er ditt!

Enkle justeringer – som du kan gjøre selv, uten bruk av verktøy, og det finnes ingen løse deler som kan falle av. Disse er merket med rødt, i tillegg til at vi har plassert en ekstra brukerveiledning under setet.



Trygge løsninger - Vi har merket høydenivåene med tall slik at du er sikker på å ha riktig høyde, på begge sider,, og disse klikker inn i en trygg, låst posisjon, der de skal være.

Kantklatrer – Vi anbefaler å bruke den enkle kantklatreren når du skal over terskler eller kanter. Slik unngår du å måtte løfte rullatoren med ryggen din -tryggere og bedre.



Anatomiske håndtak - “for det lille ekstra”, behagelige håndtak med ekstra støtte.

Og.. Active blir selvfølgelig levert **ferdig sammensatt**, så det er bare å ta rullatoren ut av esken og komme seg ut på tur!

Prisliste *Active*[®] rullator og tilbehør

HMS art nr.	Bilde	Bilde	Beskrivelse	Pris eks mva (NOK)	Access vare nr
157076			Active Rullator	786	800447
134752			Krykkeholder	13	800253
157083			Ryggstøtte	262	800250
157078			Deluxebag	262	800632
96525			Serveringsbrett	26	800335
096521 096522 096523			Oxy-flaske holder 1,2 ltr. 2,0 ltr. 2,5 ltr.	236	800246 800247 800248
157082			Retningsperre (par)	84	800249

Prisliste *Active*[®] rullator og tilbehør

157081			Påløpsbrems (par)	126	800251
96526			Ski (par)	315	800254
175823			Putesett rosa	210	810240
157080			Putesett svart	210	810241
175824			Putesett grønn	210	810242
175825			Putesett rød	210	810243
175826			Putesett blå	210	810244
175827			Putesett gul	210	810245
175828			Putesett orange	210	810246

Prisliste *Active*[®] reservedeler

HMS artikkel nr	Lev. artikkel nummer	Active Reservedeler	Pris NOK
175842	800255	Bakhjul rollator 4hjul Active med kulelager	157,-
175840	800701	Bremsehåndtak rollator 4hjul Active	84,-
175844	800258-h	Bremsekloss rollator 4hjul Active høyre med deksel	68,-
175845	800258-v	Bremsekloss rollator 4hjul Active venstre med deksel	68,-
175843	800252	Fronthjul rollator 4hjul Active med kulelager	236,-
175838	800771	Håndtak rollator 4hjul Active m/holk anatomish hø	262,-
175839	800772	Håndtak rollator 4hjul Active m/holk anatomish ve	262,-
175846	800260	Høydejusteringslås rollator 4hjul Active komplett sett høyre	52,-
175847	800341	Høydejusteringslås rollator 4hjul Active komplett sett venstre	52,-
175834	800773	Holk rollator 4hjul Active gummi m/refleks anatomisk hø	105
175835	800774	Holk rollator 4hjul Active gummi m/refleks anatomisk hø	105
175841	800273	Kurv rollator 4hjul Active	157,-

Priser per 01.07.2012. Vi tar forbehold om prisendringer ifht valutakurser.

Active®

by **ACCESS**

Praktisk informasjon

Det kan være greit å vite at det går 8 stk Active på en europalle. Fulle paller sparer både transportkostnader og lagerplass.

Du kan laste ned brukerveiledning, instruksjonsmanualer for enkle reparasjoner/utskiftinger på Active og dette produktheftet på våre nettsider: www.accessvital.no

Active er et internasjonalt produkt som blir solgt over hele verden, og har derfor fått en egen produktnettside med massevis av info, flotte bilder og en nyttig produktvideo. Vi anbefaler at du tar et besøk på: www.active-walker.com

Vi håper dette heftet kan være til hjelp for deg. Er det ting du syntes mangler, eller noe du vil ha mer informasjon om, er vi glad for alle tilbakemeldinger.

Kontaktperson:

Silje Holvik

Produktsjef rullatorer

skh@accessvital.no

Tel: 95 81 05 80

Access Vital AS

Aluveien 95

Postboks 430

2303 Hamar

Telefon : 95 76 10 00

Fax : 62 51 85 01

Mail : rollator@accessvital.no

ACCESS™

- hjelper folk opp og fram