



TA INDOOR

INNHOOLD

DEL 01	TA Indoor	s.03
------------------	-----------	------

DEL 02	optimistseter	s. 10
------------------	---------------	-------



Den ideelle rullestolen til innebruk.

TA Indoor W har fått toppskår og er bedømt som best av konkurrentene på brukervennlighet og funksjonelle egenskaper i den nye NAV avtalen for elektriske innestoler.

Et bredt utvalg av Optimistseter sikrer bruker stabilitet og førsteklasses sittekomfort. Setebredde fra 38cm – 50 cm er standard.

Med små ytre mål og liten vendediameter passer den utmerket i hjem med smale dører og trange korridorer. TA Indoor har kjøreegenskaper i særklasse, presis og nøyaktig manøvreres stolen i trange områder, i lange korridorer kjører den inntil 6 km/t.

TA Indoor kan utmerket kjøre utendørs, med "store" drivhjul foran og maks hastighet på 6 km/t kan den i noen tilfeller "gjøre jobben" til større stoler.

Hele 30 cm seteløft gir bruker større fleksibilitet og bidrar til en enklere hverdag.

Et bredt utvalg av tilbehør som for eks. armlener, benstøtter, seter og seteputer gjør at stolen kan tilpasses en bred brukergruppe.

NAV
Art.nr. Art.nr.
475015 168662



TA Indoor er krasj testet etter ISO 7176-19. Med Dahl docking system kan stolen benyttes som førerstol i bil, alternativt kan vi levere 4 punkts stroppefester.

NB! Kan ikke ettermonteres, må bestilles fra fabrikk.

mål og vekt

Bredde	57 cm	Seteløft	30 cm
Lengde TA Indoor W	105 cm	Svingdiameter	101 cm
Lengde uten benstøtte	77 cm	Kjørestrekning teoretisk	22 km
Setetilt TA Indoor W	-4 -30 °	Maks hastighet	6 km/t
Setebredde TA Indoor W	38-45-50-55 cm	Brukervekt	120 kg
Setehøyde TA Indoor W	48-78 cm	Vekt TA Indoor W	102 kg
Setehøyde uten setepute	42-72 cm		

benstøtte sentermontert, elektrisk

Meget solid benstøtte med god lengde-kompensering.



NAV	
Art.nr.	Art.nr.
503216	142812

benstøtte sentermontert, 2 motorer

Sentermontert benstøtte med to motorer, opp-ned og ut-inn



NAV	
Art.nr.	Art.nr.
503219	159250

benstøtte sentermontert, manuell



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
503211	066127	kort
503212	168666	

benstøtte delt, elektrisk

Solid benstøtte som kan svinges sideveis og enkelt fjernes. Kabelfri tilkobling.



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
492000	021209	Høyre
492001	021210	Venstre

benstøtte delt, manuell

Manuell vinkelregulerbar benstøtte som kan svinges sideveis og enkelt fjernes.



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
492030	021211	Høyre
492031	021212	Venstre

benstøtte amputasjon



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
492036	168664	Høyre
492037	168665	Venstre

knepute



NAV
Art.nr. Art.nr. Beskrivelse

515218 066130 F/manuell benstøtte høyre

515219 066131 F/manuell benstøtte venstre

516580 066132 F/elektrisk benstøtte

fotplatepute



NAV
Art.nr. Art.nr. Beskrivelse

503214 066174 AJ benstøtte

503215 168687 Roltec benstøtte

hel fotplate (benstøtterør ikke inkl.)



NAV
Art.nr. Art.nr. Beskrivelse

506153 142813 Setebredde 38 cm

506160 066129 Setebredde 45 cm

506154 142814 Setebredde 50 cm

hælkapper



NB!
 LEVERES UTEN
 FOTPLATE.

NAV
Art.nr. Art.nr.
 492135 066187

benstøtterør nedre, kort

NAV
Art.nr. Art.nr. Beskrivelse

515520 168683 Høyre

515530 168684 Venstre

Benyttes ved ekstra kort legglengde. Passer til sentermontert benstøtte.



NB!
 LEVERES UTEN
 FOTPLATE.

benstøtterør nedre, kort

NAV
Art.nr. Art.nr. Beskrivelse

492130 141236 leveres i par

Benyttes ved ekstra kort legglengde. Passer til delte benstøtter.



NB!
 LEVERES UTEN
 FOTPLATE.

benstøtterør nedre, bøyd 40 cm


Benyttes ved ekstra lang legglengde. Passer til delte benstøtter.



NAV
Art.nr. Art.nr.
 504025 068989

benstøtterør nedre, rett 40 cm

Benyttes for å oppnå større avstand mellom fotplater. Passer til delte benstøtter.



NAV
Art.nr. Art.nr.
 504027 141266

avstandsforing fotplate roltec

Foringer som benyttes for å redusere avstand mellom fotplatene på Roltec benstøtter. Vil kunne løse problemer med at føttene kommer ned i mellom fotplatene.

NAV
Art.nr. Art.nr.
 504029 141267



armen høyderegulerbart



NAV

Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
492110	021207	Høyre
492111	021208	Venstre

armen nedfellbart



NAV

Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
492100	021205	Høyre
492101	021206	Venstre

armen AJ oppfellbart



NAV

Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
515430	011657	Kort høyre 30 cm
515432	015552	Kort venstre 30 cm
515431	015551	Lang høyre 40 cm
515433	015553	Lang venstre 40 cm

armenspute AJ m/albuestøtte



NAV

Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
515441	066183	Kort høyre 30 cm
515442	066184	Kort venstre 30 cm
515443	066185	Lang høyre 40 cm
515444	066186	Lang venstre 40 cm

armenspute AJ Hemi



NAV

Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
515550	066179	Høyre 35 cm
515560	066180	Venstre 35 cm
515565	066181	Høyre 40 cm
515570	066182	Venstre 40 cm

parallelforskyver

Feste for parallell forskyvning av styreboks.



NAV

Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
516720	168728	Høyre
516722	168729	Venstre

bord AJ



NAV	
Art.nr.	Art.nr.
515288	022190

bord m/bøyle



NAV	
Art.nr.	Art.nr.
504040	002438

bordfester



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
506325	141273	til Roltec armlen

bordfester



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
515453	168726	til AJ armlen

hoftebelte AJ



NAV	
Art.nr.	Beskrivelse
515482	066159
556075	022187 Ekstra lang

hoftebelte rulle



NAV	
Art.nr.	Art.nr.
556015	066158

h-sele



NAV	
Art.nr.	Art.nr.
515285	022188

krykkehoder



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
504089	022192	Enkel
504091	022194	Dobbel

veskekrok



NAV	
Art.nr.	Art.nr.
506886	066168

ryggveske



NAV	
Art.nr.	Art.nr.
504094	066167

veske armlen



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
506023	066165	Liten


veske armlen



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
515291	066166	Stor

Medico batterilader

Built-in TCS
Charging Process



Art.nr.	Nav	Art.nr	Beskrivelse
529005	158786	CCC405	Lader Medico 5 ah
529000	158785	CCC410	Lader Medico 10 ah

Computerstyrt lading

- Med TCS ladeprosess (European Patent EP1254499).
- Kan enkelt tilpasses forskjellige batterityper.
- Alltid opplading til full kapasitet.

Økonomisk i bruk

- Optimal batterilevetid.
- Høy virkningsgrad.
- Lave vedlikeholdskostnader.

Brukervennlig

- Ergonomisk design.
- Driftssikker og "intelligent".
- Ingen støy (kjøling uten vifte).



Sikker

- Oppfyller kravene i European Medical Device Directive, 93/42/EEC.
- Sprutsikker.
- Dobbeltisolert.

CCC405

Ladestrøm (rippelfri)	5 A
Kompatible batterier	24V, 20-50 Ah
Mål: B x H x D	220x75x205 mm
Vekt	2,5 kg

Nettspenning	230 V, 50 Hz
Isolasjonsklasse	II (dobbeltisolert)
Tetthetsgrad	Sprutsikker IP54
Virkningsgrad	Høyere enn 90 %
Kortslutnings- og feilpolariseringssikker.	

CCC410

Ladestrøm (rippelfri)	10 A
Kompatible batterier	24V, 40-100 Ah
Mål: B x H x D	220x75x205 mm
Vekt	2,6 kg

Nettspenning	230 V, 50 Hz
Isolasjonsklasse	II (dobbeltisolert)
Tetthetsgrad	Sprutsikker IP54
Virkningsgrad	Høyere enn 90 %
Kortslutnings- og feilpolariseringssikker.	



Optimistsetene

- God ergonomisk utforming og optimal sittekomfort gjør Optimistsetene til det ideelle rullestolsetet.
- Bygget opp slik at det er enkelt å komme til i rygg og sete for å bygge opp og støtte der det er behov. Når bruker får den støtte og stabilitet som trengs, blir armene fri til funksjon.
- Et verktøy for ergo- og fysioterapeutene.
- Enkelt å justere og tilpasse.
- Rygger og puter byttes lett.
- Har moderne design og farge.
- Kan leveres på spesialmål.



sete optimist nr. 1



Art .nr.	NAV Art.nr.	Setebredde	Rygghøyde
516000	022162	38 cm	50 cm
516010	022184	45 cm	50 cm
516005	021233	45 cm	60 cm
516015	022163	50 cm	60 cm

sete optimist nr. 2



Art.nr.	NAV Art.nr.	Setebredde	Rygghøyde
516020	022164	38 cm	50 cm
516035	022167	45 cm	50 cm
516030	022166	45 cm	60 cm
516042	066137	50 cm	50 cm
516040	022168	50 cm	60 cm

sete optimist nr. 3



Art.nr.	NAV Art.nr.	Setebredde	Rygghøyde
516050	022170	45 cm	60 cm
516055	022171	50 cm	60 cm
516057	066138	55 cm	60 cm

sete optimist nr. 5



Art.nr.	NAV Art.nr.	Setebredde	Rygghøyde
516065	022173	45 cm	60 cm
516070	022174	50 cm	60 cm
516072	066139	55 cm	60 cm

setepute negativ



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Bredde
515275	022175	38 cm
515259	142863	40 cm
515260	022176	45 cm
515261	022177	50 cm
515258	066141	55 cm

setepute positiv



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Bredde
515270	007772	38 cm
515254	142869	40 cm
515255	007771	45 cm
515256	066142	50 cm
515257	066143	55 cm

setepute m/abduksjon



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Bredde
515280	022178	38 cm
515279	142875	40 cm
515265	007770	45 cm
515266	022185	50 cm
515267	066140	55 cm

inkontinenstrekk, setepute



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Bredde
515495	066136	38 cm
515440	022179	45 cm
515488	022180	50 cm
515487	142817	55 cm

forkantpute, positiv



Nav		
Art.nr.	Art.nr.	Bredde
515263	168715	45 cm
515277	168716	50 cm

forkantpute m/abduksjon



NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Bredde
515264	080058	45 cm
515276	168714	50 cm

nakkepute standard

NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
515411	007747	
515434	142816	Barn



nakkepute nr. 4

NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
515412	022181	
515459	142815	Barn



nakkepute med fiksering

NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
515413	007746	
505414	168689	Barn



nakkestøttebeslag nr. 2

NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
515410	066133	
515408	168690	Barn



nakkestøttebeslag nr. 3

NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
515415	066134	
515460	168691	Barn



nakkestøttebeslag nr. 5

NAV		
Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
515590	066135	
515595	168692	Barn



kroppstøtte



Kroppstøtte
tilpasset
Optimist nr. 2.

NAV
Art.nr. Art.nr. Beskrivelse

515502	066146	Kroppstøtte medium H
515501	066147	Kroppstøtte medium V
515500	066144	Kroppstøtte stor H
515499	066145	Kroppstøtte stor V

Art.nr.	NAV Art.nr.	Beskrivelse	Sete- bredde	Rygg- høyde
515503	066155	Monteringsplate for kroppstøtte	38 cm	50 cm
515508	168698	Monteringsplate for kroppstøtte el sele	38 cm	50 cm
515507	168699	Monteringsplate for kroppstøtte	45 cm	50 cm
515504	066156	Monteringsplate for kroppstøtte	45 cm	60 cm
515506	168700	Monteringsplate for kroppstøtte el sele	45 cm	60 cm
515505	066157	Monteringsplate for kroppstøtte	50 cm	60 cm
515509	168701	Monteringsplate for kroppstøtte	50 cm	50 cm

lårstøtte



NAV
Art.nr. Art.nr. Beskrivelse

515489	066176	Lårstøttebeslag H
515490	066178	Lårpute H
515421	066175	Lårstøttebeslag V
515422	066177	Lårpute V



Rigedalen 41 • 4626 Kristians and • Postboks 8343 • N-4676 Kristians and
+ 47 38 14 48 00 • hjelpemidler@varodd.no • Org. nr. 919 571 039
www.varodd.no