

Alber® *viamobil*®

alber



Den sterke hjelpemotoren for rullestoler



Alber viamobil er utstyrt med en kraftig motor som klarer en brukervekt opp til 160 kg, samtidig som den er lett å betjene og manøvrere. Stigninger og nedoverbakker opp til 18 % kan trygt forseres uten fysiske anstrengelser for ledsager. Alber viamobil plasseres under rullestolen og hindrer derfor ikke ledsager fra å kunne gå behagelig.

Alber viamobil hjelper til med kjøring fremover, rygging og oppbremsing ved kjøring i nedoverbakke. Alber viamobil er modulbasert og kan derfor enkelt demonteres og transporteres i bilen.



Dynamisk kjøring

Med den sterke motoren er Alber viamobil en pålitelig partner på reisen. Det integrerte fjærsystemet gir godt veigrep for drivhjulet, mens de punkteringsfrie dekkene gjør turen bekymringsfri. Med et tastetrykk senker du drivhjulet og setter motoren automatisk i gang, og motsatt hvis du vil kjøre rullestolen manuelt. Drivhjulet er plassert i linje med rullestolen, noe som gjør det veldig enkelt å manøvrere viamobil uten anstrengelser.

Lett å bruke, maksimal sikkerhet

Det innovative EasyConnex Magnetic Plug-systemet kobler automatisk styreenheten og laderen sammen med batteriet. Hold helt enkelt den magnetiske kontakten nær uttaket og - klink - så er den koblet til og låst. Det store og klare displayet gir ledsageren nøyaktig informasjon om batterikapasiteten. Den unike og patenterte sikkerhetsbryteren i styreenheten gjør at **viamobil** kan stoppes direkte i kritiske situasjoner, noe som gir maksimal trygghet for både bruker og ledsager.



Transportabel

Alber viamobil kan lett demonteres i små komponenter for enklere transport. Takket være lithium-ion teknikk, har det kraftfulle batteriet en vekt på kun 2,3 kg, og er dermed veldig enkel å håndtere. Den kobles automatisk til drivenheten ved hjelp av magnetisk kraft. **Alber viamobil** kan monteres på nesten alle manuelle rullestoler. Takket være den kompakte størrelsen, påvirkes ikke komfortrullestolens sitteinnstillinger slik som rygg og tilt. Kun små låsesplinter skal til for at **viamobil** skal kunne monteres og demonteres på rullestolen.

Egenskaper



Alber viamobil klar for transport

De kompakte og lette komponentene er enkle å transportere.



Håndkontrollen

Med patentert sikkerhetsbryter, fartskontroll, av/på bryter, LCD-skjerm, forover/ bakover bryter.



Batteripakke

Vedlikeholdsfri Lithium-Ion batteripakke, som raskt og enkelt kan monteres eller demonteres.



Alber viamobil kjøreenhet

Med punkteringsfrie solide gummidekk, automatisk fjærsystem for konstant veigrep, elektrisk hulløft.



Montering

Alber viamobil monteres og demonteres raskt og enkelt i monteringsbeslagene.



Batterilader

Automatisk lader med magnetisk ladeplugg.



Monteringsbeslag

Vi har et stort utvalg av komplette monteringskit til de mulige manuelle rullestolene, se orversikt for komplett oversikt.



Tippesikring

Vi anbefaler å bruke tippesikringene som er utviklet spesielt for Viamobil.

Invacare art. nr 1521032










Ekstra kjørehåndtak

Med ekstra kjørehåndtak montert på hjelpemotoren er det enda enklere å koble den til og fra rullestolen, samtidig som det forenkler kjøringen for ledsager. Invacare art. nr 1593406

Tekniske data

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

	Fart	Rekkevidde	Batterikapasitet	Motorkraft	Vekt batteri	Maks trygg helling	Total vekt fra
viamobil	 maks 5.5 km/t	 20 km	 36V / 6,6 Ah	 150 W	 2,3 kg	 18% (11% med 160 kg bruker)	 13,5 kg (kjøreenhet: 10,3 kg)

Maks. brukervekt



viamobil

160 kg

Hovedprodukt

Art. nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
1521003	176396	viamobil V25 ink. batteri og lader



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo

