

# Ingen grenser

Offroad Rullestol



AKTIV

HJELPEMIDLER A/S





## OFFROAD Rullestol

Til TV-Serien «Ingen Grenser» med Lars Monsen på NRK, ble Aktiv Hjelpemidler A/S bedt om å lage flere Offroad rullestoler som skulle benyttes under innspillingen.



Mottoet var klart:

**«De har alle ulike funksjonshemninger, men deler et brennende ønske om å vise at vilje, evner og pågangsmot har ingen grenser»**

– Fra serien «Ingen Grenser - NRK» hvor Aktiv Hjelpemidler A/S leverte flere av vognene som ble brukt på turen.

Kravene og bruksområdene var enkelt bekrevet:

**«Det blir lite vei, mye skog, fjell og myr. Forutsetningen er en rullestol med meget lett ramme, store hjul og gode håndtak for å kunne bære».**





**"Ingen Grenser"**

**Offroad rullestol**

**Offroad rullestol**



Artikkel nr.:

<b>9900</b> (HMS Nr. 163816)	Offroad rullestol standard voksen utgave.
<b>9901</b> (HMS Nr. 163817)	Offroad rullestol standard barn/ungdom
<b>9902</b> (HMS Nr. 163818)	Offroad rullestol barn



Artikkel nr.:

<b>9900</b> (HMS Nr. 163816)	Offroad rullestol standard med 24" drivhjul og 20" fronthjul. Stiv aksling
<b>9901</b> (HMS Nr. 163817)	Offroad rullestol barn/ungdom med 24" drivhjul og 20" fronthjul
<b>9902</b> (HMS Nr. 163818)	Offroad rullestol barn med 20 "drivhjul og 16" fronthjul
<b>9910</b> (HMS Nr. 163819)	Ledsagerbøyle
<b>9922</b> (HMS Nr. 163821)	Beskyttelsbrett front
<b>9923</b> (HMS Nr. 163820)	Fjelltreksett og drag
<b>97431</b> (HMS Nr. 172701)	Klesbeskytter «carbonplast»



**"Ingen Grenser"** **Offroad rullestol**

Miljøbilder fra turen





**"Ingen Grenser"**

**Offroad rullestol**



**MÅLSKJEMA Off-Road rullestol «Ingen Grenser»**

<b>Navn bruker:</b>		
<b>Mail:</b>		
<b>Mobil:</b>		
<b>Sett kryss</b>	<b>Varenr. / HMS Nr.</b>	<b>Beskrivelse</b>
	9900 (HMS Nr. 163816)	Off-Road rullestol standard med 24" hjul bak og 20" hjul foran. Stiv aksling
	9901 (HMS Nr. 163817)	Off-Road rullestol <b>BARN</b> standard med 24" hjul bak og 20" hjul foran. Stiv aksling.
	9902 (HMS Nr. 163818)	Off-Road rullestol standard med 20" hjul bak og 16" hjul foran. Stiv aksling
	9903 (HMS Nr. )	Off-Road rullestol med 24" fatbike hjul bak og 20" fatbikehjul foran. Stiv aksling.
	9910 (HMS Nr. 163819)	Ledsagerbøyle
	111 (HMS Nr. )	Klesbeskyttere 120 eller 180 grader
	9923 (HMS Nr. 163820)	Pulkdragfeste og persondrag
Fargevalg: Standard hammerlakk sort. Andre farger på forespørsel og avhengig av tilgang.		
<b>Tilpassing</b>		
Før opp eventuelle endringer her:		



**"Ingen Grenser"**

**Offroad rullestol**

Oppgi mål på bruker:


A = Armlengde =

B = Rygghøyde =

C = Legglengde =

D = Setedybde til knehase =

E = Setebredde =



Stavmål – Fra øre til sete + 20 cm.

Om bruker er sterk + 25 cm.

Ta også mål fra sete til under armhule for å kappe sete i riktig høyde.

**Med hensyn til tilpassing av ledsagerbøyle ber vi om at ledsager(es) høyde oppgis:**

Ledsager 1	Høyde	cm.
Ledsager 2	Høyde	cm.
Ledsager 3	Høyde	cm.

**Annen Informasjon:**

Vekt ramme er ca. 5,4 kg. Noe tyngre for tyngre brukere grunnet tykkere rør. Standardrør er 32 x 2 mm. aluminium.



## **AKTIV HJELPEMIDLER A/S**



Aktiv Hjelpemidler A/S ble etablert i 1999 av Geirr Scheen. Utdannet sykepleier med et sterkt ønske om at det å være funksjonshemmet ikke skulle være til hinder får å leve et godt liv. Det hele startet med tøft lakkerte eikebeskyttere til rullestoler for barn og ungdom. Hva er vel "kulere" enn å ha flammelakkering på hjulene. Deretter kom AL-Trac multifunksjonsvogner, pulker akebrett, kjelker og sykkelvogner for å nevne noe.

I dag bygger vi det meste for de fleste!

### **Aktiv Hjelpemidler A/S**

**Kontor / showroom / verksted:**

**Melby Gård, Bråteveien 159  
N-2013 Skjetten  
Telefon : +47 67 90 22 29**

**Mandag - fredag: 10:00 - 15:00**

For ytterligere informasjon, kataloger, videoer og annen kontaktinformasjon, se våre nettsider:

**[www.aktivhjelpemidler.com](http://www.aktivhjelpemidler.com)**

# **AL-trac**