



HJERTEBRETT COMFORTABEL

Et transportabelt hjerdebrett med god komfort



at the heart of healthcare

COMFORTABEL



Det lette hjertebrettet

Hjertebrettet Comfortabel er enkelt å montere. Det plasseres på sengen, mellom madrass og overmadrass og festes med de medfølgende remmene. Ved hjelp av en sidemontert motor kan ryggstøtten settes opp til 70° (doble sideplasserte motorer på 120 cm brede senger). Comfortabel er enkel å bære og håndtere.

Motor

Motoren er plassert på siden for å gi en så flat liggeflate som mulig. Vil man bytte motorens plassering fra høyre til venstre side, gjøres det med noen få enkle håndgrep, helt uten verktøy.

Materiale

Hjertebrettet er laget av pulverlakkerte stålprofiler og bomullsstoff. Ryggstøtten drives av en lavvoltmotor (24V) som styres enkelt med en håndkontroll.

Rengjøring

Samtlige overflater kan rengjøres med vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Ryggduken kan tas av og vaskes på 60°C.

Tilbehør

Som tilbehør finnes en "fikseringslapp" som utnytter brukerens vekt for å feste sengeryggstøtten. Denne er spesielt nyttig å bruke hvis det mangler en naturlig stopp for hjertebrettet i sengens hodeende. Støtte og vendehandtak kan monteres på hjertebrettet for å forenkle vending i seng, og gir god støtte ved oppreisning.

Norm

Benyttet sammen med Comfort Systems senger oppfyller hjertebrettet Comfortabel relevante krav i sengenorm EN 60601-2-52.

SPESIFIKASJONER

Madrassbredde	75-80 cm	90 cm	120 cm
Maks. brukervekt	145 kg	145 kg	145 kg
Vekt	10 kg	13 kg	17 kg
Hjertebrettets vinkel	0-70°	0-70°	0-70°

