

LECKEY Pal



Posisjonering + Oppmerksomhet = Læring

PAL er en robust og enkel stol til barnehagen og skolen, med et utseende som appellerer.

PAL passer barn i alderen 1-12 år med milde til moderate behov for støtte og stabilitet i sittende stilling. Økt stabilitet i sittende stilling reduserer tretthet og bidrar til at barnet beholder konsentrasjonen og muliggjør finmotoriske aktiviteter over lengre perioder. På denne måten bidrar PAL til deltagelse og læring.

PAL leveres i fire størrelser og i to farger, og gir barnet mulighet til å delta, lære og vie sin fulle oppmerksomhet i klasserommet eller i barnehagen.



Tilgjengelig i fire størrelser



Alle innstillinger av PAL gjøres raskt og enkelt uten bruk av verktøy. Et bredt utvalg tilbehør er tilgjengelig for ytterligere tilpassing av sittestilling.



PAL sete vist med fotbrett



PAL sete vist med understell med hjul




PAL sete vist med understell med meier

Fire enkle steg til bestilling...

1. Mål

Vurder passende størrelse ut ifra tre enkle mål:

1. Setedybde
2. Setebredde
3. Setehøyde



PAL er tilgjengelig i fire størrelser og i to farger: grønn og blå.

2. Bestilling

Kontakt din lokale selger fra Sunrise Medical AS, eller send oss en epost på: post@sunrisemedical.no

1. Størrelse og farge på stol.
2. Ben-tilbehør.
3. Annet tilbehør.

3. Levering

4. Tilpass

Høyde ben, høyde armlener og ryggvinkel tilpasses enkelt til barnet!



PAL sete vist med understell med vugge



Humpty Dumpty
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses
and all the king's men
Couldn't put Humpty together o

Little Miss Muffet
Little Miss Muffet
Sat on a tuffet
Eating her
Along c
Who s
And f

Red

Brown

Orange

Yellow

Green

Blue

White

Purple

Pink

Grey

White

he

come

we

she

there

be

ue

n

se

ld a vehic

dough

sticklebrix

Tekniske spesifikasjoner

| | Alder | Brukervekt | Setedybde | Setebredde | Setehøyde | Høyde armlener | Høyde rygg | Vekt | Høyde bord |
|--------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------|------------|
| Størrelse 1 | 1 - 3 år | Maks - 30 kg | 180 - 240 mm | 150 - 250 mm | 160 - 240 mm | 120-150 mm | 265 mm | 4.3 kg | 400 mm |
| Størrelse 2 | 2 - 5 år | Maks - 35 kg | 220 - 290 mm | 170 - 270 mm | 185 - 285 mm | 140-170 mm | 315 mm | 6 kg | 460 mm |
| Størrelse 3 | 4 - 8 år | Maks - 40 kg | 250 - 330 mm | 230 - 330 mm | 250 - 350 mm | 180-230 mm | 380 mm | 8.2 kg | 530 mm |
| Størrelse 4 | 7-12 år | Maks - 50 kg | 300 - 400 mm | 280 - 380 mm | 300 - 400 mm | 190-240 mm | 450 mm | 10 kg | n/a |

Ryggvinkel 95 - 105°

PAL leveres som standard med dybderegulerbart sete, vinkelregulerbar rygg, hoftebelte, høyderegulerbare ben, høyderegulerbare armlener, og puter som er enkle å tørke av.


Artikkeloversikt

X = Størrelse 1, 2, 3 eller 4

AA = Farge (01 Grønn, 03 Blå)



Sete
135-X600-AA



Understell med hjul
135-X610




Understell med vugge
135-X604




Understell med meier
135-X604



Fotbrett
135-X603



25 mm sideputer (par)
135-X635-AA
50 mm sideputer (par)
135-X654-AA



Dybderegulerbart bord
135-X620
Polster bord (ikke vist)
135-X656



Abduksjonskloss
Størrelse 1 - 135-1602-AA
Størrelse 2 & 3 - 135-3602-AA



Setepute skrå
135-X651-AA

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.