



QUICKIE®

# LIFE SA

LETT,  
KRYSSRAMME-  
STOL MED  
UTSVINGBARE  
BENSTØTTER

QUICKIE®

SOPUR

RGK

zippie

JAY

Breezy

STERLING

GEMINO

15. desember 2019

LIVE WITHOUT LIMITS

**QUICKIE**<sup>®</sup>  
Live without limits.

## Quickie Life SA



### Quickie Life SA

Quickie Life SA er en utrolig fleksibel og tilpasningsvennlig rullestol. Med svært lav vekt og det ypperste hva gjelder tilpasningsvennlighet blir den et førstevalg hos mange. Quickie Life SA har utsvingbare benstøtter (Swing Away). Quickie Life SA har et svært tiltalende design med et nett og aktivt utseende med smale rammerør og avrundet ramme bak. Flere fargevalg finnes på ramme, trekk og enkelte deler (se bildet over). Med de mange mulighetene for tilpasning kan du få stolen i akkurat den posisjon som gjør at den passer perfekt til deg. Med riktig innstilling har du en av de mest energieffektive stoler for redusert belastning på armer og skuldre. Quickie Life stolene egner seg meget godt for montering av Jay-rygger.

En meget god stol for et aktivt daglig liv - Quickie Life!

# LIVE WITHOUT LIMITS



## Quickie Life SA

Aktiv sammenleggbare ramme med avtakbare beinstøtter : **Quickie Life SA**

Som standard leveres Quickie Life SA med:

- Setetrekk m/1 lomme
- Vinkeljusterbar rygg m/justerbart nylon trekk
- Integreerte kjørehåndtak lang
- Armlen høydejusterbart kort (25cm)
- Utsvingbare og avtagbare benstøtter 80°
- Fotplater vinkeljusterbare kompositt
- Tippetisering 1 stk.
- 5" kompakte svinghjul
- 24" drivhjul design kompakt
- Drivringer alum.søveloksert
- Brems Push-to-Lock



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.

## Quickie Life SA artikkelnumre hovedprodukt:

Våre artikkelnumre er bygget opp slik: LISAsbsd: LISA=Life SA, sbsd= setebredde setedybde.

Eks: LISA4042 = Life SA i post 5, setebredde 40 og setedybde 42. HMS art.nr står foran våre art.nr.

HMS-nr: Vårt art.nr:	HMS-nr: Vårt art.nr:	HMS-nr: Vårt art.nr:	HMS-nr: Vårt art.nr:
179312 LISA3636	179328 LISA4036	179344 LISA4436	179360 LISA4836
179313 LISA3638	179329 LISA4038	179345 LISA4438	179361 LISA4838
179314 LISA3640	179330 LISA4040	179346 LISA4440	179362 LISA4840
179315 LISA3642	179331 LISA4042	179347 LISA4442	179363 LISA4842
179316 LISA3644	179332 LISA4044	179348 LISA4444	179364 LISA4844
179317 LISA3646	179333 LISA4046	179349 LISA4446	179365 LISA4846
179318 LISA3648	179334 LISA4048	179350 LISA4448	179366 LISA4848
179319 LISA3650	179335 LISA4050	179351 LISA4450	179367 LISA4850
179320 LISA3836	179336 LISA4236	179352 LISA4636	179368 LISA5036
179321 LISA3838	179337 LISA4238	179353 LISA4638	179369 LISA5038
179322 LISA3840	179338 LISA4240	179354 LISA4640	179370 LISA5040
179323 LISA3842	179339 LISA4242	179355 LISA4642	179371 LISA5042
179324 LISA3844	179340 LISA4244	179356 LISA4644	179372 LISA5044
179325 LISA3846	179341 LISA4246	179357 LISA4646	179373 LISA5046
179326 LISA3848	179342 LISA4248	179358 LISA4648	179374 LISA5048
179327 LISA3850	179343 LISA4250	179359 LISA4650	179375 LISA5050

### Fargevalg uten pristillegg på Life:

- Brilliant silver
- Tutti frutti orange
- Matt marine
- Matt red
- Black (RAL 9005)
- White

Se fargekart på side 42, eller prøv å fargesette din stol på:

[www.quickiewheelchairs.eu](http://www.quickiewheelchairs.eu)



Ryggen kan vinkeljusteres på en enkel måte. Vinkling på 18°, fra -9° - + 9° i trinn på 3°.



Tilbehør: Delte fotplater i aluminium. Dybde og vinkeljusterbare.



Delte fotplater i kompositt med vinkeljustering.



Setehøydejustering i 7 posisjoner. Drivhjulsbrakett finnes i fargene: oransje, sort og sølv.

## Quickie Life SA



Hemi-kit for ekstra lav setehøyde finnes som tilbehør til Life SA og Life FF.



Med Hemi-kit til Life blir stolen veldig lav og bredere i front for bedre plass til bena.



Solide korte eller lange armlen gjør oppreisning fra stolen enkel.



Armlenet er høyderegulerbart, oppfellebart og avtakbart. Standard på Life SA og tilbehør til Life FF.



Ut- og innsvingbare og avtakbare benstøtter (Life SA). Forenkler forflytning.



Cambringsmulighet innebygget i stolen som standard. Dette betyr at den kan justeres uten ekstra deler.



Tippesikring er standard.



Rygg og kjørehåndtak i flere varianter finnes som tilbehør.










Quickie mobiltelefonveske. Flere vesker og sekker finnes som tilbehør. Se side 85.

# LIVE WITHOUT LIMITS



## Tekniske spesifikasjoner Quickie Life SA



Life SA



Totalvekt fra 12,6 kg, avhengig av konfigurasjon.

Setebredde:	36 - 50 cm	Legglengde:	27 - 51 cm
Setedybde:	36 - 50 cm	Camber:	0°, 1°, 2°, 3°, 4°
Rygghøyde:	25 - 47,5 cm	Maks. brukervekt Quickie Life:	125 kg
Ryggvinkling:	-9° - +9°	Quickie Life har godkjent kollisjonstest etter	ISO 7176-19

For mer informasjon om valgmuligheter og tilbehør, se Bestillingsskjemaet.



Sunrise Medical AS,  
Delitoppen 3, 1540 Vestby  
T: 66 96 38 00 F: 66 96 38 80  
E: post@sunrisemedical.no









## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.

### SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON



#### Østfold, Buskerud

Stine Bukholm Tel. 93470066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

#### Oslo, Akershus

Paul Ullerlien Tel. 90958355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg Tel. 99095204  
per.molteberg@sunrisemedical.no

#### Hedmark, Oppland

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

#### Vestfold, Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

#### Aust-Agder, Vest-Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003  
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

#### Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

#### Hordaland

Frode Gudvangen Tel. 48209891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

#### Sogn og Fjordane

Jostein Slettehaug Tel. 99229766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

#### Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

#### Sør-Trøndelag

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330  
bjorn.tor.grande@sunrisemedical.no

#### Nord-Trøndelag

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

#### Nordland

Uno Gjerstad Tel. 91880332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

#### Troms, Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

All informasjon kan endres uten varsel.  
Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: +47 66 96 38 00  
F: +47 66 96 38 80

E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)