



PreVento Lupus 19-387

Parirs PreVento-serie med vekseltrykkmadrasser dekker alle sårstadier og risikogrupper. Det vekselvise trykket i madrassene bidrar til at oksygen tilføres blodet og vevet, samt at slagg-produkter transporteres bort. Madrassenes veksel-tider kan i de fleste tilfeller justeres for å maksimere pasientenes komfort og skape de best mulige forutsetninger for at såret gror.

PREVENTO LUPUS 19-387

- Alternierende vekseltrykkmadrass med mulighet for statisk innstilling, plasseres på sengebunnen.
- Integreert skum-bunn.
- Leveres med luftpumpe og overtrekk.
- Forebyggende madrass for pasienter med høy risiko for å utvikle trykksår.
- Behandlende madrass for pasienter med sår i sårstadier til og med grad 4.
- Brukervekt 0 – 180 kg.

MADRASS

- 16 horisontale celler som fylles og tømmes automatisk vekselvis hvert 10. minutt.
- Total- høyde 19 cm. Alle celler kan byttes ut, noe som gir lavere reparasjons-kostnader.

- 3 statiske celler ved hode-enden for beste komfort.
- Celler med laser-ventilering. Overtrekket er elastisk, vannrett og puster.
- Vaskbart i 95°C. Tydelig markering av hode- og fot-ende.
- CPR-funksjon og transport-funksjon. Integreerte festebånd og bærehåndtak.
- Bære-veske(ekstra tilbehør)

LUFTPUMPE

- Automatisk og stillegående med lavt energiforbruk. Vekseltid 10 minutter. Statisk funksjon. Lett å bruke, tydelige og enkle innstillinger. Justerer seg etter brukerens vekt og liggestilling.
- Visuell og akustisk alarmfunksjon ved for lavt trykk og strøm-avbrudd. Pumpen har opphengskroker på undersiden.

MEGET HØY RISIKO

SÅRSTADIE 1-4

TEKNISKE DATA MADRASS

Størrelse:	200 x 85 x 19 cm
Vekt:	7,8 kg
Brukervekt:	0-180 kg
Antal celler:	16 st
Garantitid:	2 år

TEKNISKE DATA LUFTPUMPE

Størrelse:	22 x 25 x 10 cm
Vekt:	2,6 kg
Spenning:	220 Volt
Forbruk:	15 Watt
Garantitid:	2 år
Lydnivå:	15,7 dBA

PARIR AS

Drøbakveien 255
1430 Ås

Tel +47 64 945 9 60
Fax +47 64 94 59 61

Epost info@parir.no
Internet www.parir.no