

PULSAIR Choice overmadrass

Pulsar Choice vekseltrykk overmadrass er en luftfylt, individuell justerbar, reaktiv overmadrass for personer som behøver beskyttelse mot å utvikle trykksår. Overmadrassen skal brukes oppå en standard madrass.

Bruksområder

Anbefales for liggende personer som:

- Har hatt trykksår
- Har risiko for å utvikle trykksår
- Har normal eller nedsatt sensibilitet
- Trenger individuell tilpasning av overmadrassen

Egenskaper

- Tilpasses til form og vekt
- Tilpasses til endringer i liggeposisjon
- Gir en komfortabel liggestilling for de utsatt for smerter
- Tilpasser seg ujevnheter i underlaget
- Segmentert for bruk i andre posisjoner enn 180°
- Hydrostatisk trykkfordeling
- Vaskbar og kan gjenbrukes
- Kan repareres

Oppbygging og materialer

MADRASS:	Materiale	Polyuretan luftceller
PUMPE:	Syklustid	15 minutter
	Vekseltrykk	1 i 2
	Vask	Avtørkbar
TREKK:	Inkontinens	PU belagt nylon
	Glidelås	Dekket glidelås på 4 sider
	Elastisitet	2-veis elastisk
	Vask	Maskin 73° C

Se side 32 - 33 for oversikt over størrelser og art.nr.

Fakta PULSAIR Choice overmadrass

Høyde	13 cm
Antall celler	17
Maks brukervekt	127 kg
Transport modus	Opp til 4 timer
Branntest	ISO 12952 - 1,2,3&4



Ideell til hjemmepleie



For pasienter med middels høy risiko for å utvikle trykksår, eller som har trykksår.



Dual Therapy moduser 1-2 syklus eller konstant lavt trykk.



AUTOsupport® automatisk trykktilpasning.



ODS® celledesign



Low Air Loss funksjon



Justerbar komfort



PHASE FLOW® energi effektiv (energisparende)



Audio og visuell visning av system status og feilmeldinger.



Avtagbart trekk er vaskbart



CPR funksjon



Pasienttransport funksjon



Damp permeabelt, vanntett, toveis elastisk trekk.



Sveisede sømmer på trekket



Madrassen har oppheng for kabler.



Madrassen er bygget opp av moduler. Reparasjon og service utføres enkelt på stedet

NAV POST		TRYKK	SKYV	VARME FUKT	PASIENT RISIKO	MADR. FOREB. EFFEKT	PASIENT SÅRGRAD	MADR.BEHANDL. EFFEKT
4	Pulsair Choice Overlay	●●	●●●	●●●●	middels	●●●●	liten	●