

# Molift RgoSling

Innebygd ergonomi for komfortable løft



## Unike egenskaper

Skulderstroppene har de unike Molift glideløkkene, som sikrer en komfortabel og sikker stilling for pasienten. Samtidig fordeler den smarte designen av bendelene trykket, for økt komfort. Påføring av seilet gjøres svært enkelt ved hjelp av lommen på ryggen, sammen med den spesielle foldeteknikken som er utviklet av Molift.

## Maksimal komfort

Alle våre seil er konstruert for å fordele vekt og trykk jevnt, for maksimal komfort. Siden Molift har forpliktet seg til komfort og sikkerhet, tilbyr vi et bredt utvalg og størrelser. Vi anbefaler individuell utprøving.

Vi har en fargekode som indikerer seilets størrelse, og legger til rette for et raskt og enkelt valg.

## Anatomisk form utgjør forskjellen!

Molift RgoSling har en anatomisk, fasonsydd form med fast polstring både i ryggen og bendelene. Den anatomiske utformingen opprettholder en naturlig krumning av ryggraden og hindrer at man sklir. Kombinert med den balanserte vektfordelingen oppnås et trygt og komfortabelt løft.

## Unik glideløkkefunksjon

Den unike glideløkkefunksjonen i skulderstroppene balanserer vektfordelingen i alle faser av løftet, noe som gjør det veldig behagelig å løfte fra liggende til sittende stilling, og omvendt. Derved er en ytre vinkeljustering av løftebøylen overflødig.

## Skandinavisk design

Molift seil er designet i Norge og bruker de samme høye standardene som til Molift løftere. Alle seil er godkjent iht. kvalitetsstandarden EN ISO 10535.

Vi anbefaler bruk av 4-punkts løftebøyle for komfortable løft, men seilene kan også anvendes med en 2-punkts løftebøyle.





### Rygglomme

Lommen på ryggen gir en enkel og komfortabel påføring.




### Benstøtte

Den polstrede benstøtten, med den unike plasseringen av stroppen, fordeler presset på låret, og derved økes komforten.



### Glideløkker

Glideløkker gir en balansert vektfordeling.



### Mange alternativer

Seilene er tilgjengelige med høy rygg og medium rygg.



### Vipp-opp merking

Klar og synlig informasjon for daglig bruk. Etiketten med vedlikeholdsinformasjon finnes bak hovedetiketten, som vippes opp.



### Påføringslomme på ryggen

Lomme på baksiden av ryggen letter påføringen av seilet.



### Lomme på benstøtten


Lommen gir lett og behagelig påføring av benstøtten.



### Fargekoder for enkel montering

Farge-kode-systemet på benstroppene gjør det enkelt å finne de riktige høydene, når stroppene skal festes på

### Fargekoder størrelser



### Vaskeanvisning, gjelder alle RgoSlings





### Løftestropper

Flere fargekodede løkker for å finne riktig tilpasning.

### Anti-skli

For større sikkerhet er sklisikring påført på innsiden av RgoSling Amputasjon, RgoSling Toalett og RgoSling StandUp.

### Belte

Molift RgoSling Amputasjon og RgoSling Toalett har et belte for komfort og sikkerhet.

### Benstøtte

Polstret benstøtte for pasientens komfort. En lomme forenkler påføringen av benstøtten.

*RgoSling MediumBack Polstret.*

### Merking

Klar og synlig informasjon for det daglige behov. Etiketten med vedlikeholdsinformasjon finnes bak hovedetiketten, som vippes opp

### Polstring

Polstringen fordeler vekten og gir bedre komfort for pasienten.

### Påføringslomme på ryggen

Lomme som forenkler påføringen, hovedsakelig i sittende stilling.

# Molift RgoSling Toalett LowBack og HighBack

Et fleksibelt seil med optimale funksjoner for toalettsituasjoner



## Tilfredstiller høye krav ved toalettbesøk

RgoSling Toalett gir eksepsjonelt god sidestøtte og er sikret med doble beltespenner.

Den fleksible benstøtten forenkler individuell tilpasning, og kan plasseres på ulike måter for å imøtekomme behovene.

## Komfort og sikkerhet for pasienten

Molift RgoSling Toalett har flere løkker på begge skuldre, og leggbånd for å tilpasse sittvinkelen iht. brukerens behov, inkludert oppreist sittstilling. Seilet gir meget god støtte i sittende stilling.

Beltespennene kan justeres i lengden for å få optimal vekt og trykk, og opprettholde god stabilitet og sikkerhet.

## Tilgjengelige i HighBack og LowBack

Molift RgoSling Toalett HighBack gir ekstra støtte for brukere med nedsatt eller manglende hodestabilitet.



*Alternativ bruk: Unik innfesting av benstøtten muliggjør fleksibel og individuell påføring.*

Str	LowBack	HighBack
XXS	M1720500	M1720600
XS	M1720510	M1720610
S	M1720520	M1720620
M	M1720530	M1720630
L	M1720540	M1720640
XL	M1720550	M1720650
XXL	M1720560	M1720660


### Materiale

Polyester, PE-skum

**For HMS nr. se side 44.**


### Anbefalt brukervekt

XXS	12–17 kg
XS	17–25 kg
S	25–50 kg
M	45–95 kg
L	90–160 kg
XL	160–240 kg
XXL	230–300 kg



### Toalett Lowback

Str.	A	C
XXS	24	60
XS	26	75
S	28	90
M	30	105
L	31	120
XL	32	135
XXL	33	158



### Toalett Highback

Str.	A	C
XXS	60	60
XS	66	75
S	76	90
M	82	105
L	88	120
XL	96	135
XXL	103	158


# Molift RgoSlings

## RgoSling MediumBack Polstret




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Mediumback polstret XXS	198855	M1720100
Mediumback polstret XS	198156	M1720110
Mediumback polstret S	198157	M1720120
Mediumback polstret M	198158	M1720130
Mediumback polstret L	198159	M1720140
Mediumback polstret XL	198160	M1720150
Mediumback polstret XXL	198161	M1720160

## RgoSling HighBack Polstret




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Highback polstret XXS	198856	M1720200
Highback polstret XS	198162	M1720210
Highback polstret S	198163	M1720220
Highback polstret M	198164	M1720230
Highback polstret L	198165	M1720240
Highback polstret XL	198166	M1720250
Highback polstret XXL	198167	M1720260

## RgoSling MediumBack Nett



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Mediumback Net XXS	198168	M1720300
Mediumback Net XS	198169	M1720310
Mediumback Net S	198170	M1720320
Mediumback Net M	198171	M1720330
Mediumback Net L	198172	M1720340
Mediumback Net XL	198173	M1720350
Mediumback Net XXL	198174	M1720360

## RgoSling HighBack Nett




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Highback Net XXS	198175	M1720400
Highback Net XS	198176	M1720410
Highback Net S	198177	M1720420
Highback Net M	198178	M1720430
Highback Net L	198179	M1720440
Highback Net XL	198180	M1720450
Highback Net XXL	198181	M1720460

## RgoSling Toalett LowBack




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Toalett lowback XXS	198182	M1720500
Toalett lowback XS	198183	M1720510
Toalett lowback S	198184	M1720520
Toalett lowback M	198185	M1720530
Toalett lowback L	198186	M1720540
Toalett lowback XL	198187	M1720550
Toalett lowback XXL	198188	M1720560

## RgoSling Toalett HighBack




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Toalett highback XXS	198189	M1720600
Toalett highback XS	198190	M1720610
Toalett highback S	198191	M1720620
Toalett highback M	198192	M1720630
Toalett highback L	198193	M1720640
Toalett highback XL	198194	M1720650
Toalett highback XXL	198195	M1720660

## RgoSling Ampu MediumBack



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Ampu mediumback XXS	198196	M1721100
Ampu mediumback XS	198197	M1721110
Ampu mediumback S	198198	M1721120
Ampu mediumback M	198199	M1721130
Ampu mediumback L	198200	M1721140
Ampu mediumback XL	198201	M1721150
Ampu mediumback XXL	198202	M1721160

## RgoSling Ampu HighBack



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Ampu highback XXS	198203	M1721200
Ampu highback XS	198204	M1721210
Ampu highback S	198205	M1721220
Ampu highback M	198206	M1721230
Ampu highback L	198207	M1721240
Ampu highback XL	198208	M1721250
Ampu highback XXL	198209	M1721260

## RgoSling Comfort HighBack



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Comfort highback S	198213	M1721420
Comfort highback M	198214	M1721430
Comfort highback L	198215	M1721440



## RgoSling StandUp




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
StandUp XS	199141	M1720710
StandUp S	199142	M1720720
StandUp M	199143	M1720730
StandUp L	199144	M1720740
StandUp XL	199145	M1720750

## RgoSling StandUp m/support




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
StandUp m/support XS	199146	M1720810
StandUp m/support S	199147	M1720820
StandUp m/support M	199148	M1720830
StandUp m/support L	199149	M1720840
StandUp m/support XL	199150	M1720850

## RgoSling Ambulating Vest



Beskrivelse	HMS nr.	Art.nr.
Ambulating Vest XXS	199151	M1721300
Ambulating Vest XS	199152	M1721310
Ambulating Vest S	198210	M1721320
Ambulating Vest M	198211	M1721330
Ambulating Vest L	198212	M1721340
Ambulating Vest XL	199153	M1721350

## RgoSling FabricStretcher




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
FabricStretcher M	021829	M1721520
FabricStretcher) XL		M1721540

## RgoSling Forlengelsesløkker



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Forlengelsesløkker	198216	M1721600

## RgoSling Ambulating Vest Lyskestrapper



Beskrivelse	Art. nr.
Lyskestrapper XXS-XS	M1721700
Lyskestrapper S-M	M1721720
Lyskestrapper L-XL	M1721740

Alle RgoSlings er testet og godkjent for bruk opp til 300 kg.