



JAY Xtreme Active Cushion



Xtreme Active Cushion

God trykfordeling for aktive personer



Risikogruppe: Høy


Produktegenskaper:

- Lett i vekt og lav høyde for enkel forflytning og transport
- Flat front sikrer en trygg forflytning og minimaliserer trykksårfare ved en «subbeflytning»
- Den myke putefronten er beregnet for at personen også skal kunne sitte foran på puten. Dette gir en stor bevegelsesfrihet og en trygg stillingsforandring.
- Mikroklimatisk trekk fremmer luftsirkulasjon og avleder effektivt fukt og varme. Innertrekket beskytter basen mot fukt og forlenger putens levetid
- Puten tilbyr to ulike oljepader: standard oljepad passer de aller fleste mens stor oljepad passer personer med uttalt muskelatrofi. Oljepaden er selvjusterende og trygg i bruk, krever minimalt vedlikehold
- Komponenter for posisjonering av lår leveres som tilbehør og kan ettermonteres.



Klinisk bruk:

- Aktive personer med moderat til høy risiko for trykksår og shear
- Personer med behov for moderat til høy grad av trykfordeling men som ikke ønsker en tyngre, høyere og profilert pute
- Symmetrisk eller mild asymmetrisk sittestilling som krever minimalt med støtte
- Personen klarer å gjennomføre selvstendig stillingsendring, vektskifte og forflytning



→ Standard oljepad (S)


Standard base med standard oljepad.

→ Stor oljepad (L)

Anbefales ved uttalt muskelatrofi, slik at knokkelutspring har enda mer masse å synke godt ned i. Xtreme Active leveres i de tilfellene med en base med tilpasset sittegrupp.

Dybde cm	Bredde								
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
34									
36									
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									

Høyde (i cm)		
Foran	Bak	Målt
7	8(S), 9(L)	uten belastning



Putens vekt 40x40cm	1,7 kg
Maks. brukervekt	150 kg
Garanti	2 år

