

POSISJONERING

i et 24-timers perspektiv

produktliste for posisjoneringsputer

versjon 2014.4



TOGEMO

Tlf: 625 26 272 Faks: 625 21 211 E-post: post@togemo.no

Grunnleggende prinsipper

Målsettingene for en inngrepen i en brukers "posisjoneringshverdag" skal være å:

- Optimalisere funksjon
- Redusere og/eller fjerne risiko for sekundærskader
- Forbedre arbeidssituasjonen for omsorgspersonene

Prinsippene for posisjoneringstiltakene er:

- Bevegelse er grunnleggende
- Bevegelse, så vel aktiv som passiv, må være balansert og symmetrisk
 - Postural stabilitet utgjør basis for funksjonell aktivitet
 - Kroppsholdning vil ha innflytelse på de fleste kroppslige funksjoner
- Kroppsholdning påvirker nevrologiske symptomer som for eksempel spasmer
- Tyngdekraften kan påføre stor skade, men kan påvirkes ved adekvat posisjonering
 - Ingen ledd skal befinne seg i ytterposisjon over lengre tid
 - Fysisk og mental tilstand henger nøye sammen
 - Stimulans gjennom aktivitet, både mentalt og fysisk, er viktig
- En god døgnplan gir best mulighet til gjennomføring i henhold til prinsippene
- Bruk bilder når en skal illustrere posisjoner, både med og uten hjelpemidler

Mangel på postural stabilitet og selvstendig bevegelse kan disponere for:

- Vevstilpasning (forkorting/forlenging) som fører til kontrakturer og deformiteter
 - Vevsødeleggelse, inklusive trykkskader
- Redusert energitilførsel gjennom negativ påvirkning av respirasjon
 - Infeksjoner i luftveier og urinveier
 - Osteoporose
 - Fordøyelsesbesvær
 - Redusert funksjon

Pauline Pope sier at "det er sannsynlig at assymetri i vevsstrukturer først oppstår med utgangspunkt i en liggende stilling med etablering av en "vanestilling". Denne blir så forsterket i en sittestilling."

I vår daglige hverdag ligger utfordringen i å kombinere de "riktige" tiltakene med det som er praktisk mulig. Funksjon og selvstendighet må alltid veie tyngre enn "korrekt" posisjonering. Når dette hensynet fører til at brukeren for ofte og for lenge inntar "vanestillingen", må vi kompensere med noen "mottrekk". Vi må forsøke å motarbeide den skadelige effekten av feilstillinger og kontrakturer ved for eksempel å legge følgende stillinger inn i dagplanen:

- Daglig mageleie
- Stå/oppreist posisjoner
- Korrigert sideleie (30 og 120-graders leie)
- Sitteposisjon med frontalstøtte

Posisjoneringarbeidet vårt vil avgjøre våre brukeres utvikling negativt eller positivt avhengig av kvalitet og gjennomføringssevne. Prosessen består av følgende elementer:

- Definerings av problemstilling
- Konsekvensutredning
 - Motivering
 - Planlegging
- Gjennomføring
- Evaluering

Kilder: Bodil Uhlimoen, Jan Pool og Pauline Pope



Innholdsfortegnelse

Produkter	Side
Universalputer	4
Bueputer	6
S-puter	8
Nakkeputer	9
Trekantputer	10
Sylinderputer	11
Kileputer	12
Basisputer	13
Spesialputer	14
Posisjoneringsskit	16
T-puter	17
Trykkavlastningsputer	18
Utprøvingskit	20
Oppbevaringsbag	22
Rengjøring av puter	23



Universalputer



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Universalpute 70x40 cm	5-NEG0944	159114
Trekk, bomull	5-NEG0970	166185
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0957	159118



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Universalpute 60x40 cm	5-NEG0605	156858
Trekk, bomull	5-NEG0628	159883
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0621	163546



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Universalpute 60x30 cm	5-NEG0943	158653
Trekk, bomull	5-NEG0969	164249
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0956	164264



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Universalpute 45x30 cm	5-NEG0881	154816
Trekk, bomull	5-NEG0904	161091
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0894	158674



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Universalpute 40x30 cm OBS! 2 puter i hver pakke	5-NEG0606	149197
Trekk, bomull (1 stk)	5-NEG0904	161091
Trekk, dartex, polyurethan (2 stk)	5-NEG0692	148123



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Universalpute 35x20 cm	5-NEG0945	158619
Trekk, bomull	5-NEG0971	158655
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0958	160596



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Universalpute 40x10 cm	5-NEG0946	161392
Trekk, bomull	5-NEG0972	164265
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0959	164266



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Universalpute 46x22 cm Halvmåneform	5-NEG0942	159115
Trekk, bomull	5-NEG0968	175577
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0955	159116



Bueputer



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Buepute 120x75x 30 cm	5-NEG0608	145204
Trekk, bomull	5-NEG0630	145203
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0623	164269



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Buepute 110x75x40 cm	5-NEG0939	158944
Trekk, bomull	5-NEG0965	158947
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0952	164250



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Buepute 105x70x35 cm	5-NEG0940	158945
Trekk, bomull	5-NEG0966	158948
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0953	164270



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Buepute 110x55x23 cm	5-NEG0882	158946
Trekk, bomull	5-NEG0905	158949
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0895	160601



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Buepute 90x50x35 cm	5-NEG0947	158654
Trekk, bomull	5-NEG0973	164271
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0960	164272



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Buepute 70x40x25 cm	5-NEG0948	160599
Trekk, bomull	5-NEG0974	163782
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0961	160600



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Buepute 90x70x30 cm	5-NEG0941	163687
Trekk, bomull	5-NEG0967	163688
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0954	164273



S-puter



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
S-pute 210x40 cm	5-NEG1030	163689
Trekk, bomull	5-NEG1051	163690
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG1069	175578



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
S-pute 170x30 cm	5-NEG0610	147073
Trekk, bomull	5-NEG0631	158090
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0624	163544
Trekk, datrex, polyurethan, sveiset	5-NEG1107	175579



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
S-pute 130x25 cm	5-NEG0883	157712
Trekk, bomull	5-NEG0906	164274
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0896	158671



Nakkeputer



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Nakkepute 42x48 cm	5-NEG0612	149196
Trekk, bomull	5-NEG0633	149215
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0626	163545



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Nakkepute 32x40 cm	5-NEG0880	158698
Trekk, bomull	5-NEG0903	164275
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0893	160598



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Nakkepute 50x40x20 cm	5-NEG0949	158696
Trekk, bomull	5-NEG0975	164156
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0962	159117



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Nakkepute 32x32x10 cm	5-NEG0950	158697
Trekk, bomull	5-NEG0976	161092
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0963	160597



Trekantputer



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Trekantpute 180x35x35 cm	5-NEG1079	175558
Trekk, bomull	5-NEG1080	
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG1473	



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Trekantpute 60x35x35 cm	5-NEG0607	146924
Trekk, bomull	5-NEG0629	163691
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0622	158620



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Trekantpute 45x28x28 cm	5-NEG0887	154817
Trekk, bomull	5-NEG0909	164155
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0899	158673



Sylinderputer



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Sylinderpute 75x20 cm	5-NEG0613	149194
Trekk, bomull	5-NEG0634	149214
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0627	164276



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Sylinderpute 48x17 cm	5-NEG0884	154818
Trekk, bomull	5-NEG0907	161093
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0897	158672



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Sylinderpute 35x20 cm OBS! 2 puter i hver pakke	5-NEG0614	149195
Trekk, dartex, polyurethan (2 stk)	5-NEG0691	160595



Kileputer



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Kilepute 95x30x45 cm	5-NEG0811	161762
Trekk, bomull	5-NEG1097	164263
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0812	175580



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Kilepute 30x18x20 cm	5-NEG0615	150250
Trekk, bomull	5-NEG1052	166645
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0778	160671



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Kilepute 23x14x15 cm	5-NEG0888	160602
Trekk, bomull	5-NEG0910	164295
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0900	160603



Basisputer



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Basispute 130 cm i diameter	5-NEG0619	149753
Trekk, dartex, polyurethan m/håndtak	5-NEG0990	158617
Trekk, bomull	5-NEG1474	

Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Basispute 110 cm i diameter	5-NEG0618	153112
Trekk, dartex, polyurethan m/håndtak	5-NEG0989	158616
Trekk, bomull	5-NEG1475	



Spesialputer



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Hemi-arm pute 60x35x26 cm	5-NEG0732	155132
Trekk, bomull	5-NEG1053	163750
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0755	163749



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Hemi-arm pute 50x30x24 cm	5-NEG0889	164262
Trekk, bomull	5-NEG0912	164267
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0901	164268



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Butterfly-pute 40x30x10 cm	5-NEG0919	161660
Trekk, bomull	5-NEG0923	163622
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0921	161743



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Butterfly-pute 30x20x8 cm	5-NEG0890	160604
Trekk, bomull	5-NEG0911	164441
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0902	160605





Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Semi-fowler pute XXL 88x63x15 cm	5-NEG1391	
Trekk, bomull	5-NEG1396	
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG1397	

Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Semi-fowler pute 70x50x12 cm	5-NEG0611	153330
Trekk, bomull	5-NEG0632	159575
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0625	159576



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Semi-fowler pute 55x40x10 cm	5-NEG0886	158097
Trekk, bomull	5-NEG0908	159573
Trekk, dartex, polyurethan	5-NEG0898	159574

Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Ørepute 30x30 cm	5-NEG1103	174288
Trekk, bomull, 2-pack	5-NEG1381	



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Hælpute fotende 90x20 cm	5-NEG0609	175581



Produkt C&S Seating	Art.nr	Hj.m.nr
Adduksjonspute 50x28 cm	5-APR	149730



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Stabilegs 80x70 cm	5-NEG1075	170451



Posisjoneringskit



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Posisjoneringskit 150x95 cm Madrass, 4 puter og inkotrekk Leveres i egen transportbag	5-NEG0658	153122


Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Posisjoneringskit 110x95 cm Madrass, 4 puter og inkotrekk Leveres i egen transportbag	5-NEG0620	159961




T-puter




C&S Seating	Art.nr	Hj.m. nr.
T-pute 3WP	5-3WP	149972
Trekk, bomull	5-3WP-TC	




C&S Seating	Art.nr	Hj.m. nr.
T-pute 2WP	5-2WP	149971
Trekk, bomull	5-2WP-TC	




C&S Seating	Art.nr	Hj.m. nr.
T-pute 6WP	5-6WP	149975
Trekk, bomull	5-6WP-TC	




C&S Seating	Art.nr	Hj.m. nr.
T-pute 1XL	5-1XL	
Trekk, bomull	5-1XL-TC	



C&S Seating	Art.nr	Hj.m. nr.
T-pute 1WP	5-1WP	149970
Trekk, bomull	5-1WP-TC	



C&S Seating	Art.nr	Hj.m. nr.
T-pute 7WP	5-7WP	149976
Trekk, bomull	5-7WP-TC	



Trykkavlastningsputer



Produkt CareWave

Art.nr

Hj.m.nr

Hælbeskytter 32x25 cm

5-NEG0616

149146



Produkt CareWave

Art.nr

Hj.m.nr

Hælbeskytter 25x20 cm

5-NEG0885

175136



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
FitLeg 58x55x12 cm Hælavlaster	5-NEG774429	198454

NB! FitLeg-puten har samme egenskaper som tidligere tilbudt Handipod-pute med HMS-nr 158273. Handipod-puten har gått ut av produksjon og er erstattet med FitLeg.



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
FitLeg 55x40x12 cm Hælavlaster	5-NEG777398	198457

NB! FitLeg-puten har samme egenskaper som tidligere tilbudt Handipod-pute med HMS-nr 174187. Handipod-puten har gått ut av produksjon og er erstattet med FitLeg.



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
FitLeg EVO 58x55x12 cm Hælavlaster	5-NEG774430	198455

NB! FitLeg-puten har samme egenskaper som tidligere tilbudte Handipod EVO-puter med HMS-nr 160922 og 164294. Handipod EVO-putene har gått ut av produksjon og er erstattet med FitLeg EVO.



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
FitLeg Non-slip 58x55x12 cm Tilleggsmodul 50x21x10,5 cm Hælavlaster som forhindrer glidning.	5-NEG777161	198456




Dette produktet består av to deler. Ved bestilling er begge modulene inkludert.




Utprøvningskit



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Utprøvningskit for voksne Bag med diverse puter for utprøving	5-UKITV	166844
Trekk, bomull, til alle putene	5-UKITV-BOM	
Trekk, Dartex, polyurethan, til alle putene	5-UKITV-INK	



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Utprøvningskit for barn Bag med diverse puter for utprøving	5-UKITB	166843
Trekk, bomull, til alle putene	5-UKITB-BOM	
Trekk, Dartex, polyurethan, til alle putene	5-UKITB-INK	



Utprøvningskit, voksen - innhold

Produkt CareWave	Art.nr
Universalpute 70x40 cm	5-NEG0944
Trekantpute 60x35x35 cm	5-NEG0607
Buepute 120x75x30 cm	5-NEG0608
S-pute 170x30 cm	5-NEG0610
Semi-fowler pute 70x50x12 cm	5-NEG0611
Hemi-arm pute 60x35x26 cm	5-NEG0732
Buepute 90x50x35 cm	5-NEG0947
Nakkepute 50x40x20 cm	5-NEG0949



Utprøvningskit, barn - innhold

Produkt CareWave	Art.nr
Universalpute 60x40 cm	5-NEG0605
Universalpute 45x30 cm	5-NEG0881
Buepute 110x55x23 cm	5-NEG0882
Buepute 70x40x25 cm	5-NEG0948
S-pute 130x25 cm	5-NEG0883
Semi-fowler pute 55x40x10 cm	5-NEG0886
Trekantpute 45x28x28 cm	5-NEG0887
Kilepute 23x14x15 cm	5-NEG0888
Nakkepute 32x32x10 cm	5-NEG0950



Oppbevaringsbag



Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Oppbevaringsbag, blå	5-NEG0617	149198

Produkt CareWave	Art.nr	Hj.m.nr
Oppbevaringsbag, grønn	5-NEG0891	158099



Rengjøring

FAKTA:

CAREWAVE-PRODUKTENE ER CE-GODKJENT OG ER CE-MERKET

FYLLINGSMATERIALE:

POLYSTYREN (100% POLYSTYREN MICRO-PARTIKLER)

TREKK:

DARTEX® POLYURETHAN (POLYAMID BI-ELASTISK STOFF (47%) DEKKET MED ANTIBEKTERIELT BEHANDLET POLYURETHAN (53%))

VERKEN TREKK ELLER FYLLINGSMATERIALE INNEHOLDER FTALATER

EKSTRA TREKK KAN LEVERES I BOMULLSFROTÉ ELLER POLYURETHAN (OGSÅ KALT DARTEX OG/ELLER INKOTREKK)

RENGJØRING/VASK:

PUTENE KAN VASKES I VASKEMASKIN PÅ 60°C, MEN VÆR OPPMERKSOM PÅ AT TØRKETIDEN KAN TA OPP TIL FLERE DAGER FØR PUTEN OPPNÅR SIN NORMALE KONSISTENS. TØRKETROMMEL KAN BENYTTES.

GRUNNET LANG TØRETID ANBEFALER VI AT PUTENE I STEDET TØRKES AV UTENPÅ MED EN FUKTIG KLUT TILSATT ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL.

EKSTRA TREKK I BOMULLSFROTÉ ELLER POLYURETHAN KAN VASKES I VASKEMASKIN PÅ 60°C OG KAN OGSÅ TØRKES I TØRKETROMMEL.

DESINFEKSJON:

PUTENE KAN DESINFISERES (F.EKS MED SPRIT, VIRKON, PERASAFE ELLER LIGNENDE)

RENSING:

PUTENE ELLER TREKK TÅLER **IKKE** KJEMISK RENSING OG MÅ **IKKE** KOMME I KONTAKT MED OPPLØSNINGSMIDLER DA DISSE KAN OPPLØSE POLYSTYRENKULENE.

SIKKERHET:

UNNGÅ SKARPE KANTER OG SPISSE GJENSTANDER MOT PUTENE





Togemo as

Postadresse

Birkebeinervegen 21
2316 Hamar

Besøksadresse

Birkebeinervegen 21
2316 Hamar

Telefon 625 26 272

Faks 625 21 211

Epost post@togemo.no

www.togemo.no

