

# Quality Care AS

*opplevelse av mestring gjennom aktivitet for alle*



2015

## Quality Care AS ble stiftet 1. April 2005.

Vårt utgangspunkt er at alle personer er forskjellige med ulike behov og ønsker. Vi ønsker å bruke vår lange profesjonelle og personlige erfaring med funksjonshemmede, til å hjelpe hver enkelt med å tilrettelegge hverdagen best mulig ut fra sine egne ønsker og behov. Ved å mestre hverdagen best mulig ut fra sine forutsetninger, kan nye muligheter og kilder til livsglede oppdages.

Vi ønsker at flest mulig skal få prøve de hjelpemidler som finnes, slik at hvert enkelt menneske kan vurdere hva som vil øke sin opplevelse av mestring og livsglede. Først når hjelpemiddelet er prøvd av personen selv, vet personen om det kan være til hjelp.

Quality Care AS er bygd med dette som fundament. Quality Care AS ønsker å hjelpe personer i skole, jobb, fritid osv. til å mestre sin hverdag på best mulig måte. Vi mener at gleden over å mestre noe i sin hverdag, kan være den største drivkraften for et menneske til å skape nye muligheter for seg selv.


Derfor er vårt motto:

Opplevelse av mestring gjennom aktivitet for alle.

Med hilsen



Quality Care AS  
Daglig leder  
932 81 692  
asbjorn@quality-care.no



# Alle HASE produkter har oppnådd topp poengsummer på tester for funksjonalitet, tilpasningsmuligheter og kvalitet i Europa.

Meget gode og stødige sykler. Kan tilpasses flere funksjonsbegrensninger som f.eks: hjerneslag, amputasjoner, personer som mangler arm(er) eller ben. Gir og styring av motor enten på høyre eller venstre side.

Eksempler på justeringer er: lengdejustering av sykkel, styrehåndtak, krankarmer, ryggvinkel osv. Dette gjør at syklene kan møte personers individuelle behov på en veldig god måte. Tilpasningsmulighetene er mange!

Alle HASE sykler er CE-sertifisert

Vi anbefaler Rohloff lukket 14-gir til alle Kettwiesel og Lepus



Førsteplass post 3  
3-hjuls hånddrevet sykkel med gir og hjelpemotor

KETTWIESEL - Hånddrevet  
med Heinzmann hjelpemotor



Art.nr 2409 HMS nr. 210540



Førsteplass post 5,  
3-hjuls liggesykkel med gir og hjelpemotor

LEPUS - Fotdrift  
med Heinzmann hjelpemotor



Art.nr 2414 HMS nr. 210600



Førsteplass post 12,  
Hjelpemotor for 2-hjuls sykkel

### V-mini-pro hjelpemotor



Hjelpmotoren  
som kan monteres  
på din egen sykkel

Fra 16" hjul og  
oppover

Art.nr 1470  
HMS nr. 210546



Tredjeplass post 7, 2-hjuls tandemsykkel med ledsager bak.  
Med gir og hjelpemotor

### PINO tandemsykkel med Heinzmann hjelpemotor



For de som  
ikke kan sitte  
på et vanlig  
sykkelsete

Art.nr 2500  
HMS nr. 196004



Tredjeplass post 5, 3-hjuls  
liggesykkel med gir og hjelpemotor

### KETTWIESEL liggesykkel med Heinzmann hjelpemotor



Art.nr 2413 HMS nr. 196003



Førsteplass 3-hjuls  
liggesykkel uten motor

### KETTWIESEL liggesykkel uten hjelpemotor



Art.nr 24100 HMS nr. 193591



Førsteplass hånddrevet  
sykkel uten motor

### KETTWIESEL hånddrevet sykkel uten hjelpemotor



Art.nr 24135 HMS nr. 193592

# V-mini PRO hjelpemotor

V-mini-PRO kan monteres på din favorittsykkel for å gjøre denne om til en el-sykkel.

Motoren kan leveres i hjulstørrelse 16,20,24,26,28,29 tommer. V-mini-PRO kan også stilles inn på ulike maks-hastighet, fra 5 km/t opp til 25 km/t. Motor har seks trinn på motoreffekt.

## Egenskaper:

- Motoren kan lett monteres både på forhjul og bakhjul
- Meget tilpasningsdyktig oppstartshjelp opp til 6 km/t
- God kvalitetsmotor med mange justeringsmuligheter



**Gjør din favorittsykkel om til el-sykkel**

**Motor kan spesialtilpasses til hver enkelt persons kjøremønster og behov.**

**Kjørelengde på batteri er ca 40 km**

## Tekniske data:

Motor	250 W 36 V 13,5 Ah
Vekt motor:	3,2 kg
Vekt batteri:	2,5 kg
Vekt totalt:	6 kg
Avtagbart batteri	Ja
Kan lades på sykkel	Ja

# LEPUS

## med Heinzmann hjelpemotor

### Anbefalt for:

Tur og moro



Trening



Pendling



Familie



### Egenskaper:


- Høyt nivå på sikkerhet takket være lavt tyngdepunkt
- Justerbar setehøyde
- Enkelt å sette seg i
- Demping
- Sammenleggbar

En fantastisk sykkel for de som har behov for bedre/ mer åpen vinkel fra hoftelodd til fotblad. Setet kan heves 20 cm. opp, samt at rammen har en knekk som gjør det lettere å trække. (Leveres med 16" og 20" hjul)

En meget god og stødig sykkel. Kan tilpasses flere funksjonsbegrensninger som f.eks: hjerneslag, amputasjoner, person som mangler arm(er) eller bein. Gir og styring av motor enten på høyre eller venstre side. Lengderegulering av styrehåndtak og krankarmer.

### Tekniske data:

Vekt sykkel:	33 kg 25,5 kg (uten motor)
Brukervekt:	120 kg
Ramme	Stål
Bremser	2 stk hydrauliske skivebremser, samt en mekanisk skivebremse på forhjul
Maksbredde	85 cm
Setehøyde	50-70 cm
Skrittlengde	55 - 100 cm
Total lengde	168 - 213 cm
Hjul foran/bak	Bak: 20" Foran: 16" eller 20"
Høyde ledsager	1,4m - 2m
Sammenleggbar størrelse	69x85x107 cm
Gir	



Sykkelen kan enkelt legges sammen



LEPUS Hånddrift 

fås som tilbehør til vanlig Lepus



# KETTWIESEL "Junior"

Kettwiesel kan fint tilpasses ungdom. Det brukes da blant annet mindre forhjul (16"), hjulbeskyttelse og trekk på bakhjul.

Kan drives fram med hånd- eller benkraft og passer for personer med høyde fra 115 cm og oppover.

## HÅNDDRIFT

Her er sykkelen for de som skal ha hånddrift. Det er lett å forflytte seg fra rullestol og over til sykkel, fordi frontbommen kan legges framover.



## NYHET!

Kan leveres med demping både foran og bak, noe som gjør sykkelturen til en ny opplevelse!

## LIGGESYKKE

Kettwiesel ungdomssykel er en rå 3-hjuls liggesykel med mange tilpasningsmuligheter.





# KETTWIESEL

med Heinzmann hjelpemotor

## Anbefalt for:

Tur og moro



Trening



Pendling



Familie



## Egenskaper:

- Høyt nivå i sikkerhet takket være lavt tyngdepunkt
- Svært god å manøvrere, behagelig kjøring
- Mulighet for full demping
- Kan parkeres på høykant for å spare plass
- Kan brukes som heng-etter sykkel

En meget god og stødig sykkel. Kan tilpasses flere funksjonsbegrensninger som f.eks. hjerneslag, amputasjoner, personer som mangler arm(er) eller ben. Gir, brems og styring av motor kan være på høyre eller venstreside. Lengderegulering av styrehåndtak og krankarmer. Tilpasningsmulighetene er mange!

## NYHET!

Kan nå leveres med demping både foran og bak, noe som gjør sykkelturen til en ny opplevelse!



## Tekniske data:

Vekt sykkel:	26,7 kg
	17,9 kg (uten motor)
Brukervekt:	120 kg når sykkelen har maks lengde
Ramme	Aluminium
Bremser	3 stk mekaniske skivebremser
Maksbredde	86 cm
Setehøyde	44 - 47 cm
Total lengde	171 - 221 cm
Skrittlengde	55 - 105 cm
Hjul foran/bak	20"
Høyde ledsager	1,15m – 2m
Antall gir	9 gir

# KETTWIESEL Hånddrift

med Heinzmann hjelpemotor

## Anbefalt for:

Tur og moro	   
Trening	     
Pendling	
Familie	   

## Egenskaper:

- Høyt nivå på sikkerhet takket være lavt tyngdepunkt
- Svært god å manøvrere
- Godt veifeste med differensial
- Enkel overflytting mellom sykkel og rullestol



## NYHET!

Kan nå leveres med demping både foran og bak, noe som gjør sykkelturen til en ny opplevelse!

Her er syklene for de som skal ha hånddrift. Det er lett å forflytte seg fra rullestol og over til sykkel, da frontbommen kan legges framover. Den har samme funksjonalitet, tilpasningsmuligheter og kvalitet som andre HASE sykler. Alle lengdejusteringer er teleskopisk. Det er lengderegulering av krankarmer. Tilpasningsmulighetene er mange!



## Tekniske data:

Vekt sykkel:	31,8 kg
Brukervekt:	23 kg (uten motor) 120 kg når sykkelen har maks lengde
Ramme	Aluminium
Bremser	2 stk hydrauliske skivebremser, samt en mekanisk skivebremse på forhjul
Maksbredde	86 cm
Setehøyde	43 - 46 cm
Total lengde	171 - 221 cm
Hjul foran/bak	20" foran og bak Ungdom: 16" foran
Høyde ledsager	1,15m – 2m
Antall gir	9 gir

# PINO Tandemsykkel

med Heinzmann hjelpemotor

## Anbefalt for:

Tur og moro



Trening



Pendling



Familie



## Egenskaper:

- Høyt nivå i sikkerhet takket være lavt tyngdepunkt
- Svært manøvrerbar
- Godt veigrep med differensial
- Enkel overflytting mellom sykkel og rullestol



*Pino er en tandemsykkel hvor den som sitter bak, styrer. Den som sitter foran kan enten trække med hendene, bena eller bare sitte å nyte turen.*

**PINO er ypperlig for de som ikke kan sitte på et vanlig sykkelsete eller holde i et vanlig sykkelstyre, eksempelvis ved oppbremsing.**

Alle Hase-produkter har flere tilpasningsmuligheter, og er dermed svært fleksible. Eksempler på tilpasninger er justerbart sete og ryggvinkler, lengde fram til pedalene, barnekranker, seteskill/ Hamax sykkelsete, forskjellige gir system, offroad dekk etc.

Pino kan enkelt deles i to, legges i en koffert og tas med på ferie.



## Tekniske data:

Vekt sykkel:	33,8
	24 kg (uten motor)
Brukervekt:	225 kg
Høyde ledsager	1,5m – 2m
Ramme	Aluminium
Bremser	2 stk hydrauliske skivebremser
Maksbredde	64 cm
Setehøyde	64 cm
Total lengde	210 - 237 cm
Skritt lengde	35 - 105 cm
Skritt lengde bak	72 – 105 cm
Hjul foran	20"
Hjul bak	26"
Antall gir	27 gir

## PINO Tandemsykkel Hånddrift

fås som tilbehør til vanlig PINO



Bildet til høyre er tatt høsten 2012, hvor en som sitter i rullestol for første gang syklet Birkebeinerrittet! Dette sier mye om sykkelens funksjonalitet, tilpasningsmuligheter og kvalitet.

Vi anbefaler at alle bestiller PINO med hjelpemotor.



## “Heng-etter-sykkel”

God å ha når den som sykler blir sliten...

Kettwiesel kan med enkle grep gjøres om til en ”Heng-etter-sykkel”. Man kan her kombinere på ulike måter, eksempelvis å henge på en Kettwiesel med hånddrift.



Unike tilpasningsmuligheter!

# TRETS TRIKE

## Anbefalt for:

Tur og moro



Trening



Pendling



Familie



## Egenskaper:

- Kan brukes som barnehenger, trehjulssykkel og bagasjehenger.
- Høyt nivå i sikkerhet



Trets leveres som vogn/ løpevogn, og kan med letthet gjøres om til trehjulssykkel.



## Tekniske data:

Vekt sykkel:	18 kg med lukket gir
Brukervekt:	65 kg (40 kg som heng-etter)
Ramme	Aluminium
Bremser	Mekanisk skivebremser
Maksbredde	75 cm
Setehøyde	37 cm
Total lengde	142 – 176 cm
Hjul foran/bak	16" foran og 20" bak
Antall gir	Åpent 7-gir

# Regntrekk

Alle modeller fra HASE med fotdrift kan leveres med praktisk og slitesterkt regntrekk.

Regntrekket er enkelt å ta til siden for å komme inn i sykkelen. Det er også lett å ta av for så å legge det sammen i veska bak på sykkelen.



TRETS med regntrekk



PINO med regntrekk



# BERKELBIKE

NYHET!

Berkel Bike er en trehjulssykkel med fremdrift som kommer fra både arm og ben. Når man trår rundt med håndpedalene vil bena automatisk gjøre den samme bevegelsen. Man kan velge om man skal sykle med både hendene og bena samtidig eller bare bena. Ved å ha mulighet til å benytte kreftene i både arm og ben for å sykle vil man kunne utnytte kraften maksimalt.

Berkel Bike har gode justeringsmuligheter slik at den enkelt kan tilpasses fra små barn til voksne brukere. Den leveres med lukket girsystem og hjelpemotor.







**Rohloff 14-girs lukket gir**

Sykkel	Art.nr	HMS-nr
Kettwiesel	25106	210729
Kettw.hånd	25108	210730
Lepus	24009	210626



**Nuvinci automatgir.**  
*Trinnløst planetarisk*

Sykkel	Art.nr	HMS-nr
Kettwiesel	25070	210715
Kettw.hånd	25101	210727
Lepus	25093	210724



**Nexus 8-girs lukket gir**  
*Nesten vedlikeholdsfritt*

Sykkel	Art.nr	HMS-nr
Kettwiesel	23163	



**Hoftebelte**

Art.nr	HMS-nr
101	210548



**Neoprenvest**

Størrelse	Art.nr	HMS-nr
Liten	110	210549
Medium	111	210550
Stor	112	210551



**Neopren belte**

Størrelse	Art.nr	HMS-nr
10x120cm	7166	210600
10x150cm	7167	210601

**NYHET!**

Full demping  
på Kettwiesel



*Full demping består av en forgaffel (bilde over)  
og rammedemping bak (se bilde under)*



**Rammedemping foran og bak**  
*for alle Kettwiesel sykler*

Sykkel	Art.nr	HMS-nr
Rammedemping	25091	210723
Forgaffel	24098	210652



### Bag til Kettwiesel

Vannavstøtende og slitesterk spesialekk. Rommer 42 liter.

Farge	Art.nr	HMS-nr
Sort	23858	195122



### Skjermveske til Kettwiesel

Utmerket for oppbevaring av pengebok, mobil etc

Farge	Art.nr	HMS-nr
Sort	24251	195123



### Rullebag

Kan tas av. Stabil og enkel å ha med seg. Rommer 100 liter.

Størrelse	Art.nr	HMS-nr
100 liter	24919	210701
Ramme for trillebag	25052	210709



### Hodestøtte / Nakkestøtte

Passer til alle

Art.nr	HMS-nr
22769	193685



### Pedal med tåhette og strikk

Størrelse,H/V	Art.nr	HMS-nr
Høyre	22445	193750
Venstre	22442	193751
For barn, Høyre	23369	193752
For barn, Venstre	23370	193753



### Pedaler med leggstøtte

Størrelse,H/V	Art.nr	HMS-nr
Høyre	22488	193754
Venstre	22489	193755
For barn, Høyre	23366	193756
For barn, Venstre	23365	193757



### Fothviler til sykler med hånddrift Kettwiesel og Pino

Type sykkel	Art.nr	HMS-nr
Hånddrift	21853	210604



### Armhviler til Kettwiesel

Art.nr	HMS-nr
22773	197122



**Enhåndsfunksjon bremses**  
*Hvis du er svak i den ene  
 handen kan alt flyttes over til  
 den andre siden*

H/V	Art.nr	HMS-nr
Høyre	22278	193659
Venstre	22277	193660



**Krykkehoder til Kettwiesel**

Sykkel	Art.nr	HMS
Kettwiesel	22298	193729



**Pendelpedal**  
*For de med begrenset mobilitet i  
 en fot, f.eks stivhet.*

H/V	Art.nr	HMS-nr
Høyre	22451	193759
Venstre	22450	193760



**Krankforkorter**  
*For de som har ulik lengde  
 påføttene.*

Art.nr	HMS-nr
22348	193723



**Skulderstyring**

Art.nr	HMS-nr
22480	193784



**Forlengerstyrehandtak**

Sykkel	Art.nr	HMS
Kettwiesel	1580	210599



**Heng-etterkobling**

Sykkel	Art.nr	HMS
Pino	22251	210605
Kettwiesel	22841	193711




**Dobbelgrep for ekstra  
 håndposisjon til Pino**

Sykkel	Art.nr	HMS-nr
Pino	22448	210609



**Barnekrank**

Sykkel	Art.nr	HMS-nr
Pino	24691	210703



**Synkrontråkk.**  
*Enkelkobling som gjør at  
 pedaler foran og bak  
 synkroniseres.*

Sykkel	Art.nr	HMS
Pino	23594	201788

Har du spesielle ønsker?

PRØV OSS

[www.quality-care.no](http://www.quality-care.no)

*Quality Care AS*

For utfyllende informasjon, ta kontakt med oss på telefon:

970 970 71

---

Besøks/fakturaadresse:

Vegamot 18  
7048 Trondheim

Kontonummer: 6401 06 39911

Org.nr.: 988 034 169 MVA