



# JAY BALANCE AIR D



# JAY BALANCE AIR D

## Produktegenskaper:

- Basen består av et fast skum nederst som sørger for god posisjonering og stabilitet.
- Tykt mykt skumlag dekker den ergonomisk utformede basen for å gi en mer komfortabel flate mot kroppen
- Sittebrønnen er lukket i bakkant for å sikre at luftpaden holder seg på plass
- Luftinnlegget gir optimal trykkfordeling og er lett i vekt. Krever tilpassing av luftmengde ved levering, samt hyppige kontroller for å sikre korrekt luftmengde for optimal trykkfordeling
- Air S leveres med luftpad med 1 kammer, Air D med 2 kammer
- Mikroklimatisk trekk avleder varme og fukt effektivt. Innertrekket beskytter basen mot smuss. Inkontinenstrekk og stretchtrekk tilgjengelig som tilbehør
- Stabil pute med flat myk front bidrar til trygg og god forflytning
- Posisjoneringskomponenter kan monteres i egnede innertrekk (tilbehør) og oppmuntrer en symmetrisk sittestilling

cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
34	■										
36	■	■									
38	■	■	■								
40	■	■	■	■							
42	■	■	■	■	■						
44	■	■	■	■	■	■					
46	■	■	■	■	■	■	■				
48	■	■	■	■	■	■	■	■			
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
56	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PLA	A		B				C				

Høy grad av trykkfordeling,  
posisjonering og komfort  
Risikogruppe: Høy

## Klinisk bruk:

- Brukere med behov for posisjonering, stabilitet og optimal trykkfordeling
- Brukere med behov for tilpassing av bekkenskjevhet (Air D)
- Brukere med behov for en pute som gir stabilitet ved forflytning, enten selvstendig eller med hjelp
- Maksimal stabilitet og posisjonering takket være utformingen av sittebrønnen, basert på antropometriske målinger
- Høy risiko for trykksår, moderat til høy risiko for shear



Basen er bygget opp av ulike lag og har skråskårne kanter slik at sitteputen ligger like stabilt i et hengekøyesete som på et plansete

Høyde (i cm)		
Foran	Bak	Målt på:
9	10	laveste punkt
10	10	høyeste punkt

Putens vekt 40x46cm	1,9 kg luftinnlegg
Maks. brukervekt	150 kg (bredde 34-50cm) 225 kg (bredde 56-60cm)
Garanti	2 år

