

Rullator GEMINO 30 Parkinson



Rullator spesielt utviklet for personer med Parkinsons sykdom

Enkelte grupper har spesielle behov for å kunne ferdes trygt. Personer med Parkinsons sykdom er en slik gruppe. Derfor har Sunrise Medical utviklet en rullator spesielt tilpasset denne gruppens behov.

Rullatoren passer selvfølgelig like godt for andre personer som kan nyttiggjøre seg funksjonene som er bakt inn i Gemini 30 Parkinson.

GEMINO 30 Parkinson



Tilpassede funksjoner

Gemino 30 Parkinson er utstyrt med slepebrems. Slepebremsen gir ekstra motstand og en jevnere gange. Slepebremsen kan reguleres til ønsket motstand og sliter ikke på dekket.

Gemino 30 Parkinson har en omvendt bremsefunksjon. Dette betyr at rullatoren stopper umiddelbart dersom bremsen slippes. Dette gir ekstra trygghet ved for eksempel fryse episoder.

Et laserlys kan aktiveres for å komme i gang igjen med gange etter en slik fryse episode.

Trygghet, støtte og stabilitet

Det unike designet gir en meget stabil ramme – du ferdes trygt i alle miljøer.

Når du trenger en hvil har Gemino 30 Parkinson et godt sete.

Setet og kurven på Gemino 30 Parkinson er laget i et gjennomsiktig materiale slik at du har full kontroll på underlaget foran rullatoren.

Riktig og komfortabel gåstilling

Med et enkelt håndgrep reguleres Gemino 30 Parkinson til riktig høyde. Håndtakene er utstyrt med memory funksjon som sikrer riktig høyde hver gang. Ergonomiske håndtak gir god støtte og stabilitet.

SPESIFIKASJONER

	Gemino 30 Parkinson	Gemino 30 M Parkinson
Maks brukervekt	kg 130	130
Anbefalt brukerhøyde	cm 150 - 200	135 - 170
Maks vekt i kurv	kg 5	5
Total lengde	cm 65	65
Total bredde	cm 60	60
Total vekt med kurv	kg 7,8	7,7
Bredde mellom midten av håndtakene	cm 47	47
Setehøyde	cm 62	55
Total høyde	cm 78 - 100	69 - 88
Total høyde sammenlagt	cm 80	76
Snu-diameter	cm 84	84

Sikker og smidig i bruk

Integrerte høykvalitetsreflekser gjør Gemino 30 Parkinson svært synlig i trafikken. Unik bremseklossdesign gjør at bremsene låser hjulet svært godt. Vippestussens utforming gjør det meget enkelt å forsure hindringer som fortauskanter og dørterskler. En unik kantavviser gjør det tryggere å passere blant annet dørkarmen og bordben uten fare for å sette seg fast med bakhjulene.

Gemino 30 Parkinson er svært enkel å slå sammen og har en låsemekanisme som låser rullatoren i sammenslått stilling. Dette bidrar til at rullatoren, med sine små ytre mål og lave vekt, er svært enkel å transportere og kompakt å lagre.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no