



Støtte

Immedia SupportBelt


FORFLYTNINGSBELTE MED HÅNDTAK

Immedia SupportBelt brukes for å gi støtte og hjelp ved aktivering og forflytning. De diagonalt plasserte håndtakene gir pleieren et mer ergonomisk grep ved forflytningen.

SupportBelt er et nyttig hjelpemiddel når man skal støtte en person som skal stå opp eller sitte ned, for å støtte ved gange eller å bistå under forflytning mellom seng, rullestol, stol, osv. SupportBelt har sklissikkert materiale på innsiden og justerbar beltespenne



Immedia SupportBelt har diagonalt plasserte håndtak gir pleieren et mer ergonomisk grep ved forflytningen



BRUKSOMRÅDE

- Støtte stå opp / sitte ned
- Støtte gangtrening
- Støtte forflytning mellom seng, rullestol, stol, osv.
- Forflytning fra rullestol til toalett

BESKRIVELSE

IMMEDIA SupportBelt

- ~ XXS, 4 håndtak, størrelse 45 x 90 cm
- ~ XS, 4 håndtak, størrelse 65-105 cm
- ~ S, 4 håndtak, størrelse 65-105 cm
- ~ M, 6 håndtak, størrelse 90-130 cm
- ~ L, 8 håndtak, størrelse 125-150 cm
- ~ XL, 10 håndtak, størrelse 145-170 cm

B X L

CM

- 9 x 90
- 9 x 105
- 13 x 105
- 13 x 130
- 13 x 150
- 15 x 170

HMS NR.

- 164181
- 164182
- 164183
- 164184

ART. NR.

- IM8009009
- IM8010509
- IM8010513
- IM8013013
- IM8015013
- IM8017015

SPESIFIKASJONER

UTSIDE: Nylon
 INNSIDE: Nylon med PU-belegg
 POLSTRING: Polyetylen
 HÅNDTAK: Polyesterstropp med polypropylen
 BELTESPENNE: Acetal, nylon

FARGEKODER



VASKEANVISNING

Kan desinfiseres med LT-CIN isopropylalkohol 72%.

Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.

