

# Immedia GlideCushion

## Polstret glidematte

Immedia GlideCushion brukes til vending i seng, flytte høyere opp i seng og forflytning fra seng til rullestol. GlideCushion egner seg for brukere som kan utføre forflytning selvstendig eller med noe hjelp.


GlideCushion fås i to varianter; Immedia GlideCushion nylon topp og Immedia GlideCushion bomull/polyester topp, som kan kombineres med et nylon- eller engangstrekk.

## Tilbehør



### Nylontrekk

Immedia GlideCushion kan kombineres med et vanntett nylontrekk.



### Bruksområder for GlideCushion og Turning Mattress

- Minimerer friksjon under trykkpunktene
- Flytte høyere opp i seng (GlideCushion)
- Vende i seng, enten selvstendig eller med hjelp.

# Immedia TurningMattress

## Polstret glidematte

Immedia TurningMattress brukes ved vending i seng. Den plasseres i sengen og brukeren forblir liggende på produktet. Den innvendige ultra lave friksjonen hjelper en bruker med redusert mobilitet til å snu seg i sengen ved egen hjelp. Om nødvendig kan en eller to pleiere hjelpe brukeren å snu seg.



Beskrivelse	B x L	HMS nr.	Art. nr.	Spesifikasjoner
<b>Immedia GlideCushion</b>	<b>(cm)</b>			<b>Immedia GlideCushion og Immedia TurningMattress</b>
Nylon XS	60x25		IM60/25N	<b>Overside:</b> 65 % polyester/35 % bomull
Polyester/bomull S	60x50	255736	IM60/50	<b>Innside:</b> Nylon
Polyester/bomull M	60x90	232790	IM60/90	<b>Polstring:</b> Polyester
Polyester/bomull L	69x70		IM69/70	
Polyester/bomull XL	90x90	233449	IM90/90	
<b>Immedia TurningMattress</b>	<b>(cm)</b>			<b>Immedia GlideCushion m/nylon overside</b>
Polyester/bomull L	92x195	192044	IM92/195	<b>Polstring:</b> Polyester
Polyester/bomull XL	120x195		IM120/195	<b>Overside:</b> Nylon
				<b>Nylontrekk:</b> Nylon
<b>Immedia GlideCushion Sett</b>				<b>Maks brukervekt:</b> 200kg
GlideCushion S Sett	Inkl. IM60/50 + IM6000N		IM4303	<b>*Bredde =</b> åpen side
<b>Tilbehør</b>	<b>(cm)</b>			
GlideCushion trekk S	60x60	164176	IM6000N	
GlideCushion trekk M	60x100		IM6010N	