

# Cirrus G5

KOMFORT OG  
SITTESTABILITET  
I SÆRKLASSE



NÅR BRUKEREN  
SITTER GODT ØKER  
DEN GENERELLE  
TRIVSELEN OG  
AKTIVITETEN



## BREEZY CIRRUS G5

### KOMFORT, STABILITET OG UENDELIGE TILPASSINGSMULIGHETER

Mange personer tilbringer mye tid i rullestolen hver eneste dag. Derfor er komfort viktig. Seteenheten har gode innstillingsmuligheter og et behagelig og mykt stoff. Armlenene følger ryggen når denne legges tilbake og gir optimal støtte til enhver tid.

Cirrus G5 har mange tilpasningsmuligheter og sikrer dermed en god og stabil sittestilling. Bruk av tilt og ryggvinkelregulering sikrer enkel og komfortabel stillingsendring i løpet av dagen. Flere tilpasninger foregår uten bruk av verktøy og kan selvfølgelig utføres mens personen sitter i rullestolen.

### RIKT UTSTYRT I STANDARD VERSJON

Sleidesete og godt balansert tilt samt utsvingbare og avtagbare benstøtter er blant de mange detaljene som skaper en lettere og mer komfortabel hverdag for omsorgspersoner.

Cirrus G5 har en kvalitet som møter brukerens behov for komfort og stabilitet, terapeutens behov for å kunne tilpasse rullestolen til den enkelte og hjelpemiddelsentralenes behov for et produkt med god kvalitet og fleksibilitet for enkel gjenbruk.



### INSTRUKSJONSFILMER

Se korte, informative filmer for riktig bruk og tilpasning av Cirrus G5 på YouTube. Søk opp Breezy - Geriatric wheelchairs på YouTube eller følg QR koden.

### ET STORT TILBEHØRSPROGRAM

Med et rikt utvalg av tilbehør fra Sunrise Medicals sortiment, møter Cirrus G5 alle behovene som brukere av komfortrullestoler har.

Be om brosjyren Tilbehør Cirrus G5, eller finn den på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



### SPESIFIKASJONER CIRRUS G5

Setebredder	39, 42, 45, 48, 51, 54 cm
Setedybde	39-55 cm
Setehøyde (uten pute)	38-55 cm
Rygg høyde (målt fra seteplate)	65 cm (55 cm tilbehør)
Ryggvinkel	0-35°
Tilt	0-33°
Maks brukervekt	135 kg



### HODESTØTTE

Behagelig hodestøtte med innvendige stropper for regulering av kurvatur gir ekstra god støtte både sideveis og i dybden.

### RYGG

Vinkelstillbar rygg med innebygde sidestøtter og mykt polstret overdrag. Stropper for regulering av kurvatur sikrer den beste individuelle tilpasningen. Omdreiningspunktet for ryggen bidrar til behagelig ryggvinkelregulering uten "skyv-effekt".

### ARMLENER

Armlener som følger ryggvinkelen støtter armene komfortabelt i alle posisjoner. Armlene kan vippes opp og kan eventuelt fjernes ved forflytning eller transport.

### KJØREBØYLE

Vinkelstillbar ergonomisk, høyderegulerbar kjørebøyle (tilbehør), bidrar til riktig arbeidsstilling og mindre belastning for ledsager.

### BENSTØTTER

Vinkelregulerbare benstøtter som følger kneets naturlige omdreiningspunkt er standard på Cirrus G5.

### TILT

Tiltfunksjon med dobbel lenk i konstruksjonen gir trygg og behagelig tilting av rullestolen helt ned til 33°. Kombinert med ryggvinkel på opptil 35° gir dette mulighet for gode og varierte sitte- og hvilestillinger.



Med et enkelt håndgrep kan setet trekkes fram eller skyves tilbake for enklere og tryggere forflytning inn og ut av rullestolen. Ved å skyve setet tilbake kommer personen godt inn i rullestolen uten behov for ekstra løft.



Cirrus G5 kan settes opp med elektrisk betjening av tilt- og ryggvinkelregulering, for enda enklere stillingsendringer.



Håndgrep og spaker har kontrastfarger og er enkle og ofte selvforklarende i bruk. Dette gjør det enkelt å se hva som kan reguleres og hvordan dette utføres.



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.

### SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON



#### Østfold, Buskerud

Stine Bukholm Tel. 93470066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

#### Oslo, Akershus

Paul Ullerlien Tel. 90958355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg Tel. 99095204  
per.molteberg@sunrisemedical.no

#### Hedmark, Oppland

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

#### Vestfold, Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

#### Aust-Agder, Vest-Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003  
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

#### Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

#### Hordaland

Frode Gudvangen Tel. 48209891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

#### Sogn og Fjordane

Jostein Slettehaug Tel. 99229766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

#### Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

#### Sør-Trøndelag

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

#### Nord-Trøndelag

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

#### Nordland

Uno Gjerstad Tel. 91880332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

#### Troms, Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

All informasjon kan endres uten varsel.  
Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3, 1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)