

# CuroCell S.A.M.® Switch

Fleksibel overmadrass med meget god komfort



CuroCell S.A.M.® Switch med överdrag Steel

# CuroCell S.A.M.® Switch

CuroCell S.A.M.® Switch brukes forebyggende og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår til og med kategori 2<sup>(1)</sup>, samt ved smerteterapi. Det er en statisk luftmadrass med meget gode egenskaper for komfort og trykkutjevning<sup>(2)</sup>.

En overmadrass som er produsert i et meget elastisk og slitesterkt materiale. Den medfølgende supportpumpen er enkel i bruk og veldig stillegående. CuroCell S.A.M.® Switch har den ekstra fordel at pumpen også kan brukes som en ren supportpumpe, noe som gjør at madrasssystemet er både stille og vibrasjonsfritt.

Den leveres med et elastisk og smidig hygienetrek som slipper gjennom damp<sup>(3)</sup>, noe som reduserer risikoen for hudmaserasjon. Et slitesterkt trekk som er enkelt å rengjøre og som har meget grundig dokumentert hygienisk standard<sup>(4)</sup>. Med det ekstra myke indre trekket (tilbehør) reduseres det allerede lave trykket<sup>(5)</sup>, og komforten øker ytterligere.

CuroCell S.A.M.® Switch CF16, utstyrt med integrert skumkjerne for plassering rett på sengebunn, samt indre trekk Soft, kan også velges.



CuroCell S.A.M.® Switch produseres av moderne, resirkulerbare materialer og oppfyller pleiens krav til hygiene, kvalitet og sikkerhet.

## TILVALG

- Ekstra mykt indre trekk
- Hygienetrek med sveisede sømmer
- Kraftig transportveske
- Transportfunksjon
- Veske til pumpe

## REFERANSER

- (1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
- (2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.
- (3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
- (4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.
- (5) Tryckmätningar Xsensor 2008.



Les bruksanvisningen for produktet brukes.

Care of Sweden og CuroCell S.A.M. er varemerker som tilhører Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2020. Ettertrykk er forbudt. Sist oppdatert: 2020-03-11.

FUNKSJONER OG EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Enkel å håndtere og vedlikeholde</li><li>• Elastiske festebånd</li><li>• Kan brukes som supportpumpe, noe som gjør at madrasssystemet er både stille og vibrasjonsfritt</li><li>• Mykt, elastisk hygienetrek som slipper gjennom damp<sup>(3)</sup></li><li>• Meget gode rengjøringsegenskaper</li><li>• Stillegående og energivennlig pumpe</li><li>• Unik merking</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Type:</b> Statisk luftmadrass</li><li>• <b>Høyde:</b> 10 cm</li><li>• <b>Funksjon:</b> Forebyggende og ved behandling til og med kategori 2<sup>(1)</sup></li><li>• <b>Anbefalt brukervekt:</b> 0–200 kg</li><li>• <b>Strømforsyning:</b> 230 V / 50 Hz</li><li>• <b>Garanti:</b> 2 år</li><li>• <b>Rengjøring av trekk:</b> Tørkes av med rengjørings-og/eller desinfeksjonsmiddel.</li><li>• <b>Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel.</b></li></ul>
<b>STØRRELSER</b>	 <p>Skann QR-koden for å se presentasjonsfilm.</p>
80/85/90/105/120x200/210 cm. Kontakt Care of Sweden ved behov for andre størrelser.	 <b>MADRASSVELGEREN</b> Retningslinjer ved valg av produkt Les om hvordan du velger riktig madrass på: <a href="http://www.careofsweden.se/madrassvaljaren">www.careofsweden.se/madrassvaljaren</a>