

CuroCell Cirrus[®] 2.0



For smerteterapi og trykkavlastning

CuroCell Cirrus® 2.0

CuroCell Cirrus® 2.0 brukes forebyggende og ved behandling av trykksår til og med kategori 4 (0–180 kg) og kategori 2 (181–230 kg)⁽¹⁾ samt ved smerteterapi. Den brukes i alle typer pleiemiljøer og plasseres rett på sengebunnen.

CuroCell Cirrus® 2.0 kombinerer luft med mykt skum og gir høy brukerkomfort og trykkavlastning⁽²⁾. Gjennom sin bølgeliggende luftveksling er den spesielt velegnet ved smerteterapi. Den integrerte hælfunksjonen lindrer trykket på de følsomme hælene.

Den stillegående CuroCell Cirrus®-pumpen er enkel i bruk, har

fire ulike innstillinger; vekslende, statisk, vekslende + sittestilling, statisk + sittestilling, og gjør denne madrassen meget funksjonell for alle pasientgrupper. I tillegg bidrar det doble trekket til å redusere gnisninger ved bevegelser i sengen.

CuroCell Cirrus® 2.0 leveres med avtakbart hygienetrekk med godt dokumentert hygienestandard⁽³⁾. Det myke og elastiske trekket slipper gjennom damp⁽⁴⁾, noe som reduserer risikoen for hudmaserasjon.

Den produseres av moderne, resirkulerbare materialer og oppfyller pleiens krav til hygiene, kvalitet og sikkerhet.



Fakta

Type: Vekseltrykkmadrass

Høyde: 21 cm

Funksjon: Forebyggende og ved behandling til og med kategori 4⁽¹⁾

Anbefalt brukervekt: 0–180 kg (kat. 4) og 180–230 kg (kat. 2)

Brann: EN 597-1, -2

Strømforsyning: 230 V / 50 Hz

Lydnivå, pumpe: 27 dBA

Garanti: 2 år

Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel. Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel.



Funksjoner og egenskaper

- Digital og brukervennlig pumpe
- Enkel håndtering og rengjøring
- Funksjon for hurtigtømming av madrass
- Hælfunksjon
- Lyd- og lysvarsling ved for lavt trykk
- Lyd- og lysvarsling ved strøbrudd
- Mykt, elastisk hygienetrekk som slipper gjennom damp⁽⁴⁾
- Statisk funksjon med automatisk retur
- Transportfunksjon
- Stillegående og energivennlig pumpe
- Vekseltrykk med en myk skumflate
- Trekk med sveisede sømmer

Størrelser

80/85/90/105/120x200 cm og 80/85/90x210 cm.

Kontakt Care of Sweden ved behov for andre størrelser.

Tilvalg

- Kraftig transportveske
- Lavfrikjonstrekk

Referanser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetrering - Våt".

(4) SS-EN ISO 15496.



Les bruksanvisningen for produktet brukes.

Care of Sweden og CuroCell Cirrus er varemerker som tilhører Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2016. Ettertrykk er forbudt. Sist oppdatert: 2016-05-10.



Skan QR-koden for å se presentasjonsfilm.



Skan QR-koden for å se instruksjonsfilm.



Madrassvelgeren

– Retningslinjer ved valg av produkt
Les om hvordan du velger riktig madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren

puls
et selskap i handicare

Puls as - Postboks 77 Leirdal, 1008 Oslo - Tlf. 23 32 30 00
www.puls-norge.no - kundeservice@puls-norge.no