

- Elektronisk hev/senk-funksjon
- Maks. brukervekt: 120 kg

September 2021



MTR TRANSPORTER

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne




MTR Transporter

MTR er en mobil hvile- og avlastningsvogn utviklet for barn, ungdom og voksne med alvorlige funksjonshemninger som har bruk for varierte stillingskift

Uansett funksjonsnedsettelse, og uansett hvor få resurser den enkelte har, har alle mennesker en glede av å være en del av et fellesskap. Mennesker som er lite mobile og har behov for å ligge mange timer i løpet av dagen, opplever ofte å bli avskåret fra et sosialt samspill med omgivelsene. Dette kommer som en følge av at sengen, eller andre stasjonære steder, foretrekkes når liggende posisjonering blir foretatt.



Man vil da kunne se at denne posisjoneringen støtter brukeren fysisk, men ikke psykisk.



Standard utstyr

- Elektronisk hev/senk-funksjon
- Uavhengig elektrisk regulering av rygg- og bendel
- Funksjonell og enkel håndkontroll
- Trinnvis justerbar kjørebøyle
- Parkeringsbrems på kjørebøylen
- Store og kompakte hjul
- 3-delt modulmadrass med pustende trekk



Kompakte hjul
m/trommelbrems



Vinkeljusterbar kjørebøyle



Klips for å feste modulputene

Teknisk data MTR Transporter

Artikkelnr.	HMS nr.	Maks. lengde	Bredde	Høyde liggeflate u/madrass	Hjulstørrelse foran (diameter)
161000HM	232155	210 cm	72 cm	45-68 cm	8"
Hjulstørrelse bak (diameter)	Maksimal brukervekt	Lengde liggeflate	Egenvekt (uten puter/madrass)	Ryggvinkel	Minste sammenslåtte mål (LxBxH)
12"	120 kg	145-182 cm	65 kg	0-60°	154x75x50

Posisjonering i MTR

MTR Transporter leveres som standard med våre modulputer for rygg, sete og ben. Disse kan festes sammen med spenner slik at de holder seg på plass. Modulputene er utviklet slik at de omslutter brukeren uten å tvinge de inn i en forhåndsbestemt posisjon. Putene er formbare for å kunne tilpasses rundt brukeren, og leveres med et pustende trekk.

Rygg- og seteputene er tilgjengelige i 3 forskjellige størrelser, slik at MTR Transporter dekker en bredest mulig brukergruppe.

Det er også mulig å få en **flat, trykkavlastende madrass** til MTR Transporteren. Denne er tilgjengelig i 3 forskjellige størrelser og med det samme pustende trekket som modulputene.





Ved bruk av denne flate madrassen (se bilde til høyre) kan man lettere benytte våre Lasal puter til posisjoneringen, og oppnå best mulig posisjonering av bruker.

Lasalputene er en serie trykkavlastende puter i forskjellige former og størrelser som kan brukes til å posisjonere brukere i forskjellige posisjoner. Vi har et stort utvalg tilgjengelig, for å kunne dekke flest mulig posisjoner og brukere.

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse	Farge
10300	149493	Vakucare madrass		
31300	161195	Elektrisk pumpe for Vakucare		
20300	190434	Trekk til Vakucare madrass		
164121	232156	MTR ryggpute	Liten	
164122	232157	Trekk til MTR ryggpute	Liten	Sort
164129	232158	Trekk til MTR ryggpute	Liten	Grå
164229	232159	Trekk til MTR ryggpute	Medium	Grå
164321	232160	MTR ryggpute	Stor	
164322	232161	Trekk til MTR ryggpute	Stor	Sort
164329	232162	Trekk til MTR ryggpute	Stor	Grå
164151	232171	MTR madrass størrelse S	140x65x7 cm	
164251	232173	MTR madrass størrelse M	157,5x65x7 cm	
164351	232175	MTR madrass størrelse L	183x65x7 cm	
164152	232172	Svart trekk til MTR Madrass str. S		Sort
164252	232174	Svart trekk til MTR Madrass str. M		Sort
164352	232176	Svart trekk til MTR Madrass str. L		Sort

Lasal posisjoneringsputer

Våre posisjoneringsputer passer perfekt for ytterligere posisjonering i MTR Transporter, og er tilgjengelig i et stort utvalg av former og størrelser. Se artikkelnummer i egen Lasalbrosjyre.



Lasal bananputer



Lasal T-puter



Lasal firkantputer



Lasal trekantputer



Lasal halvmåneputer



Lasal nakkeputer - u-formede

Se også vår andre transportmodell, MT5

En kortere og mer kompakt transporter for mindre brukere



MT5 Transporter



MT5 med trekk

