

myGaze®

Øyestyringsenheter
for PC

Power N



Assistive system N



www.ergocontech.no

myGaze®

Power N



Art.nr: 8443N HMS-Artnr 234039

myGaze Power N består av øyestyringsenhet, programvaren EyeMouse Power og bryterboks som muliggjør tilkobling av bryter med 3.5 mm jack-plug.



Øyestyringsenheten, og programvaren er laget for å kontrollere og betjene funksjoner i Windows. Windows-kontroll med funksjoner som dobbeltklikk, venstreklikk, høyreklikk, dra og slipp, scrolling, forstørrelsesglass og skjermtastatur.

Øyestyringsenhet kan monteres på pc-skjerm, bærbar PC eller tablet-PC, med skjermstørrelse 10" til 27", og tilkobles med USB3 kabel. Enheten festes på skjerm, eller bærbar PC med medfølgende festebraketter. Festebrakettene er magnetiske, og det er enkelt å flytte øyestyringsenheten til andre PC-er, eller skjermer.

EyeMouse Power er programvaren for musestyring, som også inneholder driver for øyestyringsenheten. myGaze Power N er også kompatibel med programvaren EyeMouse Play som kan lastes ned fra våre hjemmesider.

Pakken inneholder nødvendig utstyr for å montere øyestyringsenheten.



myGaze Power N leveres med:

- A Øyestyringsenhet
- B USB 3.0 ledning
- C Vinkelbeslag
- D Metallstriper
- E Mikrofiber klut
- F Bryterboks

Mål øyestyringsenhet: 29.9cm × 1.8cm × 1.3cm

HMS-Artnr 234039 Øyestyringssystem myGaze Power N f/std datautstyr

myGaze®

Assistive system N



Art.nr:7061N HMS-Artnr 234038

myGaze Assistive system N består av øyestyrrings-enhet, programvaren EyeMouse Play, og en bryterboks som muliggjør tilkobling av bryter med 3.5 mm jack-plug. Systemet er godt egnet for tidlig læring og trening i øyestyrring.

Systemet har mulighet for enkel windows-kontroll med funksjoner som museulator, dobbeltklikk, venstreklikk og klikk og holdfunksjon. Øyestyrringsenhet kan monteres på pc-skjerm, bærbar PC, eller tablet-PC, fra 10" til 24", og tilkobles med USB kabel. Enheten festes på skjerm, eller laptop med medfølgende festebraketter. Festebrakettene er magnetiske, og det er enkelt å flytte øyestyrringsenheten til andre PC-er, eller skjermer.



EyeMouse Play er programvaren for musestyring som også inneholder driver for øyestyrringsenheten. Øyestyrringsenheten leveres med nødvendig utstyr for montering.



myGaze Assistive system N leveres med:

- A Øyestyrringsenhet
- B Beskyttelsesfutteral
- C Metallstriper
- D USB 2.0 skjøteledning
- E Vinkelbeslag for bærbar PC
- F Vinkelbrakett for skjerm
- G Bryterboks

Mål øyestyrringsenhet: 24cm × 2.5cm × 3.3cm

HMS-Artnr 234038 Øyestyrringssystem myGaze Assistive system N f/std datautstyr

Tilbehør

Attention and Looking

Programvare for å kartlegge hvordan blikket brukes, og hvilke muligheter og utviklingspotensiale bruker har. Blikkanalyse tilgjengelig etter hver aktivitet, som gir indikasjon på brukers bildetolkning og øyemotorikk.

Exploring and Playing

Programvare for utforskning og lek med litt mer utfordringer enn Attention and Looking. Blikkanalyse tilgjengelig etter hver aktivitet.

Choosing and Learning

Programvare for valg, utforskning, tidlig kommunikasjon og læring. Steg 3 i serien med flere og mer komplekse aktiviteter. Blikkanalyse tilgjengelig etter hver aktivitet.

I Inclusive Eye Gaze Learning Curve

inngår titlene: *Attention and Looking*, *Exploring and Playing*, *Choosing and Learning*. Learning Curve er utviklet for å gi best mulig læring i bruk av øyestyling. Dette for å på sikt bli god i å bruke øyestyling ved kommunikasjon.

Eye Can Fly

Flyspill og oppdagelse
Spill for å trene øyemotorikk, strategi og nysgjerrighet.

HMS Art.nr.

- 234041 Program Eye Can Fly 5stk brukerlisenser
- 234042 Program Inclusive Eye Gaze Learning Curve 5stk brukerlisenser
- 234043 Program Inclusive Eye Gaze Attention & Looking 5stk brukerlisenser
- 234044 Program Inclusive Eye Gaze Exploring & Playing 5stk brukerlisenser
- 234045 Program Inclusive Gaze Choosing & Learning 5stk brukerlisenser
- 234046 Bryter Smoothie 125 diam 12,5cm grønn 3,5mm
- 234047 Bryter Smoothie 125 diam 12,5cm rød 3,5mm
- 234048 Bryter Smoothie 75 diam 7,5cm grønn 3,5mm
- 234049 Bryter Smoothie 75 diam 7,5cm rød 3,5mm
- 234050 Bryter Smoothie 75 rød m/monteringplate til 1/4" gjenge hun
- 234051 Bryter Smoothie 75 grønn m/monteringplate til 1/4" gjenge hun
- 234052 Bryter Smoothie 75GR rød m/skinne Grip høyre
- 234053 Bryter Smoothie 75GR grønn m/skinne Grip høyre
- 234054 Bryter Smoothie 75GL rød m/skinne Grip venstre
- 234055 Bryter Smoothie 75GL grønn m/skinne Grip venstre

