

LIVE WITHOUT LIMITS

**QUICKIE**[®]
Live without limits.

Quickie M6



**Maks brukervekt:
295 kg!**

Quickie M6 er en kryssrammestol beregnet for store og tunge brukere.



Stolen kan fås i setebredder fra 55 til 75 cm med en maksimum brukervekt på 295 kg. Tyngdepunktet kan innstilles etter brukers behov. M6 er sammenleggbar og hurtigkopleing på drivhjulene gjør det enkelt å legge sammen stolen og transportere den. Stolens egenvekt er på kun 24 kg. Stolen egner seg godt i kombinasjon med Jay J2 plus produktene.

Vårt art.nr:	HMS nr:	Beskrivelse:
4000	122488	Quickie M6 sb 55 cm
4001	139245	Quickie M6 sb 60 cm
4002	144940	Quickie M6 sb 65 cm
4003	127146	Quickie M6 sb 70 cm
4004		Quickie M6 sb 75 cm


LIVE WITHOUT LIMITS



Tekniske spesifikasjoner Quickie M6



Totalvekt fra ca 24 kg.



Setehøyde :	43*, 47*-50 cm	Maks brukervekt:	295 kg
Bredde sammenslått	35 cm	Svinghjul:	5" og 8"
Vekt tyngste del:	15 kg		
Rammelengder:	45-47 og 50-53 cm		

*] 43 cm: kun med nedbyggingssett, 47cm: kun med 5" svinghjul



Rygghøyden er justerbar. Ulike ryggvinkler kan oppnås ved å bytte ryggør.



Stolen er sammenleggbar, noe som gjør den lett å transportere.



Tyngdepunktet kan innstilles individuelt.

Angitte verdier kan variere noe avhengig av produktets størrelse og konfigurasjon.



Sunrise Medical AS,
Dynamitveien 14 b, 1400 Ski
T: 66 96 38 00 F: 66 96 38 80
E: post@sunrisemedical.no

