

Praktisk og trygg reiseseng tilpasset den enkelte

Safety Sleeper er et lukket sengesystem som er trygt både for barn og pårørende. Glidelåsen er spesialutviklet for sengen og kan kun åpnes utenfra, men kan også fås med glidelås på begge sider om ønskelig. Sengen er med på å beskytte brukerne og deres omgivelser. Reisesengen har høye vegger og tak som er med på å skape ro, trygghet og beskyttelse.

Safety Sleeper kan brukes med den medfølgende luftmadrassen, eller den kan monteres på en vanlig seng. På denne måten fungerer den like godt hjemme som på reise.

Reisesengen er robust og tåler utagering i form av for eksempel slag og hopping.

Safety Sleeper tilpasses til den enkelte brukers behov med tanke på polstring, innganger, farge og så videre.

Safety Sleeper leveres standard i en reisekoffert som gjør frakten svært enkel.

Standardutstyr:

- + Laken (grå)
- + Koffert
- + Luftmadrass med elektrisk pumpe (C/LR14-batteri)
- + Åpning på høyre side
- + Festestropper
- + Integriert polstring

Sengen kan tilpasses den enkeltes behov for tilgangspunkter (åpninger for slanger/medisiner/sonde osv), takheis, innganger med mer. Ta kontakt med Bardum for mer informasjon. Se også skjemaene på de neste to sidene.



Safety Sleeper - enkel tilgang for barn og voksne



Blå Safety Sleeper med 2 åpninger



Rosa Safety Sleeper med 3 åpninger



Grå Safety Sleeper med 1 åpning



Festestropper til plassering på seng



Koffert

Safety Sleeper

HMS.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
256146	B10ESXX200GY	Safety Sleeper - 1 åpning, høyre side, grå*
232370	ST090200BU	Safety Sleeper - 1 åpning, høyre side, blå
252465	ST090200PK	Safety Sleeper - 1 åpning, høyre side, rosa
232272	DX090200BU	Safety Sleeper - 2 åpninger, blå
230267	DX090200PK	Safety Sleeper - 2 åpninger, rosa
215674	DX090200SD	Safety Sleeper - 2 åpninger, grå
	B10ESPK400	Safety Sleeper - tilpasset takheis**

* På avtale

** Oppgi ønsket farge på sengen og fyll ut tilpasningsskjemaet. Kontakt Bardum for tilbud.

Tekniske data

Safety Sleeper	Mål Safety Sleeper	Mål koffert
Madrassbredde	90 cm	
Madrasslengde	200 cm	
Liggehøyde	25 cm	
Maks brukervekt	136 kg	
Sengegrindhøyde	75 cm	
Utvednig bredde	94 cm	47 cm
Utvendig lengde	200 cm	30 cm
Totalhøyde	102 cm	75 cm
Vekt uten madrass	14 kg	
Vekt inkl. madrass	16 kg	

Ved ønske om spesialtilpassede mål, ta kontakt for tilbud.

Tilbehør

HMS.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
256148	CVTW200GY	Safety Sleeper vannavstøtende laken, grå til eksisterende seng
256147	CVTW200XX	Safety Sleeper vannavstøtende laken, til ny seng*
243394	AIRMATTRESS000000003	Safety Sleeper madrass (luft) inkl. pumpe
256186	EC090200SD	Safety Sleeper laken, grå
	EC090200BU	Safety Sleeper laken, blå
	EC090200PK	Safety Sleeper laken, rosa
	SSGA	Safety Sleeper åpning av glidelås inn- og utside
		Acces point**

*Oppgi farge

**Fyll ut neste side med alternativer for tilgangspunkt.

Alternativer for tilgangspunkter

Tilgangspunkter er små åpninger som gjør det enklere å bruke medisinsk utstyr (slik som oksygentilførsel eller sondemating) uten å åpne sengen.

Tilgangspunkter kan velges som tilbehør. Velg mellom tre ulike utforminger.

Markér hvor åpningene skal være i bildet nederst til høyre.

Alternativ 1:

- + 2 åpninger
- + Begge åpningene er på 5,1 cm



Alternativ 1

Alternativ 2:

- + 2 åpninger
- + Åpning nr. 1 er på 7 cm
- + Åpning nr. 2 er på 3,2 cm



Alternativ 2

Alternativ 3:

- + 1 åpning
- + En 11,4 cm lang glidelås.



Alternativ 3

Markér på bildet til høyre hvor du ønsker å plassere tilgangspunktene. Pilene viser hvor det er vanligst å ha åpningene. Legg gjerne ved kommentarer.



Tilpasningsskjema

Fyll ut skjemaet under dersom du ønsker tilpasninger utover det som er standard. Notér under dersom du har andre ønsker/behov enn det bildene viser. De ulike alternativene kan kombineres.

Navn:

E-post:

Hvilket alternativ ønsker du?

På bildene til høyre ser du de ulike alternativene. Sett en ring rundt området du ønsker spesialtilpasning på, og/eller legg ved kommentarer nedenfor:

[illegible]

Inngang på siden – venstre side (høyre er standard)

Alternativ 1



Åpning i toppen til takheis

Alternativ 2



Åpning foran

Alternativ 3



Åpning i fotenden

Alternativ 4